



„УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Ормко»

Е.Г. Машарина

16 июля 2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Дуга проволочная ортодонтическая Damon

Ormco Corporation
(Ормко Корпорэйшн),
США

Содержание

Дуга проволочная ортодонтическая Damon CuNiTi (Copper Ni-Ti), со стопорами	3
Дуга проволочная ортодонтическая Damon CuNiTi (Copper Ni-Ti) .013 (0.33 мм) со стопорами – 10 шт./уп.	3
Дуга проволочная ортодонтическая Damon CuNiTi (Copper Ni-Ti) .014x.025 (0.36 мм×0.64 мм) со стопорами – 10 шт./уп.	7
Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SE200	13
Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SE200 .012 (0.30 мм) – 10 шт./уп.	13
Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SE200 .016 (0.41 мм) – 10 шт./уп.	17
Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SE200 .014×.025 (0.36 мм×0.64 мм) – 10 шт./уп.	21
Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SE200 .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм) – 10 шт./уп.	25
Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SL SE200, со стопорным изгибом	29
Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SL SE200 .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), со стопорным изгибом – 10 шт./уп.	29
Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi, с торковым изгибом	32
Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi .016x.025 с торковым изгибом длиной 34 мм – 5 шт./уп.	32
Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi	36
Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi .016x.025 (0.41 мм×0.64 мм) – 5 шт./уп.	36
Дуга проволочная ортодонтическая Damon NiTi, с торковым изгибом	41
Дуга проволочная ортодонтическая Damon NiTi .016x.025 (0.41 мм×0.64 мм) с торковым изгибом длиной 34 мм – 5 шт./уп.	41
Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS, с крючками	45
Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с крючками, 26 мм – 10 шт./уп.	45
Дуга проволочная ортодонтическая Damon SL SS	51
Дуга проволочная ортодонтическая Damon SL SS .016x.025 (0.41 мм×0.64 мм) – 10 шт./уп.	51
Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA, с низким трением	55
Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с низким трением – 10 шт./уп.	55
Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA с низким трением .016 х .025, желтого цвета – 5 шт./уп.	60
Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA с низким трением .016 х .025, пурпурного цвета – 5 шт./уп.	64

Дуга проволочная ортодонтическая Damon CuNiTi (Copper Ni-Ti), со стопорами

Дуга проволочная ортодонтическая Damon CuNiTi (Copper Ni-Ti) .013 (0.33 мм) со стопорами – 10 шт./уп.





SINGLE USE ONLY: Effects of multiple uses have not been clinically tested. No data is available to support the device's performance after multiple uses.



WARNING: This product contains nickel and chromium and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to these metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du nickel et du chrome et ne doit pas être utilisé sur des personnes allergiques à ces métaux.

WARNUNG: Dieses Erzeugnis enthält Nickel und Chrom und sollte für Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen diese Metalle nicht benutzt werden.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene nichel e cromo. Non usarlo su pazienti allergici a questi metalli.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder nikkel og chrom og må ikke bruges til personer, som det vides er allergiske over for disse metaller.

ADVERTENCIA: Este producto contiene níquel y cromo y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica conocida a estos metales.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää nikkeliä ja kromia. Sitä ei pidä käyttää henkilöillä, jotka ovat yliherkkiä näille metalleille.

WAARSCHUWING: dit product bevat nikkel en chroom en mag niet gebruikt worden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische gevoeligheid hebben voor deze metalen.

VARNING: Produkten innehåller nickel och krom och skall ej användas på personer med känd allergi mot dessa metaller.

ATENÇÃO: Este produto contém níquel e cromo e não deverá ser utilizado em indivíduos com conhecida sensibilidade alérgica a estes metais.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder nikkel og krom, og skal ikke brukes på personer som er allergiske mot disse metallene.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρόν προϊόν περιέχει νικέλιο και χρώμιο και δε να πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με αλλεργία στα μέταλλα αυτά.

警告

本製品にはニッケルとクロムが含まれていますが、これらへのアレルギー反応を示す可能性がある人には使用しないでください。

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional

WARNING: This product contains nickel. A chemical known to the state of California to cause cancer.

Patent Pending

EC REP


European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

Ormco



Manufacturer
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740





Внешний вид изделий и упаковки вариантов исполнения Дуга проволочная ортодонтическая Damon CuNiTi (Copper Ni-Ti) .014 (0.36 мм), со стопорами – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon CuNiTi (Copper Ni-Ti) .016 (0.41 мм), со стопорами – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon CuNiTi (Copper Ni-Ti) .018 (0.46 мм), со стопорами – 10 шт./уп. идентичен представленному на фото выше различие только в размерах изделия.

Дуга проволочная ортодонтическая Damon CuNiTi (Copper Ni-Ti) .014x.025 (0.36 мм×0.64 мм) со стопорами - 10 шт./уп.





SINGLE USE ONLY: Effects of multiple uses have not been clinically tested. No data is available to support the device's performance after multiple uses.



WARNING: This product contains nickel and chromium and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to these metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du nickel et du chrome et ne doit pas être utilisé sur des personnes allergiques à ces métaux.

WARNUNG: Dieses Erzeugnis enthält Nickel und Chrom und sollte für Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen diese Metalle nicht benutzt werden.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene nichel e cromo. Non usarlo su pazienti allergici a questi metalli.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder nikkel og chrom og må ikke bruges til personer, som det vides er allergiske over for disse metaller.

ADVERTENCIA: Este producto contiene níquel y cromo y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica conocida a estos metales.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää nikkelä ja kromia. Sitä ei pidä käyttää henkilöillä, jotka ovat yliherkkiä näille metalleille.

WAARSCHUWING: dit product bevat nikkel en chroom en mag niet gebruikt worden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische gevoeligheid hebben voor deze metalen.

WARNING: Produkten innehåller nickel och krom och skall ej användas på personer med känd allergi mot dessa metaller.

ATENÇÃO: Este produto contém níquel e cromo e não deverá ser utilizado em indivíduos com conhecida sensibilidade alérgica a estes metais.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder nikkel og krom, og skal ikke brukes på personer som er allergiske mot disse metallene.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν προϊόν περιέχει νικέλιο και χρώμιο και δε να πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με αλλεργία στα μέταλλα αυτά.

警告

本製品にはニッケルとクロムが含まれて
いるため、これらの金属にアレルギーを
持つ人には使用しないでください。

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.

WARNING: This product contains nickel. A chemical known to the state of California to cause cancer.

Patent Pending

Ormco




Manufacturer
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740





European Union Representative
Kem Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086









Внешний вид изделий и упаковки вариантов исполнения Дуга проволочная ортодонтическая Damon CuNiTi (Copper Ni-Ti) .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), со стопорами – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon CuNiTi (Copper Ni-Ti) .018×.025 (0.46 мм×0.64 мм), со стопорами – 10 шт./уп. идентичен представленному на фото выше, различие только в размерах изделия.

Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SE200

Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SE200 .012 (0.30 мм) – 10 шт./уп.





Single use only. The effects of multiple use have not been clinically tested, and there is no data to support that the device will perform as designed after multiple use.



WARNING: This product contains nickel and chromium and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to these metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du nickel et du chrome et ne doit pas être utilisé sur des personnes allergiques à ces métaux.

WARNUNG: Dieses Erzeugnis enthält Nickel und Chrom und sollte für Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen diese Metalle nicht benutzt werden.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene nichel e cromo. Non usarlo su pazienti allergici a questi metalli.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder nikkel og chrom og må ikke bruges til personer, som det vides er allergiske over for disse metaller.

ADVERTENCIA: Este producto contiene níquel y cromo y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica conocida a estos metales.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää nikkeliä ja kromia. Sitä ei pidä käyttää henkilöillä, jotka ovat yliherkkiä näille metalleille.

Ormco

 Manufacturer
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740

WAARSCHUWING: dit product bevat nikkel en chroom en mag niet gebruikt worden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische gevoeligheid hebben voor deze metalen.

VARNING: Produkten innehåller nikkel och krom och skall ej användas på personer med känd allergi mot dessa metaller.

ATENÇÃO: Este produto contém níquel e cromo e não deverá ser utilizado em indivíduos com conhecida sensibilidade alérgica a estes metais.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder nikkel og krom, og skal ikke brukes på personer som er allergiske mot disse metallene.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρόν προϊόν περιέχει νικέλιο και χρώμιο και δε να πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με αλλεργία στα μέταλλα αυτά.

ご注意

本製品は、ニッケルとクロムを含む金属を使用しています。この金属に対するアレルギー反応のある患者には使用しないでください。

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.


EC REP


CE
0086

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

Patent Pending

WARNING: This product contains nickel. A chemical known to the state of California to cause cancer.





Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SE200 .016 (0.41 мм) – 10 шт./уп.





Single use only. The effects of multiple use have not been clinically tested, and there is no data to support that the device will perform as designed after multiple use.



WARNING: This product contains nickel and chromium and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to these metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du nickel et du chrome et ne doit pas être utilisé sur des personnes allergiques à ces métaux.

WARNUNG: Dieses Erzeugnis enthält Nickel und Chrom und sollte für Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen diese Metalle nicht benutzt werden.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene nichel e cromo. Non usarlo su pazienti allergici a questi metalli.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder nikkel og chrom og må ikke bruges til personer, som det vides er allergiske over for disse metaller.

ADVERTENCIA: Este producto contiene níquel y cromo y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica conocida a estos metales.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää nikkeliä ja kromia. Sita ei pidä käyttää henkilöillä, jotka ovat yliherkkiä näille metalleille.

Ormco

 Manufacturer
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740

WAARSCHUWING: dit product bevat nikkel en chrom en mag niet gebruikt worden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische gevoeligheid hebben voor deze metalen.

VARNING: Produkten innehåller nikkel och krom och skall ej användas på personer med känd allergi mot dessa metaller.

ATENÇÃO: Este produto contém níquel e cromo e não deverá ser utilizado em indivíduos com conhecida sensibilidade alérgica a estes metais.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder nikkel og krom, og skal ikke brukes på personer som er allergiske mot disse metallene.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρόν προϊόν περιέχει νικέλιο και χρώμιο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με αλλεργία στα μέταλλα αυτά.

ご注意

本製品はニッケル・クロムを含む金属製です。これらにアレルギー反応を示す患者に使用することは推奨されません。

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.

EC REP


CE
0086

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

Patent Pending

WARNING: This product contains nickel. A chemical known to the state of California to cause cancer.





Внешний вид изделия и упаковки для варианта исполнения Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SE200 .014 (0.36 мм) – 10 шт./уп идентичен представленному на фото выше, различие только в размерах изделия.

Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SE200 .014x.025 (0.36 ммx0.64 мм) – 10 шт./уп.





Single use only. The effects of multiple use have not been clinically tested, and there is no data to support that the device will perform as designed after multiple use.



WARNING: This product contains nickel and chromium and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to these metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du nickel et du chrome et ne doit pas être utilisé sur des personnes allergiques à ces métaux.

WARNUNG: Dieses Erzeugnis enthält Nickel und Chrom und sollte für Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen diese Metalle nicht benutzt werden.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene nichel e cromo. Non usarlo su pazienti allergici a questi metalli.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder nikkel og chrom og må ikke bruges til personer, som det vides er allergiske over for disse metaller.

ADVERTENCIA: Este producto contiene níquel y cromo y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica conocida a estos metales.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää nikkeliä ja kromia. Sitä ei pidä käyttää henkilöillä, jotka ovat yliherkkiä näille metalleille.

Ormco

 Manufacturer
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740

WAARSCHUWING: dit product bevat nikkel en chroom en mag niet gebruikt worden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische gevoeligheid hebben voor deze metalen.

VARNING: Produkten innehåller nikkel och krom och skall ej användas på personer med känd allergi mot dessa metaller.

ATENÇÃO: Este produto contém níquel e cromo e não deverá ser utilizado em indivíduos com conhecida sensibilidade alérgica a estes metais.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder nikkel og krom, og skal ikke brukes på personer som er allergiske mot disse metallene.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρόν προϊόν περιέχει νικέλιο και χρώμιο και δε να πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με αλλεργία στα μέταλλα αυτά.

注意書

本製品はニッケル・クロムを含んでいます。これらにアレルギーがある患者には使用しないでください。

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.

EC REP





0086

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

Patent Pending

WARNING: This product contains nickel. A chemical known to the state of California to cause cancer.





Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SE200 .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм) – 10 шт./уп.





Single use only. The effects of multiple use have not been clinically tested, and there is no data to support that the device will perform as designed after multiple use.



WARNING: This product contains nickel and chromium and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to these metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du nickel et du chrome et ne doit pas être utilisé sur des personnes allergiques à ces métaux.

WARNUNG: Dieses Erzeugnis enthält Nickel und Chrom und sollte für Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen diese Metalle nicht benutzt werden.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene nichel e cromo. Non usarlo su pazienti allergici a questi metalli.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder nikkel og chrom og må ikke bruges til personer, som det vides er allergiske over for disse metaller.

ADVERTENCIA: Este producto contiene níquel y cromo y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica conocida a estos metales.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää nikkeliä ja kromia. Sitä ei pidä käyttää henkilöillä, jotka ovat yliherkkiä näille metalleille.

Ormco

 Manufacturer
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740

WAARSCHUWING: dit product bevat nikkel en chrom en mag niet gebruikt worden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische gevoeligheid hebben voor deze metalen.

VARNING: Produkten innehåller nikkel och krom och skall ej användas på personer med känd allergi mot dessa metaller.

ATENÇÃO: Este produto contém níquel e cromo e não deverá ser utilizado em indivíduos com conhecida sensibilidade alérgica a estes metais.

ADVARSEL: Dette produktet indeholder nikkel og krom, og skal ikke bruges på personer som er allergiske mot disse metaller.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρόν προϊόν περιέχει νικέλιο και χρώμιο και δε να πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με αλλεργία στα μέταλλα αυτά.

ご注意

本製品はニッケル及びクロムを含有しています。これらの金属に対してアレルギーなどの過敏症の既往歴のある患者には使用しないでください。

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.

CE REP


CE


0086

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

Patent Pending

WARNING: This product contains nickel. A chemical known to the state of California to cause cancer.






Внешний вид изделий и упаковки для вариантов исполнения Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SE200 .018×.025 (0.46 мм×0.64 мм) – 10 шт./уп идентичен представленному на фото выше, различие только в размерах изделия.

Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SL SE200, со стопорным изгибом

Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SL SE200 .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), со стопорным изгибом — 10 шт./уп.





Single use only. The effects of multiple use have not been clinically tested, and there is no data to support that the device will perform as designed after multiple use.



WARNING: This product contains nickel and chromium and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to these metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du nickel et du chrome et ne doit pas être utilisé sur des personnes allergiques à ces métaux.

WARNUNG: Dieses Erzeugnis enthält Nickel und Chrom und sollte für Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen diese Metalle nicht benutzt werden.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene nichel e cromo. Non usarlo su pazienti allergici a questi metalli.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder nikkel og chrom og skal ikke bruges til personer, som det vides er allergiske over for disse metaller.

ADVERTENCIA: Este producto contiene níquel y cromo y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica conocida a estos metales.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää nikkeliä ja kromia. Sitä ei pidä käyttää henkilöillä, jotka ovat yliherkkiä näille metalleille.

Ormco

 Manufacturer
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740

WAARSCHUWING: dit product bevat nikkel en chroom en mag niet gebruikt worden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische gevoeligheid hebben voor deze metalen.

WARNING: Produkten innehåller nikkel och krom och skall ej användas på personer med känd allergi mot dessa metaller.

ATENÇÃO: Este produto contém níquel e cromo e não deverá ser utilizado em indivíduos com conhecida sensibilidade alérgica a estes metais.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder nikkel og krom, og skal ikke brukes på personer som er allergiske mot disse metallene.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρόν προϊόν περιέχει νικέλιο και χρώμιο και δε να πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με αλλεργία στα μέταλλα αυτά.

ご注意

本製品はニッケル及びクロムを含有しています。これらの金属に対してアレルギーなどの過敏性のある患者には使用しないこと。

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.


EC REP

CE
0086

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

Patent Pending

WARNING: This product contains nickel. A chemical known to the state of California to cause cancer.



Внешний вид изделия и упаковки вариантов исполнения Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SL SE200 .012 (0.30 мм), со стопорным изгибом – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SL SE200 .014 (0.36 мм), со стопорным изгибом – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SL SE200 .014×.025 (0.36 мм×0.64 мм), со стопорным изгибом – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon Align SL SE200 .016 (0.41 мм), со стопорным изгибом – 10 шт./уп. идентичен представленному на фото выше, различие только в размерах изделия

Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi, с торковым изгибом

Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi .016x.025 с торковым изгибом длиной 34 мм – 5 шт./уп.





Single use only. The effects of multiple use have not been clinically tested, and there is no data to support that the device will perform as designed after multiple use.



WARNING: This product contains nickel and chromium and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to these metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du nickel et du chrome et ne doit pas être utilisé sur des personnes allergiques à ces métaux.

WARNUNG: Dieses Erzeugnis enthält Nickel und Chrom und sollte für Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen diese Metalle nicht benutzt werden.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene nichel e cromo. Non usarlo su pazienti allergici a questi metalli.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder nikkel og chrom og må ikke bruges til personer, som det vides er allergiske over for disse metaller.

ADVERTENCIA: Este producto contiene níquel y cromo y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica conocida a estos metales.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää nikkelia ja kromia. Sitä ei pidä käyttää henkilöillä, jotka ovat yliherkkiä näille metalleille.

Ormco

PACKAGE OF 5

WAARSCHUWING: dit product bevat nikkel en chrom en mag niet gebruikt worden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische gevoeligheid hebben voor deze metalen.

WARNING: Produkten innehåller nickel och krom och skall ej användas på personer med känd allergi mot dessa metaller.

ATENÇÃO: Este produto contém níquel e cromo e não deverá ser utilizado em indivíduos com conhecida sensibilidade alérgica a estes metais.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder nikkel og krom, og skal ikke brukes på personer som er allergiske mot disse metallene.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρόν προϊόν περιέχει νικέλιο και χρώμιο και δε να πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με αλλεργία στα μέταλλα αυτά.

ご注意

本製品は、ニッケルとクロムを含む金属から成ります。これらの金属に対してアレルギー反応のある患者には使用しないこと。

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.

EC REP

CE

0086

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

Patent Pending

WARNING: This product contains nickel. A chemical known to the state of California to cause cancer.

PEEL
HERE

PEEL
HERE

216-3416
REV CURVE
NiTi Pre-Torque 34mm
20 Degree
.016 x .025

LOT 041841029

(01)00889989028703
(10)041841029



Ormco Kleen Pak™ System

CAUTION: Handling this unique archwire alloy with serrated or sharp-edged instruments may damage wire, which can result in breakage during treatment. For proper handling and insertion, use only smooth-jawed instruments.



ORMCO CORPORATION
GLENORA, CALIFORNIA 91740-5339

Print No. 066-0006 Rev. D


Ormco Kleen Pak™ System
ORTHODONTIC SPECIALTIES

CAUTION: Handling this unique archwire alloy with serrated or sharp-edged instruments may damage wire, which can result in breakage during treatment. For proper handling and insertion, use only smooth-jawed instruments.



ORMCO CORPORATION
GLENORA, CALIFORNIA 91740-5339


Print No. 066-0070 Rev. A



Внешний вид изделия и упаковки вариантов исполнения Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с торковым изгибом длиной 38 мм – 5 шт./уп, Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi .017×.025 (0.43 мм×0.64 мм), с торковым изгибом длиной 34 мм – 5 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi .017×.025 (0.43 мм×0.64 мм), с торковым изгибом длиной 38 мм – 5 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi .019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с торковым изгибом длиной 34 мм – 5 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi .019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с торковым изгибом длиной 38 мм – 5 шт./уп. идентичен представленному на фото выше, различие только в размерах изделия.

Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi

Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi .016x.025 (0.41 мм×0.64 мм) – 5 шт./уп.





Single use only. The effects of multiple use have not been clinically tested, and there is no data to support that the device will perform as designed after multiple use.



WARNING: This product contains nickel and chromium and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to these metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du nickel et du chrome et ne doit pas être utilisé sur des personnes allergiques à ces métaux.

WARNUNG: Dieses Erzeugnis enthält Nickel und Chrom und sollte für Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen diese Metalle nicht benutzt werden.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene nickel e cromo. Non usare su pazienti allergici a questi metalli.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder nikkel og chrom og må ikke bruges til personer, som det vides er allergiske over for disse metaller.

ADVERTENCIA: Este producto contiene níquel y cromo y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica conocida a estos metales.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää nikkelia ja kromia. Sitä ei pidä käyttää henkilöillä, jotka ovat yliherkkiä näille metalleille.

Ormco

PACKAGE OF 5

WAARSCHUWING: dit product bevat nikkel en chroom en mag niet gebruikt worden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische gevoeligheid hebben voor deze metalen.

VARNING: Produkten innehåller nickel och krom och skall ej användas på personer med känd allergi mot dessa metaller.

ATENÇÃO: Este produto contém níquel e cromo e não deverá ser utilizado em indivíduos com conhecida sensibilidade alérgica a estes metais.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder nikkel og krom, og skal ikke brukes på personer som er allergiske mot disse metallene.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρόν προϊόν περιέχει νικέλιο και χρώμιο και δε να πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με αλλεργία στα μέταλλα αυτά.

二注意

本製品はニッケル及クロムを含有しています。これらにアレルギーに対して敏感な患者にはこの器具の使用は禁忌と見做すべきでないこと。

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.

EC REP

CE

0086

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

Patent Pending

WARNING: This product contains nickel. A chemical known to the state of California to cause cancer.




Ormco Kleen Pak™ System
ORTHODONTICS


Handling this unique archwire alloy with serrated or sharp-edged instruments may damage wire, which can result in breakage during treatment. For proper handling and insertion, use only smooth-jawed instruments.



ORMCO CORPORATION
GLEN DORA, CALIFORNIA 91740-5339

Print No. 066-0020 RevA





Внешний вид изделия и упаковки для вариантов исполнения Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi .017×.025 (0.43 мм×0.64 мм) – 5 шт./уп, Дуга проволочная ортодонтическая реверсионная Damon NiTi .019×.025 (0.48 мм×0.64 мм) – 5 шт./уп. Идентичен представленному на фото выше, различие только в размерах изделия.

Дуга проволочная ортодонтическая Damon NiTi, с торковым изгибом

Дуга проволочная ортодонтическая Damon NiTi .016x.025 (0.41 мм×0.64 мм) с торковым изгибом длиной 34 мм – 5 шт./уп.





Single use only. The effects of multiple use have not been clinically tested, and there is no data to support that the device will perform as designed after multiple use.



WARNING: This product contains nickel and chromium and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to these metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du nickel et du chrome et ne doit pas être utilisé sur des personnes allergiques à ces métaux.

WARNUNG: Dieses Erzeugnis enthält Nickel und Chrom und sollte für Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen diese Metalle nicht benutzt werden.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene nichel e cromo. Non usarlo su pazienti allergici a questi metalli.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder nikkel og chrom og må ikke bruges til personer, som det vides er allergiske over for disse metaller.

ADVERTENCIA: Este producto contiene níquel y cromo y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica conocida a estos metales.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää nikkeliä ja kromia. Sitä ei pidä käyttää henkilöillä, jotka ovat yliherkkiä näille metalleille.

Ormco

PACKAGE OF 5

WAARSCHUWING: dit product bevat nikkel en chrom en mag niet gebruikt worden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische gevoeligheid hebben voor deze metalen.

VARNING: Produkten innehåller nikkel och krom och skall ej användas på personer med känd allergi mot dessa metaller.

ATENÇÃO: Este produto contém níquel e cromo e não deverá ser utilizado em indivíduos com conhecida sensibilidade alérgica a estes metais.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder nikkel og krom, og skal ikke brukes på personer som er allergiske mot disse metallene.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρόν προϊόν περιέχει νικέλιο και χρώμιο και δε να πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με αλλεργία στα μέταλλα αυτά.

ニッケル
クロムを含む合金で構成されています。
これらの金属に対して発疹、腫瘍などの
アレルギー反応を引き起こす可能性があります。

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.


EC REP


CE European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

0086

Patent Pending

WARNING: This product contains nickel. A chemical known to the state of California to cause cancer.





Внешний вид изделия и упаковки вариантов исполнения Дуга проволочная ортодонтическая Damon NiTi .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с торковым изгибом длиной 38 мм – 5 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon NiTi .017×.025 (0.43 мм×0.64 мм), с торковым изгибом длиной 34 мм – 5 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon NiTi .017×.025 (0.43 мм×0.64 мм), с торковым изгибом длиной 38 мм – 5 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon NiTi .019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с торковым изгибом длиной 34 мм – 5 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon NiTi .019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с торковым изгибом длиной 38 мм – 5 шт./уп. идентичен представленному на фото выше, различие только в размерах.

Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS, с крючками

Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с крючками, 26 мм – 10 шт./уп.



WARNING: This product contains nickel and chromium and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to these metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du nickel et du chrome et ne doit pas être utilisé sur des personnes allergiques à ces métaux.

WARNUNG: Dieses Erzeugnis enthält Nickel und Chrom und sollte für Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen diese Metalle nicht benutzt werden.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene nichel e cromo. Non usarlo su pazienti allergici a questi metalli.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder nikkel og chrom og må ikke bruges til personer, som det vides er allergiske over for disse metaller.

ADVERTENCIA: Este producto contiene níquel y cromo y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica conocida a estos metales.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää nikkeliä ja kromia. Sitä ei pidä käyttää henkilöillä, jotka ovat yliherkkiä näille metalleille.

WAARSCHUWING: dit product bevat nikkel en chroom en mag niet gebruikt worden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische gevoeligheid hebben voor deze metalen.

WARNING: Produkten innehåller nickel och krom och skall ej användas på personer med känd allergi mot dessa metaller.

ATENÇÃO: Este produto contém níquel e cromo e não deverá ser utilizado em indivíduos com conhecida sensibilidade alérgica a estes metais.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder nikkel og krom, og skal ikke brukes på personer som er allergiske mot disse metallene.

ΠΡΟΕ ΔΟΠΟ ΗΣΗ: Το παρόν προϊόν περιέχει νικέλιο και χρώμιο και δε να πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με αλλεργία στα μέταλλα αυτά.

ご注意

本製品はニッケル及クロムを含有しています。これらの金属に対して発疹、皮膚炎などの過敏性の既知のある患者には使用しないこと。

WARNING: This product contains nickel, a chemical known to the State of California to cause cancer.

sds Ormco

SYBRON DENTAL SPECIALTIES
Ormco Corporation


1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740


European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy




0086

Print No. 072-5236 Rev. E







Внешний вид изделия и упаковки вариантов исполнения Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с крючками, 26 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с крючками, 28 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с крючками, 30 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с крючками, 32 мм – 10 шт./уп., Дуга

проволочная ортодонтическая Damon SS 0.016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с крючками, 34 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS 0.016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с крючками, 36 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS 0.016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с крючками, 38 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS 0.016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с крючками, 40 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS 0.019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с крючками, 24 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS 0.019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с крючками, 26 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS 0.019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с крючками, 28 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS 0.019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с крючками, 30 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS 0.019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с крючками, 32 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS 0.019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с крючками, 34 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS 0.019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с крючками, 36 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS 0.019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с крючками, 38 мм – 10 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon SS 0.019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с крючками, 40 мм – 10 шт./уп. идентичен представленному на фото выше, различие только в размерах.

Дуга проволочная ортодонтическая Damon SL SS

Дуга проволочная ортодонтическая Damon SL SS .016x.025 (0.41 мм×0.64 мм) – 10 шт./уп.





Single use only. The effects of multiple use have not been clinically tested, and there is no data to support that the device will perform as designed after multiple use.



WARNING: This product contains nickel and chromium and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to these metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du nickel et du chrome et ne doit pas être utilisé sur des personnes allergiques à ces métaux.

WARNUNG: Dieses Erzeugnis enthält Nickel und Chrom und sollte für Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen diese Metalle nicht benutzt werden.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene nichel e cromo. Non usarlo su pazienti allergici a questi metalli.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder nikkel og chrom og må ikke bruges til personer, som det vides er allergiske over for disse metaller.

ADVERTENCIA: Este producto contiene níquel y cromo y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica conocida a estos metales.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää nikkeliä ja kromia. Sitä ei pidä käyttää henkilöillä, jotka ovat yliherkkiä näille metalleille.

Ormco

 **Manufacturer**
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740

WAARSCHUWING: dit product bevat nikkel en chroom en mag niet gebruikt worden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische gevoeligheid hebben voor deze metalen.

VARNING: Produkten innehåller nikkel och krom och skall ej användas på personer med känd allergi mot dessa metaller.

ATENÇÃO: Este produto contém níquel e cromo e não deverá ser utilizado em indivíduos com conhecida sensibilidade alérgica a estes metais.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder nikkel og krom, og skal ikke brukes på personer som er allergiske mot disse metallene.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρόν προϊόν περιέχει νικέλιο και χρώμιο και δε να πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με αλλεργία στα μέταλλα αυτά.

注意書

本製品はニッケル・クロムを含んでいます。これらにアレルギー反応、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.


EC REP


CE
0086

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

Patent Pending

WARNING: This product contains nickel. A chemical known to the state of California to cause cancer.





Внешний вид изделия и упаковки для варианта исполнения Дуга проволочная ортодонтическая Damon SL SS .019×.025 (0.48 мм×0.64 мм) – 10 шт./уп., идентичен, различие только в размерах.

Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA, с низким трением

Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA .016×.025 (0.41 мм×0.64 мм), с низким трением – 10 шт./уп.



NOTICE: New feel, same performance. For details please contact your Ormco Sales Representative.

Print No. 070-1057 Rev. A

 **SINGLE USE ONLY:** Effects of multiple uses have not been clinically tested. No data is available to support the device's performance after multiple uses.

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.

Patent Pending


Ormco

 **Manufacturer**
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086



PEEL
HERE

PEEL
HERE

227-1111

Damon
Low Friction TMA

.018 x .025

LOT 061812134

(01)00888989031584
(10)061812134



Teen Pak™ System


SYSTEM DENTAL SPECIALTIES


CAUTION: Handling this unique archwire alloy with serrated or sharp-edged instruments may damage wire, which can result in breakage during treatment. For proper handling and insertion, use only smooth-jawed instruments.



ORMCO CORPORATION
GLENORA, CALIFORNIA 91740-5339

Print No. 066-0006 Rev. D





Внешний вид изделия и упаковки и вариантов исполнения Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA .017×.025 (0.43 мм×0.64 мм), с низким трением – 10 шт./уп.,
Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA .019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с низким трением – 10 шт./уп., идентичен представленному на фото выше, различие
только в размерах и цвете дуг.

Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA с низким трением .016 x .025, желтого цвета – 5 шт./уп.



 **SINGLE USE ONLY:** Effects of multiple uses have not been clinically tested. No data is available to support the device's performance after multiple uses.

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.

Patent Pending


Ormco

 **Manufacturer**
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740

EC REP
European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-54018 Scafati (SA), Italy

CE
0086







Внешний вид изделия и упаковки вариантов исполнения Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA .017×.025 (0.43 мм×0.64 мм), с низким трением, желтого цвета – 5 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA .019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с низким трением, желтого цвета – 5 шт./уп. вленному на фото выше, различие только в размерах дуг.

Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA с низким трением .016 x .025, пурпурного цвета – 5 шт./уп.









Внешний вид изделия и упаковки вариантов исполнения Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA .017×.025 (0.43 мм×0.64 мм), с низким трением, пурпурного цвета – 5 шт./уп., Дуга проволочная ортодонтическая Damon TMA .019×.025 (0.48 мм×0.64 мм), с низким трением, пурпурного цвета – 5 шт./уп. идентичен представленному на фото выше, различие только в размерах дуг.

Прошито и пронумеровано.

Всего 7 листов листов

Генеральный директор,
ООО «Ормко» Машарина Е.Г. /Машарина Е.Г./

