

ООО «КОМ СПАН»

115035, Россия, г. Москва, Космодамианская наб., д 40-42, стр. 3, эт. 1, пом.
XVII, ком. 1 оф. 2 • Тел/факс: (495) 434-45-06

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Ком Спан»




Равал Дхармендра Кумар Чандулал

" 8 " августа 2019 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Стент коронарный кобальт-хромовый с лекарственным покрытием сиролимус,
установленный на баллонный катетер для ЧТКА, варианты исполнения
RAPSTROM, AKOS, RAPSTROM Elite



Стент коронарный кобальт-хромовый с лекарственным покрытием сиролимус, установленный на баллонный катетер для ЧТКА RAPSTROM

RAPSTROM

Стент коронарный кобальт-хромовый с покрытием сиролимус, устанавливаемый на баллонный катетер для ЧКТА

3.25 x 13

Ø мм L мм

VASMED

Спецификация катетера

Эффективная длина	142 см
Проксимальный диаметр	0.73 мм
Дистальный диаметр	0.86 мм
Номинальное давление	8 Атм
Расчетное давление разрыва	16 Атм
Позиция маркеров	90/100 см
Макс. проволочный направитель	0.014"
Мин. проводниковый катетер	1.65 мм

REF VM-VTR-325-13



LOT RM110718P1

SN S-48-613

Кол-во 1

2018-07-12

2020-01-11



Стерильно, если упаковка не открыта и не повреждена

СООТВЕТСТВИЕ

Давление (Атм)	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Диаметр (мм)	2.87	3.07	3.25	3.36	3.45	3.54	3.62	3.69	3.76
Номинальное давление N/P	N/P	N/P	Расчетное давление разрыва R/P	R/P					



142cm 13mm 25cm 3.25mm

Уполномоченный представитель:

ООО "Ком Спан"
115035, Россия, г. Москва,
Космодамианская наб., д 40-42, стр. 3, эт. 1,
пом. XVII, ком. 1 оф. 2
Тел.: +7 (495) 434 45 06
Email: komspan@gmail.com



ВАСМЕД ТЕХНОЛОДЖИС ЛТД ФЗС
(VASMED TECHNOLOGIES LTD FZS)
Объект 116, Свободная Экономическая
Зона Фуджейра, Фуджейра,
Объединенные Арабские Эмираты, а/я
1356, Фуджейра, ОАЭ (Facility 116,
Fujairah Free Zone, Fujairah, United Arab
Emirates, P. O. 1356, Fujairah, UAE)

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ


RAPSTROM

Стент коронарный кобальт-хромовый с покрытием сиролимус, устанавливаемый на баллонный катетер для ЧКТА

3.25 x 13

Ø мм L мм

Маркировка стента коронарного кобальт-хромового с лекарственным покрытием сиролимус, установленного на баллонный катетер для ЧКТА RAPSTROM



Стент коронарный кобальт-хромовый с лекарственным покрытием сиролимус, установленный на баллонный катетер для ЧТКА AKOS

AKOS

Стент коронарный кобальт-хромовый с покрытием сиролимуc, устанавливаемый на баллонный катетер для ЧКТА

3.25 x 13

Ø мм L мм

Спецификация катетера

Эффективная длина	142 см
Проксимальный диаметр	0.73 мм
Дистальный диаметр	0.86 мм
Номинальное давление	8 Атм
Расчетное давление разрыва	16 Атм
Позиция маркеров	90/100 см
Макс. проводочный направитель	0.014"
Мин. проводниковый катетер	1.65 мм

REF

VM-VTA-325-13

LOT

AK120718U1

SN

S-48-704

Кол-во



1



2018-07-12




2020-01-11



Стерильно, если упаковка не открыта и не повреждена

СООТВЕТСТВИЕ

Давление (Атм)	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Диаметр (мм)	2.87	3.07	3.25	3.36	3.45	3.54	3.62	3.69	3.76
Номинальное давление N/P	N/P		Расчетное давление разрыва R/P					R/P	



Уполномоченный представитель:

ООО "Ком Спан"

115035, Россия, г. Москва,
Космодамианская наб., д 40-42, стр. 3, эт. 1,
пом. XVII, ком. 1 оф. 2

Тел.: +7 (495) 434 45 06

Email: komspan@gmail.com



VASMED ТЕКНОЛОДЖИС ЛТД ФЗС
(VASMED TECHNOLOGIES LTD FZS)

Объект 116, Свободная Экономическая
Зона Фуджейра, Фуджейра,
Объединенные Арабские Эмираты, а/я
1356, Фуджейра, ОАЭ (Facility 116,
Fujairah Free Zone, Fujairah, United Arab
Emirates, P. O. 1356, Fujairah, UAE)

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ


AKOS

Стент коронарный кобальт-хромовый с покрытием сиролимуc, устанавливаемый на баллонный катетер для ЧКТА

3.25 x 13

Ø мм L мм

Маркировка стента коронарного кобальт-хромового с лекарственным покрытием сиролимуc, установленного на баллонный катетер для ЧКТА AKOS



Стент коронарный кобальт-хромовый с лекарственным покрытием сиролимус, установленный на баллонный катетер для ЧТКА RAPSTROM Elite

RAPSTROM Elite

Стент коронарный кобальт-хромовый с покрытием сиролимус, устанавливаемый на баллонный катетер для ЧКТА

3.25 x 13

Ø мм L мм

Спецификация катетера

Эффективная длина	142 см
Проксимальный диаметр	0.73 мм
Дистальный диаметр	0.86 мм
Номинальное давление	8 Атм
Расчетное давление разрыва	16 Атм
Позиция маркеров	90/100 см
Макс. проводочный направитель	0.014"
Мин. проводниковый катетер	1.65 мм

REF VM-VTE-325-13



LOT EL120718U1

SN S-48-707

Кол-во 1

2018-07-12


2020-01-11



Стерильно, если упаковка не открыта и не повреждена

СООТВЕТСТВИЕ

Давление (Атм)	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Диаметр (мм)	2.87	3.07	3.25	3.36	3.45	3.54	3.62	3.69	3.76
Номинальное давление N/P	N/P		Расчетное давление разрыва R/P					R/P	



Уполномоченный представитель:

ООО "Ком Спан"

115035, Россия, г. Москва,
Космодамианская наб., д 40-42, стр. 3, эт. 1,
пом. XVII, ком. 1 оф. 2

Тел.: +7 (495) 434 45 06

Email: komspan@gmail.com



ВАСМЕД ТЕХНОЛОДЖИС ЛТД ФЗС
(VASMED TECHNOLOGIES LTD FZS)

Объект 116, Свободная Экономическая
Зона Фуджейра, Фуджейра,
Объединенные Арабские Эмираты, а/я
1356, Фуджейра, ОАЭ (Facility 116,
Fujairah Free Zone, Fujairah, United Arab
Emirates, P. O. 1356, Fujairah, UAE)

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

RAPSTROM

Стент коронарный кобальт-хромовый с покрытием сиролимус, устанавливаемый на баллонный катетер для ЧКТА

3.25 x 13

Ø мм L мм

Маркировка стента коронарного кобальт-хромового с лекарственным покрытием сиролимус, установленного на баллонный катетер для ЧКТА RAPSTROM Elite

ООО «Ком Спан»
Итого в настоящем документе
7 листа (ов)

Генеральный директор
Равал Дхармендра Кумар Чандулал

