

ООО «МЕДПРОМ»

Макеты маркировки медицинского изделия

Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло)
для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром»
по ТУ 32.50.50-012-50063260-2020,
производства ООО «Медпром», Россия

Версия 1.0

Макет маркировки, наносимой на медицинское изделие
Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром» по ТУ 32.50.50-012-50063260-2020,
производства ООО «Медпром», Россия

		Предприятие-изготовитель: ООО «Медпром», Россия	
Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром» по ТУ 32.50.50-012-50063260-2020			
---(5,5-6,5) А (12,0-14,5) В			
			IPX4 
РУ № _____ от _____			
			MM.2222

Способ расположения при нормальной эксплуатации:



- под пациентом;
- в прямом контакте с пациентом;
- используется в плоском виде (без складок).

Предупреждения:

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ ОПАСНО!

**СКЛАДЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ИЗДЕЛИЕ СПОСОБОМ, НЕ
ОПРЕДЕЛЕННЫМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, ОПАСНО!**

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА НЕ РАЗМЕЩАТЬ
ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ПОДКЛЮЧЕННОЕ К
СЕТИ ТЕРМООДЕЛО!**

Макет маркировки, наносимой на сумку для переноски медицинского изделия

Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром» по ТУ 32.50.50-012-50063260-2020,
производства ООО «Медпром», Россия

		Предприятие-изготовитель: ООО «Медпром», Россия	
Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром» по ТУ 32.50.50-012-50063260-2020			
---(5,5-6,5) А (12,0-14,5) В		SN	
			
ПУ № _____ от _____		Упаковано	ММ.гггг

Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия

Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром» по ТУ 32.50.50-012-50063260-2020,
производства ООО «Медпром», Россия

		Предприятие-изготовитель: ООО «Медпром», Россия		Россия, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 17, к.3, лит. А, пом. 16Н, ком. 9	
Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром» по ТУ 32.50.50-012-50063260-2020					
=== (5,5-6,5) А (12,0-14,5) В		 ММ.2222		SN 	
   IPX4 		Упаковано: ММ.ГГГГ		ОТК	
Масса: брутто 4,2 кг, нетто 3,4 кг		РУ № _____ от _____.			
Условия транспортирования - 5 по ГОСТ 15150-69: - температура от минус 50°C до плюс 50°C; - относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25°C.					
 + 50°C - 50°C  100%					
Условия хранения - 2 по ГОСТ 15150-69: - при температуре от минус 50°C до плюс 40°C; - относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25°C.					
 + 40°C - 50°C  98%					
   					

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

4 (четыре)

лист а

Генеральный директор ООО «Медпром»

Д.А. Вазин



Фотографические изображения медицинского изделия

**Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло)
для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром»
по ТУ 32.50.50-012-50063260-2020**

производитель ООО «Медпром», Россия


Версия 1.0
ООО «Медпром»
Россия, г. Санкт-Петербург, 2021




Фотография 1. Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром»




Фотография 2. Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром»




Фотография 3. Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром»



Фотография 4. Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром»



Фотография 5. Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром»



Способ расположения при нормальной эксплуатации:



- под пациентом;
- в прямом контакте с пациентом;
- используется в плоском виде (без складок).

Предупреждения:

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ ОПАСНО!

**СКЛАДЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ИЗДЕЛИЕ СПОСОБОМ, НЕ
ОПРЕДЕЛЕННЫМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, ОПАСНО!**

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА НЕ РАЗМЕЩАТЬ
ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ПОДКЛЮЧЕННОЕ К
СЕТИ ТЕРМООДЕЛО!**

Фотография 6. Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром»



Фотография 7. Одежда-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром»



Фотография 8. Общий вид. Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром» по ТУ 34.50.50-012-5000.3260-2020 в сумке для переноски.



Фотография 9. Общий вид. Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром»

Тел. 8 800 50 60 012 50 063260-2020 в сумке для переноски. Переноска изделия с использованием ручек-лямок.



Фотография 10. Общий вид. Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром» 3260-2020 в сумке для переноски. Переноска изделия с использованием плечевого ремня.



Фотография 11. Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром»



Фотография 12. Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром»



Предприятие-изготовитель:
ООО «Медпром», Россия

Россия, 194021, Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 17, к.3,
лит. А, пом. 16Н, ком. 9

Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром» по ТУ 32.50.50-012-50063260-2020

--- (5,5-6,5) А (12,0-14,5) В



IPX4



06.2021

SN

0211001

Упаковано: 06.2021

ОТК



Масса: брутто 4,2 кг, нетто 3,4 кг

ПУ № _____ от _____.

Условия транспортирования - 5 по ГОСТ 15150-69:

- температура от минус 50°C до плюс 50°C;
- относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25°C.



- 50°C



Условия хранения - 2 по ГОСТ 15150-69:

- при температуре от минус 50°C до плюс 40°C;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25°C.

- 50°C



Фотография 13. Одеяло-носилки с электроподогревом (термоодеяло) для скорой медицинской помощи ОТ-СП-«Медпром»

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

14 / *Гетероциды* лист 26

Генеральный директор ООО «Медпром»

Д.А. Вазин

