

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель

Перминова Я.Г.



«18» марта 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Прибор для измерения артериального давления и частоты
пульса серии ВР

I. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса BP B2 Easy
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса
















Мод. BP B2 Easy
Размер: (В) 131 x (Ш) 90 x (Г) 60,5 мм
Вес брутто: 277 г (с батареей, без манжеты)
Аккумулятор: 4 шт. 1,5 В (AA) щелочные батареи
Диапазон измерения: 20 - 280 мм.рт.ст.
Microlife является зарегистрированным товарным знаком
Условия эксплуатации: 10 - 40 ° C
Условия хранения: от -20 до +55 ° C
15 - 95% относительной максимальной влажности



GB BP B2 Easy EN RU 1921

microlife



BP B2 Easy
Прибор для измерения артериального давления

5 лет гарантии



Краткая инструкция и информация о товаре
www.microlife.ru/consumer-products/blood-pressure/upper-arm-automatic/bp-b2-easy

Уполномоченный представитель производителя в России:
Индивидуальный предприниматель Перминова Яна Геннадьевна
Офис:
123001, г. Москва, Большой Козинский переулок, д. 22,
стр. 1, офис 22. Пн. - Пт. с 10.00 до 17.00 (время московское)
Для Москвы: 8 (991) 628 87 75, для регионов: 8 800 770 01 40

Производитель
Microlife AG, Швейцария
Адрес: Эпенштрассе 139, 9443 г. Виднуа, Швейцария
Место производства:
ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd., Китай
Адрес: No. 138 Huasheng Road, Langkou Community
Dalong Street, Longhua District, Shenzhen China

- Раннее оповещение о возможных аритмиях сердца
- Технология Gentle+: контроль оптимальной скорости и давления для комфортного измерения
- Легко читаемая классификация результатов артериального давления
- Удобная манжета для распространенных размеров рук (22-42 см)
- Мокрый чехол манжеты
- Индикатор правильного надевания манжеты
- Индикатор движения
- Индикатор низкого заряда батареи
- Возможность подключения сетевого адаптера

www.microlife.ru
www.microlife.com

microlife



BP B2 Easy
Прибор для измерения артериального давления

- Технология IHB для определения аритмий
- Оптимальный контроль скорости и давления с помощью технологии Gentle+
- Простое управление одной кнопкой

5 лет гарантии

IHB (интервал heartbeat) анализирует частоту сердечных сокращений и указывает на нерегулярное сердцебиение во время каждого измерения артериального давления.
Если во время измерения возникает нерегулярное сердцебиение, на дисплее отображается символ IHB.
Прибор для измерения артериального давления Microlife сразу сообщает вам о возникновении нерегулярного сердцебиения во время проведения измерения.



Технология Gentle+

- Контроль оптимальной скорости и давления
- Предотвращает переполнение для максимального комфорта во время измерения артериального давления



Управление одной кнопкой

- Простое управление одним нажатием кнопки

Клинически подтверждено

Высочайшая точность измерения A / A класс по Британскому и Ирландскому обществу гипертоников (BHS)

12+ years



Утверждено и рекомендовано для детей, беременных женщин или пациентов с диабетом, заболеваниями почек

www.microlife.ru www.microlife.com

microlife

BP B2 Easy
Прибор для измерения артериального давления

KZ | Тонометр

- Аритмичный зумп-таун-звук IHB технологии
- Gentle+ - инновационная технология, позволяющая избежать переполнения
- Виб-батарейки с одной батареей

KG | Артериальный базисный датчик

- Аритмичный зумп-таун-звук IHB технологии
- Gentle+ - инновационная технология, позволяющая избежать переполнения
- Виб-батарейки с одной батареей

Производитель
Microlife AG, Швейцария
Адрес: Эпенштрассе 139, 9443 г. Виднуа, Швейцария
Место производства:
ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd., Китай
Адрес: No. 138 Huasheng Road, Langkou Community
Dalong Street, Longhua District, Shenzhen China

CE0044



II. **Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса BP B2 Basic**
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса








элементы питания типа АА





Модель BP B2 Basic
Размер: (L) 131 x (W) 90 x (H) 60,5 мм
Вес брутто: 277 г (с батареями, без манжеты)
Аккумулятор: 4 шт. 1,5 В (AA) щелочные батареи
Диапазон измерения: 20 - 260 мм рт.
Microlife является зарегистрированным товарным знаком
Условия эксплуатации: 10 - 40 °C
Условия хранения: от -20 до +55 °C
15 - 95% относительная максимальная влажность



OB BP B2 Basic EN-PH-1921

microlife



BP B2 Basic

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса

5 лет



Краткая инструкция и информация о товаре
www.microlife.ru/topsum-products/blood-pressure/upper-arm-automatic/bp-b2-basic



microlife

IHB



BP B2 Basic

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса

- Технология IHB для определения аритмий
- Оптимальный контроль скорости и давления с помощью технологии Gentle+
- Удобная манжета для всех типов размеров

5 лет



Технология Gentle+

- Контроль оптимальной скорости и давления
- Предотвращает переполнение для максимального комфорта во время измерения артериального давления




Мягкая манжета 22-42 см

- Конечная форма для точной посадки и оптимальной точности
- Мощный чехол манжеты для длительного гигиенического использования

Клинически подтверждено

Высокая точность измерения A / A класс по Британскому и Ирландскому обществу гипертонии (BHS)

12+ years



Утверждено и рекомендовано для детей, беременных женщин или пациентов с диабетом, заболеванием почек

www.microlife.ru www.microlife.com

IHB (интервал-нейтрализ) анализирует частоту сердечных сокращений и указывает на нерегулярное сердцебиение во время каждого измерения артериального давления

Если во время измерения возникает нерегулярное сердцебиение, на дисплее отображаются символы IHB. Прибор для измерения артериального давления Microlife сразу сообщает Вам о возможных нерегулярных сокращениях во время проведения измерения

BP B2 Basic

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса

KG | Артериальны басымды жана тапмырдын согуу жыштыгын өлчөө үчүн тонометр

- Артериалык зыяктуу үчүн IHB технологиясы
- Gentle+ жардамы менен ыңгайдык жана басымды откулдуу көзөмөлдөө
- Өлчөмдөрдүн бардык түрлөрү үчүн ыңгайлуу манжета

KZ | Кургатамырлык, кысымды жана тапмыр согуу жыштыгын өлчөө үчүн арналган тонометр

- Артериалык зыяктуу арналган IHB технологиясы
- Gentle+ технологиясынын көмөктөрүн жогоркудан төмөнкүчө сизге ыңгайлуу багыт
- Өлчөмдөрдүн бардык түрлөрү үчүн ыңгайлуу манжета




Производитель
Microlife AG, Швейцария
Адрес: Эспенштрассе 139, 9443 г. Виднау, Швейцария
Место производства:
ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd., Китай
Адрес: No. 138 Huasheng Road, Langkou Community
Dalang Street, Longhua District, Shenzhen China

CE0044



4 719003 342821

Модель BP B2 Basic
Размер: (L) 131 x (W) 90 x (H) 60,5 мм
Вес брутто: 277 г (с батареями, без манжеты)
Аккумулятор: 4 шт. 1,5 В (AA) щелочные батареи
Диапазон измерения: 20 - 260 мм рт.
Microlife является зарегистрированным товарным знаком
Условия эксплуатации: 10 - 40 °C
Условия хранения: от -20 до +55 °C
15 - 95% относительная максимальная влажность



обработка упаковочная картонная

1. **Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса BP B3 AFIB**
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса



OPEN

microlife
9443 Widnau/ Liebefeldstrasse 139
www.microlife.com
Bataphekt: 4xAA 1.58
C/lenano B Kirtae
SN 2020-06-0299992
REF BP B3 AFIB
ERP-homep BP3KT1-3N
IP20
CE 00044







элементы питания типа АА





Производитель
Microlife AG, Швейцария
Адрес: Эпенштрассе 139, 9443 г. Вирчай, Швейцария
Место производства:
ONBO Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., Китай
Адрес: No. 136 Huasheng Road, Langkou Community
Deliang Street, Longhua District, Shenzhen China

microlife

BP B3 AFIB

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса



AFIB sens

Первый шаг к профилактике инсульта

5 лет гарантии

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Уполномоченный представитель производителя в России:
Универсальная представительская компания
Офис:
125001, г. Москва, Большой Каменный переулок, д. 30
стр. 1, офис 22. Пн - Пт с 10.00 до 17.00 (время московское)
Для Москвы: 8 (991) 629 87 75, для регионов: 8 (800) 776 51 40



Краткая инструкция и информация о товаре
или microlife.ru/online-product-support-pressurerecorder-afib-3

Модель BP B3 AFIB

Размер: (L) 138 x (W) 94,5 x (H) 62,5 мм
Вес брутто: 402 г (с батареей, без манжеты)
Аккумулятор: 4 шт. 1,5 В (AA) щелочные батареи
Диапазон измерения: 20 - 280 мм рт.
Microlife является зарегистрированным товарным знаком
Условия эксплуатации: 10 - 40 °C
Условия хранения: от -20 до +55 °C
15 - 95% относительная максимальная влажность



Высокая точность в обнаружении фибрилляции предсердий для предотвращения инсульта



Раннее оповещение о возможных аритмиях сердца



Технология Gentle - контроль оптимальной скорости и давления для комфортного измерения



Легко читаемая классификация результатов артериального давления



Большой дисплей



Автоматическое хранение последних 99 показаний артериального давления и отображение средних значений



Индикатор правильного надевания манжеты



Индикатор движения



Возможность подключения сетевого адаптера

www.microlife.ru
www.microlife.com

microlife

BP B3 AFIB

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса

- Выявление мерцательной аритмии для предупреждения инсульта
- MAM технология: 3 измерения в 1 клик
- Универсальная манжета для всех типов телосложения

AFIB sens

Первый шаг к профилактике инсульта

5 лет гарантии



MAM технология

- 3 измерения в 1 клик и среднее значение для надежного результата
- Выявление гипертонии и контроль терапии



Мягкая манжета 22-42 см

- Компактная форма для точной посадки и оптимальной точности
- Мощный насос манжеты для длительного непрерывного использования



Клинически подтверждено
Высокая точность измерения А/А класс по Британскому и Ирландскому обществу гипертонии (BHS)

12+ years

Утверждено и рекомендовано для детей, беременных женщин или пациентов с диабетом, заболеваниями почек

microlife

BP B3 AFIB

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса

KG | Артериальное давление жизни тамирыди огуу
жаштыгын өлчөө үчүн тонометр

- Инсуляттын алдын алуу үчүн бүлбүлдөгөн аритмияны элечтүү
- MAM технологиясы: 1 басу менен 3 өлчөө
- Өлчөөдөгү бардык түрлөрү үчүн универсалдуу манжета

KZ | Күрөтөмирлык кыямды жана тамир огуу жийгін
өлчөөгө арналган тонометр

- Инсуляттын алдын алуу үчүн жабарлак аритмияны элечтүү
- MAM технологиясы: 1 рет басу аркылуу 3 өлчөө
- Өлчөөнүн бардык түрлөрүнө арналган универсалдуу манжета


Производитель
Microlife AG, Швейцария
Адрес: Эпенштрассе 139, 9443 г. Вирчай, Швейцария
Место производства:
ONBO Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., Китай
Адрес: No. 136 Huasheng Road, Langkou Community
Deliang Street, Longhua District, Shenzhen China

www.microlife.ru www.microlife.com



CE0044

4 719003 342234



1. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса BP B6 connect

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса





Кабель USB для подключения к компьютеру



Блок питания постоянного тока (сетевой адаптер)





Элементы питания типа АА



Сумка-чехол для хранения



microlife

A partner for people. For life.

TRACK YOUR
HEALTH

With the BP Analyzer
software towards a
better health

DOWNLOAD VOUCHER BP Analyzer Software

EN: Download the latest software here:

ES: Descargue el último software aquí:

FR: Télécharger ici la dernière mise à jour logiciel:

IT: Scaricare qui il software più recente:

DE: Laden Sie hier die neuste Software herunter:

TR: En son yazılımı buradan indirin:

PT: Descarregue a versão mais recente do software aqui:

NL: Download de meest recente software hier:

GR: Κατεβάστε το πιο πρόσφατο λογισμικό εδώ:

AF: تڼږل لښت برنامچ هنا:

FA: دانلود آخرین نسخه نرم افزار:



www.microlife.com/software

CE0044



Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса BP B1 Classic
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса



microlife C € 0044 REF BP B1 Classic
ERP No. BP3KE1-3E
Microlife AG, 9443 Widnau/Switzerland
Batteries: 4xAAA DC1.5V
www.microlife.com
IP20
SN 2020-07-2401027

OPEN

QA





Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса BP W3 Comfort

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, манжета на запястье



microlife
MicroLife AG, Eidenstrasse 139
9443 Widnau/Steckwippen
www.microlife.com
Batapex: 2xAAA 1.58
Сделано в Китае
SN 2020-06-2603030
CE 0044
IP20
PC
REF BP W3 Comfort
ERP-класс BP3CB1-3E
WEEE symbol



Коробка-чехол для хранения



Модель BP W3 Comfort
Размер: (L) 81 x (W) 65 x (H) 21 мм
Вес брутто: 112 г (с батареями)
Аккумулятор: 2 шт. 1,5 В (AAA) щелочные батареи
Диапазон измерения: 20 - 280 мм рт.
Microlife является зарегистрированным товарным знаком
Условия эксплуатации: 10 - 40 ° C
Условия хранения: от -20 до +55 ° C
15 - 95% относительная максимальная влажность

microlife

BP W3 Comfort

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса на запястье

- Мягкое измерение во время нажатия манжеты
- Технология IHB для определения аритмии
- Подходит для пациентов с обхватом запястья до 23 см



5 лет гарантии



GB BP W3 Comfort EN-RU 1921



Краткая инструкция и информация о товаре
www.microlife.ru/consumer-products/blood-pressure/wrist-devices/bp-w2-atm

Уполномоченный представитель производителя в России:
Индивидуальный предприниматель Перминова Яна Геннадьевна
Офис:
123001, г. Москва, Большой Козихинский переулок, д. 22,
стр. 1, офис 22. Пн. - Пт. с 10.00 до 17.00 (время московское)
Для Москвы: 8 (991) 628 87 75, для регионов: 8 800 770 01 40

Производитель
Microlife AG, Швейцария
Адрес: Эспенштрассе 139, 9443 г. Виднау, Швейцария
Место производства:
ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd., Китай
Адрес: No. 138 Huasheng Road, Langkou Community
Dalang Street, Longhua District, Shenzhen China

- Раннее оповещение о возможных аритмиях сердца
- Идеально для путешествий - Тонкий дизайн и коробка для хранения
- Легко читаемая классификация результатов артериального давления
- Большая манжета с обхватом запястья до 23 см
- Отображение средних значений
- Индикатор правильного надевания манжеты
- Автоматическое хранение последних 30 показаний артериального давления

www.microlife.ru
www.microlife.com



microlife

BP W3 Comfort

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса на запястье

- Мягкое измерение во время нажатия манжеты
- Технология IHB для определения аритмии
- Подходит для пациентов с обхватом запястья до 23 см



5 лет гарантии



С технологией Comfort+ измерение выполняется во время надувания манжеты, для быстрого и комфортного измерения давления с проверенной точностью Микралайф.

www.microlife.ru www.microlife.com



Модель BP W3 Comfort
Размер: (L) 81 x (W) 65 x (H) 21 мм
Вес брутто: 112 г (с батареями)
Аккумулятор: 2 шт. 1,5 В (AAA) щелочные батареи
Диапазон измерения: 20 - 280 мм рт.
Microlife является зарегистрированным товарным знаком
Условия эксплуатации: 10 - 40 ° C
Условия хранения: от -20 до +55 ° C
15 - 95% относительная максимальная влажность

BP W3 Comfort
Wrist Blood Pressure Monitor

KG | Кыргызстан артериялык басымды жана тамырдын согуу жыштыгын өлчөө үчүн тонометр

- Мягкое измерение во время нажатия воздуха
- Технология IHB для определения аритмии
- Подходит для пациентов с обхватом запястья до 23 см

microlife

KZ | Күрөтөмүрүлүк кысымды жана тамырдын согуу жыштыгын өлчөөүг арналган бөлөкө тагатын тонометр

- Манжетаны кысымдын айдуу кезинде жумшак өлчөү
- Аритмияны аныктауу арналган IHB технологиясы
- Бөлөк айналдырды 23 см-ге дейин жететин пациенттерге жарамдуу болуп калат

Эксплуатацияльная инструкция
Уполномоченный представитель производителя в России:
Индивидуальный предприниматель Перминова Яна Геннадьевна
Офис:
123001, г. Москва, Большой Козихинский переулок, д. 22,
стр. 1, офис 22. Пн. - Пт. с 10.00 до 17.00 (время московское)
Для Москвы: 8 (991) 628 87 75, для регионов: 8 800 770 01 40

CE0044

Производитель
Microlife AG, Швейцария
Адрес: Эспенштрассе 139, 9443 г. Виднау, Швейцария
Место производства:
ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd., Китай
Адрес: No. 138 Huasheng Road, Langkou Community
Dalang Street, Longhua District, Shenzhen China

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 45

первое полу листах

