


Фотографические изображения

Контейнер для заготовки крови и ее компонентов с целью последующего фракционирования крови на компоненты, хранения компонентов крови, замораживания плазмы и клеток крови, размораживания и отмывания клеток крови торговой марки LAISHI




Генеральный директор
ООО «ГРУППА АЛЬЯНС»

Маханов П.В.




1. Контейнер для заготовки крови и ее компонентов с целью последующего фракционирования крови на компоненты, хранения компонентов крови, замораживания плазмы и клеток крови, размораживания и отмывания клеток крови торговой марки LAISHI одинарный, в составе:

1- контейнер основной; 2 - контейнер для сбора первой порции крови (SP); 3 - адаптер для вакуумной пробирки (CT); 4- чехол защитный для игл (NP)




II. Контейнер для заготовки крови и ее компонентов с целью последующего фракционирования крови на компоненты, хранения компонентов крови, замораживания плазмы и клеток крови, размораживания и отмывания клеток крови торговой марки LAISHI двоянный, в составе:

1- контейнер основной; 2 - контейнер для сбора первой порции крови (SP); 3 - адаптер для вакуумной пробирки (СТ); 4- чехол защитный для игл (NP); 5 - контейнер трансферный




III. Контейнер для заготовки крови и ее компонентов с целью последующего фракционирования крови на компоненты, хранения компонентов крови, замораживания плазмы и клеток крови, размораживания и отмывания клеток крови торговой марки LAISHI строенный, в составе:

1 - контейнер основной; 2 - контейнер трансферный; 3 - контейнер для сбора первой порции крови (SP); 4- адаптер для вакуумной пробирки (CT); 5 -чехол защитный для игл (NP); 6 – фильтр лейкоцитарный (F)




IV. Контейнер для заготовки крови и ее компонентов с целью последующего фракционирования крови на компоненты, хранения компонентов крови, замораживания плазмы и клеток крови, размораживания и отмывания клеток крови торговой марки LAISHI счетверенный, в составе:

1 - контейнер основной; 2 - контейнер для сбора первой порции крови (SP); 3 - адаптер для вакуумной пробирки (СТ); 4 - чехол защитный для игл (NP); 5 - фильтр лейкоцитарный (F); 6- контейнер трансферный




У. Контейнер для заготовки крови и ее компонентов с целью последующего фракционирования крови на компоненты, хранения компонентов крови, замораживания плазмы и клеток крови, размораживания и отмывания клеток крови торговой марки LAISHI состоит из контейнера для хранения тромбоцитов в течение 5 дней (PL), в составе:

1- контейнер основной; 2 - контейнер для сбора первой порции крови (SP); 3 - адаптер для вакуумной пробирки (CT); 4- чехол защитный для иглы (NP); 5 - контейнер для хранения тромбоцитов в течение 5 дней (PL); 6- контейнер трансферный.



VI. Контейнер для заготовки крови и ее компонентов с целью последующего фракционирования крови на компоненты, хранения компонентов крови, замораживания плазмы и клеток крови, размораживания и отмывания клеток крови торговой марки LAISHI счетверенный с контейнером для хранения тромбоцитов в течение 5 дней (PL), в составе:

1- контейнер основной; 2 - контейнер для сбора первой порции крови (SP); 3 - адаптер для вакуумной пробирки (CT); 4- чехол защитный для игл (NP); 5 - контейнер для хранения тромбоцитов в течение 5 дней (PL); 6- контейнер трансферный; 7- фильтр лейкоцитарный (F)



Индивидуальная упаковка, актуальна для всех вариантов исполнения



CPDA-1 TRIPLE BLOOD BAG

FOR COLLECTION OF 450ML OF HUMAN BLOOD NEEDLE: 16G

Each unit consists of a bag containing 63ml of Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine Solution (CPDA-1).

Each 100ml of CPDA-1 contains:

Citric Acid (anhydrous) USP.. 0. 299g


Sodium Citrate (dihydrate) USP.. 2. 63g

Monobasic Sodium Phosphate (monohydrate) USP.. 0.222g

Dextrose (monohydrate) USP.. 3. 18g

Adenine USP.. 0. 0275g

Water for injection, a sufficient quantity to make..100ml



CAUTIONS:

- 1) Do not use blood bag more than 10 days after open the aluminum foil pack.
- 2) Do not use if there is any visible sign of deterioration.

STORAGE:

- 1) Unused pack may be stored at room temperature less than 30°C, relative humidity less than 60% and pack with blood in should be kept between +2°C and +6°C.
- 2) Avoid excessive heat and direct sunlight.



SUZHOU LABTRANSFUSION EQUIPMENT CO., LTD.
Changshang Road, Tongli Town, Wuxi City
Jiangsu Province, 215217, P. R. of China



Leadlink GmbH
Dorfstrasse 24, 79312 Emmendingen
Germany

REF : T450

4 UNITS

LOT : 200415

: 2020-04-15

: 2022-04-14

Групповая упаковка, фольгированная, актуальна для всех вариантов исполнения

Пример Макета маркировки стикера для поставок РФ, более подробную информацию см. приложение 3 к ТФ




Контейнер для заготовки крови и ее компонентов с целью последующего фракционирования крови на компоненты, хранения компонентов крови, замораживания плазмы и клеток крови, размораживания и отмывания клеток крови торговой марки LAISHI одинарный

Объем мешка XXX мл
Каждый мешок содержит 63 мл раствора антикоагулянта цитрат фосфат декстроза аденин (ЦФДА-1).

Каждые 100 мл ЦФДА-1 содержат:

Лимонная кислота (безводная) Ф.США	0.299 г
Цитрат натрия (дигидрат) Ф.США	2.63 г
Одноосновный фосфат натрия (моногидрат) Ф.США	0.222 г
Декстроза (моногидрат) Ф.США	3.19 г
Аденин Ф.США	0.0275 г

Вода для инъекций, достаточное количество для 100 мл





Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
ВНИМАНИЕ:
1) Не использовать мешок для крови по истечении 10 дней с момента вскрытия упаковки из алюминиевой фольги.
2) Не использовать, если существует видимый признак повреждения.
ХРАНЕНИЕ:
1) Неиспользованные упаковки хранить при комнатной температуре менее 30°C, относительной влажности менее 60%, а мешки с кровью хранить при температуре от +2°C до +6°C.
2) Избегать перегрева и прямого попадания солнечных лучей.



«Сучжоу Лайши Трансфьюжн Эквипмент Ко., Лтд.»
(Suzhou Laishi Transfusion Equipment Co., Ltd.), Китай
Адрес: Changsheng Road, Tongli Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province 215217, P.R. China, Китай

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «ГРУППА АЛЪЯНС», 196191, город Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13, +7 (812) 716-08-17

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

REF: _____

LOT: _____

 : _____

 : _____

UNITS

Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью 10 листа(-ов)

Генеральный директор
ООО «ГРУППА АЛЬЯНС»
Маханов П.В.

