

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Адвамедикс»

Сухарев И.В.



« 24 » 2024 г.

**ФОТОГРАФИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ***

Наконечник аспирационный типа Янкауэр в вариантах исполнения

*для всех вариантов исполнения фотографии и внешний вид идентичны

конечник аспирационный Янкауэра с закругленным концом в составе: 1. Наконечник аспирационный Янкауэра с закругленным концом - 1 шт. 2. Аспирационная соединительная трубка длиной 210 см для наконечника Янкауэра (внутренний диаметр 6,0 мм; наружный диаметр 8,5 мм)




конечник аспирационный Янкауэра со стандартным концом в составе: 1. Наконечник аспирационный Янкауэра со стандартным концом -1 шт. 2. Аспирационная соединительная трубка длиной 210 см для наконечника Янкауэра (внутренний диаметр 6,0 мм; наружный диаметр 8,5 мм);



конечник аспирационный Янкауэра с закругленным концом в составе:

Наконечник аспирационный Янкауэра с закругленным концом - 1 шт.



конечник аспирационный Янкауэра со стандартным концом в составе:

Наконечник аспирационный Янкауэра со стандартным концом - 1 шт.





POLYSUCTION SET

1 UNIT

Yankaur Suction Set with Tube & Handle

Disposative Caution : • Non-Toxic • Non-Pyrogenic • Discard after single use. • Use only if the package is intact.	Wegwerproducten Waarschuwing : • Niet giftig • Niet brandbaar • Na gebruik wegwerpen. • Alleen te gebruiken bij intacte verpakking.
IT Monouso Attenzione • Non Tossico • Non Pirogenico • Gettare dopo l'uso. • Usare solo se la confezione e' integra.	PO Descartáveis Cuidado • Atóxico • Não Pirogênico • Jogue fora após uma única utilização. • Use apenas se a embalagem estiver intacta.
FR Jetables Attention : • Non Toxique • Apyrogène • Jeter après usage. • Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.	GR Αναλώσιμα Προσοχή : • Μη τοξικό • Μη πυρρογόνο • Απορρίψτε μετά από μία και μόνο χρήση • Χρησιμοποιήστε μόνον εάν η συσκευασία είναι ανέπαφη
ES Materiales desechables Atención : • No Tóxico • No Pirogénico • desechar después de un solo uso. • Utilizar sólo si el paquete está intacto.	PT Descartavel Cautela • Intoxicavel • Nao-Pirogenico • Descarte apos uso. • Usar somente quando o Pacote estiver intato.

REF : 90250

Handle Tip : STANDARD TIP

Tube Length : 210 CM.

LOT : 1814276 L

Mfg. : 2018-10

Exp. : 2023-09

MRP Rs. :
(Incl. of all taxes)

INSTRUCTIONS FOR USE :

- Fix one connector on handle and other connector with suction pump.
- Close Vacuum control window by placing thumb on it.
- Insert Tip of handle in operative body part and let it remove secretion by sucking.
- Vacuum can be controlled on regular intervals by vacuum control window.

PRECAUTIONS FOR USE

- Read instructions before use.
- This product should be used only by a qualified doctor or a paramedic.
- Check the product and package integrity & expiry date prior to use.
- For single use only. Discard after use. Do not clean, recycle or reutilize.

For Feedback : customercare@polymedcure.com

POLYMED
Medical Devices

EC REP Obelis s.a
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54
E-mail : mail@obelis.net

Manufactured by :
POLY MEDICURE LTD.

Plot No. 104-105, Sector 59, HSIDC Indl. Area
Faridabad-121004, (Haryana) INDIA
Customer Care No. : (0129) 4287053

STERILE EO

CE 2460

LATEX FREE

Rev. 08-17/09

Наконечник аспирационный типа Янкауэр в вариантах исполнения

Наконечник аспирационный Янкауэра с закругленным концом в составе:

1. Наконечник аспирационный Янкауэра с закругленным концом - 1 шт.
2. Аспирационная соединительная трубка длиной 270 см для наконечника Янкауэра (внутренний диаметр 6,0 мм; наружный диаметр 8,5 мм) - 1 шт.
3. Инструкция по применению - 1 шт.

- Не токсично. Апиrogenно. Только для одноразового использования
- Не использовать в случае нарушения целостности потребительской упаковки



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Соблюдая правила асептики, закрепите один коннектор на наконечнике и другой коннектор на аспирационном насосе.
- Закройте окно контроля вакуума, поместив на него большой палец.
- Вставьте кончик наконечника в оперируемую часть тела и дайте ему удалиться секрет путем всасывания. Вакуум можно контролировать через регулярные промежутки времени с помощью окна контроля вакуума.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Прочтите Инструкцию перед использованием.

Это изделие должно использоваться только квалифицированным врачом или фельдшером.

Перед использованием проверьте целостность изделия и упаковки и срок годности.

Только для одноразового использования. Выбросить после использования. Не очищайте, не перерабатывайте и не стерилизуйте повторно.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Адвamedикс»
127486 Москва, Коровинское шоссе д.10 стр.2, эт.2, пом.15
Тел./факс +7(495) 744-34-79
info@advamedics.ru

REF 90210

Тип наконечника: с закругленным концом
Длина трубки: 270 см

LOT 2310163A

2023-01

2027-12

DEHP
FREE


Poly Medisure Limited
Plot No. 104-105, Sector - 59, HSIIDC
Industrial Area, Ballabhgarh, Faridabad,
Haryana - 121004, India

STERILE EO



LATEX
FREE

MD



Макет маркировки для РФ на примере: Наконечник аспирационный Янкауэра с закругленным концом в составе:

1. Наконечник аспирационный Янкауэра с закругленным концом - 1 шт. 2. Аспирационная соединительная трубка длиной 270 см для наконечника Янкауэра (внутренний диаметр 6,0 мм; наружный диаметр 8,5 мм) - 1 шт.



Групповая упаковка МИ «Наконечник аспирационный типа Янкауэр в вариантах исполнения»



Групповая упаковка МИ с маркировкой «Наконечник аспирационный типа Янкауэр в вариантах исполнения»

REF 90150 **Наконечник: со стандартным концом**

LOT 2310432A



2023-01



2027-12

MD

**LATEX
FREE**

**DEHP
FREE**

Кол-во: 15 шт.


STERILE EO



произведено в Индии

Poly Medicure Limited

Plot No. 104-105, Sector- 59, HSIIDC Industrial Area,
Ballabhgarh, Faridabad, Haryana – 121004, India



Макет маркировки групповой упаковки для РФ на примере МИ «Наконечник аспирационный Янкауэра со стандартным концом»



Транспортная упаковка «Наконечник аспирационный типа Янкауэр в вариантах исполнения»

**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**

12 (двенадцать) листов
цифрами прописью

Должность генеральный директор

Подпись _____ /Сухарев И.В./

« 24 » _____ 20 24 г. М.П.

