



Генеральный директор
ООО «Группа Альянс»


Маханова Е.А.

Фотографические изображения


**Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой MaxiLab®
по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021**




Пробирки вакуумные без наполнителя, размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл
Внешний вид пробирок размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл; размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл; размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл идентичен, различие только в размерах пробирки




Пробирки вакуумные с активатором свертывания, размер 13 мм x 100 мм, объем забираемой крови: 6 мл
 Внешний вид пробирок размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл; размер: 13 x 100 мм;
 объем забираемой крови: 6 мл, 4 мл, 5 мл; размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл
 идентичен, различие только в размерах пробирки



Пробирки вакуумные с 3,2% натрия цитратом, размер 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 2,7 мл
 Внешний вид пробирок размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1,8 мл, 2,7 мл, 3,6 мл, 4,5 мл; размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4,5 мл, 5,4 мл, 6,3 мл; размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6,3 мл, 7,2 мл, 8,1 мл, 9 мл идентичен, различие только в размерах пробирки




Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом, размер 13 мм x 100 мм, объем забираемой крови 4.5 мл
 Внешний вид пробирок размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1,8 мл, 2,7 мл, 3,6 мл, 4,5 мл; размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4,5 мл, 5,4 мл, 6,3 мл; размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6,3 мл, 7,2 мл, 8,1 мл, 9 мл идентичен, различие только в размерах пробирки



Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом (черная крышка), размер 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови 1.6 мл
 Внешний вид пробирок размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1,6 мл, 2,4 мл, 3,2 мл, 4 мл; размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 4,8 мл, 5,6 мл, 6,4 мл; размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6,4 мл, 7,2 мл, 8 мл идентичен, различие только в размерах пробирки.



Пробирки вакуумные с К2ЭДТА, размер 16 мм x 100 мм, объем забираемой крови 9 мл
 Внешний вид пробирок размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл; размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл; размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл, идентичен, различие только в размерах пробирки.




Пробирки вакуумные с КЗЭДТА, размер 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови 3 мл
Внешний вид пробирок размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл; размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл; размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл, идентичен, различие только в размерах пробирки.



Пробирки вакуумные с активатором свертывания и разделительным гелем, размер 13 мм x 100 мм, объем забираемой крови 5 мл

Внешний вид пробирок размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 3,5 мл, 4 мл; размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл; размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8,5 мл, идентичен, различие только в размерах пробирки.



Пробирки вакуумные с тромбином и разделительным гелем, размер 13 мм x 100 мм, объем забираемой крови 5 мл

Внешний вид пробирок размер: 13 мм х 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 3,5 мл, 4 мл; размер: 13 х 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл; размер: 16 х 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8,5 мл, идентичен, различие только в размерах пробирки.




Пробирки вакуумные с лития гепарином, размер 13 мм х 100 мм, объем забираемой крови 4 мл

Внешний вид пробирок размер: 13 мм х 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл; размер: 13 х 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл; размер: 16 х 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл, идентичен, различие только в размерах пробирки.




Пробирки вакуумные с натрия гепарином, размер 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови 2 мл

Внешний вид пробирок размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл; размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл; размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл, идентичен, различие только в размерах пробирки.



Пробирки вакуумные с лития гепарином и разделительным гелем, размер 13 мм x 100 мм, объем забираемой крови 5 мл
 Внешний вид пробирок размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 3,5 мл, 4 мл; размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл; размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8,5 мл, идентичен, различие только в размерах пробирки.




Пробирки вакуумные с натрия гепарином и разделительным гелем, размер 16 мм x 100 мм, объем забираемой крови 8 мл

Внешний вид пробирок размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 3,5 мл, 4 мл; размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл; размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8,5 мл, идентичен, различие только в размерах пробирки.



Пробирки вакуумные с Na₂ЭДТА и натрий фторидом, размер 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови 2 мл
Внешний вид пробирок размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл; размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл; размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл, идентичен, различие только в размерах пробирки.



Пробирки вакуумные с K2ЭДТА и разделительным гелем, размер 13 мм x 100 мм, объем забираемой крови 5 мл
 Внешний вид пробирок размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 3,5 мл, 4 мл; размер: 13 x 100 мм; объем забираемой крови: 4 мл, 5 мл, 6 мл; размер: 16 x 100 мм; объем забираемой крови: 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8,5 мл, идентичен, различие только в размерах пробирки.

Упаковка изделий


Групповая упаковка изделий на примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом (черная крышка), размер 13 мм х 75 мм, объем забираемой крови 1.6 мл (внешний вид упаковки идентичен для всех вариантов исполнения всех типоразмеров)



Маркировка изделий

1. Этикетка на пробирке:

(на примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с активатором свертывания, размер: 13 мм х 100 мм, объем забираемой крови: 6 мл)



2. Этикетка на внешней стороне групповой упаковки:

(на примере варианта исполнения «Пробирка вакуумная без наполнителя, размер: 13 мм х 100 мм, объем забираемой крови: 1 мл»)

ООО «ГРУППА АЛЬЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		Место для торгового знака
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирка вакуумная без наполнителя, размер: 13 мм х 75 мм, объем забираемой крови 1 мл XX шт. в упаковке		
Z		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 1 мл	
LOT XXXXX	ГГГГ-ММ-ДД	
STERILE R 2 IVD ГГГГ-ММ-ДД Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

*знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ

Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью 20 листа(-ов)
Генеральный директор
ООО «Группа Альянс»
Маханова Е.А.





ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021

Макет этикетки на пробирке


1. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные без наполнителя размер: 13 мм х 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл



2. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с активатором свертывания, объем забираемой крови: 6 мл, размер 13 мм х 100 мм




3. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с 3,2% натрия цитратом, объем забираемой крови: 2.7 мл, размер 13 мм х 75 мм



4. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом, объем забираемой крови 4.5 мл, размер 13 мм x 100 мм




5. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом (черная крышка), объем забираемой крови 1.6 мл, размер 13 мм x 75 мм



6. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с К2ЭДТА, объем забираемой крови 9 мл, размер 16 мм x 100 мм



7. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с КЗЭДТА, объем забираемой крови 3 мл, размер 13 мм х 75 мм




8. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с активатором свертывания и разделительным гелем, объем забираемой крови 5 мл, размер 13 мм х 100 мм




9. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с тромбином и разделительным гелем, объем забираемой крови 5 мл, размер 13 мм х 100 мм



10. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с лития гепарином, объем забираемой крови 4 мл, размер 13 мм х 100 мм



11. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с натрия гепарином, объем забираемой крови 2 мл, размер 13 мм х 75 мм




12. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с лития гепарином и разделительным гелем, объем забираемой крови 5 мл, размер 13 мм х 100 мм



13. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с Na2ЭДТА и натрий фторидом, объем забираемой крови 2 мл, размер 13 мм x 75 мм



14. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с натрия гепарином и разделительным гелем, объем забираемой крови 8 мл, размер 16 мм x 100 мм



15. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с K2ЭДТА и разделительным гелем, объем забираемой крови 5 мл, размер 13 мм x 100 мм



Макет этикетки на внешнюю сторону групповой упаковки

1. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные без наполнителя размер: 13 мм х 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл

ООО «ГРУППА АЛЪЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные без наполнителя, размер: 13 мм х 75 мм, объем забираемой крови: 1 мл 100 шт. в упаковке		
Z 		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 1 мл	
LOT 220317	 2022-03-17	
STERILE R  IVD  2024-03-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

2. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с активатором свертывания, объем забираемой крови: 6 мл, размер 13 мм х 100 мм

ООО «ГРУППА АЛЪЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с активатором свертывания, размер: 13 мм х 100 мм, объем забираемой крови: 6 мл 100 шт. в упаковке		
CAT 		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 6 мл	
LOT 220317	 2022-03-17	
STERILE R  IVD  2024-03-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

3. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с 3,2% натрия цитратом, объем забираемой крови: 2.7 мл, размер 13 мм x 75 мм

ООО «ГРУППА АЛЬЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с 3,2% натрия цитратом, размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 2.7 мл 100 шт. в упаковке		
9NC		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 2.7 мл	
LOT 220317	 2022-03-17	
STERILE R  IVD  2023-05-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90% РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

4. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом, объем забираемой крови 4.5 мл, размер 13 мм x 100 мм

ООО «ГРУППА АЛЬЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом, размер: 13 мм x 100 мм, объем забираемой крови: 4.5 мл 100 шт. в упаковке		
9NC		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 4,5 мл	
LOT 220317	 2022-03-17	
STERILE R  IVD  2023-03-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90% РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

5. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом (черная крышка), объем забираемой крови 1.6 мл, размер 13 мм x 75 мм

ООО «ГРУППА АЛЬЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с 3,8 % натрия цитратом, размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1.6 мл 100 шт. в упаковке		
4NC		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 1.6 мл	
LOT 220317	 2022-03-17	
STERILE R  IVD  2023-05-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

6. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с K2ЭДТА, объем забираемой крови 9 мл, размер 16 мм x 100 мм

ООО «ГРУППА АЛЬЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с K2ЭДТА, размер: 16 мм x 100 мм, объем забираемой крови: 9 мл 100 шт. в упаковке		
K2E		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 9 мл	
LOT 220126	 2022-01-26	
STERILE R  IVD  2024-01-26 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

7. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с КЗЭДТА, объем забираемой крови 3 мл, размер 13 мм х 75 мм

ООО «ГРУППА АЛЬЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с КЗЭДТА, размер: 13 мм х 75 мм, объем забираемой крови: 3 мл 100 шт. в упаковке		
КЗЭ		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 3 мл	
 220317	 2022-03-17	
STERILE R   2024-03-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

8. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с активатором свертывания и разделительным гелем, объем забираемой крови 5 мл, размер 13 мм х 100 мм

ООО «ГРУППА АЛЬЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с активатором свертывания и разделительным гелем, размер: 13 мм х 100 мм, объем забираемой крови: 5 мл 100 шт. в упаковке		
CAT		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 5 мл	
 220317	 2022-03-17	
STERILE R   2024-03-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

9. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с тромбином и разделительным гелем, объем забираемой крови 5 мл, размер 13 мм x 100 мм

ООО «ГРУППА АЛЪЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с тромбином и разделительным гелем, размер: 13 мм x 100 мм, объем забираемой крови: 5 мл 100 шт. в упаковке		
RST		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 5 мл	
LOT 220317	 2022-03-17	
STERILE R  IVD  2024-03-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°С и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

10. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с лития гепарином, объем забираемой крови 4 мл, размер 13 мм x 100 мм

ООО «ГРУППА АЛЪЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с лития гепарином, размер: 13 мм x 100 мм, объем забираемой крови: 4 мл 100 шт. в упаковке		
LH		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 4 мл	
LOT 220317	 2022-03-17	
STERILE R  IVD  2024-03-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°С и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

11. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с натрия гепарином, объем забираемой крови 2 мл, размер 13 мм х 75 мм

ООО «ГРУППА АЛЬЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с натрия гепарином, размер: 13 мм х 75 мм, объем забираемой крови: 2 мл 100 шт. в упаковке		
NH		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 2 мл	
LOT 220317	 2022-03-17	
STERILE R  IVD  2024-03-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

12. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с лития гепарином и разделительным гелем, объем забираемой крови 5 мл, размер 13 мм х 100 мм

ООО «ГРУППА АЛЬЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с лития гепарином и разделительным гелем, размер: 13 мм х 100 мм, объем забираемой крови: 5 мл 100 шт. в упаковке		
LH		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 5 мл	
LOT 220317	 2022-03-17	
STERILE R  IVD  2024-03-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

13. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с Na2ЭДТА и натрий фторидом, объем забираемой крови 2 мл, размер 13 мм x 75 мм

ООО «ГРУППА АЛЪЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с Na2ЭДТА и натрий фторидом, размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 2 мл 100 шт. в упаковке		
FE		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 2 мл	
LOT 220317	 2022-03-17	
STERILE R  IVD  2024-03-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

14. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с натрия гепарином и разделительным гелем, объем забираемой крови 8 мл, размер 16 мм x 100 мм

ООО «ГРУППА АЛЪЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с натрия гепарином и разделительным гелем, размер: 16 мм x 100 мм, объем забираемой крови: 8 мл 100 шт. в упаковке		
NH		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 8 мл	
LOT 220317	 2022-03-17	
STERILE R  IVD  2024-03-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

15. На примере варианта исполнения Пробирки вакуумные с К2ЭДТА и разделительным гелем, объем забираемой крови 5 мл, размер 13 мм х 100 мм

ООО «ГРУППА АЛЪЯНС», 196191, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		
Пробирки вакуумные для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с К2ЭДТА и разделительным гелем, размер: 13 мм х 100 мм, объем забираемой крови: 5 мл 100 шт. в упаковке		
К2Е		
Для профессионального применения	Объем забираемой крови: 5 мл	
 220317	 2022-03-17	
     2024-03-17 Условия хранения: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%		
РУ №XXXX от XX.XX.XXXX		

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

Макет этикетки на транспортной упаковке
(представлен на примере варианта исполнения «Пробирки вакуумные с 3,2% натрия цитратом, размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1,8 мл»)

ООО «ГРУППА АЛЬЯНС» 196191, город Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А, помещение 4-Н, ком. 13		MaxiLab
Пробирка вакуумная для забора крови под торговой маркой MaxiLab® по ТУ 32.50.13-002-43152849-2021 Пробирки вакуумные с 3,2% натрия цитратом, размер: 13 мм x 75 мм, объем забираемой крови: 1,8 мл		
   	Количество в транспортной упаковке, _____ шт. Количество штативов, _____ шт.	 2022-03-17  2023-05-17 LOT 220317 STERILE R Масса нетто 1 упаковки: Масса нетто: Масса брутто: Условия хранения и транспортирования: при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90%

(знак соответствия может быть добавлен при необходимости после завершения процедуры государственной регистрации и прохождения декларирования соответствия медицинского изделия в РФ)

Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью 15 листа(-ов)
Генеральный директор
ООО «Группа Альянс»
Маханова Е.А.

