


Фотоизображение компонента медицинского изделия

Набор реагентов для бактериологических исследований

«Питательная среда для выделения и культивирования представителей вагинальной микрофлоры, включая *Lactobacillus iners*, сухая (BV-агар)» по ТУ 20.59.52-377-78095326-2023

Компонент ростовая добавка (РД) во флаконах с маркировкой



«Согласовано»:

Заместитель директора
по качеству и развитию

М.В.Храмов

«20» марта 2024 г

Фотоизображение транспортной упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для бактериологических исследований

«Питательная среда для выделения и культивирования представителей вагинальной микрофлоры, включая *Lactobacillus iners*, сухая (BV-агар)» по ТУ 20.59.52-377-78095326-2023



«Согласовано»:

Заместитель директора
по качеству и развитию



М.В.Храмов

«20» марта 2024

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директор ФБУН ГНЦ ПМБ

по качеству и развитию


М.В. Храмов

«20» марта 2024 г



МАКЕТ

маркировки флакона и коробки с компонентом Ростовая добавка (РД) для двух вариантов комплектации



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Адрес места производства: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279, Московская обл.,
г. о. Серпухов, п. Оболенск, тер. «Квартал А», д. 10, стр. 1

Почтовый адрес: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279 Московская обл., г. о. Серпухов,
п. Оболенск, тер. «Квартал А», д. 24
(4967) тел. 36-00-20 / факс 36-01-16, E-mail: info@obolensk.org

Набор реагентов для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения и культивирования представителей
вагинальной микрофлоры, включая *Lactobacillus iners*, сухая (BV-agar)»

ТУ 20.59.52-377-78095326-2023

ПУ №

КОМПОНЕНТ

РОСТОВАЯ ДОБАВКА (РД)

Упаковка содержит ____ флакона с РД

1 флакон РД содержит:

L-Цистеина гидрохлорид 0,5 г

L-глутамин 0,2 г

Никотинамидадениндинуклеотид (НАД) ... 0,002 г

Серия _____

Годен _____

Хранить в защищенном от света месте при
температуре от 2 до 8 °С

Только для *in vitro* диагностики

Использовать в соответствии с Инструкцией по применению

МАКЕТ МАРКИРОВКИ НА ТРАНСПОРТНУЮ ТАРУ

Грузополучатель

(адрес грузополучателя)

Отправитель:

Предприятие-изготовитель:



Адрес места производства: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279 Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. «Квартал А», д.10, стр. 1

Почтовый адрес: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279 Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. «Квартал А», д. 24

(4967) тел. 36-00-20 / факс 36-01-16, E.mail info@obolensk.org

ВЕС НЕТТО: _____

ВЕС БРУТТО: _____

ЯЩИК № _____

НАИМЕНОВАНИЕ: медицинское изделие для диагностики in vitro
Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения и культивирования представителей вагинальной микрофлоры, включая *Lactobacillus iners*, сухая (BV-агар)» по ТУ 20.59.52-377-78095326-2023

количество _____ наборов серия _____ годен _____

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ - при температуре хранения от 2 до 8 °С.

Допускается транспортировать Набор реагентов «BV-агар» в общей упаковке при температуре от минус 18 °С до плюс 40 °С не более 3 суток.

ХРАНЕНИЕ: Набор реагентов при получении разуккомплектовать в соответствии с указанными температурами хранения:

- банку с Основной хранить на складе, в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 60 %;
- коробку с флаконами РД хранить при температуре от 2 до 8 °С.


Допускается хранить Набор реагентов во внешней упаковке производителя (пакете) без разуккомплектования в холодильнике при температуре от 2 °С до 8 °С

«Согласовано»

Зам.директора по качеству
и развитию

М.В.Храмов

20.03.24



МАКЕТ УПАКОВОЧНОГО ЛИСТА

ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии

№ ящика _____

Наименование продукта	Фасовка, набор/комплектация	Кол-во	Всего, кг	№ серии	Срок годности
Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения и культивирования представителей вагинальной микрофлоры, включая <i>Lactobacillus iners</i> , сухая (BV-агар)» по ТУ 20.59.52-377-78095326-2023	Комплектация 1, шт Комплектация 2, шт				

Подпись упаковщика _____

«Согласовано»

Зам.директора по качеству
и развитию


М.В.Храмов
20.03.24


Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено подписью и печатью
2 (два)
листов. Подпись А. Шереметьев
" 20 " марта 2024



Грузополучатель

Отправитель:

Почтовый адрес: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279 Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. «Квартал А», д.24
(4967) тел.36-00-20 / факс 36-01-16. E.mail: info@obolensk.org

Допускается хранить Набор реагентов во внешней упаковке производителя (пакете) без разукomплектования в холодильнике при температуре от 2 °C до 8 °C

КОПИЯ ВЕРНА

зав. цк *А. Шереметьев* (на)
20.03.24



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии

№ ящика 7

Наименование продукта	Фасовка, набор/комплектация	Кол-во	Всего, кг	№ серии	Срок годности
Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения и культивирования представителей вагинальной микробиоты, включая <i>Lactobacillus iners</i> , сухая (BV-agar)» по ТУ 20.59.52-377-78095326-2023	Комплектация 1, шт	3	0,34	5	03.2025
	Комплектация 2, шт	22	6,6	5	03.2025

Подпись упаковщика

Бернштейн

КОПИЯ ВЕРНА

Зав. ОК
20.03.24.



Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено подписью и печатью

2 (два)

листов. Подпись

"20" марта 2024

(Подпись)

