

Генеральный директор
Воронова Надежда Александровна



ООО «СигмаФарм»

Фотографические изображения

МИ и макетов маркировки

Средство кровоостанавливающее на нетканой основе, одноразовое,
стерильное «Каолиновый гемостатический бинт QuikMed» с
рентгеноконтрастной полосой, по ТУ 21.20.24-001-47062474-2023 в
вариантах исполнения

Средство кровоостанавливающее на нетканой основе, одноразовое, стерильное
«Каолиновый гемостатический бинт QuikMed» с рентгеноконтрастной полосой, по ТУ
21.20.24-001-47062474-2023, в вариантах исполнения:

1. Средство кровоостанавливающее на нетканой основе, одноразовое, стерильное
«Каолиновый гемостатический бинт QuikMed» с рентгеноконтрастной полосой,
I-слойный, Z-сложения, размер 7,5 x 370 см
2. Средство кровоостанавливающее на нетканой основе, одноразовое, стерильное
«Каолиновый гемостатический бинт QuikMed» с рентгеноконтрастной полосой,
I-слойный, в рулоне, размер 7,5 x 370 см

1. Срезки крестообразные по реставрации, сформированное "Кеосинтези" сшитое с переносочными нитями, 1-соединяет, 2-соединяет, поперек $7,5 \times 370$ см.

1. Z-сложение упаковки

SIGMA
PHARM

QuikMed

КАОЛИНОВЫЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ БИНТ

СРЕДСТВО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ НА
НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ, ОДНОРАЗОВОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
«КАОЛИНОВЫЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ БИНТ QUIKMED»
С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ ПОЛОСКОЙ,
ПО ТУ 21.20.24-001-47062474-2023,
1-СПОЙНЫЙ, Z-СЛОЖЕНИЯ, РАЗМЕР 7,5 X 370 CM

КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ

СПОСОБСТВУЕТ
ОСТАНОВКЕ



8. Число хребтов
в теле, округлое, сегментное
"Каменный" нематоидный червь
"Med с перемещением нематоид"
I-сегмент, 6-й сегмент, паук 7,5 x 370 см

в "рулоне"

SIGMA
PHARM

QuikMed

КАОЛИНОВЫЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ БИНТ

СРЕДСТВО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ НА
НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ, ОДНОРАЗОВОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
«КАОЛИНОВЫЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ БИНТ QUIKMED»

С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ ПОЛОСКОЙ

ПО ТУ 21.20.24-001-47062474-2023,

1-СЛОЙНЫЙ, В РУЛОНЕ, РАЗМЕР 7,5 X 370 CM

КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ

СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ
ОСТАНОВКЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

STERILE R

Оборотная сторона для вариантов

- 2 шовенда
- в руке



Упаковка индивидуальная.

Упаковка в вакуумной упаковке.



Проект макета маркировки индивидуальной упаковки

SIGMA
PHARM

QuikMed

КАОЛИНОВЫЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ БИНТ

СРЕДСТВО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ НА
НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ, ОДНОРАЗОВОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
«КАОЛИНОВЫЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ БИНТ QUIKMED»

С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ ПОЛОСОЙ,
ПО ТУ 21.20.24-001-47062474-2023,
1-СЛОЙНЫЙ, В РУЛОНЕ, РАЗМЕР 7,5 X 370 CM

КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ


СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ
ОСТАНОВКЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

STERILE R

СТЕРИЛЬНО



Разорвите упаковку и возьмите
за один конец бинта другой рукой.



Плотно приложите развернутый бинт прямо
к источнику кровотечения. Оставшуюся полость
раны можно тампонировать, при необходимости
повязку можно разорвать или разрезать.



ПЛОТНЫМ давлением прижмите бинт
прямо к ране на 3 мин. Если продолжается
кровотечение, прижмите еще на 3 мин.



Намотайте и перевяжите
дополнительным бинтом так,
чтобы сохранить давление на рану.




Производитель и уполномоченный в РФ: ООО «СигмаФарм»
143001, Московская область, г. Одинцово, Г.О. Одинцовский,
ул. Кутузовская, д. 4А, пом. 1. Тел. +7 (930) 820-12-88
info@quikmed.pro quikmed.pro

Место производства: Общество с ограниченной
ответственностью ООО «Сигма Фарм»
109316, г. Москва, вост.г. муниципальный округ Печатники,
Волгоградский пр-кт, д. 42, к. 5, эт/пом. 2/1, ком. 229;
ООО «АНЦЕНТР ГРУПП»
141983, Московская обл., г.о. Дубна, г. Дубна,
ул. Технологическая, д.4, помещ. 67

Ссылка на сайт: www.quikmed.pro

Сведения об Утилизации:

После использования утилизировать как отходы класса Б по
СанПиН 2.1.3.684. Если упаковка изделия была повреждена
или при окончании срока годности, утилизировать как
отходы класса А по СанПиН 2.1.3.684, при условии, что
изделие не использовалось по назначению.



«Регистрационное удостоверение РЗН
№ ____/____ от ____ г.»

LOT 001/4



01.2023
01.2028

АПИРОГЕННО И НЕТОКСИЧНО

Макс транспортной упаковки.

Средство кровоостанавливающее на нетканой основе, одноразовое, стерильное «Каолиновый гемостатический бинт QuikMed» с рентгеноконтрастной полосой, 1-слойный, Z-сложения, размер 7,5 x 370 см по ТУ 21.20.24-001-47062474-2023 Страна происхождения: Россия Масса нетто: 15 ± 0,25 кг Масса брутто: 15,74 ± 0,25 кг	
Регистрационное удостоверение №	
Количество	300 шт.
Дата изготовления	01.2023
Срок годности	5 лет
Условия хранения	При температуре от -15°C до +35°C, с относительной влажностью окружающего воздуха от 0% до 85%
Номер партии	001/1
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «СигмаФарм» Адрес предприятия: Адрес: 143001, Московская область, г. о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Кутузовская д.4А, помещ. 1 Тел.: +7 920 604-21-45, +7 930 820-12-88. Адрес электронной почты: care@sigmalab.pro.	
	

