

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор

ООО «Черлаб»



Романов Р.Ю.


«15» сентября 2023 г.

ПРОБИРКА ВАКУУМНАЯ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ
по ТУ 32.50.50-001-45997516-2023


Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия

г. Череповец
2023


1. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови без наполнителя, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.



2. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови без наполнителя, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 7 мл.



3. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови без наполнителя, размер: 16x100 мм, объем забираемой крови: 8,5 мл.



4. Групповая потребительская упаковка. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови без наполнителя, размер: 16х100 мм, объем забираемой крови: 8,5 мл.



5. Шаблон маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови без наполнителя, размер: 16x100 мм, объем забираемой крови: 8,5 мл.

1234567890

1234567890

ЧЕРЛАБ

ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»	Ф.И.О.	ПРОБА	ДАТА	8,5 мл 2 2 IVD STERILE R

07.2023

LOT 18000029

07.2025

Без наполнителя

6. Шаблон групповой потребительской упаковки маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови без наполнителя, размер: 16x100 мм, объем забираемой крови: 8,5 мл.

ЧЕРЛАБ

Пробирка вакуумная для взятия
венозной крови
без наполнителя, размер: 16x100 мм,
объем забираемой крови: 8,5 мл
Количество: 100 шт.
Кат.№: 220 85 16100

Без наполнителя

07.2023

LOT 18000029

07.2025

STERILE R

IVD

2

2

i

ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»

162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, г Череповец, ш Северное, д. 38 А, офис 1

РУ: № РЗН _____


тел: 8(800)222-53-56

e-mail: info@cherlab.ru

ООО ЦИРМИ
 INFO@CIRMI.RU
 WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6


7. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с активатором свертывания, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.



8. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с активатором свертывания, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 6 мл.



9. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с активатором свертывания, размер: 16х100 мм, объем забираемой крови: 8,5 мл.



10. Групповая потребительская упаковка. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с активатором свертывания, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 6 мл.



11. Шаблон маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с активатором свертывания, размер: 16x100 мм, объем забираемой крови: 8,5 мл.

1234567890

1234567890

ЧЕРЛАБ

ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»

Ф.И.О.	ПРОБА	ДАТА

8,5 мл
 ⑧
 ⑧
 IVD
 STERILE R

07.2023
 LOT 19000029
 07.2023

Активатор свертывания

12. Шаблон групповой потребительской упаковки маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с активатором свертывания, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 6 мл.

ЧЕРЛАБ

Пробирка вакуумная для взятия венозной крови

с активатором свертывания, размер: 13x100 мм,
объем забираемой крови: 6 мл

Количество: 100 шт.

Кат.№: 130 60 13100

Активатор свертывания

07.2023 LOT 19000027 07.2025

STERILE R IVD

ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»


162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, г Череповец, ш Северное, д. 38 А, офис 1

РУ: № РЗН _____


тел: 8(800)222-53-56

e-mail: info@cherlab.ru


13. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с активатором свертывания и гелем, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.



14. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с активатором свертывания и гелем, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 6 мл.



15. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с активатором свертывания и гелем, размер: 16x100 мм, объем забираемой крови: 8,5 мл.



16. Групповая потребительская упаковка. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с активатором свертывания и гелем, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 6 мл.



17. Шаблон маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с активатором свертывания, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 6 мл.

1234567904

1234567904

ЧЕРЛАБ

ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»	Ф.И.О.	ПРОБА	ДАТА	6 мл IVD STERILE R

07.2023
LOT 18000021
07.2025

Активатор свертывания и гель

18. Шаблон групповой потребительской упаковки маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с активатором свертывания, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 6 мл.

ПРОБИРКА ВАКУУМНАЯ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ по ТУ 32.50.50-001-45997516-2023

ЧЕРЛАБ

Пробирка вакуумная для взятия венозной крови

с активатором свертывания и гелем, размер: 13x100 мм
объем забираемой крови: 6 мл
Количество: 100 шт.
Кат.№: 130 60 13100

07.2023 LOT 18000021 07.2025

STERILE R IVD


ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»
162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, г Череповец, ш Северное, д. 38 А, офис 1
РУ: № РЗН _____

Активатор свертывания и гель


1. Insert the tube into the vacuum container.
2. Pull the plunger to the 6 ml mark.
3. Mix the blood by gently rotating the tube.
4. Insert the tube into the vacuum container.
5. Pull the plunger to the 6 ml mark.
6. Mix the blood by gently rotating the tube.

тел: 8(800)222-53-56
e-mail: info@cherlab.ru


19. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с К2 ЭДТА, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.




20. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с К2 ЭДТА, размер: 13х100 мм, объем забираемой крови: 6 мл.



21. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с К2 ЭДТА, размер: 16x100 мм, объем забираемой крови: 8,5 мл.



22. Групповая потребительская упаковка. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с К2 ЭДТА, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.



23. Шаблон маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с К2 ЭДТА, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.

1234567890

1234567890

ЧЕРЛАБ

ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»

Ф.И.О.

ПРОБА

ДАТА

4 мл

⊗
⊗
⊗

IVD
STERILE R

📅 07.2023
📦 LOT 20000020
🕒 07.2025

К2 ЭДТА

24. Шаблон групповой потребительской упаковки маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с К2 ЭДТА, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.

ПРОБИРКА ВАКУУМНАЯ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ по ТУ 32.50.50-001-45997516-2023

ЧЕРЛАБ

Пробирка вакуумная для взятия
венозной крови
с К2 ЭДТА, размер: 13x75 мм,
объем забираемой крови: 4 мл
Количество: 100 шт.
Кат.№: 111 40 13075

📅 07.2023
📦 LOT 20000020
🕒 07.2025

STERILE R
IVD
⊗
⊗
📖 i
🧴

ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»
 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, г Череповец, ш Северное, д. 38 А, офис 1
 РУ: № РЗН _____

К2 ЭДТА


тел: 8(800)222-53-56

e-mail: info@cherlab.ru


INFO@CIRMI.RU
WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

21


25. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с КЗ ЭДТА, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.




26. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с КЗ ЭДТА, размер: 13х100 мм, объем забираемой крови: 6 мл.




27. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с КЗ ЭДТА, размер: 16x100 мм, объем забираемой крови: 8,5 мл.



28. Групповая потребительская упаковка. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с КЗ ЭДТА, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.




29. Шаблон маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с КЗ ЭДТА, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.




30. Шаблон групповой потребительской упаковки маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с КЗ ЭДТА, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.




31. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с натрий гепарином, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 3 мл.



32. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с натрий гепарином, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 5 мл.



33. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с натрий гепарином, размер: 16x100 мм, объем забираемой крови: 8,5 мл.



34. Групповая потребительская упаковка. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с натрий гепарином, размер: 13х100 мм, объем забираемой крови: 5 мл.



ПРОБИРКА ВАКУУМНАЯ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ по ТУ 32.50.50-001-45997516-2023



ЧЕРЛАБ

Пробирка вакуумная для взятия
венозной крови

с натрий гепарином, размер: 13х100 мм,
объем забираемой крови: 5 мл

Количество: 100 шт.

Кат.№: 120 50 13075


07.2023 LOT 18000120 07.2025

STERILE

IVD



Натрий гепарин



тел: 8(800)222-53-56
e-mail: info@cherlab.ru

ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»
162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, г Череповец, ш Северное, д. 38 А, офис 1
РУ: № РЗН _____

35. Шаблон маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с натрий гепарином, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 5 мл.

1234567890

1234567890

ЧЕРЛАБ

5 мл

Ф.И.О.	ПРОБА	ДАТА

000 МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»

07.2023

18000120

07.2025

Натрий гепарин

36. Шаблон групповой потребительской упаковки маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с натрий гепарином, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 5 мл.

ЧЕРЛАБ

Пробирка вакуумная для взятия
венозной крови
с натрий гепарином, размер: 13x100 мм,
объем забираемой крови: 5 мл
Количество: 100 шт.
Кат.№: 120 50 13100

Натрий гепарин

07.2023

18000120

07.2025


000 МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»
 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, г Череповец, ш Северное, д. 38 А, офис 1
 РУ: № РЗН _____

тел: 8(800)222-53-56
 e-mail: info@cherlab.ru


37. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с литий гепарином, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 3 мл.



38. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с литий гепарином, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 5 мл.



39. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с литий гепарином, размер: 16x100 мм, объем забираемой крови: 8,5 мл.



40. Групповая потребительская упаковка. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с литий гепарином, размер: 13х100 мм, объем забираемой крови: 5 мл.



41. Шаблон маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с литий гепарином, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 5 мл.

1234567890

1234567890

ЧЕРЛАБ

 ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»	Ф.И.О.	ПРОБА	ДАТА	5 мл IVD STERILE R

07.2023

LOT

 18000121
 07.2025

Литий гепарин

42. Шаблон групповой потребительской упаковки маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с литий гепарином, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 5 мл.

ПРОБИРКА ВАКУУМНАЯ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ по ТУ 32.50.50-001-45997516-2023

ЧЕРЛАБ

Пробирка вакуумная для взятия венозной крови

с литий гепарином, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 5 мл

Количество: 100 шт.

Кат.№: 121 50 13100

07.2023

LOT

 18000121

07.2025

STERILE R


IVD

ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»
 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, г Череповец, ш Северное, д. 38 А, офис 1
 РУ: № РЗН _____


Литий гепарин

тел: 8(800)222-53-56
 e-mail: info@cherlab.ru


43. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с цитратом натрия 3,2%, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 2,7 мл.




44. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с цитратом натрия 3,2%, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 4,5 мл.



45. Групповая потребительская упаковка. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с цитратом натрия 3,2%, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 2,7 мл.




46. Шаблон маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с цитратом натрия 3,2%, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 2,7 мл.




47. Шаблон групповой потребительской упаковки маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с цитратом натрия 3,2%, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 2,7 мл.




48. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с цитратом натрия 3,8%, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 2,7 мл.



49. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с цитратом натрия 3,8%, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 4,5 мл.



50. Групповая потребительская упаковка. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с цитратом натрия 3,8%, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 2,7 мл.



51. Шаблон маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с цитратом натрия 3,8%, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 2,7 мл.

1234567890
2,7 мл

1234567890
2,7 мл

ЧЕРЛАБ
2,7 мл

ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»

Ф.И.О.

ПРОБА

ДАТА

IVD

STERILE

R

07.2023
 18000140
 07.2024

Цитрат натрия
3,8%

52. Шаблон групповой потребительской упаковки маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с цитратом натрия 3,8%, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 2,7 мл.

ПРОБИРКА ВАКУУМНАЯ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ

по ТУ 32.50.50-001-45997516-2023

ЧЕРЛАБ

Пробирка вакуумная для взятия
венозной крови
с цитратом натрия 3,8%, размер: 13x75 мм,
объем забираемой крови: 2,7 мл
Количество: 100 шт.
Кат.№: 140 27 13075

07.2023
 18000140
 07.2024

STERILE

R

IVD


ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»
162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, г Череповец, ш Северное, д. 38 А, офис 1
РУ: № РЗН _____

Цитрат натрия
3,8%

ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ «ЧЕРЛАБ»
 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, г Череповец, ш Северное, д. 38 А, офис 1
 РУ: № РЗН _____

тел: 8(800)222-53-56
 e-mail: info@cherlab.ru

53. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с фторидом натрия/оксалатом калия, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.




54. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с фторидом натрия/оксалатом калия, размер: 13x100 мм, объем забираемой крови: 5 мл.



55. Групповая потребительская упаковка. Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с фторидом натрия/оксалатом калия, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.



56. Шаблон маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с фторидом натрия/оксалатом калия, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.



57. Шаблон групповой потребительской упаковки маркировки на примере пробирки вакуумной для взятия венозной крови с фторидом натрия/оксалатом калия, размер: 13x75 мм, объем забираемой крови: 4 мл.



прошито, пронумеровано, скреплено
печатью срок оплаты (43) лист(ов)

Исполнительный директор

ООО «ЧерЛаб»

Р.Ю. Романов

2023 г

