




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «Стильмед»



 Д.А. Андриевский  
«»  2024 г.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ  
медицинского изделия

КРЕСЛО-СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННО-СМОТРОВОЙ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ,  
УРОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ И ПРОЦЕДУР, МЕХАНИЧЕСКИЙ «МД-  
КГМ» по ТУ 32.50.30-005-17040305-2023 в вариантах исполнения с принадлежностями, в  
составе»

производства ООО «Стильмед», Россия

## Фотографии

КРЕСЛО-СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННО-СМОТРОВОЙ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ, УРОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ И ПРОЦЕДУР, МЕХАНИЧЕСКИЙ «МД-КГМ-1»




КРЕСЛО-СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННО-СМОТРОВОЙ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ,  
УРОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ И ПРОЦЕДУР, МЕХАНИЧЕСКИЙ  
«МД-КГМ-2», «МД-КГМ-4», «МД-КГМ-5»




КРЕСЛО-СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННО-СМОТРОВОЙ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ, УРОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ И ПРОЦЕДУР, МЕХАНИЧЕСКИЙ «МД-КГМ-3», «МД-КГМ-6»




КРЕСЛО-СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННО-СМОТРОВОЙ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ, УРОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ И ПРОЦЕДУР, МЕХАНИЧЕСКИЙ «МД-КГМ-7», «МД-КГМ-8»



КРЕСЛО-СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННО-СМОТРОВОЙ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ, УРОЛОГИЧЕСКИХ И  
ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ И ПРОЦЕДУР, МЕХАНИЧЕСКИЙ «МД-КГМ-9»



## Упоры для рук




## Подколенные упоры



Тазик из нержавеющей стали



## Регулируемые опоры (ножки)



Ступенчатый механизм регулировки (спина) «Мультифлекс»




Ступенчатый механизм регулировки (таз), (спина) «Растомат»




Газовая пружина регулировки (таз), (спина)



## Ступенька приставная



Ступенька откидная




Валик-подушка под голову




## Присоединяемая ножная секция



# Штатив для вливаний



## Барашек фиксатор



Кресло-стол манипуляционно-смотровой для гинекологических, урологических и  
проктологических обследований и процедур, механический «МД-КГМ»

по ТУ 32.50.30-005-17040305-2023

Модель: МД-КГМ-5

Серийный номер: 00402023

Дата выпуска: 24.03.2023

РУ № РЗН

Изготовитель:

ООО «Стильмед»

Юридический адрес: 115580, г. Москва, ул.

Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59


Изготовлено в Российской Федерации

Порядок применения, гарантия изготовителя:  
см. инструкцию по эксплуатации.

Хранить и транспортировать кресло-  
стол при температуре от -50 °С до  
+50 °С и относительной влажности  
не более 80% при температуре +25  
°С.

Гарантийный срок эксплуатации –  
18 месяцев со дня продажи.  
Срок службы – 5 лет с даты  
изготовления, указанной на  
упаковке, или даты продажи.

ШТАМП ОТК



## Транспортная упаковка

|                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование изделия                                                                | Кресло-стол манипуляционно-смотровой для гинекологических, урологических и проктологических обследований и процедур, механический «МД-КТМ» по ТУ 32.50.30-005-17040305-2023 |
| Вариант исполнения                                                                  | Кресло-стол манипуляционно-смотровой для гинекологических, урологических и проктологических обследований и процедур «МД-КТМ-3»                                              |
| Наименование и адрес производителя                                                  | ООО «Стильмед»<br>Адрес: 115580, г. Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59                                                                                            |
| ТУ №                                                                                | 32.50.30-005-17040305-2023                                                                                                                                                  |
| ПУ №                                                                                |                                                                                                                                                                             |
| Дата изготовления                                                                   | 21.03.2023                                                                                                                                                                  |
| Срок службы                                                                         | 5 лет                                                                                                                                                                       |
| Гарантийный срок эксплуатации                                                       | 18 месяцев                                                                                                                                                                  |
|  |                                                                                                                                                                             |

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

21 (двадцать одна) листа(ов)

Андреевский Д.А. Ф.И.О.

личная подпись

