

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "Фарм-Сиб"

Д.В. Мартовицкий

« 19 » февраля 2024 г.



Фотографическое изображение медицинского изделия

**Сейфы-холодильники медицинские СТЛ, в вариантах исполнения
по ТУ 9452-002-78066655-2015**

МО, г. Талдом

2024

Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78055566-2015, в следующих вариантах исполнения:

Основной состав:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ | 1 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Паспорт на изделие | 1 шт. |
| 4. Упаковка | 1 шт. |

Принадлежности:

1 группа (I класс устойчивости к взлому компрессионные однокамерные):

Для варианта исполнения СТЛ-1101:

- | | |
|---|-------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 1 шт. |
| - полки | 1 шт. |

Для варианта исполнения СТЛ-1102:

- | | |
|---|-------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 1 шт. |
| - полки | 1 шт. |

Для варианта исполнения СТЛ-1103:

- | | |
|---|-------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 1 шт. |
| - полки | 2 шт. |

Для варианта исполнения СТЛ-1104:

- | | |
|---|-------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 1 шт. |
| - полки | 3 шт. |

Для варианта исполнения СТЛ-1105:

- | | |
|---|-------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 1 шт. |
| - полки | 4 шт. |

Для варианта исполнения СТЛ-1106:

- | | |
|---|---------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 1 шт. |
| - полки/метабоксы | 3/5 шт. |

Для варианта исполнения СТЛ-1107:

- | | |
|---|---------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 1 шт. |
| - полки/метабоксы | 5/7 шт. |

2 группа (I класс устойчивости к взлому термоэлектрические однокамерные):

Для варианта исполнения СТЛ-1151:

- | | |
|---|-------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 1 шт. |

Для варианта исполнения СТЛ-1152:

- | | |
|----------------------------|-------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
|----------------------------|-------|

- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки	1 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-1153:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки	1 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-1154:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки	1 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-1155:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	1/3 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-1156:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	2/4 шт.
<u>3 группа (III класс устойчивости к взлому компрессионные однокамерные):</u>	
Для варианта исполнения СТЛ-3101:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	1/2 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-3102:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	1/2 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-3103:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	2/3 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-3104:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	3/4 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-3105:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	4/5 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-3106:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	2/5 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-3107:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 3/7 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-3108:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 5/10 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-3109:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 4/9 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-3110:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 6/12 шт.

4 группа (III класс устойчивости к взлому термоэлектрические однокамерные):

Для варианта исполнения **СТЛ-3151:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 1/2 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-3152:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 1/2 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-3153:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 1/2 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-3154:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 2/3 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-3155:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 2/3 шт.

5 группа (IV класс устойчивости к взлому компрессионные однокамерные):

Для варианта исполнения **СТЛ-4101:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4102:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	1/2 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-4103:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	1/2 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-4104:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	2/4 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-4105:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	2/4 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-4106:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	2/4 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-4107:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	3/4 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-4108:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	3/4 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-4109:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	3/5 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-4110:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-4111:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	5/9 шт.
Для варианта исполнения СТЛ-4112:	
- анкерный болт М8, 120 мм	2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа	1 шт.
- полки/метабоксы	4/7 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4113:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 6/11 шт.

6 группа (IV класс устойчивости к взлому термоэлектрические однокамерные):

Для варианта исполнения СТЛ-4151:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки 1 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4152:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 1/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4153:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 2/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4154:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 3/5 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4155:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 3/6 шт.

7 группа (I класс устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):

Для варианта исполнения СТЛ-1201:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1202:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) нет/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) нет/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1203:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1204:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 5/3 шт.

8 группа (I класс устойчивости к взлому термoeлектрические двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):

Для варианта исполнения СТЛ-1251:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) нет/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1252:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) нет/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1253:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) нет/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1254:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1255:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 4/3 шт.

9 группа (III класса устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):

Для варианта исполнения СТЛ-3201:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 3/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3202:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 3/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3203:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 4/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 4/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3204:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 4/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 4/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3205:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 4/3 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 4/6 шт.

10 группа (III класса устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):

Для варианта исполнения СТЛ-3251:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3252:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/3 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3253:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/4 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/5 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3254:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/5 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/7 шт.

11 группа (IV класса устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):

Для варианта исполнения СТЛ-4201:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4202:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4203:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4204:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4205:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/5 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4206:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/4 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/7 шт.

12 группа (IV класс устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):

Для варианта исполнения СТЛ-4251:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) нет/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4252:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4253:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-4254:**

- | | |
|---|---------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 2 шт. |
| - полки (1 камера /2 камера) | 1/2 шт. |
| - метабоксы (1 камера /2 камера) | 2/3 шт. |

13 группа (I класс устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):

Для варианта исполнения **СТЛ-1221:**

- | | |
|---|---------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 2 шт. |
| - полки (1 камера /2 камера) | 1/1 шт. |

Для варианта исполнения **СТЛ-1222:**

- | | |
|---|---------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 2 шт. |
| - полки (1 камера /2 камера) | 1/1 шт. |
| - метабоксы (1 камера /2 камера) | 1/1 шт. |

Для варианта исполнения **СТЛ-1223:**

- | | |
|---|---------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 2 шт. |
| - полки (1 камера /2 камера) | 1/1 шт. |
| - метабоксы (1 камера /2 камера) | 2/2 шт. |

14 группа (I класс устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):

Для варианта исполнения **СТЛ-1261:**

- | | |
|---|---------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 2 шт. |
| - полки (1 камера /2 камера) | 1/1 шт. |
| - метабоксы (1 камера /2 камера) | 2/2 шт. |

Для варианта исполнения **СТЛ-1262:**

- | | |
|---|---------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 2 шт. |
| - полки (1 камера /2 камера) | 1/1 шт. |
| - метабоксы (1 камера /2 камера) | 2/2 шт. |

Для варианта исполнения **СТЛ-1263:**

- | | |
|---|---------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 2 шт. |
| - полки (1 камера /2 камера) | 1/1 шт. |
| - метабоксы (1 камера /2 камера) | 3/3 шт. |

15 группа (III класс устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):

Для варианта исполнения **СТЛ-3221:**

- | | |
|---|---------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 2 шт. |
| - полки (1 камера /2 камера) | 1/1 шт. |
| - метабоксы (1 камера /2 камера) | 2/2 шт. |

Для варианта исполнения **СТЛ-3222:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-3223:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 3/3 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-3224:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/4 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 3/5 шт.

16 группа (III класс устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):

Для варианта исполнения **СТЛ-3261:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-3262:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-3263:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 3/3 шт.

17 группа (IV класс устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):

Для варианта исполнения **СТЛ-4221:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-4222:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-4223:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-4224:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/4 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-4225:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-4226:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/4 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-4227:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/4 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-4228:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/3 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 1/6 шт.

18 группа (IV класс устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):

Для варианта исполнения **СТЛ-4261:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения **СТЛ-4262:**

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 3/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4263:

- | | |
|---|---------|
| - анкерный болт М8, 120 мм | 2 шт. |
| - комплект ключей к механическому замку сейфа | 2 шт. |
| - полки (1 камера /2 камера) | 2/2 шт. |
| - метабоксы (1 камера /2 камера) | 3/3 шт. |

1 группа (I класс устойчивости к взлому компрессионные однокамерные):




Рисунок 1 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1101

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 905 x 450 x 395;

Объем камеры, дм³ (л) – 10




Рисунок 2 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1102

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 905 x 450 x 395;

Объем камеры, дм^3 (л) – 12.




Рисунок 3 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1103

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1076 x 450 x 395;

Объем камеры, дм^3 (л) – 20.




Рисунок 4 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1104

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1316x 450 x 395;

Объем камеры, дм^3 (л) – 30.




Рисунок 5 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-1105

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1560x 450 x 395;

Объем камеры, дм^3 (л) – 40.




Рисунок 6 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1106

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1150x 510 x 510;

Объем камеры, дм^3 (л) – 50.




Рисунок 7 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1107

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1378x 510 x 510;

Объем камеры, дм^3 (л) – 70.

2 группа (I класс устойчивости к взлому термоэлектрические однокамерные):




Рисунок 8 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1151

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 730x450x395;

Объем камеры, дм³ (л) – 8.




Рисунок 9 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1152

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 730x450x395;

Объем камеры, дм^3 (л) – 10.




Рисунок 10 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1153

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 730x450x395;

Объем камеры, дм^3 (л) – 12.




Рисунок 11 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1154

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 905x450x395;

Объем камеры, дм^3 (л) – 20.




Рисунок 12 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1155

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 867x510x510;

Объем камеры, дм^3 (л) – 25.




Рисунок 13 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1156

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 937x510x510;

Объем камеры, дм^3 (л) – 30.

3 группа (III класс устойчивости к взлому компрессионные однокамерные):




Рисунок 14 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3101

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 950x510x510;

Объем камеры, дм³ (л) – 10.




Рисунок 15 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3102

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 950x510x510;

Объем камеры, дм^3 (л) – 18.




Рисунок 16 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3103
Класс устойчивости – III класс;
Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);
Тип холодильной системы – компрессионный;
Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1170x510x510;
Объем камеры, дм^3 (л) – 30.




Рисунок 17 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3104

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1340x510x510;

Объем камеры, дм^3 (л) – 40.




Рисунок 18 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-3105

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1560x510x510;

Объем камеры, дм^3 (л) – 50.




Рисунок 19 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3106

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1085x600x555;

Объем камеры, дм^3 (л) – 60.




Рисунок 20 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3107

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1265x600x555;

Объем камеры, дм^3 (л) – 80.




Рисунок 21 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-3108

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1655x600x555;

Объем камеры, дм^3 (л) – 120.




Рисунок 22 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3109
Класс устойчивости – III класс;
Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);
Тип холодильной системы – компрессионный;
Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1545x850x555;
Объем камеры, дм³ (л) – 180.




Рисунок 23 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-3110

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1885x850x555;

Объем камеры, дм^3 (л) – 240.

4 группа (III класс устойчивости к взлому термоэлектрические однокамерные):




Рисунок 24 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3151

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (1 – охлаждаемая,);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 900x510x510;

Объем камеры, дм^3 (л) – 15.




Рисунок 25 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-3152

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 1 камера (1 – охлаждаемая,);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 900x510x510;

Объем камеры, дм^3 (л) – 20.




Рисунок 26 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3153

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (1 – охлаждаемая,);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 900x510x510;

Объем камеры, дм³ (л) – 28.




Рисунок 27 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-3154

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 1 камера (1 – охлаждаемая,);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1012x510x510;

Объем камеры, дм³ (л) – 35.




Рисунок 28 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3155

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (1 – охлаждаемая,);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1087x510x510;

Объем камеры, дм³ (л) – 40.

5 группа (IV класс устойчивости к взлому компрессионные однокамерные):




Рисунок 29 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4101

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1075x510x510;

Объем камеры, дм³ (л) – 15.




Рисунок 30 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4102

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1075x510x510;

Объем камеры, дм^3 (л) – 20.




Рисунок 31 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4103

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1075x510x510;

Объем камеры, дм^3 (л) – 25.




Рисунок 32 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4104

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1075x510x510;

Объем камеры, дм^3 (л) – 30.




Рисунок 33 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4105

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 930x600x555;

Объем камеры, дм^3 (л) – 40.




Рисунок 34 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4106

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 930x600x555;

Объем камеры, дм^3 (л) – 45.




Рисунок 35 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4107

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 980x600x555;

Объем камеры, дм^3 (л) – 50.




Рисунок 36 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4108

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1065x600x555;

Объем камеры, дм³ (л) – 60.




Рисунок 37 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4109

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1175x600x555;

Объем камеры, дм^3 (л) – 70.




Рисунок 38 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4110

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1355x600x555;

Объем камеры, дм^3 (л) – 90.




Рисунок 39 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4111

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1670x600x555;

Объем камеры, дм^3 (л) – 120.




Рисунок 40 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4112

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1475x850x555;

Объем камеры, дм^3 (л) – 170




Рисунок 41 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4113

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1885x850x555;

Объем камеры, дм^3 (л) – 240.

6 группа (IV класс устойчивости к взлому термоэлектрические однокамерные):




Рисунок 42 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4151

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 900x510x510;

Объем камеры, дм³ (л) – 15.




Рисунок 43 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4152

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 900x510x510;

Объем камеры, дм³ (л) – 20.




Рисунок 44 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4153

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 900x510x510;

Объем камеры, дм^3 (л) – 28.




Рисунок 45 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4154

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1087x510x510;

Объем камеры, дм³ (л) – 40.




Рисунок 46 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4155

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 1 камера (охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1220x510x510;

Объем камеры, дм³ (л) – 52.

7 группа (I класс устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):




Рисунок 47 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-1201

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1385x450x395;

Объем камер, дм³ (л) – 44 (охлаждаемая – 13,2; неохлаждаемая – 30,8).




Рисунок 48 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1202

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1385x450x395;

Объем камер, дм^3 (л) – 54 (охлаждаемая – 13,2; неохлаждаемая – 40,8).




Рисунок 49 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-1203

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1435x510x510;

Объем камер, дм^3 (л) – 75 (охлаждаемая – 18,2; неохлаждаемая – 56,8).




Рисунок 50 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-1204

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1670x510x510;

Объем камер, дм^3 (л) – 90 (охлаждаемая – 55; неохлаждаемая – 35).

8 группа (I класс устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):




Рисунок 51 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-1251

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1210x450x395;

Объем камер, дм³ (л) – 44 (охлаждаемая – 13,2; неохлаждаемая – 30,8).




Рисунок 52 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1252

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1210x450x395;

Объем камер, дм^3 (л) – 54 (охлаждаемая – 13,2; неохлаждаемая – 40,8).




Рисунок 53 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-1253

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1315x450x395;

Объем камер, дм³ (л) – 64 (охлаждаемая – 13,2; неохлаждаемая – 50,8).




Рисунок 54 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1254

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1170x510x510;

Объем камер, дм^3 (л) – 74,2 (охлаждаемая – 16,2; неохлаждаемая – 58).




Рисунок 55 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1255

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1330x510x510;

Объем камер, дм^3 (л) – 85 (охлаждаемая – 26,8; неохлаждаемая – 58).

9 группа (III класса устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):




Рисунок 56 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-3201

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1435x510x510;

Объем камер, дм³ (л) – 50 (охлаждаемая – 18,2, неохлаждаемая -31,8).




Рисунок 57 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3202

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1435x510x510;

Объем камер, дм^3 (л) – 60 (охлаждаемая – 18,2, неохлаждаемая -41,8).




Рисунок 58 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3203

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1435x510x510;

Объем камер, дм^3 (л) – 75 (охлаждаемая – 18,2, неохлаждаемая -56,8).




Рисунок 59 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3204

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1645x510x510;

Объем камер, дм³ (л) – 86 (охлаждаемая – 30, неохлаждаемая -56).




Рисунок 60 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-3205

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1835x510x510;

Объем камер, дм^3 (л) – 96 (охлаждаемая – 40, неохлаждаемая -56).

10 группа (III класса устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):




Рисунок 61 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-3251

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1170x510x510;

Объем камер, дм^3 (л) – 50 (охлаждаемая – 16, неохлаждаемая -34).




Рисунок 62 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3252

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1170x510x510;

Объем камер, дм^3 (л) – 70 (охлаждаемая – 16, неохлаждаемая -54).




Рисунок 63 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3253

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1375x510x510;

Объем камер, дм^3 (л) – 100 (охлаждаемая – 16, неохлаждаемая -84).




Рисунок 64 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-3254

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1595x510x510;

Объем камер, дм³ (л) – 130 (охлаждаемая – 16, неохлаждаемая -114).

11 группа (IV класса устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):




Рисунок 65 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-4201

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1277x600x555;

Объем камер, дм^3 (л) – 60 (охлаждаемая - 25, неохлаждаемая - 35).




Рисунок 66 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4202

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1277x600x555;

Объем камер, дм^3 (л) – 82 (охлаждаемая - 32, неохлаждаемая - 50).




Рисунок 67 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4203

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1277x600x555;

Объем камер, дм^3 (л) – 114 (охлаждаемая - 32, неохлаждаемая - 82).




Рисунок 68 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4204

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1460x600x555;

Объем камер, дм³ (л) – 150 (охлаждаемая – 32, неохлаждаемая - 118).




Рисунок 69 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4205

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1610x600x555;

Объем камер, дм^3 (л) – 180 (охлаждаемая - 32, неохлаждаемая - 148).




Рисунок 70 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-4206

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1810x600x555;

Объем камер, дм³ (л) – 218 (охлаждаемая - 32, неохлаждаемая - 186)

12 группа (IV класс устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):




Рисунок 71 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4251

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1217x600x555;

Объем камер, дм³ (л) – 70 (охлаждаемая – 20, неохлаждаемая - 50).




Рисунок 72 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4252

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1217x600x555;

Объем камер, дм³ (л) – 93 (охлаждаемая - 25, неохлаждаемая - 68).




Рисунок 73 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4253

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1217x600x555;

Объем камер, дм³ (л) – 113 (охлаждаемая - 32, неохлаждаемая - 81).




Рисунок 74 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4254

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - неохлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1400x600x555;

Объем камер, дм³ (л) – 150 (охлаждаемая - 32, неохлаждаемая – 118).

13 группа (I класс устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):




Рисунок 75 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-1221

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1626x450x395;

Объем камер, дм³ (л) – 26,4 (охлаждаемая – 13,2; охлаждаемая – 13,2).




Рисунок 76 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-1222

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1676x510x510;

Объем камер, дм^3 (л) – 36,4 (охлаждаемая – 18,2; охлаждаемая – 18,2).




Рисунок 77 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1223

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1632x600x555;

Объем камер, дм³ (л) – 65 (охлаждаемая – 32,4; охлаждаемая – 32,4).

14 группа (I класс устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):




Рисунок 78 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1261

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1080x650x510;

Объем камер, дм³ (л) – 37,6 (охлаждаемая – 18,8; охлаждаемая – 18,8).




Рисунок 79 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1262

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1080x740x510;

Объем камер, дм³ (л) – 51,5 (охлаждаемая – 25,7; охлаждаемая – 25,7).




Рисунок 80 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-1263

Класс устойчивости – I класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1180x740x555;

Объем камер, дм³ (л) – 70,7 (охлаждаемая – 35,3; охлаждаемая – 35,3).

15 группа (III класс устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):




Рисунок 81 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-3221

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1635x600x555;

Объем камер, дм³ (л) – 40 (охлаждаемая – 20, охлаждаемая -20).




Рисунок 82 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-3222

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1635x600x555;

Объем камер, дм³ (л) – 50 (охлаждаемая – 25, охлаждаемая -25).




Рисунок 83 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3223

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1635x600x555;

Объем камер, дм^3 (л) – 65 (охлаждаемая – 32,5, охлаждаемая -32,5).




Рисунок 84 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3224

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1850x600x555;

Объем камер, дм^3 (л) – 86 (охлаждаемая – 32,5, охлаждаемая -53,5).

16 группа (III класс устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):




Рисунок 85 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3261

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1080x650x510;

Объем камер, дм³ (л) – 38 (охлаждаемая – 18,8, охлаждаемая -18,8).




Рисунок 86 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-3262

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1080x740x510;

Объем камер, дм³ (л) – 51,5 (охлаждаемая – 25,7, охлаждаемая -25,7).




Рисунок 87 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-3263

Класс устойчивости – III класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1180x740x510;

Объем камер, дм³ (л) – 70,7 (охлаждаемая – 35,3, охлаждаемая -35,3).

17 группа (IV класс устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):




Рисунок 88 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-4221

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1632x600x555;

Объем камер, дм³ (л) – 40 (охлаждаемая - 20, охлаждаемая - 20).




Рисунок 89 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4222

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1632x600x555;

Объем камер, дм^3 (л) – 50 (охлаждаемая - 25, охлаждаемая - 25).




Рисунок 90 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4223

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1632x600x555;

Объем камер, дм³ (л) – 65 (охлаждаемая – 32,5, охлаждаемая – 32,5).




Рисунок 91 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4224

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1850x600x555;

Объем камер, дм^3 (л) – 86 (охлаждаемая – 32,5, охлаждаемая – 53,5).




Рисунок 92 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4225

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1800x850x555;

Объем камер, дм³ (л) – 108 (охлаждаемая - 54, охлаждаемая - 54).




Рисунок 93 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-4226

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1930x850x555;

Объем камер, дм³ (л) – 146 (охлаждаемая – 54, охлаждаемая – 92).




Рисунок 94 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4227

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1930x850x555;

Объем камер, дм³ (л) – 160 (охлаждаемая – 54, охлаждаемая – 106).




Рисунок 95 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4228

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – компрессионный;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 2045x850x555;

Объем камер, дм³ (л) – 180 (охлаждаемая – 54, охлаждаемая – 126).

18 группа (IV класс устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):




Рисунок 96 – Сейф-холодильник медицинский СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения СТЛ-4261

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в СТЛ, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника СТЛ (В x Ш x Г), мм – 1080x650x510;

Объем камер, дм³ (л) – 37,7 (охлаждаемая – 18,8, охлаждаемая – 18,8).




Рисунок 97 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4262

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1080x740x510;

Объем камер, дм³ (л) – 51,5 (охлаждаемая – 25,7, охлаждаемая – 25,7).




Рисунок 98 – Сейф-холодильник медицинский STL по ТУ 9452-002-78066655-2015, вариант исполнения STL-4263

Класс устойчивости – IV класс;

Количество камер в STL, шт. – 2 камеры (1 – охлаждаемая, 2 - охлаждаемая);

Тип холодильной системы – термоэлектрический;

Габаритные размеры сейф-холодильника STL (В x Ш x Г), мм – 1180x650x510;

Объем камер, дм³ (л) – 70,7 (охлаждаемая – 35,3, охлаждаемая – 35,3).




Рисунок 99 – Образец маркировки медицинских изделий «Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015» (тыльная сторона).



Рисунок 100 – Фотографическое изображение транспортной упаковки медицинских изделий «Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015»




Рисунок 101 – Образец этикетки с маркировкой на медицинских изделиях «Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015» (тыльная сторона).



Рисунок 102 – Фотографическое изображение этикетки на транспортной упаковке медицинских изделий «Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015»




Рисунок 103 – Фотографическое изображение принадлежностей (анкерный болт М8, 120 мм – 2 шт.) медицинского изделия «Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015»




Рисунок 104 – Фотографическое изображение принадлежностей (комплект ключей к механическому замку сейфа 1 класса взломостойкости – 1 шт.) медицинского изделия «Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015»




Рисунок 105 – Фотографическое изображение принадлежностей (комплект ключей к механическому замку сейфа 3 класса взломостойкости – 1 шт.) медицинского изделия «Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015»



Рисунок 106 (а) – Фотографическое изображение принадлежностей (полка – 1 шт.) медицинского изделия «Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015»




Рисунок 106 (б) – Фотографическое изображение принадлежностей (полка – 1 шт.) медицинского изделия «Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015»




Рисунок 107 (а) – Фотографическое изображение принадлежностей (метабокс – 1 шт.) медицинского изделия «Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015»




Рисунок 107 (б) – Фотографическое изображение принадлежностей (метабокс – 1 шт.) медицинского изделия «Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015»

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 122 (сто двадцать) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Д.В. Мартовицкий Д.В.

