

Фотографические изображения
медицинского изделия
«Устройства для переливания крови, кровезаменителей и
инфузионных растворов, стерильные, однократного
применения»
производства SF Medical Products GmbH,
Германия

**УСТРОЙСТВО ИНФУЗИОННОЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ПЛАСТИКОВЫМ ШИПОМ, СО
ВСТРОЕННЫМ ВОЗДУХОВОДОМ И ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ, С КОННЕКТОРОМ ТИПА ЛУЕР-ЛОК,
С РОЛИКОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ ПОТОКА, ДЛИНА ТРУБКИ 150 см,
С ИНЪЕКЦИОННЫМ Y-ПОРТОМ, БЕЗ ИГЛЫ**

20 КАПЕЛЬ = (1±0,1) мл • ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ • СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ • АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО
Не применять при нарушении целостности тары! Не использовать для крови и её компонентов!

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ




CE 0483

Луер-Лок

STERILE EO



REF 10.102.023



150 см
Трубка



РУ ФСЗ 2009/05662 от 09.03.2016

Хранить при температуре от +5°C до +40°C
и влажности до 80%

Утилизировать как медицинские
отходы класса Б или В в соответствии
с СанПиН 2.1.7.2790-10

 **Производитель:** «СФ Медикал Продактс ГмбХ»,
Германия, SF Medical Products GmbH,
Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin,
Germany, Александер-Майсснер-Штрассе 58,
12526 Берлин, Германия, Тел.: +49 (0)30 / 26 39 97 95,
info@sfmedical.de, www.sfmedical.de


Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «СФ Медикал Продактс»,
РФ, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, литер Е,
пом. 1, Тел.: +7 (495) 215 15 38,
info@sfmedical.ru, www.sfmedical.ru

LOT Партия: 06/2019/26

 Дата изг.: 06/2019

 Годен до: 06-2024

Устройство инфузионное однократного применения с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер-Лок, длина трубки 150 см, со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, с инъекционным Y-портом, без иглы, с прозрачной трубкой, средней капельной камерой/ Изделие в потребительской упаковке



Устройство инфузионное однократного применения с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер-Лок, длина трубки 150 см, со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, с инъекционным Y-портом, без иглы, с прозрачной трубкой, средней капельной камерой. Изделие без упаковки.

УСТРОЙСТВО ИНФУЗИОННОЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ПЛАСТИКОВЫМ ШИПОМ, БЕЗ ВСТРОЕННОГО ВОЗДУХОВОДА И ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА, С КОННЕКТОРОМ ТИПА ЛУЕР-ЛОК, С РОЛИКОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ ПОТОКА, ДЛИНА ТРУБКИ 150 СМ, БЕЗ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОРТА, БЕЗ ИГЛЫ

20 КАПЕЛЬ = $(1 \pm 0,1)$ мл • ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ • СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ • АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО

Не применять при нарушении целостности тары! Не использовать для крови и её компонентов!

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



CE 0483

Луер-Лок

STERILE EO



REF 10.102.022



150 см
Трубка



РУ ФСЗ 2009/05662 от 09.03.2016

Хранить при температуре от +5°C до +40°C
и влажности до 80%

Утилизировать как медицинские
отходы класса Б или В в соответствии
с СанПиН 2.1.7.2790-10

Производитель: «СФ Медикал Продактс ГмбХ»,
Германия, SF Medical Products GmbH,
Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin,
Germany, Александер-Майсснер-Штрассе 58,
12526 Берлин, Германия, Тел.: +49 (0)30 / 26 39 97 95,
info@sfmedical.de, www.sfmedical.de


Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «СФ Медикал Продактс»,
РФ, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, литер Е,
пом. 1, Тел.: +7 (495) 215 15 38,
info@sfmedical.ru, www.sfmedical.ru

LOT Партия: 06/2019/25

Дата изг.: 06/2019

Годен до: 06-2024

Устройство инфузионное однократного применения с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер-Лок, длина трубки 150 см, без встроенного воздуховода и воздушного фильтра, с роликовым регулятором скорости потока, без инъекционного порта, без иглы, с прозрачной трубкой, средней капельной камерой.
Изделие в потребительской упаковке.



Устройство инфузионное однократного применения с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер-Лок, длина трубки 150 см, без встроенного воздуховода и воздушного фильтра, с роликовым регулятором скорости потока, без инъекционного порта, без иглы, с прозрачной трубкой, средней капельной камерой.
Изделие без упаковки.

УСТРОЙСТВО ИНФУЗИОННОЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ШИПОМ, С КОННЕКТОРОМ ТИПА ЛУЕР, ДЛИНА ТРУБКИ 150 СМ, СО ВСТРОЕННЫМ ВОЗДУХОВОДОМ И ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ, С РОЛИКОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ ПОТОКА, С ОДНОЙ СТАНДАРТНОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛОЙ 21G X 1½" (0,8ММ X 40ММ), С ПРОЗРАЧНОЙ ТРУБКОЙ, С МАЛЕНЬКОЙ КАПЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ, ИГЛА ТОНКОСТЕННАЯ

20 КАПЕЛЬ = (1±0,1) мл • ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ • СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ • АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО
Не применять при нарушении целостности тары! Не использовать для крови и её компонентов!

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



CE 0483

Луер

STERILE EO



REF 10.102.026



150 см
Трубка



РУ ФСЗ 2009/05662 от 09.03.2016

Хранить при температуре от +5°C до +40°C
и влажности до 80%

Утилизировать как медицинские
отходы класса Б или В в соответствии
с СанПин 2.1.7.2790-10

Производитель: «СФ Медикал Продактс ГмбХ»,
Германия, SF Medical Products GmbH,
Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin,
Germany, Александер-Майсснер-Штрассе 58,
12526 Берлин, Германия, Тел.: +49 (0)30 / 26 39 97 95,
info@sfmedical.de, www.sfmedical.de

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «СФ Медикал Продактс»,
РФ, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, литер Е,
пом. 1, Тел.: +7 (495) 215 15 38,
info@sfmedical.ru, www.sfmedical.ru


LOT Партия: 06/2019/27

Дата изг.: 06/2019

Годен до: 06-2024

Устройство инфузионное с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер, длина трубки 150 см, со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, с одной стандартной инъекционной иглой 21G x 1½" (0,8мм x 40мм), с прозрачной трубкой, маленькой капельной камерой.

Изделие в потребительской упаковке




Устройство инфузионное с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер, длина трубки 150 см, со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, с одной стандартной инъекционной иглой 21G x 1½" (0,8мм x 40мм), с прозрачной трубкой, маленькой капельной камерой.

Изделие без упаковки.

УСТРОЙСТВО ИНФУЗИОННОЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ШИПОМ, С КОННЕКТОРОМ ТИПА ЛУЕР-ЛОК, ДЛИНА ТРУБКИ 150 CM, СО ВСТРОЕННЫМ ВОЗДУХОВОДОМ И ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ, С РОЛИКОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ ПОТОКА, С ОДНОЙ СТАНДАРТНОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛОЙ 21G X 1 1/2" (0,8MM X 40MM), СО СВЕТОЗАЩИТНОЙ ТРУБКОЙ, С ПОРТОМ БЕЗЫГОЛЬНОГО ДОСТУПА, СО СРЕДНЕЙ КАПЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ, ИГЛА ТОНКОСТЕННАЯ

20 КАПЕЛЬ = (1±0,1) мл • ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ • СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ • АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО
Не применять при нарушении целостности тары! Не использовать для крови и её компонентов!

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



CE 0483

луер-лок

STERILE EO



REF 10.102.027



150 см
Трубка



4 250431 933330

РУФСЗ 2009/05662 от 09.03.2016

Хранить при температуре от +5°C до +40°C
и влажности до 80%

Утилизировать как медицинские
отходы класса Б или В в соответствии
с СанПин 2.1.7.2790-10

LOT Партия: 06/2019/28

Дата изг.: 06/2019


Годен до: 06-2024

Производитель: «СФ Медикал Продактс ГмбХ»,
Германия, SF Medical Products GmbH,
Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin,
Germany, Александер-Майсснер-Штрассе 58,
12526 Берлин, Германия, Тел.: +49 (0)30 / 26 39 97 95,
info@sfmedical.de, www.sfmedical.de

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «СФ Медикал Продактс»,
РФ, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 74, литер Е,
пом. 1, Тел.: +7 (495) 215 15 32,
info@sfmedical.ru, www.sfmedical.ru

Устройство инфузионное с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер-Лок, длина трубки 150 см, со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, с одной стандартной инъекционной иглой 21G x 1 1/2" (0,8мм x 40мм), со светозащитной трубкой, с портом безыгольного доступа, со средней капельной камерой.


Изделие в потребительской упаковке



Устройство инфузионное с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер-Лок, длина трубки 150 см, со встроенным воздуховодом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, с одной стандартной инъекционной иглой 21G x 1½" (0,8мм x 40мм), со светозащитной трубкой, с портом безыгольного доступа, со средней капельной камерой.
Изделие без упаковки.

УСТРОЙСТВО ИНФУЗИОННОЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ШИПОМ, С КОННЕКТОРОМ ТИПА ЛУЕР, ДЛИНА ТРУБКИ 150 СМ, СО ВСТРОЕННЫМ ВОЗДУХОВОДОМ И ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ, С БАРАБАННЫМ РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ ПОТОКА, БЕЗ ИГЛЫ, С ПРОЗРАЧНОЙ ТРУБКОЙ, С МАЛЕНЬКОЙ КАПЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

20 КАПЕЛЬ = $(1 \pm 0,1)$ мл • ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ • СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ • АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО
Не применять при нарушении целостности тары! Не использовать для крови и её компонентов!



CE 0483

Луер


STERILE EO



REF 10.102.028



150 см
Трубка



РУ ФСЗ 2009/05662 от 09.03.2016
Хранить при температуре от +5°C до +40°C
и влажности до 80%

Утилизировать как медицинские
отходы класса Б или В в соответствии
с СанПиН 2.1.7.2790-10

LOT Партия: 251

Дата изг.: 2018.01.22


Годен до: 2023.01.21

Производитель: «СФ Медикал Продактс ГмбХ»,
Германия, SF Medical Products GmbH,
Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin,
Germany, Александер-Мейсснер-Штрассе 58,
12526 Берлин, Германия, Тел.: +49 (0)30 / 26 39 97 95,
info@sfmedical.de, www.sfmedical.de

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «СФ Медикал Продактс»,
РФ, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, литер Е,
пом. 1, Тел.: +7 (495) 215 15 38,
info@sfmedical.ru, www.sfmedical.ru

Устройство инфузионное с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер, длина трубки 150 см, со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром, с барабанным регулятором скорости потока, без иглы, с прозрачной трубкой, с маленькой капельной камерой.

Изделие в потребительской упаковке.



Устройство инфузионное с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер, длина трубки 150 см, со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром, с барабанным регулятором скорости потока, без иглы, с прозрачной трубкой, с маленькой капельной камерой.

Изделие без упаковки.

УСТРОЙСТВО ИНФУЗИОННОЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ШИПОМ, С КОННЕКТОРОМ ТИПА ЛУЕР-ЛОК, ДЛИНА ТРУБКИ 150 см, СО ВСТРОЕННЫМ ВОЗДУХОВОДОМ И ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ, С РОЛИКОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ ПОТОКА, С ОДНОЙ СТАНДАРТНОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛОЙ 21G X 1½" (0,8мм X 40мм), С ПРОЗРАЧНОЙ ТРУБКОЙ, С Y-ПОРТОМ, СО СРЕДНЕЙ КАПЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ, ИГЛА ТОНКОСТЕННАЯ

20 КАПЕЛЬ = (1±0,1) мл • ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ • СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ • АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО
Не применять при нарушении целостности тары! Не использовать для крови и её компонентов!

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



Medical Products GmbH



0483

Луер-Лок

STERILE EO



REF 10.102.029



150 см
Трубка



4 250431 933392

РУ ФСЗ 2009/05662 от 09.03.2016

Хранить при температуре от +5°C до +40°C и влажности до 80%

Утилизировать как медицинские отходы класса Б или В в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Производитель: «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия, SF Medical Products GmbH, Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany, Александер-Мейсснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия, Тел.: +49 (0)30 / 26 39 97 95, info@sfmedical.de, www.sfmedical.de

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс», РФ, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Еришова, д. 14, литер Е, пом. 1, Тел.: +7 (495) 215 15 38, info@sfmedical.ru, www.sfmedical.ru


LOT Партия: 06/2019/31

Дата изг.: 06/2019

Годен до: 06-2024

Устройство инфузионное с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер-Лок, длина трубки 150 см, со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, с одной стандартной инъекционной иглой 21G x 1½" (0,8мм x 40мм), с прозрачной трубкой, с Y-портом, со средней капельной камерой.

Изделие в потребительской упаковке.



Устройство инфузионное с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер-Лок, длина трубки 150 см, со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, с одной стандартной инъекционной иглой 21G x 1½" (0,8мм x 40мм), с прозрачной трубкой, с Y-портом, со средней капельной камерой.

Изделие в потребительской упаковке.

УСТРОЙСТВО ИНФУЗИОННОЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ШИПОМ, С КОННЕКТОРОМ ТИПА ЛУЕР-ЛОК,
ДЛИНА ТРУБКИ 150 СМ, СО ВСТРОЕННЫМ ВОЗДУХОВОДОМ И ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ,
С РОЛИКОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ ПОТОКА, БЕЗ ИГЛЫ, С ПРОЗРАЧНОЙ ТРУБКОЙ, СО
СРЕДНЕЙ КАПЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АНТИМИКРОБНЫМ ФИЛЬТРОМ,
С АНТИВОЗВРАТНЫМ КЛАПАНОМ

20 КАПЕЛЬ = (1±0,1) мл • ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ • СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ • АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО
Не применять при нарушении целостности тары! Не использовать для крови и её компонентов!



CE 0483

Луер-Лок

STERILE EO



REF 10.102.030



150 см
Трубка



РУФСЗ 2009/05662 от 09.03.2016
Хранить при температуре от +5°C до +40°C
и влажности до 80%

Утилизировать как медицинские
отходы класса Б или В в соответствии
с СанПин 2.1.7.2790-10

Производитель: «СФ Медикал Продактс ГмбХ»,
Германия, SF Medical Products GmbH,
Alexander-Meibner-Straße 58, 12526 Berlin,
Germany, Александер-Майсснер-Штрассе 58,
12526 Берлин, Германия, Тел.: +49 (0)30 / 26 39 97 95,
info@sfmedical.de, www.sfmedical.de

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «СФ Медикал Продактс»,
РФ, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, литер I,
пом. 1, Тел.: +7 (495) 215 15 38,
info@sfmedical.ru, www.sfmedical.ru


LOT Партия: 06/2019/35

Дата изг.: 06/2019

Годен до: 06-2024

Устройство инфузионное с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер-Лок, длина трубки 150 см, со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, без иглы, с прозрачной трубкой, со средней капельной камерой, с дополнительным антимикробным фильтром, с антивозвратным клапаном.

Изделие в потребительской упаковке.




Устройство инфузионное с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер-Лок, длина трубки 150 см, со встроенным воздуховодом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, без иглы, с прозрачной трубкой, со средней капельной камерой, с дополнительным антимикробным фильтром, с антивозвратным клапаном.

Изделие без упаковки.

УСТРОЙСТВО ИНФУЗИОННОЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ШИПОМ, С КОННЕКТОРОМ ТИПА ЛУЕР-ЛОК, ДЛИНА ТРУБКИ 160 CM, СО ВСТРОЕННЫМ ВОЗДУХОВОДОМ И ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ, С РОЛИКОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ ПОТОКА, БЕЗ ИГЛЫ, С ПРОЗРАЧНОЙ ТРУБКОЙ, С Y-ПОРТОМ, С МЕРНЫМ СОСУДОМ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ, С МАЛЕНЬКОЙ КАПЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

20 КАПЕЛЬ = $(1 \pm 0,1)$ мл - ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ - СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ - АПИРОГЕННО - НЕТОКСИЧНО
Не применять при нарушении целостности тары! Не использовать для крови и её компонентов!

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



CE 0483 Луер-Лок STERILE EO



160 см
Трубка

REF 10.102.031



РУ ФСЗ 2009/05662 от 24.03.2020
Хранить при температуре от +5°C до +40°C
и влажности до 80%

Утилизировать как медицинские
отходы класса Б или В в соответствии
с СанПин 2.1.7.2790-10

LOT Партия: 200925

Дата изг.: 2020.09


Годен до: 2025.08

Производитель: «СФ Медикал Продактс ГмбХ»,
Германия, SF Medical Products GmbH,
Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin,
Germany, Александер-Мейсснер-Штрассе 58,
12526 Берлин, Германия, Тел.: +49 (0)30 / 26 39 97 95,
info@sfmedical.de, www.sfmedical.de

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «СФ Медикал Продактс»,
РФ, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, литер Е,
пом. 1, Тел.: +7 (495) 215 15 38,
info@sfmedical.ru, www.sfmedical.ru

Устройство инфузионное с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер-Лок, длина трубки 160 см, со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, без иглы, с прозрачной трубкой, с Y-портом, с мерным сосудом с инъекционным портом, с маленькой капельной камерой.

Изделие в потребительской упаковке.



Устройство инфузионное с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер-Лок, длина трубки 160 см, со встроенным воздуховодом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, без иглы, с прозрачной трубкой, с Y-портом, с мерным сосудом с инъекционным портом, с маленькой капельной камерой.
Изделие без упаковки.

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



УСТРОЙСТВО ТРАНСФУЗИОННОЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ПЛАСТИКОВЫМ ШИПОМ, СО ВСТРОЕННЫМ ВОЗДУХОВОДОМ И ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ, С КОННЕКТОРОМ ТИПА ЛУЕР, С РОЛИКОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ ПОТОКА, ДЛИНА ТРУБКИ 150 СМ, СО СТАНДАРТНЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОРТОМ, С ОДНОЙ СТАНДАРТНОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛОЙ 18G x 1½" (1,2мм x 40мм)

20 КАПЕЛЬ = (1±0,1) мл • ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ • СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ • АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ТАРЫ!

CE 0483

Луер

STERILE EO



150 см
Трубка

РУ ФСЗ 2009/05662 от 09.03.2016

REF 10.103.028

Хранить при температуре от +5°C до +40°C и влажности до 80%
Утилизировать как медицинские отходы класса Б или В
в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10

Производитель: «СФ Медикал Продактс ГмбХ»,
Германия, S+ Medical Products GmbH,
Alexander-Meßner-Straße 58, 12526 Berlin,
Germany, Alexander-Meßner-Straße 58,
12526 Berlin, Германия, Тел.: +49 (0)30 7 26 39 97 95,
info@smedical.de, www.smedical.de

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «СФ Медикал Продактс»,
РФ, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, литер Е,
пом. 1, Тел.: +7 (495) 215 15 38,
info@smedical.ru, www.smedical.ru

SF Medical Products




LOT Партия: 06/2019/33

Дата изг.: 06/2019

Годен до: 06-2024

Устройство трансфузионное однократного применения с пластиковым шипом, с коннектором типа Луер, длина трубки 150 см, со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, с латексным портом, с одной стандартной инъекционной иглой 18G x 1½" (1,2мм x 40мм), с большой капельной камерой.
Изделие в потребительской упаковке.



**Устройство трансфузионное однократного применения с пластиковым шлангом, с коннектором типа Луер, длина трубки 150 см, со встроенным воздухопроводом и воздушным фильтром, с роликовым регулятором скорости потока, с латексным портом, с одной стандартной инъекционной иглой 18G x 1 1/2" (1,2мм x 40мм), с большой капельной камерой.
Изделие без упаковки**

устройство для вливания в малые вены однократного применения SCALP VEIN SETS

- NON-TOXIC
- NON-PYROGENIC
- SINGLE USE
- DESTROY AFTER USE

- НЕТОКСИЧНО
- АПИРОГЕННО
- ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИЧТОЖИТЬ




РАЗРЕШЕНО К ПРИМЕНЕНИЮ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ВРАЧАМИ И ПАРАМЕДИКАМИ /
USE IS RESTRICTED TO QUALIFIED DOCTOR OR A PARAMEDIC

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ТАРЕЛКИ / DO NOT USE IF OPENED OR DAMAGED!


ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
STORE AT A TEMPERATURE FROM +5°C TO +40°C, HUMIDITY UP TO 80%




ТРУБКА /
TUBE **30 CM**



CE (PP) LUER
0483 **STERILE EO**



25G
0,5 X 19MM



ПУ № 2009/05682 LOT / ПАРТИЯ: CH1-151222
21 апреля 2014 V091115 MFG. DATE / DATA ИЗГ.: 2015.12
REF 10.104.034 EXP. DATE / ИСП. ДО: 2020.12


Компания ООО «Собор»
190210, г. Москва
ул. Восточная, дом 15/17, стр. 1
Тел: +7 (495) 215 15 35
info@sobor.ru
www.sobor.ru

Компания ООО «Медлайн»
Самарская обл. г. Самара, 443000
Павловск, ул. Бурлакова 2/а
Тел: +7 (8462) 36 21 38
info@medline.ru
www.medline.ru

Представитель компании
SF Medical Products GmbH
в Российской Федерации

Прокладыватель:
SF Medical Products GmbH
Со Младше Продавец ИММ
Самарская обл. г. Самара
14168 Бурлаков, г. Самара
Тел: +7 (8462) 36 21 38
Факс: +7 (8462) 36 21 38
info@sf-medical.de
www.sf-medical.de

Устройство для вливания в малые вены с коннектором типа Луер, размер 25G (0,5мм x 19мм).
Изделие в потребительской упаковке.





Устройство для вливания в малые вены с коннектором типа Луер, размер 25G (0,5мм x 19мм).
Изделие без упаковки.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ С КОННЕКТОРОМ ТИПА ЛУЕР-ЛОК,
РАЗМЕР ИГЛЫ 23G (0,6мм X 19мм)
ИГЛА ТОНКОСТЕННАЯ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ • СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ • АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО
Не применять при нарушении целостности тары!

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ




30 см
Трубка

REF 10.104.059

РУ ФСЗ 2009/05662 от 09.03.2016

Хранить при температуре от +5°C до +40°C
и влажности до 80%

Утилизировать как медицинские
отходы класса Б или В в соответствии
с СанПиН 2.1.7.2790-10



Производитель: «СФ Медикал Продактс ГмбХ»,
Германия, SF Medical Products GmbH,
Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin,
Germany, Александер-Майсснер-Штрассе 58,
12526 Берлин, Германия, Тел.: +49 (0)30 / 26 39 97 95,
info@sfmedical.de, www.sfmedical.de


Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «СФ Медикал Продактс»,
РФ, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, литер Е,
пом. 1, Тел.: +7 (495) 215 15 38,
info@sfmedical.ru, www.sfmedical.ru

LOT Партия: 07/2019/30

Дата изг.: 07/2019

Годен до: 07-2024

Устройство для вливания в малые вены с коннектором типа Луер-Лок, размер иглы 23G (0,6мм x 19мм).
Изделие в потребительской упаковке.




Устройство для вливания в малые вены с коннектором типа Луер-Лок, размер иглы 23G (0,6мм x 19мм).
Изделие без упаковки.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ С КОННЕКТОРОМ ТИПА ЛУЕР-ЛОК,
С МЕХАНИЗМОМ ЗАЩИТЫ ОТ УКОЛА, РАЗМЕР 18G (1,2мм X 19мм),
ИГЛА ТОНКОСТЕННАЯ

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ • СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ • АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО
Не применять при нарушении целостности тары!

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ




30 см
Трубка

REF 10.104.060

РУ ФСЗ 2009/05662 от 09.03.2016

Хранить при температуре от +5°C до +40°C
и влажности до 80%

Утилизировать как медицинские
отходы класса Б или В в соответствии
с СанПиН 2.1.7.2790-10



4 250431 933576

Производитель: «СФ Медикал Продактс ГмбХ»,
Германия, SF Medical Products GmbH,
Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin,
Germany, Александер-Майсснер-Штрассе 58,
12526 Берлин, Германия, Тел.: +49 (0)30 / 26 39 97 95,
info@sfmedical.de, www.sfmedical.de


Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «СФ Медикал Продактс»,
РФ, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, литер Е,
пом. 1, Тел.: +7 (495) 215 15 38,
info@sfmedical.ru, www.sfmedical.ru

LOT Партия: 07/2019/33

Дата изг.: 07/2019

Годен до: 07-2024

Устройство для вливания в малые вены с коннектором типа Луер-Лок,
с механизмом защиты от укола, размер 18G (1,2мм x 19мм).
Изделие в потребительской упаковке.



Устройство для вливания в малые вены с коннектором типа Луер-Лок,
с механизмом защиты от укола, размер 18G (1,2мм x 19мм).
Изделие без упаковки.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 25 (двадцать пять) листов
Должность генеральный директор
Домнышев С. А.
Подпись _____

