

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Катетер периферический внутривенный в вариантах
исполнения***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



ООО «СФ Медикал Продактс»


[Signature]

С.А. Домнышев

[Signature]

2020 г.

Примеры маркировки (индивидуальная упаковка)






Примеры маркировки (групповая упаковка, сторона 2)





1. Катетер периферический внутривенный



OPEN HERE • ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

14G

45 mm/min ϕ 2,0 mm/min
305 ml/min • ml/min

SF Venox Катетер периферический внутривенный с дополнительным портом и крыльями
SF Venox Peripheral IV Catheter with port and wings

SF Medical Products GmbH - Alexander-Meißner-Straße 58, 12526
Bertin, Germany. **СФ Медикал Продактс ГмбХ** - Александер-Майсснер-
Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия.
УП в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

radioopaque
рентгенопрозрачный

Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.

Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.



REF 10.306.150

STERILE EO



LO



3080519C

2019-Mar


2024-Feb.

Катетер периферический внутривенный с дополнительным портом и крыльями (групповая упаковка)

8




Катетер периферический внутривенный с дополнительным портом, с самозакрывающейся крышкой и перфорированными крыльями





Катетер периферический внутривенный без дополнительного порта и с крыльями



14G
4.5 mm / min Ø 2.0 mm / min
305 ml/min • ml/min

SF Medical Products

SF Venox Катетер периферический внутривенный без дополнительного порта и с крыльями
SF Venox Peripheral IV Catheter without port and with wings

SF Medical Products GmbH • Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany. СФ Медикал Продактс ГмбХ • Александер-Мейснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия.
УП в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

radioopaque
рентгенопрозрачный

Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.
Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.

REF 10.306.186 1 UNIT

STERILE EO

4 250431 929982

LOT 3080519C


2019-Mar.
2024-Feb.

РУ ФСЗ ХХ ХХ № ХХХХ/ХХХ от ХХ ХХ ХХХХ

Катетер периферический внутривенный без дополнительного порта и с крыльями (групповая упаковка)

12





24G

19 mm/min Ø 0,7 mm/min
23 ml/min • мл/мин

**SF Venox PUR Катетер периферический внутривенный без
дополнительного порта и с маленькими крыльями**

PY QCS XX XX NR XXXX/XXX OT XXXX XXXX

© SF Medical Products GmbH · Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany. СФ Медикал Продактс ГмбХ · Александер-Майсснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия. УН в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.

рентгенопрозрачный

PUR

LOT

3084019C

REF 10,306,091

2019-Mar.

STERILE EO

V201113

2024-Feb.

Катетер периферический внутривенный без дополнительного порта и с маленькими крыльями (групповая упаковка)

14



Катетер периферический внутривенный без дополнительного порта и крыльев



14G
45 mm/инch Ø 2.0 mm/mm
305 ml/min • ml/min

SF Medical Products

SF Venox PUR Катетер периферический внутривенный без дополнительного порта и крыльев
SF Venox PUR Peripheral IV Catheter without port and wings

SF Medical Products GmbH • Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany. **СФ Медикал Продактс ГмбХ** • Александер-Мейсснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия.
УП в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

radioopaque
рентгенопрозрачный

Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.
Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.

REF 10.306.039 **1** UNIT

STERILE EO

LOT 3084019C
2019-Mar.
2024-Feb.

PUR
V201118
РУ ФСЗ XX XX № XXXX/XXX от XXXX/XXXX

4 250431 931992



катетер периферический внутривенный без дополнительного порта и крыльев (карандашного типа)



SF Medical Products GmbH

14G

4.5 mm/min Ø 2.0 mm/min
305 ml/min • ml/min

SF Medical Products

SF Venox Катетер периферический внутривенный без дополнительного порта и крыльев (карандашного типа)
SF Venox Peripheral IV Catheter without port and wings (pencil type)

SF Medical Products GmbH • Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany.
 СО Медицин Продуктс ГмбХ • Александер-Мейсснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия.
 УП в РФ: ООО «СО Медицин Продуктс»

радиоопакт рентгенопрозрачный

0483

REF 10.306.210
STERILE/EO

LOT 3081519C
2019-Mar.
2024-Feb.

4 250431 932029

Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.

Катетер периферический внутривенный без дополнительного порта и крыльев (карандашного типа) (групповая упаковка)



Катетер периферический внутривенный без дополнительного порта и с перфорированными крыльями



ОТКРЫТЬ ЗДЕСЬ
22G

25 mm/инч Ø 0,9 mm/мм
36 ml/min • мл/мин



SF Venox PUR Катетер периферический внутривенный без дополнительного порта и с перфорированными крыльями
SF Venox PUR Peripheral IV Catheter without port and with suturable wings

PUR

V201118

РУ ФСЗ XX XX № XXXX/XXX от XX.XX.XXXX

SF Medical Products GmbH • Alexander-Meißner-Straße 58, 12526
Berlin, Germany. **СФ Медикал Продактс ГмбХ** • Александер-Майсснер-
Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия.

УП в РО: ООО «СФ Медикал Продактс»

radioopaque
рентгенопрозрачный

Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.

Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного
или полного извлечения из катетера.



REF 10.306.085
STERILE LEO

1
UNIT



4 250431 932050

LOT

3069019C

2019-Mar.

2024-Feb.

Катетер периферический внутривенный без дополнительного порта и с перфорированными крыльями (групповая упаковка)



Катетер периферический внутривенный с интегрированным 3-ходовым краном



ОПЕИ HERE • ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

18G

45 mm/мм ϕ 1.3 mm/мм • 90 ml/min • мл/мин

Medical Products

SF Venox Катетер периферический внутривенный с интегрированным 3-ходовым краном v201118 **FEP**
SF Venox Peripheral IV Catheter with integrated three way stop cock

РУ ФСЗ XX XX № XXXX/XXX от XXXX/XXX

SF Medical Products GmbH • Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany.
СФ Медикал Продактс ГмбХ • Александер-Майсснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия.
 УП в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.

Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.

radioopaque
рентгенопрозрачный

REF 10.306.027

STERILE EO



LOT 3078219C

2019-Mar.


2024-Feb.





2. Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией

Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией с дополнительным портом и крыльями



14G
4.5 mm / inch ϕ 2.0 mm / mm
305 ml/min • мл/мин

SF Medical Products

SF Venox PUR Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией с дополнительным портом и крыльями
SF Venox PUR Peripheral IV Catheter Dual Flashback with port and wings

SF Medical Products GmbH • Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany. СФ Медикал Продактс ГмбХ • Александер-Мейснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия.
УП в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

radioopaque
рентгенопрозрачный

Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.
Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.

REF 10.306.177
STERILE IEO


LOT 3080598C
2019-Mar.
2024-Feb.

4 250431 932111

Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией с дополнительным портом и крыльями (групповая упаковка)



ер периферический внутривенный с двойной визуализацией с дополнительным портом, с самозакрывающейся крышкой и перфорированными крыльями



ОРЕЗ НЕРЕ - ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

14G

4,5 mm/min Ø 2,0 mm/min
305 ml/min • ml/min



SF Venox Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией с дополнительным портом, с самозакрывающейся крышкой и перфорированными крыльями

SF Venox Peripheral IV Catheter Dual Flashback with port, snap fit cap and suturable wings

FEP

V201118

PV @C3 XX XX RE XXXX/XXX or XXXX XXXX

■ SF Medical Products GmbH • Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany. **СФ Медикал Продактс ГмбХ** • Александер-Мейсснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия.

УП • РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

радиоопраде
рентгенопрозрачный

Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.

Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.



REF 10.306.009

1 UNIT



LOT

3069019C

2019-Mar.

2024-Feb.


STERILE EO

4 250431 932142

Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией с дополнительным портом, с самозакрывающейся крышкой и перфорированными крыльями (групповая упаковка)



Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией без дополнительного порта и с крыльями



OPEN HERE • ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

14G

4,5 mm / mm Ø 2,0 mm / mm
305 ml/min • ml/min



SF Venox PUR Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией без дополнительного порта и с крыльями PUR
SF Venox PUR Peripheral IV Catheter Dual Flashback without port and with wings

V201118

РУ ФСЗДХ № 3000/300X от 30.03.2008

SF Medical Products GmbH • Alexander-Meißner-Straße 58, 12526
Berlin, Germany. СФ Медикал Продактс ГмбХ • Александер-Майсснер-
Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия.

УП и РО: ООО «СФ Медикал Продактс»

радиоопaque
рентгенопрозрачный

Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.
Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного
или полного извлечения из катетера.

REF 10.306.599

1 UNIT



LOT

3080519C

2019-Mar.

2024-Feb.

STERILE EO

4 250431 932173

периферический внутривенный с двойной визуализацией без дополнительного порта и с крыльями (групповая упаковка)

29





26G

19 mm/min ϕ 0,6 mm/min
17 ml/min • ml/min

SF Venox Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией без дополнительного порта и с маленькими крыльями

Р/У ПСЗ XX XX № XXXX/XXX от XX.XX.XXXX

■ SF Medical Products GmbH · Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany. СФ Медикал Продактс ГмбХ · Александер-Майсснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия. УП в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.

рентгенонепрозрачный

REF 10.306.099

STERILE EO

FEP

LOT

3084019C

1



2019-Mar.


v2011



2024-Feb.



Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией без дополнительного порта и крыльев



14G
45 mm / mm ϕ 2,0 mm / mm
305 ml/min • ml/min

SF Medical Products

SF Venox Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией без дополнительного порта и без крыльев **FEP**
SF Venox Peripheral IV Catheter Dual Flashback without port and wings **V201118**

SF Medical Products GmbH • Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany. **СФ Медикал Продактс ГмбХ** • Александер-Майсснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия.
 УПД в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

radioopaque
рентгенопрозрачный

Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.
 Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.

REF 10.306.550 **1** UNIT
STERILE/EO

LOT 3084019C
 2019-Mar.
 2024-Feb.

4 250431 930285

периферический внутривенный с двойной визуализацией без дополнительного порта и крыльев (групповая упаковка)



Периферический внутривенный с двойной визуализацией без дополнительного порта и крыльев (карандашного типа)



ОПЕН НЕДЛЕ - ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ
14G
45 mm/мм Ø 2.0 mm/мм
305 mL/min • mL/min

Medical Products

SF Venox PUR Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией без дополнительного порта и крыльев (карандашного типа)
SF Venox PUR Peripheral IV Catheter Dual Flashback without port and wings (Pen Type)

PUR

V201118

РУ ФСЗ JX JX № JXJX / JXJX от JXJX/JXJX

SF Medical Products GmbH - Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany.
СФ Медикал Продактс ГмбХ - Александер-Майсснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия.
УП в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.
Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.

радиоопaque
рентгенопрозрачный



REF 10.306.339

STERILE/EO



LOT

3081519C

2019-Mar.

2024-Feb.

4 250431 930551

катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией без дополнительного порта и крыльев (карандашного типа) (групповая упаковка)



Периферический внутривенный с двойной визуализацией без дополнительного порта и с перфорированными крыльями



ОПЕЧАТЬ ЗДЕСЬ • ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

22G

25 mm / mm Ø 0,9 mm / mm

Medical Products

SF Venox Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией без дополнительного порта и с перфорированными крыльями
SF Venox Peripheral IV Catheter Dual Flashback without port and wings

FEP

SF Medical Products GmbH • Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany. **ООО Медикал Продактс ГмбХ** • Александер-Майсснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия.
 УП в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.
Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.

V201118

ПУ ФСЗ XX XX № XXXX/XXX от XX.XX.XXXX

radioopaque
 рентгенопрозрачный



REF 10.306.576
 STERILE/EO

1 UNIT



LOT

3069019C

EXP


2019-Mar.

EXP

2024-Feb.



Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией с интегрированным 3-ходовым краном



OPEN HERE • ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

18G

4.5 mm / мм Ø 1.3 mm / мм • 90 ml/min • ml/min



Medical Products

SF Venox PUR Катетер периферический внутривенный с двойной визуализацией с интегрированным 3-ходовым краном
SF Venox PUR Peripheral IV Catheter Dual Flashback with integrated three way stop cock

РУ ФСЗ XX XX № XXXX/XXX от XX.XX.XXXX

SF Medical Products GmbH • Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany.
СФ Медикал Продактс ГмбХ • Александер-Мейсснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия.
УП в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.
Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.

radioopaque
рентгенопрозрачный

V20118 **PUR**

REF 10.306.617

STERILE EO



4 250431 931152

LOT 3078219C

2019-Mar.

2024-Feb.



периферический внутривенный с двойной визуализацией с интегрированным 3-ходовым краном (групповая упаковка)



3. Катетер периферический внутривенный безопасный с дополнительным портом, самозакрывающейся крышкой и перфорированными крыльями

14G

45 mm/min Ø 2,0 mm/min
305 ml/min • 2,1 mm/min



Medical Products

SF Venox Safety Катетер периферический внутривенный безопасный с дополнительным портом, самозакрывающейся крышкой и перфорированными крыльями

SF Venox Safety Peripheral IV Catheter with port, snap fit cap and suturable wings

SF Medical Products GmbH • Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany. **СФ Медикал Продактс ГмбХ** • Александер-Майсснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия. • УП в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

radioopaque
рентгенопрозрачный



Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.

Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.

1 UNIT

REF 10.306.109

STERILE EQ



4 250431 931244

LOT

3070819C

2019-Mar.




2024-Feb.

FEP

V201118

RY 0C3 XX XX ME XXXX/XXX OT XX XX XXXX

4. Катетер периферический внутривенный безопасный с двойной визуализацией с дополнительным портом, самозакрывающейся крышкой и



OPEN HERE • ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

14G

45 mm/дюйм Ø 2,0 mm/мм
305 ml/min • мл/мин



SF Venox PUR Safety Катетер периферический внутривенный безопасный с двойной визуализацией
с дополнительным портом, самозакрывающейся крышкой и перфорированными крыльями
SF Venox PUR Safety Peripheral IV Catheter Dual Flashback with port, snap fit cap and suturable wings

PUR

V201118

РУ ФСЗ XX XX № XXXX/XXX от XXXXX/XXX

SF Medical Products GmbH • Alexander-Meißner-Straße 58, 12526 Berlin, Germany. СФ Медикал Продактс ГмбХ • Александер-Мейснер-Штрассе 58, 12526 Берлин, Германия. • УП в РФ: ООО «СФ Медикал Продактс»

radioopaque
рентгенопрозрачный

Warning: Do not re-insert a partially or completely withdrawn needle.
Внимание: Не допускается повторное введение иглы, в случае ее частичного или полного извлечения из катетера.

1
UNIT

REF 10.306.130

STERILE EO



4 250431 931510

LOT

3070919C



2019-Mar.



2024-Feb.





Прошито, пронумеровано и скреплено

45

[Handwritten signature]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР