

Общество с ограниченной ответственностью

Новые Перевязочные Материалы



® Россия, 141351, Московская область,
Сергиево-Посадский ГО, д. Жучки, д. 2И
тел. (495) 984-58-79
e-mail: info@voscopran.ru
www.voscopran.ru

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
Общества с ограниченной ответственностью
"Новые Перевязочные Материалы"



Быков А.Ю.

«09» декабря 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная
по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые
Перевязочные Материалы

2024 год

Фото 1. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 3,8 х 3,8 см, подушечка 2,0 × 2,0 см.




Фото 2. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 5,0 х 7,0 см, подушечка 2,5 × 4,0 см.




Фото 3. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 100,0 см, подушечка 2,5 x 100,0 см.




Фото 4. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 8,0 x 15,0 см, подушечка 3,6 × 10,8 см.




Фото 5. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 10,0 x 25,0 см, подушечка 5,5 x 20,0 см.




Фото 6. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 10,0 x 35,0 см, подушечка 5,5 x 30,0 см.




Фото 7. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022 в индивидуальной упаковке (лицевая сторона) на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 10,0 x 25,0 см, подушечка 5,5 x 20,0 см. Маркировка с нанесением торговых знаков «Всё заживёт®» и «Докапласт®».



Фото 8. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022 в индивидуальной упаковке (лицевая сторона) на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 10,0 см, подушечка 2,5 x 7,0 см. Маркировка без нанесения торговых знаков.





Фото 9. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022 в индивидуальной упаковке (оборотная сторона) на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 10,0 х 25,0 см, подушечка 5,5 × 20,0 см.



[illegible]

Фото 11. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022 в групповой упаковке (пачке из картона) на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 10,0 см, подушечка 2,5 x 7,0 см. Сторона 1. Маркировка с нанесением торговых знаков «Всё заживёт®» и «Докапласт®».



Фото 12. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022 в групповой упаковке (пачке из картона) на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 10,0 см, подушечка 2,5 x 7,0 см. Сторона 2. Маркировка с нанесением торговых знаков «Всё заживёт®» и «Докапаст®».

**Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная
по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022**

6,0 x 10,0 см, подушечка 2,5 x 10,0 см

Способ применения: Откройте упаковку, снимите защитное покрытие, зафиксируйте повязку на ране/поврежденном участке кожи так, чтобы подушечка полностью закрывала рану. Использовать на сухой и чистой коже. При намокании повязки возможно снижение адгезии.

Назначение: для закрытия поверхностных ран, первичной, вторичной, послеоперационной обработки ран, защиты шва от дополнительного травмирования, инфекции и впитывания выделяющихся жидкостей. Может применяться для оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях кожных покровов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия проявляющаяся в виде покраснения, сыпи, зуда или контактного дерматита.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +35°C в сухих, закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях.

Условия транспортирования: при температуре от - 50°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 98% при 25 °C.


Утилизация: использованную повязку в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 как медицинские отходы класса Б. Неиспользованную повязку/повязку с истекшим сроком годности утилизировать вместе с бытовым мусором.

Показания, побочные эффекты см. в инструкции по применению.

Полный текст инструкции доступен на сайте: www.voscopran.ru

6 x 10 см
15 штук

STERILE R



17 10 23
LOT 171023
10 2026

Фото 13. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022 в групповой упаковке (пачке из картона) на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 10,0 см, подушечка 2,5 x 7,0 см. Стороны 3,4. Маркировка с нанесением торговых знаков «Всё заживёт®» и «Докапласт®».

Состав:

- нетканая основа
- впитывающая подушечка с атравматичным покрытием
- защитное покрытие (антиадгезионная бумага)
- клей на основе акрилата



Фото 14. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022 в групповой упаковке (пачке из картона) на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 10,0 см, подушечка 2,5 x 7,0 см. Стороны 5,6. Маркировка с нанесением торговых знаков «Всё заживёт®» и «Докапласт®».




Фото 15. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022 в групповой упаковке (пачке из картона) на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 10,0 см, подушечка 2,5 x 7,0 см. Сторона 1. Маркировка без нанесения торговых знаков.




Фото 16. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022 в групповой упаковке (пачке из картона) на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 10,0 см, подушечка 2,5 x 7,0 см. Сторона 2. Маркировка без нанесения торговых знаков.

Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная

по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022

6x10 см, подушечка 2,5x7,0 см

Способ применения: откройте упаковку, снимите защитное покрытие, зафиксируйте повязку на ране / поврежденном участке кожи так, чтобы подушечка полностью закрывала рану. Использовать на сухой и чистой коже. При намокании повязки возможно снижение адгезии.

Назначение: для закрытия поверхностных ран, первичной, вторичной, послеоперационной обработки ран, защиты шва от дополнительного травмирования, инфекции и впитывания выделяющихся жидкостей. Может применяться для оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях кожных покровов.

Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка с атравматичным покрытием, защитное покрытие, клей на основе синтетического каучука.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость компонентов / материалов изделия, проявляющаяся в виде покраснения, сыпи, зуда или контактного дерматита.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +35°C в сухих, закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях.

Условия транспортирования: при температуре от -50°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 98%.

Утилизация: использованную повязку в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 как медицинские отходы класса Б. Неиспользованную повязку / повязку с истекшим сроком годности утилизировать вместе с бытовым мусором.

Показания, побочные эффекты см. в инструкции по применению. Полный текст инструкции доступен на сайте: www.voscopran.ru

STERILE R



50 штук

6 x 10 см

Фото 17. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022 в групповой упаковке (пачке из картона) на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 10,0 см, подушечка 2,5 x 7,0 см. Сторона 3,4. Маркировка без нанесения торговых знаков.




Фото 18. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022 в групповой упаковке (пачке из картона) на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 10,0 см, подушечка 2,5 x 7,0 см. Сторона 5,6. Маркировка без нанесения торговых знаков.





Фото 19. Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022 в транспортной упаковке на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 5,0 x 7,0 см, подушечка 2,5 x 4,0 см.



Примечание:

1. Фотографии **Повязки пластырного типа, впитывающей, стерильной по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022**, на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 5,0 x 7,0 см, подушечка 2,5 x 4,0 см, также отражают общий внешний вид следующих вариантов исполнения:

- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 5,0 x 7,2 см, подушечка 2,5 x 4,0 см;
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 8,0 см, подушечка 3,0 x 4,5 см.
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 10,0 см, подушечка 2,5 x 7,0 см.
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 10,0 см, подушечка 2,5 x 6,5 см.
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 10,0 см, подушечка 4,0 x 5,0 см.
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 15,0 см, подушечка 2,5 x 10,8 см.
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 15,0 см, подушечка 2,5 x 11,0 см.

2. Фотографии **Повязки пластырного типа, впитывающей, стерильной по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022**, на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022,

6,0 x 100,0 см, подушечка 2,5 x 100,0 см, также отражают общий внешний вид следующих вариантов исполнения:

- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 4,0 x 100,0 см, подушечка 2,0 x 100,0 см;
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 6,0 x 50,0 см, подушечка 3,0 x 50,0 см.

3. Фотографии **Повязки пластырного типа, впитывающей, стерильной по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022**, на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022,

8,0 x 15,0 см, подушечка 3,6 x 10,8 см, также отражают общий внешний вид следующих вариантов исполнения:

- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 8,0 x 10,0 см, подушечка 3,8 x 6,5 см.
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 8,0 x 10,0 см, подушечка 3,6 x 6,0 см.
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 8,0 x 15,0 см, подушечка 3,8 x 11,0 см.
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 8,0 x 20,0 см, подушечка 3,6 x 15,5 см.
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 8,0 x 20,0 см, подушечка 3,8 x 16,0 см.
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 10,0 x 10,0 см, подушечка 5,5 x 5,5 см.
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 10,0 x 15,0 см, подушечка 5,5 x 10,0 см.

4. Фотографии **Повязки пластырного типа, впитывающей, стерильной по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022**, на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022,

10,0 x 25,0 см, подушечка 5,5 x 20,0 см, также отражают общий внешний вид следующих вариантов исполнения:

- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 10,0 x 20,0 см, подушечка 5,5 x 15,0 см.
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 10,0 x 20,0 см, подушечка 5,5 x 16,0 см.
- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022,

- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 10,0 x 30,0 см, подушечка 5,5 × 25,0 см.

5. Фотографии **Повязки пластырного типа, впитывающей, стерильной по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022**, на примере варианта исполнения: Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022,

10,0 x 35,0 см, подушечка 5,5 × 30,0 см, также отражают общий внешний вид следующего варианта исполнения:

- Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022, 10,0 x 35,0 см, подушечка 5,5 × 30,5 см.

Сшито и заверено печатью 22
(двадцать два) лист си

Организация: ООО «НИИМ»
Должность: Исполнительный директор
ФИО: Быков А.Ю.



УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
ООО «НПМ»



Быков А.Ю.

«05» декабря 2024 г.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная
по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022

2024 г.

Макет маркировки индивидуальной упаковки (лицевая сторона, для изделий с клеем на основе синтетического каучука)

Всё заживёт.



ООО «Биотекфарм»



ООО «НПМ»

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»
Производитель: ООО «НПМ»
Россия, 141351, МО, С-Посадский г.о.,
д. Жучки, д.2И телефон: +7(495)984-58-79
Отдел продаж: телефон: +7(495)780-92-36
www.voscopran.ru
Интернет-магазин: www.stoprana.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

Повязка пластырного типа

Докапласт®

впитывающая, стерильная

воздухопроницаемая, паропроницаемая

STERILE IR



Способ применения: откройте упаковку, снимите защитное покрытие, зафиксируйте повязку на ране/повреждённом участке кожи так, чтобы подушечка полностью закрывала рану. Использовать на сухой и чистой коже. При намокании повязки возможно снижение адгезии.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия проявляющаяся в виде покраснения, сыпи, зуда или контактного дерматита.

Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка с атравматичным покрытием, защитное покрытие, клей на основе синтетического каучука.

Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022

Условия хранения: при температуре от +5°C до +35°C в сухих, закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях.

Условия транспортирования: при температуре от - 50°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 98% при 25 °C.

Утилизация: использованную повязку в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 как медицинские отходы класса Б. Неиспользованную повязку/повязку с истекшим сроком годности утилизировать вместе с бытовым мусором.

Назначение, показания, побочные эффекты см. в инструкции по применению.

Полный текст инструкции доступен на сайте: www.voscopran.ru

Макет маркировки индивидуальной упаковки (лицевая сторона, для изделий с клеем на основе акрилата)

Все зафиксировано.



ООО
«Биотекфарм»



ООО
«НПМ»

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»
Производитель: ООО «НПМ»
Россия, 141351, МО, С-Посадский г.о.,
д. Жучки, д. 2И телефон: +7(495)984-58-79
Отдел продаж: телефон: +7(495)780-92-36
www.voscopran.ru
Интернет-магазин: www.stoprana.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

Повязка пластырного типа

Докапласт®

впитывающая, стерильная
воздухопроницаемая, паропроницаемая

STERILE IR



Способ применения: откройте упаковку, снимите защитное покрытие, зафиксируйте повязку на ране/поврежденном участке кожи так, чтобы подушечка полностью закрывала рану. Использовать на сухой и чистой коже. При намокании повязки возможно снижение адгезии.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия проявляющаяся в виде покраснения, сыпи, зуда или контактного дерматита.

Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка с атравматичным покрытием, защитное покрытие, клей на основе акрилата.

Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022

Условия хранения: при температуре от +5°C до +35°C в сухих, закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях.

Условия транспортирования: при температуре от - 50°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 98% при 25 °C.

Утилизация: использованную повязку в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 как медицинские отходы класса Б. Неиспользованную повязку/повязку с истекшим сроком годности утилизировать вместе с бытовым мусором.

Назначение, показания, побочные эффекты см. в инструкции по применению.

Полный текст инструкции доступен на сайте: www.voscopran.ru

Повязка

пластырного типа

впитывающая, стерильная

воздухопроницаемая, паропроницаемая

STERILE R



Способ применения: откройте упаковку, снимите защитное покрытие, зафиксируйте повязку на ране / повреждённом участке кожи так, чтобы подушечка полностью закрывала рану. Использовать на сухой и чистой коже. При намокании повязки возможно снижение адгезии. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов / материалов изделия проявляющаяся в виде покраснения, сыпи, зуда или контактного дерматита. **Состав:** нетканая основа, впитывающая подушечка с атравматичным покрытием, защитное покрытие, клей на основе синтетического каучука. Назначение, показания, побочные эффекты см. в инструкции по применению.

Повязка пластырного типа впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +35°C в сухих, закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях. **Условия транспортирования:** при температуре от -50°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 98%. **Утилизация:** использованную повязку в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 как медицинские отходы класса Б. Неиспользованную повязку / повязку с истекшим сроком годности утилизировать вместе с бытовым мусором.

Полный текст инструкции доступен на сайте: www.voscopran.ru

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм». Производитель: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Жучки, д. 2И. Телефон: +7 (495) 984-58-79

Повязка

пластырного типа

впитывающая, стерильная

воздухопроницаемая, паропроницаемая

STERILE R



Способ применения: откройте упаковку, снимите защитное покрытие, зафиксируйте повязку на ране / повреждённом участке кожи так, чтобы подушечка полностью закрывала рану. Использовать на сухой и чистой коже. При намокании повязки возможно снижение адгезии. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов / материалов изделия проявляющаяся в виде покраснения, сыпи, зуда или контактного дерматита. **Состав:** нетканая основа, впитывающая подушечка с атравматичным покрытием, защитное покрытие, клей на основе акрилата. Назначение, показания, побочные эффекты см. в инструкции по применению.

Повязка пластырного типа впитывающая, стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +35°C в сухих, закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях. **Условия транспортирования:** при температуре от -50°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 98%. **Утилизация:** использованную повязку в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 как медицинские отходы класса Б. Неиспользованную повязку / повязку с истекшим сроком годности утилизировать вместе с бытовым мусором.

Полный текст инструкции доступен на сайте: www.voscopran.ru

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм». Производитель: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Жучки, д. 2И. Телефон: +7 (495) 984-58-79

Макет маркировки индивидуальной упаковки (оборотная сторона)

РУ № РЗН XXXXXX от XXXX г.¹

X,X x X,X² CM ПОДУШЕЧКА X,X x X,X³ CM

ДАТА ИЗГ.: XX XX XX⁴

ПАРТИЯ: XXXX⁵

ГОДЕН ДО: XX XXXX⁶

Штрих-код

1 – номер и дата выдачи регистрационного удостоверения

2 – размер повязки в зависимости от варианта исполнения

3 - размер функциональной подушечки в зависимости от варианта исполнения


4 – дата изготовления

5 - номер партии

6 – срок годности

Макет маркировки групповой упаковки (для изделий с клеем на основе синтетического каучука)

Общий вид:



Макет маркировки групповой упаковки (для изделий с клеем на основе синтетического каучука)

Элементы 1 и 3:



Состав:

- нетканая основа
- впитывающая подушечка с атравматичным покрытием
- защитное покрытие (антиадгезионная бумага)
- клей на основе синтетического каучука

Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная
по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022

5,0 x 7,0 см, подушечка 2,5 x 4,0 см

Способ применения: Откройте упаковку, снимите защитное покрытие, зафиксируйте повязку на ране/поврежденном участке кожи так, чтобы подушечка полностью закрывала рану. Использовать на сухой и чистой коже. При намокании повязки возможно снижение адгезии.

Назначение: для закрытия поверхностных ран, первичной, вторичной, послеоперационной обработки ран, защиты шва от дополнительного травмирования, инфекции и впитывания выделяющихся жидкостей. Может применяться для оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях кожных покровов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия проявляющаяся в виде покраснения, сыпи, зуда или контактного дерматита.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +35°C в сухих, закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях.

Условия транспортирования: при температуре от - 50°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 98% при 25 °C.

Утилизация: использованную повязку в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 как медицинские отходы класса Б. Неиспользованную повязку/повязку с истекшим сроком годности утилизировать вместе с бытовым мусором.

Показания, побочные эффекты см. в инструкции по применению.

Полный текст инструкции доступен на сайте: www.voscopran.ru


5 x 7 см
50 штук

STERILE



Макет маркировки групповой упаковки (для изделий с клеем на основе синтетического каучука)

Элементы 2 и 4:



Макет маркировки групповой упаковки (для изделий с клеем на основе акрилата)


Общий вид:

Элемент 1

Элемент 2

Элемент 3

Элемент 4



Макет маркировки групповой упаковки (для изделий с клеем на основе акрилата)

Элементы 1 и 3:

Состав:

- нетканая основа
- впитывающая подушечка с атравматичным покрытием
- защитное покрытие (антиадгезионная бумага)
- клей на основе акрилата

Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная
по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022 5,0 x 7,0 см, подушечка 2,5 x 4,0 см

Способ применения: Откройте упаковку, снимите защитное покрытие, зафиксируйте повязку на ране/поврежденном участке кожи так, чтобы подушечка полностью закрывала рану. Использовать на сухой и чистой коже. При намокании повязки возможно снижение адгезии.

Назначение: для закрытия поверхностных ран, первичной, вторичной, послеоперационной обработки ран, защиты шва от дополнительного травмирования, инфекции и впитывания выделяющихся жидкостей. Может применяться для оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях кожных покровов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия проявляющаяся в виде покраснения, сыпи, зуда или контактного дерматита.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +35°C в сухих, закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях.

Условия транспортирования: при температуре от -50°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 98% при 25 °C.



Утилизация: использованную повязку в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 как медицинские отходы класса Б. Неиспользованную повязку/повязку с истекшим сроком годности утилизировать вместе с бытовым мусором.

Показания, побочные эффекты см. в инструкции по применению.

Полный текст инструкции доступен на сайте: www.voscopran.ru

5 x 7 см
50 штук

STERILE



Произведено по заказу ООО «БИОТЕКФАРМ»
Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Новые Перевязочные Материалы»
Россия, 141351, МО, Сергиево-Посадский г.о.,
д.Жучки, д.2И телефон: +7(495)984-58-79

Отдел продаж:
телефон: +7(495)780-92-36
www.voscopran.ru

Все заживёт.

СДЕЛАНО В РОССИИ

СТЕРИЛЬНО

Повязка пластырного типа
впитывающая, стерильная


Докапласт®

воздухопроницаемая, паропроницаемая
РУ № XXX/XXX от XX.XX.XXXX.

5 x 7 см
50 штук

Макет маркировки групповой упаковки (для изделий с клеем на основе акрилата)

Элементы 2 и 4:



Элементы 1 и 3:




Макет маркировки групповой упаковки без применения торговых знаков (для изделий с клеем на основе синтетического каучука)

Элементы 2 и 4:



Макет маркировки групповой упаковки без применения торговых знаков (для изделий с клеем на основе акрилата)


Элементы 1 и 3:



17

Макет маркировки групповой упаковки без применения торговых знаков (для изделий с клеем на основе акрилата)

Элементы 2 и 4:



Все зафиксировано.

STERILE R

Докапласт®

Повязка пластырного типа, впитывающая, стерильная

по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022

X,X x X,X¹ см подушечка X,X x X,X² см

РУ № XXXXXX от XXXXX³

Воздухопроницаемая. Паропроницаемая.

Количество штук X⁴

Назначение: для закрытия поверхностных ран, первичной, вторичной, послеоперационной обработки ран, защиты шва от дополнительного травмирования, инфекции и впитывания выделяющихся жидкостей. Может применяться для оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях кожных покровов.

Способ применения: Откройте упаковку, снимите защитное покрытие, зафиксируйте повязку на ране/поврежденном участке кожи так, чтобы подушечка полностью закрывала рану. Использовать на сухой и чистой коже. При намокании повязки возможно снижение адгезии.

Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка с атравматичным покрытием, защитное покрытие (антиадгезионная бумага), X⁵.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия проявляющаяся в виде покраснения, сыпи, зуда или контактного дерматита.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +35°C в сухих, закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях.

Условия транспортирования: при температуре от - 50°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 98% при 25°C.

Утилизация: использованную повязку в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 как медицинские отходы класса Б. Неиспользованную повязку/повязку с истекшим сроком годности утилизировать вместе с бытовым мусором.

Показания, побочные эффекты см. в инструкции по применению.



Полный текст инструкции доступен на сайте: www.voscopran.ru

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Перевязочные Материалы»
Россия, 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., д.Жучки, д.2И телефон: +7(495)984-58-79

Отдел продаж: телефон: +7(495)780-92-36 www.voscopran.ru



Дата изготовления

X⁶

Партия №

X⁷

Использовать до

X⁸

Штрих-код

- 1 - размер повязки в зависимости от варианта исполнения
- 2 - размер функциональной подушечки в зависимости от варианта исполнения
- 3 - номер и дата выдачи регистрационного удостоверения
- 4 - количество повязок в групповой упаковке
- 5 - тип клеевой основы
- 6 - дата изготовления
- 7 - номер партии
- 8 - срок годности

Макет маркировки транспортной упаковки с нанесением торговых знаков

Все зафиксировано.

STERILE R

Докапласт®

Повязка пластырного типа, впитывающая,
стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022
X,X x X,X¹ см подушечка X,X x X,X² см
РУ № XXXXXXXX от XXXXXX³

Количество групповых упаковок*	X ⁴
Количество штук в групповой упаковке*	X ⁵
Общее кол-во штук в ящике	X ⁶
Дата изготовления	X ⁷
Партия №	X ⁸
Годен до	X ⁹

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Новые Перевязочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский г о, д.
Жучки, д.2И. Тел: +7(495)984-58-79

Отдел продаж: тел: +7(495)780-92-36 www.voscopran.ru

Условия хранения: при температуре от +5°C до +35°C в сухих, закрытых, отапливаемых,
вентилируемых помещениях.

Условия транспортирования: при температуре от - 50°C до +50°C при относительной влажности
воздуха не более 98% при 25 °C.

Утилизация: использованную повязку в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 как медицинские
отходы класса Б. Неиспользованную повязку/повязку с истекшим сроком годности утилизировать
вместе с бытовым мусором.



Штрих-код

- 1 – размер повязки в зависимости от варианта исполнения
- 2 – размер функциональной подушечки в зависимости от варианта исполнения
- 3 – номер и дата выдачи регистрационного удостоверения
- 4* – количество групповых упаковок в случае их наличия в транспортной упаковке
- 5* – количество повязок в групповой упаковке в случае ее наличия
- 6 – количество повязок в индивидуальной упаковке в транспортной упаковке
- 7 – дата изготовления
- 8 – номер партии
- 9 – срок годности

* - наносится при необходимости

Макет маркировки транспортной упаковки без нанесения торговых знаков

STERILE R

Повязка пластырного типа, впитывающая,
стерильная по ТУ 21.20.24-018-74639918-2022
X,X x X,X¹ см подушечка X,X x X,X² см
РУ № XXXXXXXX от XXXXXX³

Количество групповых упаковок*	X⁴
Количество штук в групповой упаковке*	X⁵
Общее кол-во штук в ящике	X⁶
Дата изготовления	X⁷
Партия №	X⁸
Годен до	X⁹

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью

«Новые Перевязочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский г о, д. Жучки, д.2И. Тел: +7(495)984-58-79

Отдел продаж: тел: +7(495)780-92-36 www.voscopran.ru

Условия хранения: при температуре от +5°C до +35°C в сухих, закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях.

Условия транспортирования: при температуре от - 50°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 98% при 25 °C.

Утилизация: использованную повязку в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 как медицинские отходы класса Б. Неиспользованную повязку/повязку с истекшим сроком годности утилизировать вместе с бытовым мусором.



MR-161-MMRU-040

Штрих-код

- 1 – размер повязки в зависимости от варианта исполнения
- 2 – размер функциональной подушечки в зависимости от варианта исполнения
- 3 – номер и дата выдачи регистрационного удостоверения
- 4* – количество групповых упаковок в случае их наличия в транспортной упаковке
- 5* – количество повязок в групповой упаковке в случае ее наличия
- 6 – количество повязок в индивидуальной упаковке в транспортной упаковке
- 7 – дата изготовления
- 8 – номер партии
- 9 – срок годности
- * - наносится при необходимости

Сшито и заверено печатью 21
(двадцать один) лист _____

Организация: ООО «НТМ»
Должность: Исполн. директор
ФИО: Быков А.Ю.

