

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ПраймБиоМед»



Городилова Е.С.
«02» февраля 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики *in vitro*


(версия 2)


«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

Москва – 2024

Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 1. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный, 100 мл








ПраймБиоМед
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.1,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Методические рекомендации по использованию изделия:

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, варианты исполнения:

1. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 100 мл;
2. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 500 мл;
3. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
4. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), желтый – 1 флакон 100 мл;
5. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), желтый – 1 флакон 500 мл;
6. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), желтый – 1 флакон 1000 мл;



ПраймБиоМед
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0005-12-3008

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения
иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022


ПУ №

Кат. №	12-310052-100
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310052	☒ 1. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный флакон, 100 мл
12-310052	☐ 2. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный флакон, 500 мл
12-310052	☐ 3. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный флакон, 1000 мл
Серия	30805997
Дата производства	06/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию

Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 2. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный, 500 мл







Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом. 1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

ПраймБиоМед
Наука. Диагностика. Здоровье.

Методические рекомендации по использованию препарата:
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, маркируется следующим образом:
1. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 100 мл;
2. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 500 мл;
3. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
4. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), желтый – 1 флакон 100 мл;
5. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), желтый – 1 флакон 500 мл;
6. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), желтый – 1 флакон 1000 мл

ПРИМЕНЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом. 1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

ПраймБиоМед
Наука. Диагностика. Здоровье.

Паспорт № 0015-12-3008

«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

ПУ №

Кат. №	12-310052-500
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310052	☐ 1. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон, 100 мл
12-310052	☒ 2. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон, 500 мл
12-310052	☐ 3. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон, 1000 мл
Серия	30806007
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C
Производитель	ООО «ПраймБиоМед»

№	Наименование
---	--------------

ПраймБиоМед

Кат. № 12-310052-500
"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)
для проведения иммуногистохимических исследований"
по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
**Разбавитель первичных
антител (PRIME Diluent)
бесцветный**
ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РФ
Серия 30906166
03/2025
Готов к использованию
Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед", 117248, Москва
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 3-6
+7(495)645-4425

1310052-500

500 мл

первичных антител (PRIME Diluent)"

для иммуногистохимических исследований
17782202-2022

растворитель первичных
антител (PRIME Diluent PBS),

стерильный

17782202-2022


10906166

10906166

хранить при температуре 2°C - 8°C

для применения 117246, Москва,
ул. 3-я, пом. 1, комн. 7-9.





ПраймБиоМед
 Общество с ограниченной ответственностью
 «ПраймБиоМед»
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
 пом.1, комн. 7-9
 ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
 ОГРН 1137746572358
 тел. +7(495)-645-44-25
 info@primebiomed.ru
 www.primebiomed.ru

Медицинские рекомендации по использованию изделия:
 «Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, варианты исполнения:

1. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 100 мл;
2. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 500 мл;
3. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
4. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), желтый – 1 флакон 100 мл;
5. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), желтый – 1 флакон 500 мл;
6. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), желтый – 1 флакон 1000 мл;

ПраймБиоМед
 Общество с ограниченной ответственностью
 «ПраймБиоМед»
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
 пом.1, комн. 7-9
 ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
 ОГРН 1137746572358
 тел. +7(495)-645-44-25
 info@primebiomed.ru
 www.primebiomed.ru

Паспорт № 0149-12-0609

«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022


РУ №



Кат. №	12-310052-500
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310052	☐ 1. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон, 100 мл
12-310052	☒ 2. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон, 500 мл
12-310052	☐ 3. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон, 1000 мл
Серия	30906166
Дата производства	09/2023
Срок годности	03/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C
Производитель	ООО «ПраймБиоМед»

Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 3. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный, 1000 мл







Паспорт № 0016-12-3008


“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022


ПУ №


Кат. №	12-310052-1000
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310052	☐ 1. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный - 1 флакон, 100 мл
12-310052	☐ 2. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный - 1 флакон, 500 мл
12-310052	☒ 3. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный - 1 флакон, 1000 мл
Серия	30806008
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C
Производитель	ООО «ПраймБиоМед»

Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 4. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый, 100 мл







Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Методические рекомендации по использованию изделия:

«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, варианты исполнения:

1. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 100 мл;
2. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 500 мл;
3. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
4. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 100 мл;
5. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 500 мл;
6. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 1000 мл;

ПРИМЕНЕНИЕ



Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru


Паспорт № 0006-12-3008


**«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения
иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
ПУ №**

Кат. №	12-310053-100
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310053	☒ 4. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 100 мл
12-310053	☐ 5. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 500 мл
12-310053	☐ 6. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 1000 мл
Серия	30805998
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C
Производитель	ООО «ПраймБиоМед»

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 5. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый, 500 мл







ПраймБиоМед
Общество с ограниченной ответственностью
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Медицинские рекомендации по использованию препарата:
"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, варианты исполнения:
1. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 100 мл;
2. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 500 мл;
3. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
4. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 100 мл;
5. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 500 мл;
6. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 1000 мл.

ПРИМЕНЕНИЕ
"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, варианты исполнения: раствор, первичный.

ПраймБиоМед
Общество с ограниченной ответственностью
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0017-12-3008

"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

ПУ №

Кат. №	12-310053-500
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310053	☐ 4. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 100 мл
12-310053	☒ 5. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 500 мл
12-310053	☐ 6. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 1000 мл
Серия	30806009
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре от +2 до +8 °С
Производитель	ООО «ПраймБиоМед»





Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом. 1, комн. 7-9
ИНН/КПП 77/4909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Продукция «ПраймБиоМед» не предназначена
для применения в качестве лекарственных средств.

Методические рекомендации по использованию изделий:

«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, варианты исполнения:

1. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 100 мл;
2. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 500 мл;
3. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
4. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 100 мл;
5. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 500 мл;
6. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 1000 мл;

Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом. 1, комн. 7-9
ИНН/КПП 77/4909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0150-12-0609


«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022


РУ №

Кат. №	12-310053-500
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310053	☐ 4. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 100 мл
12-310053	☒ 5. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 500 мл
12-310053	☐ 6. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 1000 мл
Серия	30906167
Дата производства	09/2023
Срок годности	03/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C
Производитель	ООО «ПраймБиоМед»

№	Наименование
---	--------------



“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 6. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый, 1000 мл





Лот. № 12-310053-1000 1000 мл
"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"
для проведения иммуногистохимических исследований
№ 11.20.23-017-17782202-2022
**Разбавитель первичных
антител (PRIME Diluent PBS),
стерильный**
№ 11.20.23-017-17782202-2022
Серия 30806010
02/2025
для использования
в профессионального применения 2°C — 8°C
ООО "ПраймБиоМед" 117246, Москва,
Луховицкий пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
т. 495/645-4425





Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 3,
пом. 1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714009926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0018-12-3008
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения
иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
ПУ №


Кат. №	12-310053-1000
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310053	☐ 4. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), желтый – 1 флакон 100 мл
12-310053	☐ 5. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), желтый – 1 флакон 500 мл
12-310053	☒ 6. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), желтый – 1 флакон 1000 мл
Серия	30806010
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C
Производитель	ООО «ПраймБиоМед»

Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 7. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный, 100 мл







Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
ком.1, этаж 7-9
ИНН/КПП 77/0909926 / 772901090
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0004-12-3008

«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения
иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-1782202-21

РУ №

Кат. №	12-310048-100
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310048	☒ 7. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), 60 флакон, 100 мл
12-310048	☐ 8. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), 60 флакон, 500 мл
12-310048	☐ 9. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), 60 флакон, 1000 мл
Серия	3085996
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортировки при температуре 1-8°C	Хранить и транспортировать при температуре 1-8°C
Производитель	ООО «ПраймБиоМед»

Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 8. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный, 500 мл



12-310048-500 500 мл
раствор первичных антител (PRIME Diluent)
для иммуногистохимических исследований
17-17782202-2022
Растворитель первичных
антител (PRIME Diluent TBS),
бесцветный
17-17782202-2022
30806005
25
для хранения
при температуре применения 2°C - 8°C
ООО "Цирми", 117246, Москва,
ул. Звездная, 24 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
125460



ПраймБиоМед
 Кат. № 12-310048-500
 "Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent) для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022"
Разбавитель (PRIME) бесцветный
 ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
 Серия 30806005
 02/2025



Общество с ограниченной ответственностью
 «ПраймБиоМед»
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
 пом.1, комн. 7-9
 ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
 ОГРН 1137746572358
 тел. +7(495)-645-44-25
 info@primebiomed.ru
 www.primebiomed.ru

Методические рекомендации по использованию изделия:
 «Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, варианты исполнения:
 7. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон 100 мл;
 8. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон 500 мл;
 9. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
 10. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), желтый – 1 флакон 100 мл;
 11. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), желтый – 1 флакон 500 мл;
 12. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), желтый – 1 флакон 1000 мл




Общество с ограниченной ответственностью
 «ПраймБиоМед»
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
 пом.1, комн. 7-9
 ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
 ОГРН 1137746572358
 тел. +7(495)-645-44-25
 info@primebiomed.ru
 www.primebiomed.ru

Паспорт № 0013-12-3008
 «Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения
 иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
 РУ №

Кат. №	12-310048-500
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310048	☐ 7. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон, 100 мл
12-310048	☒ 8. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон, 500 мл
12-310048	☐ 9. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон, 1000 мл
Серия	30806005
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C
Производитель	ООО «ПраймБиоМед»








Общий вид медицинского изделия.


“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 9. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный, 1000 мл



№ 12-310048-1000 1000 мл
"Резбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"
для проведения иммуногистохимических исследований
№ 21.28.23-017-17782202-2022
**Резбавитель первичных
антител (PRIME Diluent TBS),
бесцветный**
№ 21.28.23-017-17782202-2022
Серия 30806006
22/2025
для использования
в соответствии с инструкцией
ООО "БиоБиоМед", 117246, Москва,
ул. Мухоморова, 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
4996545-4425



2°C 8°C



Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
ком. 1, комн. 7-9
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@praimbiomed.ru
www.primbiomed.ru

Примечание: В комплектации не включено:
Методические рекомендации по использованию изделия:
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent) для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, варианты исполнения:
7. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон, 100 мл;
8. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон, 500 мл;
9. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон, 1000 мл;
10. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), желтый – 1 флакон, 100 мл;
11. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), желтый – 1 флакон, 500 мл;
12. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), желтый – 1 флакон, 1000 мл

Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
ком. 1, комн. 7-9
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@praimbiomed.ru
www.primbiomed.ru


ПраймБиоМед
Наука. Диагностика. Здоровье.


Паспорт № 0014-12-3008
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения
иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
ПУ №

Кат. №	12-310048-1000
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310048	☐ 7. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон, 100 мл
12-310048	☐ 8. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон, 500 мл
12-310048	☒ 9. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон, 1000 мл
Серия	30806006
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C

Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 10. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), зеленый, 100 мл







Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Мясницкий проезд, д.20, стр.3,
ком.1, этаж 1-9
ИНН/КПП 77/0609926/772601001
ОГРН 1117746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0003-12-3008

«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Мясницкий проезд, д.20, стр.3,
ком.1, этаж 1-9
ИНН/КПП 77/0609926/772601001
ОГРН 1117746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Некоторые препараты являются аналогами или дженериками оригинальных препаратов.
«ПраймБиоМед» гарантирует качество продукции, соответствующее требованиям.
сертификации по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, зарегистрированной в Росздравнадзоре.

1. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), безводный, 1 флакон 100 мл.
2. Разбавитель вторичных антител (PRIME Diluent TBS), безводный, 1 флакон 100 мл.
3. Разбавитель третичных антител (PRIME Diluent TBS), безводный, 1 флакон 100 мл.
4. Разбавитель четвертичных антител (PRIME Diluent TBS), безводный, 1 флакон 100 мл.
5. Разбавитель пятых антител (PRIME Diluent TBS), безводный, 1 флакон 100 мл.
6. Разбавитель шестых антител (PRIME Diluent TBS), безводный, 1 флакон 100 мл.
7. Разбавитель седьмых антител (PRIME Diluent TBS), безводный, 1 флакон 100 мл.
8. Разбавитель восьмых антител (PRIME Diluent TBS), безводный, 1 флакон 100 мл.
9. Разбавитель девярых антител (PRIME Diluent TBS), безводный, 1 флакон 100 мл.
10. Разбавитель десятых антител (PRIME Diluent TBS), безводный, 1 флакон 100 мл.
11. Разбавитель одиннадцатых антител (PRIME Diluent TBS), безводный, 1 флакон 100 мл.
12. Разбавитель двенадцатых антител (PRIME Diluent TBS), безводный, 1 флакон 100 мл.

ПраймБиоМед
ПРАЙМБИОМЕД
ИММУНОХИМИКАЛ-ЗАКЛАД


Паспорт № 0003-12-3008
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения
иммунохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ №

Кат. №	12-310049-100
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310049	☒ 10. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), жидкий флакон 100 мл
12-310049	☐ 11. Разбавитель вторичных антител (PRIME Diluent TBS), жидкий флакон 500 мл
12-310049	☐ 12. Разбавитель третичных антител (PRIME Diluent TBS), жидкий флакон 1000 мл
Серия	30805995
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C
Производитель	ООО «ПраймБиоМед»
№	Требования ТУ 21.20.23-017-17782202-2
Наименование показателя	Вариант исполнения 10. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS) 100 мл
№	1005 М Тест-Kit, 1% бисфенол А

Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 11. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), зеленый, 500 мл





№ 12-310049-500 500 мл
Дилуент первичных антител (PRIME Diluent)
для иммуногистохимических исследований
№ 12-317-17782202-2022
Дилуент первичных
антител (PRIME Diluent TBS),
стерильный
№ 12-317-17782202-2022
№ 30806003
2025
Хранить при температуре 2°C - 8°C
для применения
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНТЕРМЕДИКАЛ» 117246, Москва,
ул. Старый Арбат, д. 3, пом. 1, комн. 7-9,
тел. (495) 725-11-11, факс (495) 725-11-12, e-mail: info@irm.ru



Кар. №	Кар. № образца	исполнения
12-310049-500		Вариант исполнения
12-310049	☐	10 Пакетов с печатными артами (PRIME Diluent TBS), скендай - 1 файлов 100 мб
12-310049	☒	11 Пакетов с печатными артами (PRIME Diluent TBS), скендай - 1 файлов 500 мб
12-310049	☐	12 Пакетов с печатными артами (PRIME Diluent TBS), скендай - 1 файлов 1000 мб
Срок	30866003	
Дата производства	08/2023	
Срок годности	02/2025	
Формы выпуска	Пастор, порошок и растворимый	
Условия хранения и транспортировки	Хранить в прохладном месте при температуре 2-8°C	
Промокод	000 «Проблемы»	

“Регистратур, первичных актов (PRIME Dluhen)” для проведения международных исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РД №

Исх. № 0011-12-3008


Общество с ограниченной ответственностью
«Иррадиол»
117246, г. Москва, Маршальская, д.30, стр.3,
ком. 7-9
ИНН/КПП 771490926 / 772801001
ОГРН 1171746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@irradiol.ru
www.irradiol.ru


ПраймБюМед


[illegible]

ПраймТед

ООО «Специализированная торговая фирма «Сибирь»
г. Красноярск, ул. Советская, д. 10, стр. 3
тел./факс: 25-10-10
ИНН/КПП 270709376/270701001







12-310049-500

500 мл

раствор первичных антител (PRIME Diluent)"
для иммуногистохимических исследований
12-31-417-17782202-2022

растворитель первичных
антител (PRIME Diluent TBS),
стерильный

12-31-417-17782202-2022

00906163

025

для хранения
при температуре применения 2°C - 8°C
ООО "Цирми" 117246, Москва,
ул. Мухоморова, д. 3, стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
125040





Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

ПраймБиоМед
ИЗУКИ. ДИАГНОСТИКА. ЗДОРОВЬЕ.

Приложение № 1 к инструкции по применению
Методические рекомендации по использованию изделия:

«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, варианты исполнения:

7. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон 100 мл;
8. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон 500 мл;
9. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
10. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), желтый – 1 флакон 100 мл;
11. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), желтый – 1 флакон 500 мл;
12. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), желтый – 1 флакон 1000 мл;

ПРИМЕНЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0146-12-0609


«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения
иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
ПУ №


Кат. №	12-310049-500
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310049	☐ 10. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), желтый – 1 флакон 100 мл
12-310049	☒ 11. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), желтый – 1 флакон 500 мл
12-310049	☐ 12. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), желтый – 1 флакон 1000 мл
Серия	30906163
Дата производства	09/2023
Срок годности	03/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C
Производитель	ООО «ПраймБиоМед»


№	Наименование показателей	Требования ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
☐	Вариант исполнения 10. Разбавитель	

Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 12. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), зеленый, 1000 мл










Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 13. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный, 100 мл








Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 77/1490926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Металлические реинтенсионы на жидкостях/плазматическом
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения:

13. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 100 мл;
14. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 500 мл;
15. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
16. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 100 мл;
17. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 500 мл;
18. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 1000 мл

ПРИМЕНЕНИЕ
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022



ПраймБиоМед
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 77/1490926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0002-12-3008

«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022


ПУ №


Кат. №	12-310050-100
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310050	☒ 13. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 100 мл
12-310050	☐ 14. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 500 мл
12-310050	☐ 15. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 1000 мл
Серия	30805994
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C


Общий вид медицинского изделия.


“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 14. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный, 500 мл














Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 3,
этаж 1, пом. 7-9
ИНН/КПП 7714009926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

ПраймБиоМед
Наука. Диагностика. Здоровье.

Паспорт № 0147-12-0609
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммунохимических исследований по ТУ 21.24.33-017-17762102-2023, вариант исполнения

13. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl, бесцветный) – 1 флакон 100 мл.
14. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl, бесцветный) – 1 флакон 500 мл.
15. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl, бесцветный) – 1 флакон 1000 мл.
16. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl, бесцветный) – 1 флакон 1000 мл.
17. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl, бесцветный) – 1 флакон 1000 мл.
18. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl, бесцветный) – 1 флакон 1000 мл.
PRIME Diluent

Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 3,
этаж 1, пом. 7-9
ИНН/КПП 7714009926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

ПраймБиоМед
Наука. Диагностика. Здоровье.

Паспорт № 0147-12-0609


«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения


исследований по ТУ 21.24.33-017-17762102-2023, вариант исполнения


Кат. №	12-310050-500
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310050	☐ 13. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 100 мл
12-310050	☒ 14. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 500 мл
12-310050	☐ 15. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 1000 мл
Серия	30906164
Дата производства	09/2023
Срок годности	03/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C
Производитель	ООО «ПраймБиоМед»

Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 15. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный, 1000 мл







ПраймБиоМед
Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Примечание: В комплектации по умолчанию
Медицинское разрешение на использование изделия:
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, варианты исполнения:

13. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 100 мл;
14. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 500 мл;
15. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
16. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 100 мл;
17. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 500 мл;
18. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 1000 мл
ПРИМЕЧАНИЕ:
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований


ПраймБиоМед
Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru


Паспорт № 0010-12-3008
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ №


Кат. №	12-310050-1000
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310050	☐ 13. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 100 мл
12-310050	☐ 14. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 500 мл
12-310050	☒ 15. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 1000 мл
Серия	30806002
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8 °С

Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 16. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), зеленый, 100 мл







ПраймБиоМед
Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Методические рекомендации по использованию флаконов:
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, варианты исполнения:
13. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl, безцветный) – 1 флакон 100 мл;
14. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl, безцветный) – 1 флакон 500 мл;
15. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl, безцветный) – 1 флакон 1000 мл;
16. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl, желтый) – 1 флакон 100 мл;
17. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl, желтый) – 1 флакон 500 мл;
18. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl, желтый) – 1 флакон 1000 мл;
ПРИМЕНЕНИЕ:
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, предназначен для разведения концентрированного раствора первичных антител для проведения иммуногистохимического анализа и формирования мазков, срезов.

ПраймБиоМед
Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0001-12-3008
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения
иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
ПУ №


Кат. №	12-310051-100
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310051	☒ 16. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 100 мл
12-310051	☐ 17. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 500 мл
12-310051	☐ 18. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 1000 мл
Серия	30805993
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C
Производитель	ООО «ПраймБиоМед»



№	Наименование показателя	Требования ТУ 21.20.23-017-17782202-2022	Результат
---	-------------------------	--	-----------

Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 17. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), зеленый, 500 мл








Применение В соответствии с применением:
Методические рекомендации по использованию изделий:
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, варианты исполнения:
13. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 100 мл;
14. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 500 мл;
15. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
16. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
17. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), зеленый – 1 флакон 100 мл;
18. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), зеленый – 1 флакон 500 мл;
19. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), зеленый – 1 флакон 1000 мл



Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0007-12-3008
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ №

Кат. №	12-310051-500
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310051	☐ 16. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 100 мл
12-310051	☒ 17. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 500 мл
12-310051	☐ 18. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 1000 мл
Серия	30805999
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать в соответствии с инструкцией



ПраймБиоМед

Кат. № 12-310051-500

"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent) для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), зеленый

ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
ру


Серия 30906165

03/2025

Готов к использованию
Для профессионального применения




ООО "ПраймБиоМед" 117246 Москва
Научный пр. 20 стр. 3, пом. 7, офис 7.0
+7(495)645-4425



12-310051-500 500 мл
"растворитель первичных антител (PRIME Diluent)"
для иммуногистохимических исследований
ИД № 17782202-2022
растворитель первичных
антител (PRIME Diluent
0.9% NaCl), зеленый
ИД № 17782202-2022
00906165
Хранить при температуре 2°C - 8°C
Инструкция по применению 2°C - 8°C
"Цирми" 117246 Москва,
20 стр. 2, пом. 1, комн. 7-9,
125080





Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
дом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru

Продукция и/или услуги не предназначены
для использования на территории Российской Федерации.
«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения:
16. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 100 мл;
17. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 500 мл;
18. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
19. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 100 мл;
20. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 500 мл;
21. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 1000 мл.

Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
дом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebiomed.ru
www.primebiomed.ru


Паспорт № 0148-12-0609

«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения
иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ №

Кат. №	12-310051-500
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310051	☐ 16. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 100 мл
12-310051	☒ 17. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 500 мл
12-310051	☐ 18. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 1000 мл
Серия	30906165
Дата производства	09/2023
Срок годности	03/2025
Форма выпуска	Раствор, готовый к использованию
Условия хранения и транспортирования	Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C
Примечание	


Общий вид медицинского изделия.

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения: 18. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), зеленый, 1000 мл



№ 12-310051-1000 1000 мл
Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)
для проведения иммуногистохимических исследований
№ 21.20.23-017-17782202-2022
Разбавитель первичных
антител (PRIME Diluent
TBS-NaCl), зеленый
№ 21.20.23-017-17782202-2022
Серия 30806000
22/2025
для использования
по официальному применению 2°C 8°C
ООО "ТраймБиоМед", 117246, Москва,
Почтовый пр. 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
т. 495-645-4425





Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebioned.ru
www.primebioned.ru

Методические рекомендации по использованию изделия

«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения:

- 13. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 100 мл;
- 14. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 500 мл;
- 15. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
- 16. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;
- 17. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 100 мл;
- 18. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 500 мл;
- 19. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), желтый – 1 флакон 1000 мл;

ПРИМЕЧАНИЕ: «Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022, вариант исполнения:



Общество с ограниченной ответственностью
«ПраймБиоМед»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,
пом.1, комн. 7-9
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001
ОГРН 1137746572358
тел. +7(495)-645-44-25
info@primebioned.ru
www.primebioned.ru

Паспорт № 0008-12-3008

«Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

ПУ №

Кат. №	12-310051-1000
Кат. № варианта исполнения	Вариант исполнения
12-310051	☐ 16. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 100 мл
12-310051	☐ 17. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 500 мл
12-310051	☒ 18. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 1000 мл
Серия	30806000
Дата производства	08/2023
Срок годности	02/2025
Формы выпуска	Раствор, готовый к использованию

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер версии	Дата выпуска	Причина внесения изменений	ФИО
1	«06» сентября 2023 г.	Первоначальный выпуск	Кудинова Е.С.
2	«02» февраля 2024г.	Уведомление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) № 10-6548/24 от 31.01.2024 и Запрос экспертной организации № 106925/2 о предоставлении необходимых материалов и сведений для проведения экспертизы медицинского изделия, вх. № 106925 от 22.12.2023 Корректировка наименования вариантов исполнения изделия с целью оптимизации «идентификации медицинского изделия», согласно п. 1.2.2 Запроса	Корецкая Д.С.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 74 (семьдесят четыре) листов
Должность Генеральный директор
ООО ПраймБюМед
Подпись [подпись] /
« 02 » 02 2024 года М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ПраймБиоМед»



Городилова Е.С.
«02» февраля 2024г.

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro*
(версия 2)

“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения
иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

Москва – 2024

1. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 100 мл;

ПраймБиоМед

Кат. № 12-310052-100 **100 мл**

"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"
для проведения иммуногистохимических исследований
по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

**Разбавитель первичных антител
(PRIME Diluent PBS),
бесцветный**

ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ

Серия ГММXXXXX

 **ММ/ГГГГ**

Готов к использованию
Для профессионального применения

 ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва,
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
+7(495)645-4425

2°C  8°C




IVD

2. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 500 мл;

ПраймБиоМед

Кат. № 12-310052-500 **500 мл**

"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"
для проведения иммуногистохимических исследований
по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

**Разбавитель первичных
антител (PRIME Diluent PBS),
бесцветный**

ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ

Серия ГММXXXXX

 **ММ/ГГГГ**

Готов к использованию
Для профессионального применения

 ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва,
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
+7(495)645-4425


2°C  8°C




IVD


3. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;

ПраймБиоМед	Кат. № 12-310052-1000	1000 мл
	"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022	
	Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), бесцветный	
	ТУ 21.20.23-017-17782202-2022 РУ	
	Серия ГММXXXXX	
	 ММ/ГГГГ	
	Готов к использованию Для профессионального применения	
		ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425



4. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 100 мл;

ПраймБиоМед	Кат. № 12-310053-100	100 мл
	"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022	
	Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый	
	ТУ 21.20.23-017-17782202-2022 РУ	
	Серия ГММXXXXX	
	 ММ/ГГГГ	
	Готов к использованию Для профессионального применения	
		ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425



5. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 500 мл;


ПраймБиоМед	Кат. № 12-310053-500	500 мл
	"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022	
	Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый	
	ТУ 21.20.23-017-17782202-2022 РУ	
	Серия ГММXXXXX  ММ/ГГГГ	
	Готов к использованию Для профессионального применения	
	ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425	
	 2°C – 8°C	   

6. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый – 1 флакон 1000 мл;

ПраймБиоМед	Кат. № 12-310053-1000	1000 мл
	"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022	
	Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent PBS), зеленый	
	ТУ 21.20.23-017-17782202-2022 РУ	
	Серия ГММXXXXX  ММ/ГГГГ	
	Готов к использованию Для профессионального применения	
	ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425	
	 2°C – 8°C	   

7. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон 100 мл;

ПраймБиоМед

Кат. № 12-310048-100 **100 мл**
"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"
для проведения иммуногистохимических исследований
по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
**Разбавитель первичных антител
(PRIME Diluent TBS),
бесцветный**
ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ
Серия ГММXXXXXX
⌚ ММ/ГГГГ
Готов к использованию
Для профессионального применения
 ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва,
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
+7(495)645-4425


8. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон 500 мл;

ПраймБиоМед

Кат. № 12-310048-500 **500 мл**
"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"
для проведения иммуногистохимических исследований
по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
**Разбавитель первичных
антител (PRIME Diluent TBS),
бесцветный**
ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ
Серия ГММXXXXXX
⌚ ММ/ГГГГ
Готов к использованию
Для профессионального применения
 ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва,
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
+7(495)645-4425


9. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;

ПраймБиоМед

Кат. № 12-310048-1000

1000 мл

"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"
для проведения иммуногистохимических исследований
по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

**Разбавитель первичных
антител (PRIME Diluent TBS),
бесцветный**

ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ

Серия ГММXXXXX

 **ММ/ГГГГ**

Готов к использованию

Для профессионального применения



ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва,
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
+7(495)645-4425

2°C  8°C



10. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), зеленый – 1 флакон 100 мл;

ПраймБиоМед

Кат. № 12-310049-100

100 мл

"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"
для проведения иммуногистохимических исследований
по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

**Разбавитель первичных антител
(PRIME Diluent TBS),
зеленый**

ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ

Серия ГММXXXXX

 **ММ/ГГГГ**

Готов к использованию

Для профессионального применения



ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва,
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
+7(495)645-4425

2°C  8°C



11. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), зеленый – 1 флакон 500 мл;

ПраймБиоМед	Кат. № 12-310049-500	500 мл
	"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022	
	Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), зеленый	
	ТУ 21.20.23-017-17782202-2022 РУ	
	Серия ГММXXXXX	
	 ММ/ГГГГ	
	Готов к использованию Для профессионального применения	
		ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425






**2°C** **8°C**

12. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), зеленый – 1 флакон 1000 мл;

ПраймБиоМед	Кат. № 12-310049-1000	1000 мл
	"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022	
	Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS), зеленый	
	ТУ 21.20.23-017-17782202-2022 РУ	
	Серия ГММXXXXX	
	 ММ/ГГГГ	
	Готов к использованию Для профессионального применения	
		ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425






**2°C** **8°C**

13. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 100 мл;

ПраймБиоМед

Кат. № 12-310050-100 **100 мл**

"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"
для проведения иммуногистохимических исследований
по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

**Разбавитель первичных антител
(PRIME Diluent TBS-NaCl),
бесцветный**

ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ
Серия ГММXXXXXX
⌚ ММ/ГГГГ

Готов к использованию
Для профессионального применения

 ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва,
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
+7(495)645-4425

2°C  8°C






14. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 500 мл;

ПраймБиоМед

Кат. № 12-310050-500 **500 мл**

"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"
для проведения иммуногистохимических исследований
по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

**Разбавитель первичных
антител (PRIME Diluent
TBS-NaCl), бесцветный**

ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ
Серия ГММXXXXXX
⌚ ММ/ГГГГ

Готов к использованию
Для профессионального применения

 ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва,
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
+7(495)645-4425

2°C  8°C






15. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный – 1 флакон 1000 мл;

ПраймБиоМед

Кат. № 12-310050-1000 **1000 мл**

"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"
для проведения иммуногистохимических исследований
по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), бесцветный

ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ

Серия ГММXXXXX

 **ММ/ГГГГ**

Готов к использованию
Для профессионального применения

 2°C – 8°C






 ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва,
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
+7(495)645-4425

16. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), зеленый – 1 флакон 100 мл;

ПраймБиоМед

Кат. № 12-310051-100 **100 мл**

"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"
для проведения иммуногистохимических исследований
по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022

Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), зеленый

ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
РУ

Серия ГММXXXXX

 **ММ/ГГГГ**

Готов к использованию
Для профессионального применения


 2°C – 8°C






 ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва,
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,
+7(495)645-4425

17. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), зеленый – 1 флакон 500 мл;

ПраймБиоМед	Кат. № 12-310051-500	500 мл
	"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"	
	для проведения иммуногистохимических исследований	
	по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022	
	Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), зеленый	
	ТУ 21.20.23-017-17782202-2022	
	РУ	
	Серия 30906165	
	03/2025	
Готов к использованию		
Для профессионального применения		
	ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425	
		   

18. Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), зеленый – 1 флакон 1000 мл;

ПраймБиоМед	Кат. № 12-310051-1000	1000 мл
	"Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)"	
	для проведения иммуногистохимических исследований	
	по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022	
	Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent TBS-NaCl), зеленый	
	ТУ 21.20.23-017-17782202-2022	
	РУ	
	Серия ГММXXXXXX	
	ММ/ГГГГ	
Готов к использованию		
Для профессионального применения		
	ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425	
		   

МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ

Наименование	“Разбавитель первичных антител (PRIME Diluent)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
Наименование и адрес производителя (адрес для обращения)	Общество с ограниченной ответственностью «ПраймБиоМед» (ООО «ПраймБиоМед») Россия, 117246, г. Москва, Научный пр., 20, стр. 3, пом. 1, комн. 7-9
Тел.: e-mail:	+7(495)6454425 info@primebiomed.ru.
Дата изготовления	ДД-ММ-ГГГГ
Дата упаковывания	ДД-ММ-ГГГГ
Годен до	ММ-ГГГГ
Номер и дата выдачи регистрационного удостоверения	РЗН _____
	Место № _____ количество мест _____ Номер по каталогу _____ Номер серии _____ Номер партии _____ ТУ 21.20.23-017-17782202-2022
Условия транспортирования	при температуре от 2°C до 8°C
Условия хранения	при температуре от 2°C до 8°C
Грузополучатель	XXX
Пункт назначения	XXX
Масса нетто	XXX
Масса нетто потребительской упаковки	
Масса брутто	XXX

Манипуляционные знаки



Не допускать
воздействия
влаги



Предел
температуры



Вверх.



Хрупкое,
обращаться
осторожно



Не
допускать
воздействия
солнечного
света

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер версии	Дата выпуска	Причина внесения изменений	ФИО
1	«18» августа 2023 г.	Первоначальный выпуск	Кудинова Е.С.
2	«02» февраля 2024г.	Уведомление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) № 10-6548/24 от 31.01.2024 и Запрос экспертной организации № 106925/2 о предоставлении необходимых материалов и сведений для проведения экспертизы медицинского изделия, вх. № 106925 от 22.12.2023 Корректировка наименования вариантов исполнения изделия с целью оптимизации «идентификации медицинского изделия», согласно п. 1.2.2 Запроса	Корецкая Д.С.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 (тринадцать) листов
Должность генеральный директор
ООО "ПраймВидео"
Подпись [подпись]
« 02 » 02 2024 года М.П.

