



Общество с ограниченной ответственностью
«Скандимед»
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.
10, литера А, офис 316
ИНН 7839065139 КПП 783901001
ОГРН 1167847225886
info@scandimed.ru
Тел.: 8 (812) 424-35-24

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Скандимед»



Ладов С.А.

«26» февраля 2024 г.

Фотографии изделия медицинского назначения

Система электрохирургическая SHALYA, модели: SHALYA SIGMA+V,
SHALYA VISTA VSERF



Генератор SHALYA SIGMA+V



Генератор SHALYA VISTA VSERF



Сетевой кабель



Универсальный адаптер




Кабель возвратного электрода пациента, автоклавируемый, 3 метра



Кабель для биполярного пинцета, 3 метра




Кабель для биполярного пинцета, 45 мм, формованный




Общий вид электрод-игла




Общий вид электрод-игла антипригарный




Общий вид электрод-шарик



Общий вид электрод-лезвие




Общий вид изогнутый электрод-лезвие



Общий вид электрод-лезвие с антипригарным покрытием



Общий вид электрод типа «петля»



Треугольный электрод типа «петля»



Однопедальный ножной переключатель




Двухпедальный ножной переключатель




Двухпедальный ножной переключатель, с тумблером




Беспроводной двухпедальный ножной переключатель, с тумблером



Возвратный электрод пациента, стальной




Педиатрический возвратный электрод пациента, стальной



Возвратный электрод пациента, силиконовый



Педиатрический возвратный электрод пациента, силиконовый



Держатель электродов для ножного переключателя



Монопольный электрод (ручка), с ручным переключением, многожильный



Общий вид биполярный пинцет типа «Jewelers» с антипригарным покрытием




Общий вид биполярный пинцет типа «Адсон», с антипригарным покрытием




Общий вид прямой биполярный пинцет, с антипригарным покрытием




Общий вид прямой биполярный пинцет



Общий вид биполярный пинцет, с антипригарным покрытием, штыковидный (типа «Байонет»)



Общий вид скошенный биполярный пинцет, с антипригарным покрытием



Общий вид биполярный пинцет, штыковидный (типа «Байонет»)



Общий вид биполярный пинцет, штыковидный (типа «Байонет») с функцией ирригацией



Общий вид биполярный пинцет, с антипригарным покрытием, штыковидный (типа «Байонет») с функцией ирригации



Общий вид зажим BiClamp



Интерфейсный кабель ножного (педального) переключателя




Кабель для зажима лигирующего инструмента, формованный, 3 метра



Рукоятка лигирующего инструмента



Общий вид прямая вставка лигирующего инструмента



Нож, вставка 10 мм



Общий вид лигирующий зажим, сталь



Общий вид лигирующий зажим, с покрытием




Рукоятка «Аксер Флекс»



Биполярная рукоятка «Аксер Флекс Б» с пружиной



Рукоятка «Аксер Флекс» с фиксатором



Общий вид трубка для «Аксер Флекс»



Кабель для «Аксер Макс»



Кабель для «Аксер Макс» 45 мм, формованный




Рукоятка «Аксер Макс»




Кабель «Аксер Макс» (с кнопкой)



Рукоятка «Аксер Макс» (с кнопкой)




Общий вид трубка для «Аксер Макс»



Общий вид круглая (высушивающая) вставка зажима «МЕРИЛЭНД»



Общий вид треугольная вставка зажима «МЕРИЛЭНД»




Общий вид вставка захватывающего фенестрированного зажима



Общий вид вставка захватывающего зажима «МЕРИЛЭНД»



Общий вид прямая вставка лигирующего зажима



Общий вид вставка лигирующего зажима «МЕРИЛЭНД»



Адаптер типа «Люер-Лок» с радиочастотным подключением



Кабель для эндоскопии, 3 метра




Кабель для рабочего элемента с одним стержнем, монополярный



Биполярный Кабель рабочего элемента (типа Шторц)



Монополярный Кабель рабочего элемента (типа Шторц)




Кабель для рабочего элемента с одним стержнем, двойной




Кабель для рабочего элемента с одним стержнем, двойной, формованный




Формованный кабель (типа Гирус)




Монополярная петля, резка, одиночный стержень




Монополярная петля, роллер, одиночный стержень




Монополярная петля, нож, одиночный стержень




Монополярная петля, резка, одиночный стержень (типа Вульф)




Петля для солевого раствора, прямой, одиночный стержень




Петля для солевого раствора, режущая, одиночный стержень, 30 градусов




Петля для солевого раствора, выпаривающая, одиночный стержень




Петля для солевого раствора, нож, одиночный стержень




Биполярная петля / петля для работы в солевом растворе, клиновидная, одиночный стержень




Биполярная петля / петля для работы в солевом растворе, с функцией резания, одиночный стержень,
45 градусов




Биполярная петля / петля для работы в солевом растворе, с функцией резания, толстый одиночный стержень




Монополярная петля, роллер, двойной стержень (типа Шторц)




Монополярная петля, с функцией резания, двойной стержень (типа Шторц)




Монополярная петля, нож, двойной стержень (типа Шторц)



Биполярная петля / петля для работы в солевом растворе, для энуклеации, одностержневая




Биполярная петля / петля для работы в солевом растворе, нож, двухстержневая, изолированная
(типа Шторц)




Биполярная петля / петля для работы в солевом растворе, с функцией резания, двухстержневая, изолированная (типа Шторц)




Биполярная петля / петля для работы в солевом растворе, выпаривающая, двухстержневая, изолированная (типа Шторц)




Биполярная петля для солевого раствора, с функцией резания, двойной толстый стержень




Биполярная петля для солевого раствора, с функцией резания, двойной стержень, с функцией энуклеации, двухполюсная




Биполярная петля для работы в солевом растворе, с функцией резания, одиночный стержень, 22 Fr




Биполярная петля для солевого раствора, нож, одиночный стержень, 22 Fr




Внутренний / наружный тубус, изолированный, 26 Fr




Общий вид внутренний/наружный тубус изолированный, с методом фиксации (типа Шторц)




Биполярный рабочий элемент, активный, двойной




Биполярный рабочий элемент, пассивный, двойной




Активный рабочий элемент (типа Шторц), двойной стержень




Рабочий элемент, пассивный (типа Шторц), двойной стержень




Рабочий элемент активный, одностержневой, гибрид, Титан




Рабочий элемент пассивный, одностержневой, гибрид, Титан




Рабочий элемент активный, двухстержневой, гибрид, Титан




Рабочий элемент пассивный, двухстержневой, гибрид, Титан




Рабочий элемент активный, одностержневой, гибрид 22 Fr




Рабочий элемент пассивный, одностержневой, гибрид 22 Fг



Шариковый биполярный гибкий электрод, 5 Fr



Биполярный гибкий электрод, игла, 5 Fr



Биполярный гибкий электрод, L-образный крюк, 5 Fr



Тонкая керамическая петля для работы в биполярном режиме/ работы в физиологическом растворе, с функцией резания, 30 градусов, (типа Гирус)




Толстая керамическая петля для работы в биполярном режиме/ работы в физиологическом растворе, с функцией резания, 30 градусов, (типа Гирус)



Клиновидная керамическая петля для работы в биполярном режиме/ работы в физиологическом растворе, 30 градусов, (типа Гирус)



Петля для работы в биполярном режиме/ работы в физиологическом растворе, выпаривающая,
(типа Гирус)



Петля для работы в биполярном режиме/ работы в физиологическом растворе, нож Колинца, (типа Гирус)



Общий вид маркировки генератора SHALYA SIGMA+V

230V, F6A

1. Connect the power plug to properly grounded power point.
2. Risk of fire, Replace the fuse of proper rating.
3. Repairs should be carried out by trained Bio-Medical Engineer only.

 **Shalya®** XcelLance Medical Technologies Pvt. Ltd. 1639 


Model	: Shalya Vista
SN	: VTR21J02T (v.3.9/vserf)
V / F / I	: 230 V / 50 Hz / 6 A
Ratings	: Sealer- 150W@ 100Ω Cut- 400W@ 300Ω, Coag-300W @ 500Ω, Bip-120W@ 100Ω RFS- 110W@ 100Ω
EC REP	: CMC Medical Devices & Drugs S.L.C/ Horacio Lengo, 18. 29006, Málaga, Spain. Tel: +34 951 214 054. Email - info@cmcmmedicaldevices.com

IMDR # Xcella-Thane
MH/M/MD/002114

Made in India

Shalya Avenue, W-239, Rabale MIDC, Navi Mumbai - 400 701.
info@shalya.in www.shalya.in


Общий вид маркировки генератора SHALYA VISTA VSERF



Общий вид маркировки упаковки генератора (Часть 1)



TO,



XcelLance Medical Technologies Pvt. Ltd.

W-239, Rabale MIDC, TTC Industrial Area, Rabale,
Navi Mumbai - 400 701, INDIA ☎ +91-022-71142 400
✉ info@shalya.in 🌐 www.shalya.in

EC REP



FRAGILE
HANDLE WITH CARE

Общий вид маркировки упаковки генератора (Часть 2)

MEDICAL EQUIPMENT

Eletrosurgical unit

Model:-


- ☐ Shalya Sigma
- ☐ Shalya Sigma+
- ☒ Shalya Sigma+V
- ☐ Shalya VesSeal

SN SV21J025

LOT

MADE IN INDIA

Общий вид маркировки упаковки генератора (Часть 3)



Общий вид маркировки упаковки генератора (Часть 4)

MEDICAL EQUIPMENT

Eletrosurgical unit

HS CODE :- 90189099


INPUT VOLTAGE :- ☐ 230 VAC, 50/60Hz
☐ 110 VAC, 50/60Hz

ELECTRICAL CLASS :- CLASS I

MDD CLASS :- CLASS IIb

Qty.	1 PC
Net Wt.	< 6 Kg
Gross Wt.	< 7.500 Kg
Size in cm	52(L) x 22(W) x 42(H)

Storage and Transport Parameters

	
---	--

CE
1639



MADE IN INDIA

Общий вид маркировки упаковки генератора (Часть 5)

Система электрохирургическая SHALYA SIGMA+V	
SN	SV21J02S
	01.11.2021
Н / Ч / Т	230 В / 50 Гц / 6 А IP20
Номинальные параметры	Электролигирование (Sealer): 100 Вт – 100 Ом Рассечение (Cut): 400 Вт – 300 Ом Коагуляция (Coag): 150 Вт – 500 Ом Биполярная (Bip): 100 Вт – 100 Ом
EC REP	CMC Medical Devices & Drugs S.L.C/ Horacio Lengo, 18, 29006, Malaga, Spain
	XCELLANCE MEDICAL TECHNOLOGIES PVT. LTD. Plot No. W-239, MIDC, TTC Industrial Area, Rabale Navi Mumbai Thane MH 400701 IN
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Скандимед»; 190020, город Санкт-Петербург, улица Циолковского, дом 10 литера а, офис 316; тел. 8 (812) 424-35-24; e-mail: info@scandimed.ru	



Сделано в Индии

Система электрохирургическая SHALYA VISTA VSERF	
SN	VTR21J02T
	01.11.2021
Н / Ч / Т	230 В / 50 Гц / 6 А IP20
Номинальные параметры	Электролигирование (Sealer): 150 Вт – 100 Ом Рассечение (Cut): 400 Вт – 300 Ом Коагуляция (Coag): 300 Вт – 500 Ом Биполярная (Bip): 120 Вт – 100 Ом RFS: 110 Вт – 100 Ом
EC REP	CMC Medical Devices & Drugs S.L.C/ Horacio Lengo, 18, 29006, Malaga, Spain
	XCELLANCE MEDICAL TECHNOLOGIES PVT. LTD. Plot No. W-239, MIDC, TTC Industrial Area, Rabale Navi Mumbai Thane MH 400701 IN
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Скандимед»; 190020, город Санкт-Петербург, улица Циолковского, дом 10 литера а, офис 316; тел. 8 (812) 424-35-24; e-mail: info@scandimed.ru	



Сделано в Индии

Макет маркировки этикеток генераторов

Монополярный электрод (ручка), с ручным переключением, многоразовый						
	XXXXXX		XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX	Количество: 1 шт.
						Стерилизовать перед применением
	XCELLANCE MEDICAL TECHNOLOGIES PVT. LTD. Plot No. W-239, MIDC, TTC Industrial Area, Rabale Navi Mumbai Thane MH 400701 IN					
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Скандимед»; 190020, город Санкт-Петербург, улица Циолковского, дом 10 литера а, офис 316; тел. 8 (812) 424-35-24; e-mail: info@scandimed.ru						

Макет маркировки этикетки на упаковке изделий, входящих в состав

Возвратный электрод пациента, силиконовый						
SN	XXXXXX		XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX	Количество: 1 шт.
						250 x 145 мм
						Стерилизовать перед применением
	XCELLANCE MEDICAL TECHNOLOGIES PVT. LTD. Plot No. W-239, MIDC, TTC Industrial Area, Rabale Navi Mumbai Thane MH 400701 IN					
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Скандимед»; 190020, город Санкт-Петербург, улица Циолковского, дом 10 литера а, офис 316; тел. 8 (812) 424-35-24; e-mail: info@scandimed.ru						

Педиатрический возвратный электрод пациента, силиконовый						
SN	XXXXXX		XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX	Количество: 1 шт.
						155 x 115 мм
						Стерилизовать перед применением
	XCELLANCE MEDICAL TECHNOLOGIES PVT. LTD. Plot No. W-239, MIDC, TTC Industrial Area, Rabale Navi Mumbai Thane MH 400701 IN					
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Скандимед»; 190020, город Санкт-Петербург, улица Циолковского, дом 10 литера а, офис 316; тел. 8 (812) 424-35-24; e-mail: info@scandimed.ru						

Макет маркировки этикетки на упаковке возвратных электродов пациента



Общий вид на упаковки изделий, входящих в состав



Общий вид на упаковки изделий, входящих в состав

ООО «Скандимед»
Итого в настоящем документе

121 листа (ов)

Генеральный директор
Ладов С.А.

