

Фотографические изображения медицинского изделия

«Контейнер с фиксатором ФормСЕЙФ [FormSAFE] для сбора, транспортировки и хранения биологического материала»

Производитель: «Майлстоун С.р.л.», Италия


[«Milestone S.r.l.», Italy]



Общий вид. «Контейнер с фиксатором ФормСЕЙФ [FormSAFE] для сбора, транспортировки и хранения биологического материала».



Общий вид. «Контейнер с фиксатором ФормСЕЙФ [FormSAFE] для сбора, транспортировки и хранения биологического материала».



Общий вид. «Контейнер с фиксатором ФормСЕЙФ [FormSAFE] для сбора, транспортировки и хранения биологического материала».



Контейнер ФормСЕЙФ [FormSAFE] упакованы в картонную коробку (потребительскую упаковку) по 50 шт. (2x25 шт.)



Контейнер ФормСЕЙФ [FormSAFE] упакованы в картонную коробку (потребительскую упаковку) по 50 шт. (2x25 шт.).
Вид сверху.



+15°C
TRANSPORT



+2°C
STORAGE



FormSAFE

International patent applied for

10% Neutral Buffered Formalin
Contains: Formaldehyde 4% (w/v)

H302+H312+H332, H315, H319, H317, H341, H350,
H335, EUH066, P201, P202, P261, P264, P280,
P301+P310, P308+P313, P331, P405, P501

36ml

Milestone Srl Via Fattoriello, 1/5 - 24010 Sonso (BG) - Italy
www.milestonemed.com - marketing@milestonemed.it



51425



2023X16875




2024-01

Dear customer, the safety data sheet (SDS) and the instructions for use (IFU) in different languages, are available on the website.
Gentile cliente, la scheda dati di sicurezza (SDS) e le istruzioni per l'uso (IFU) in lingua sono disponibili sul sito:
Agradecido cliente, la ficha de datos de seguridad (SDS) y las instrucciones de uso (IFU) en distintas lenguas están disponibles en la página web.
Sehr geehrter Kunde, das Sicherheitsdatenblatt (SDS) und die Bedienungsanleitungen (IFU) in den Sprachen sind auf der Website verfügbar.
Cher client, la fiche de données de sécurité (SDS) et les instructions pour l'usage (IFU) dans la langue, sont disponibles sur le site.
Beste klant, de fiche met veiligheidsgegevens (SDS) en de gebruiksaanwijzingen (IFU) zijn in uw taal beschikbaar op de site.
Proszę klienta, w języku polskim informacje (SDS) o produktach mających jako składnik formalinę, dostępne są na stronie internetowej Milestone.
Caro Cliente, a ficha de dados de segurança de material (SDS), Manual de instruções (IFU) em PDF e suas traduções, estão:

<http://www.milestonemed.com/docs/reagents>



(01)0805247898 1918(17)240100(10)2023X16875(240)51425









MILESTONE
HELPING
PATIENTS




Контейнер с фиксатором ФормСЕЙФ
[FormSAFE] для сбора, транспортировки и
хранения биологического материала

Руководство по применению - MM127

Общий вид. Руководство по применению «Контейнер с фиксатором ФормСЕЙФ [FormSAFE] для сбора, транспортировки и хранения биологического материала».

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 10 листов
Директор по правовым вопросам
ООО «БиоЛайн»
Н.К. Гусева _____




Маркировка медицинского изделия для Российской Федерации

**«Контейнер с фиксатором ФормСЕЙФ [FormSAFE] для сбора,
транспортировки и хранения биологического материала»**

Производитель: «Майлстоун С.р.л.», Италия

Маркировка

Этикетка контейнера



Этикетка потребительской упаковки - коробка (50 шт. контейнеров)

Название изделия: **ФормСЕЙФ**
Подан на международный патент

10% нейтральный забуференный формалин
содержит: **Формальдегид 4% (вес/объем)**
H302+H312+H332, H315, H319, H317, H341, H350,
H335, EUH066, P201, P202, P261, P264, P280,
P301+P310, P308+P313, P331, P405, P501

Уважаемый пользователь, паспорт безопасности (SDS) и
руководство по применению (IFU) на разных языках
доступны на сайте:

<http://www.milestonemed.com/docs/reagents/>

FormSAFE
International patent applied for
10% Neutral Buffered Formalin
Contains: **Formaldehyde 4% (w/v)**
H302+H312+H332, H315, H319, H317, H341, H350,
H335, EUH066, P201, P202, P261, P264, P280,
P301+P310, P308+P313, P331, P405, P501
36ml
Milestone Srl Via Fatebenefratelli, 1/5 - 24010 Sorisole (BG) - Italy
www.milestonemed.com - marketing@milestonemed.com

Dear customer, the safety data sheet (SDS) and the instructions for use (IFU) in different languages are available on the website.
Gentile cliente, la scheda dati di sicurezza (SDS) e le istruzioni per l'uso (IFU) in lingua sono disponibili sul sito.
Agregado cliente, la ficha de datos de seguridad (SDS) y las instrucciones de uso (IFU) en distintos idiomas disponibles en la pagina web.
Sehr geehrter Kunde, das Sicherheitsdatenblatt (SDS) und die Bedienungsanleitungen (IFU) in der Sprache sind auf der Website verfügbar.
Cher client, la fiche de données de sécurité (SDS) et les instructions pour l'usage (IFU) dans la langue sont disponibles sur le site.
Beste klant, de fiche met veiligheidsgegevens (SDS) en de gebruiksaanwijzingen (IFU) zijn in uw taal beschikbaar op de site.
Dyaneiti naizim, na ščitilo dobavljamo v različnih jezikih, (SDS) ter an uporabniškega ročnika (IFU) pa na spletni strani.
odbytný zákazník, na šitník dobavljamo v rozličných jazykoch, (SDS) ter an použivacieho náradia (IFU) na našej stránke.
Caro Cliente, a ficha de dados de segurança do reagente (SDS), Manual de Instruções (IFU) em Português estão disponíveis no site.

<http://www.milestonemed.com/docs/reagents>

Data Matrix code
UDI

Официальный производитель: Майлстоун С.р.л.,
Виа Фатебенефрателли, 1/5-24010 Соризоле (БГ) - Италия
Сайт: www.milestonemed.com
Эл. почта: marketing@milestonemed.com

Обозначенные символами уникальный идентификационный номер **UDI**, Дата Матрикс (2D) код, номер лота **LOT** и дата окончания срока годности являются переменными сведениями.

Пример русскоязычной этикетки

Контейнер с фиксатором ФормСЕЙФ [FormSAFE] для сбора, транспортировки и хранения биологического материала

Состав:

1. Контейнер с фиксатором ФормСЕЙФ [FormSAFE] для сбора, транспортировки и хранения биологического материала – 50 шт./уп.
2. Руководство по применению в печатном формате – 1 шт.
содержит 10% нейтральный забуференный раствор формалина, содержащий формальдегид 4% (вес/объем)

№ лота (LOT) и срок годности  см. на маркировке производителя.
Символы по применению приведены на оригинальной потребительской упаковке
Только для профессионального применения.

Производитель: «Майлстоун С.р.л.», Италия
Виа Фатенефрателли, 1/5, IT-24010 Соризоле (БГ), Италия
Тел.: +39.035.412 8264

Место производства: DIAPATH S.P.A., Италия
Via Savoldini, 71, IT-24057 Martinengo (BG)

Уполномоченный представитель в Российской Федерации: ООО «БиоЛайн»
197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, лит. Е
Тел.: +7(812)320 49 49; 8 800 555 49 40.
Регистрационное удостоверение РФ № _____ от _____



Расшифровка символов представлена в разделе 18 Руководства по применению.

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 4 листов
Директор по правовым вопросам
ООО «БиоЛайн»
Н.К. Гусева _____

