

ООО «АРТМЕД МОСКВА»

ОГРН: 1197746202686, ИНН / КПП: 9731034266 / 773101001

Юридический адрес: 121354 ГОРОД МОСКВА, ДОРОГБУЖСКАЯ УЛИЦА, СТРОЕНИЕ 6,
ЭТ/ПОМ 3/305Б

Тел. +7-903-961-64-26

Операционный офис "Ярославский" АО "АЛЬФА-Банк"

Р/С: 40702810902910011606, К/С: 30101810200000000593, БИК: 044525593

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АРТМЕД МОСКВА»

Дзугаева Н.Б.



«08» декабря 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


«Аппарат рентгеновский портативный дентальный BlueRay-X» с принадлежностями,
производства REMEDI Co., Ltd. (Ремеди Ко., Лтд), Республика Корея



Основной блок с защитной крышкой коллиматора (вид спереди)



Основной блок (вид сзади)



Основной блок (вид сбоку)




Основной блок (ЖК-дисплей и маркировка)




Коллиматор




Основной блок с коллиматором



Зарядное устройство и кабель питания зарядного устройства (без упаковки и в упаковке)





Кнопка удаленной активации экспозиции и держатель кнопки удаленной активации экспозиции



Запасная аккумуляторная батарея



Упаковка медицинского изделия

REMEDI™

REVOLUTION IN
MEDICAL DEVICES

REMEX-T100

High Quality
Portable X-Ray Digital Camera

REMEDI

- Product Name: Portable X-ray Equipment
- Model Name: REMEX-T100
- X-ray tube voltage and current: 70kV, 2mA

* Only the adapter provided by the manufacturer can be used.

- Max. Input power: 160 VA

- X-ray Tube Assembly:
 - Manufacturer: REMEDI Co., Ltd.
 - X-ray tube model & S/N: D-0415B & 2F37133
 - X-ray tube manufacturer: Toshiba
 - Focal spot: 0.4mm
 - Total filtration: 1.5mm Al (Inherent 1.0 mm Al)
 - X-ray radiation field: 60mm at SSD 233.5mm



(01) 0 8800060 10001 4 (21) RPG-0702A-TCV08023

REMEDI Co., Ltd
2F, 69-14, Sakju-ro 14Sbeon-gil, Chuncheon-si, Gaemwon-do,
Korea. Tel: +82-2-6968-2044 Fax: +82-2-6968-2042

EC REP JaviTech e.k.
Sachsenhauser Straße 16, 65824 Schwalbach am Taunus,
Germany. Tel: +49 6196 4021549 E-mail: info@javitech.de

OPERATING CONDITION
15°C 40°C 5%R.H. 85%R.H. 76kPa 106kPa

2022.08.09
RPG-0702A-TCV08023 MADE IN KOREA

CAUTION

AUTHORIZED
PERSONNEL ONLY
RADIOLOGICAL CONTROLS REQUIRED
TO WORK ON SURFACE

RADIOACTIVE
MATERIAL DO NOT OPEN



Маркировка упаковки медицинского изделия

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью

13 (тринадцать) листов

