

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур С-пептид» для количественного
определения С-пептида в сыворотке и плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе
автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 241-65614693-2022»**


2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур С-пептид» для количественного определения С-пептида в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур С-пептид

Набор реагентов на 100 тестов

YNLO



Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур С-пептид» для количественного определения С-пептида в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-241-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур С-пептид

Набор реагентов на 200 тестов

YNLO



Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур С-пептид» для количественного определения С-пептида в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-241-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур С-пептид

Набор реагентов на 500 тестов

YNLO



Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур С-пептид» для количественного определения С-пептида в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-241-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур С-пептид

Набор реагентов на 1000 тестов

YNLO



Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YHLO**

Лидлаб Амур
С-пептид

3,5 мл 4,0 мл
R 1 R 2

LOT 20230701 01.07.2024

IVD ProClin 300

2°C 8°C 1x50

9031 1017

лидкор
Лидлаб Амур С-пептид

1,0 мл LOT 20230701
01.07.2024
CAL 1 REF C86037

IVD ProClin 300

2°C 8°C

лидкор
Лидлаб Амур С-пептид

1,0 мл LOT 20230701
01.07.2024
CAL 2 REF C86037

IVD ProClin 300

2°C 8°C

лидкор
Лидлаб Амур С-пептид

1,0 мл LOT 20230701
01.07.2024
CAL 3 REF C86037

IVD ProClin 300


2°C 8°C

лидкор

Лидлаб Амур С-пептид


Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701



01.07.2024


REF C86037




Лидлаб Амур С-пептид



LOT 20230701 EXP 01.07.2024



Макет транспортной маркировки



Набор реагентов «Лидлаб Амур С-пептид» для количественного определения С-пептида в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-241-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86037

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (Семь) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут


2023 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур С-пептид» для количественного определения С-пептида в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 241-65614693-2022»


2023




Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)




Калибратор 1 (CAL1)



Калибратор 2 (CAL2)



Калибратор 3 (CAL3)



Набор реагентов на 100 тестов

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур С-пептид»
для количественного определения С-пептида
в сыворотке и плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-241-65614693-
2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а


Набор реагентов на 100 тестов (другая сторона коробки)

лидлаб



**Лидлаб Амур
С-пептид**
Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3.5 мл/уп., Реагент калибратор (R2) 4.0 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1) лиофилизированный 1.0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2) лиофилизированный 1.0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3) лиофилизированный 1.0 мл/флакон – 2 шт.
5. Паронепроницаемые крышки – 30 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов на 200 тестов

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102 Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204,
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru


Набор реагентов «Лидлаб Амур С-пептид»
для количественного определения С-пептида
в сыворотке и плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-241-65614893-
2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Красная, д. 18
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а


Набор реагентов на 200 тестов (другая сторона коробки)



лидлаб


лидкор

Реагент-стандарт (Лидлаб Амур С-пептид)
для определения уровня С-пептида в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) на коммерческих иммуноанализаторах.
Содержит 1 флакон с 1 мл реактива и 1 флакон с 1 мл раствора для калибровки.
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления.
Условия хранения: при температуре от +2 до +8 °С.
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления.



Лидлаб Амур
С-пептид
Набор реагентов на 500 тестов

YMLD



Состав изделия

1. Набор реагентов (Лидлаб Амур С-пептид) для определения уровня С-пептида в сыворотке крови методом ИФА на коммерческих иммуноанализаторах. 1 флакон с 1 мл реактива и 1 флакон с 1 мл раствора для калибровки.
2. Калибровочный раствор (Лидлаб Амур С-пептид) для калибровки. 1 флакон с 1 мл раствора.
3. Калибровочный раствор (Лидлаб Амур С-пептид) для калибровки. 1 флакон с 1 мл раствора.
4. Калибровочный раствор (Лидлаб Амур С-пептид) для калибровки. 1 флакон с 1 мл раствора.
5. Калибровочный раствор (Лидлаб Амур С-пептид) для калибровки. 1 флакон с 1 мл раствора.
6. Калибровочный раствор (Лидлаб Амур С-пептид) для калибровки. 1 флакон с 1 мл раствора.



Набор реагентов на 1000 тестов

лидкор
Лидлаб Амур
С-пептид

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT	20230701	IVD 
	01.07.2024	
REF	C86037	

лидкор
Лидлаб Амур
С-пептид


Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT	20230701	IVD 
	01.07.2024	
REF	C86037	

Пароизоляционные крышки



Набор реагентов «Лидлаб Амур С-пептид» для количественного определения С-пептида в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-241-65614693-2022

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
	LOT	20230701			01.07.2024

Транспортная тара и ее маркировка



Набор реагентов «Лидлаб Амур С-пептид» для количественного определения С-пептида в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 241-65614693-2022 выпускается в четырех вариантах: Набор реагентов на 100 тестов; Набор реагентов на 200 тестов; Набор реагентов на 500 тестов; Набор реагентов на 1000 тестов

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (Четвергунья) л

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

