



УЛЬТРАМЕДТЕХ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

220034 г. Минск, Республика Беларусь, ул. Платонова, 1Б-339, УНП 101233038, ОКПО 37448451

т/ф 399-91-40, 395-95-02, 357-87-92, 397-66-41, (29) 333-03-24

р/с BY41BELB30120007500310226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», BIC BELBBY2X

e-mail: info@ultramedtech.com

УТВЕРЖДАЮ




Директор

ЗАО «Ультрамедтех»

С.И. Семенчёв

« 12 » апреля 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Облучатель дерматологический для фототерапии серии ОД-П
по ТУ РБ 26.60.13-101233038-005-2022



Фотографическое изображение 1. Модель ОД-П-1-60 (передвижной). Внешний вид

ЕАС Облучатель дерматологический
для фототерапии серии ОД-П
ОД-П-1-60 (ПЕРЕДВИЖНОЙ)



07.2022

SN

1607



~ 230 В 50 Гц 80 Вт IP20


Сделано в Республике Беларусь
ЗАО «УЛЬТРАМЕДТЕХ»

220034, г. Минск, ул. Платонова, д. 1 «Б», пом. 339



ру
ТУ РБ 26.60.13-101233038-005-2022





Фотографическое изображение 3. Модель ОД-П-1-60 (настольный). Внешний вид

EAC

Облучатель дерматологический
для фототерапии серии ОД-П

ОД-П-1-60 (настольный)

РУ
ТУ РБ 26.60.13-101233038-005-2022



07.2022

SN

1608



~ 230 В 50 Гц 80 Вт IP20

Сделано в Республике Беларусь
ЗАО «УЛЬТРАМЕДТЕХ»

220034, г. Минск, ул. Платонова, д. 1 «Б», пом. 339



4 812691 000629



Фотографическое изображение 5. Модель ОД-П-2-320. Внешний вид

ЕНІ Облучатель дерматологический
для фототерапии серии ОД-П
ОД-П-2-320



07.2022

SN

1609

~ 230 В 50 Гц 380 Вт IP20

Сделано в Республике Беларусь
ЗАО «УЛЫТРАМЕДТЕХ»
220034, г. Минск, ул. Платонова, д.1«Б», пом.339



Р/У
ТУ РБ 26.650.13-101.233038-0015-2022



Фотографическое изображение 6. Модель ОД-П-2-320. Маркировочная табличка



Фотографическое изображение 7. Модель ОД-П-3-2400. Внешний вид

Фотографическое изображение 8. Модель ОД-П-3-2400. Маркировочная табличка



Облучатель дерматологический
для фототерапии серии ОД-П

ОД-П-3-2400



07.2022

SN

1610

~ 230 В 50 Гц 3000 Вт IP20

Сделано в Республике Беларусь
ЗАО «УЛЬТРАМЕДТЕХ»

220034, г. Минск, ул. Платонова, д. 1 «Б», пом. 339




ру

ТУ РБ 26.60.13-101233038-005-2022



4 8 1 2 6 9 1 0 0 0 6 7 4




Фотографическое изображение 9. Модель ОД-П-3-2560. Внешний вид

ENI

Облучатель дерматологический
для фототерапии серии ОД-П

ОД-П-3-2560



07.2022

SN 1610

~ 230 В 50 Гц 3000 Вт IP20

Сделано в Республике Беларусь
ЗАО «УЛЬТРАМЕДТЕХ»



220034, г.Минск, ул.Платонова, д.1«Б», пом.339

РУ
ТУ РБ 26.60.13-101233039-005-2022



4 812691 000681

Фотографическое изображение 10. Модель ОД-П-3-2560. Маркировочная табличка

ЕНС Облучатель дерматологический для фототерапии серии ОД-П ОД-П-1-60 (ПЕРЕДВИЖНОЙ)

Хранить облучатель в чистом, сухом месте в упаковке производителя при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. Облучатели допускается транспортировать всеми видами крытых транспортных средств в заводской упаковке в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида, при температуре окружающего воздуха -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 90% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

Порядок применения: см. руководство по эксплуатации

Комплектация указана в руководстве по эксплуатации. Не утилизировать в места сбора бытового мусора!



IP20



Кол. 1 шт.

Дата изготовления 07.2022

Масса брутто 15 кг.

Производитель: ЗАО «Ультрамедтех»

220034, Республика Беларусь,

г. Минск, ул. Платонова, д. 1Б, пом. 339

тел/факс +375(17) 399-91-40, моб. +375(29) 333-03-24

www.ultramedtech.com, www.lampy.by

Напряжение $(230 \pm 10\%) \text{ В}$;

Частота $(50 \pm 0,5) \text{ Гц}$;

Потребляемая мощность 80 Вт



Сделано в Республике Беларусь

Срок службы 5 лет

Хранить в недоступном для детей месте

РУ

ТУ РБ 26.60.13-101233038-005-2022




ENIG Облучатель дерматологический для фототерапии серии ОД-П

ОД-П-1-60 (настольный)

Хранить облучатель в чистом, сухом месте в упаковке производителя при температуре от +5°C до +40°C. Облучатели допускаются транспортировать всеми видами транспортных средств в заводской упаковке в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида, при температуре окружающего воздуха -50°C до +50°C и относительной влажности до 90% при температуре +25°C.

Порядок применения: см. руководство по эксплуатации

Комплектация указана в руководстве по эксплуатации. Не утилизировать в места сбора бытового мусора!



IP20



Количество 1 шт.

Дата изготовления 07.2022

Масса брутто 7 кг.

Производитель: ЗАО «Ультрамедтех»

220034, Республика Беларусь,

г. Минск, ул. Платонова, д. 1Б, пом. 339

тел/факс +375(17) 399-91-40, моб. +375(29) 333-03-24

www.ultramедtech.com, www.lampy.by

Напряжение (230 ± 10%) В;

Частота (50 ± 0,5) Гц;

Потребляемая мощность 80 Вт



4 632691 000629

Сделано в Республике Беларусь

Срок службы 5 лет


Хранить в недоступном для детей месте

РУ

ТУ РБ 26.60.13-101233038-005-2022



Фотографическое изображение 12. Модель ОД-П-1-60 (настольный). Маркировка транспортной упаковки



Фотографическое изображение 13. Модель ОД-П-2-320. Маркировка транспортной упаковки

EAC Облучатель дерматологический для фототерапии серии ОД-П **ОД-П-3-2400**

Хранить облучатель в чистом, сухом месте в упаковке производителя при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. Облучатели допускается транспортировать всеми видами крытых транспортных средств в заводской упаковке в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида, при температуре окружающего воздуха -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 90% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

Порядок применения: см. руководство по эксплуатации

Комплектация указана в руководстве по эксплуатации. Не утилизировать в места сбора бытового мусора!



IP20



Кол. 1 шт.

Дата изготовления 07.2022

Масса брутто 250 кг

Производитель: ЗАО «Ультрамедтех»

220034, Республика Беларусь,

г. Минск, ул. Платонова, д. 1Б, пом. 339

тел/факс +375(17) 399-91-40, моб. +375(29) 333-03-24

www.ultramedtech.com, www.lampy.by

Напряжение $(230 \pm 10\%) \text{ В}$;

Частота $(50 \pm 0,5) \text{ Гц}$;

Потребляемая мощность 3000 Вт



4 612691 000674


Сделано в Республике Беларусь

Срок службы 5 лет

Хранить в недоступном для детей месте

РУ

ТУ РБ 26.60.13-101233038-005-2022



ЕНГ Облучатель дерматологический для фототерапии серии ОД-П ОД-П-3-2560

Хранить облучатель в чистом, сухом месте в упаковке производителя при температуре от +5°C до +40°C. Облучатели допускаются транспортировать всеми видами транспортных средств в заводской упаковке в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида, при температуре окружающего воздуха -50°C до +50°C и относительной влажности до 90% при температуре +25°C.

Порядок применения: см. руководство по эксплуатации


Комплектация указана в руководстве по эксплуатации. Не утилизировать в места сбора бытового мусора!



Кол. 1 шт.

Дата изготовления 07.2022

Масса брутто 340 кг.



IP20

Производитель: ЗАО «Ультрамедтех»
220034, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Платонова, д. 1Б, пом. 339
тел/факс +375(17) 399-91-40, моб. +375(29) 333-03-24
www.ultramедтех.com, www.lampy.by

Напряжение (230 ± 10%) В;

Частота (50 ± 0,5) Гц;

Потребляемая мощность 3000 Вт



Сделано в Республике Беларусь

Срок службы 5 лет


Хранить в недоступном для детей месте

РУ

ТУ РБ 26.60.13-101233038-005-2022



Фотографическое изображение 15. Модель ОД-П-3-2560. Маркировка транспортной упаковки



Фотографическое изображение 16. Манипуляционные знаки

В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
17 (семнадцать) листов.



Директор _____

С.И. Семенчёв