

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий –
индивидуальный предприниматель
ООО «МедЛайн»»



В.В. Чернобаев

17.04.2024 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® по ТУ 32.50.50-003-11903952-2023

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой.




Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой.



Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой




Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки



Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки



Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой.



LINESTA®

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет белый, размер 2,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см - 1 шт.
Подхват для шторы с ленточкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1шт



ООО "МЕДЛАЙН", 644027, Омская область, г. Омск, ул. Индустриальная 1-я, д. 4, корп. 3, оф. 305, тел. +7 (3812) 52-65-3




28340KP



02.2023



02.2028



ТУ 32.50.50-003-11903952-2023

РУ № _____ от _____

Штора подвешивается к несущей конструкции или потолочной направляющей и доходит почти до самого пола.
Рекомендации по очистке и уходу за изделием.
Очистку проводят способом стирки

Стирка вручную

Вручную постирайте в теплой воде (прибл. 35 °С) с использованием мыла или моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

Тщательно прополощите в холодной воде и просушите на воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей

Машинная стирка

Можно стирать в стиральной машине при температуре 60 °С в течение 1 часа с использованием мягкого моющего средства. После этого просушите изделие на воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей.

После каждой стирки необходимо осуществлять визуальный осмотр изделия. В случае видимых повреждений замените изделие.

Антибактериальная пропитка сохраняется до 5 стирок.

LINESTA®

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет голубой, размер 2,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.



ООО "МЕДЛАЙН", 644027, Омская область, г. Омск, ул. Индустриальная 1-я, д. 4, корп. 3, оф. 305, тел. +7 (3812) 53-65-37



25250K



02.2023



02.2028



ТУ 32.50.50-003-11903952-2023

РУ № _____ от _____

Совместимые направляющие с изделием

Крепление кольцо подходит для направляющих с указанными профилями:



Методы очистки изделия

Рекомендации по очистке и уходу за изделием.

Дезинфекцию проводят в соответствии с МУ-287-113 протираaniem салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16. После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхностей или возможно возникновения едва заметных изменений в цвете.

После каждой процедуры дезинфекции необходимо осуществлять визуальный осмотр изделия. В случае видимых повреждений замените изделие.

Допускается 5 кратное очищение изделия.

LINESTA®

Штора антибактериальная медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление кольцо, цвет синий, размер 2,5 x 2,0 м - 1 шт.

Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.



ООО "МЕДЛАЙН", 644027, Омская область, г. Омск, ул. Индустриальная 1-я, д. 4, корп. 3, оф. 305, тел. +7 (3812) 53-65-37



20250K



02.2023



02.2028



ТУ 32.50.50-003-11903952-2023

РУ № _____ от _____

Совместимые направляющие с изделием

Крепление кольцо и крючок-гвоздик подходят для направляющих с указанными в таблице профилями:



Методы очистки изделия

Рекомендации по очистке и уходу за изделием.

Дезинфекцию проводят в соответствии с МУ-287-113 протираaniem салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16. После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхностей или возможно возникновение едва заметных изменений в цвете.

После каждой процедуры дезинфекции необходимо осуществлять визуальный осмотр изделия. В случае видимых повреждений замените изделие.

Допускается 5 кратное очищение изделия.

LINESTA®
Штора антибактериальная медицинская LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки, крепление гвоздем, цвет светло-фиолетовый, размер 2,5 х 2,0 м - 1 шт.
Подхват для шторы с липучкой - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ООО "МЕДЛАЙН", 644027, Омская область, г. Омск, ул. Индустриальная 1-я, д. 4, корп. 3, оф. 305, тел. +7 (3812) 53-63-37

LOT

20250Г



02.2023




02.2028

ТУ 32.50.50-003-11903952-2023

РУ № _____ от _____


Совместимые направляющие с изделием
Крепление кольцо и крючок-гвоздик подходит для направляющих с указанными в таблице профилями:



Методы очистки изделия

Рекомендации по очистке и уходу за изделием.
Дезинфекцию проводят в соответствии с МУ-287-113 протирающим салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16. После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхностей или возможно возникновение едва заметных изменений в цвете.
После каждой процедуры дезинфекции необходимо осуществлять визуальный осмотр изделия. В случае видимых повреждений замените изделие.
Допускается 5 кратное очищение изделия.

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® JASMINE, из полипропилена, без сетки



Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой

LINESTA®



ООО "МЕДЛАЙН", 644027, Омская область, г. Омск, ул. Индустриальная 1-я, д. 4, корп. 3, оф. 305, тел. +7 (3812) 53-65-37

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® IRIS, из полипропилена, с сеткой, крепление кольцо, цвет голубой, размер 2,5 x 2,5 м, высота сетки 50 см

Количество 10 шт.




25250K



02.2023




02.2028



ТУ 32.50.50-003-11903952-2023

РУ № _____ от _____



Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой.

LINESTA®




ООО "МЕДЛАЙН", 644027, Омская область, г. Омск, ул. Индустриальная 1-я, д. 4, корп. 3, оф. 305, тел. +7 (3812) 53-65-37

Шторы антибактериальные медицинские LINESTA® SAGE, из полиэстера, с сеткой крепление крючок, цвет белый, размер 3,40 x 2,8м, высота сетки 50-70 см

Количество 10 шт.




28340KP



02.2023




02.2028



ТУ 32.50.50-003-11903952-2023

РУ № _____ от _____



Прошито 14 листов

(четыредесят)
Управляющий – индивидуальный
предприниматель

подпись /Чернобаев В.В./

