

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО НТО «ИРЭ-Полус»



Андреев А.О.

«*декабрь*»

2023 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие


**Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности
«FiberLase U1»
по ТУ 9444-051-18003536-2015**

(дополнение, вариант исполнения Urolase MAX)

1




2



1. Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U1» по ТУ 9444-051-18003536-2015, в исполнении Urolase MAX. Вид спереди

2. Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U1» по ТУ 9444-051-18003536-2015, в исполнении Urolase MAX. Вид сзади



1. Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U1» по ТУ 9444-051-18003536-2015, в исполнении Urolase MAX. Вид слева

2. Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U1» по ТУ 9444-051-18003536-2015, в исполнении Urolase MAX. Вид справа

1

Аппарат лазерный хирургический
повышенной мощности «FiberLase U1»
по ТУ 9444-051-18003536-2015, в исполнении

Urolase MAX

SN

220±10%, 50...60 Гц, 2500 ВА
Вкл/Выкл 60/15 мин
Вставки плавкие 2хF15A, 250V



IP20



ООО НТО "ИРЭ-Полос"

141190, Российская Федерация, Московская область, городской округ
Фрязино, г. Фрязино, пл. имени академика Б.А. Введенского, д.3, стр.5.

2

Основной лазер 1,94 мкм
Макс. мощность до 120Вт
Длит. импульсов
от 0,05 до 64 мс
Энергия импульсов
от 0,02 до 8 Дж




Лазер наведения 0,53мкм
Макс. мощность 5мВт
Длит. импульсов 250 мс

НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ ИЛИ КОЖИ
ПРЯМЫМ ИЛИ РАССЕЯННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 4
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R
ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА





3



1. Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U1» по ТУ 9444-051-18003536-2015, в исполнении Urolase MAX. Маркировка аппарата
2. Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U1» по ТУ 9444-051-18003536-2015, в исполнении Urolase MAX. Маркировка места вывода излучения
3. Маркировка транспортной упаковки



1. Шнур питания
2. Педаль включения излучения (вариант исполнения Urolase MAX)
3. Маркировка педали включения излучения (вариант исполнения Urolase MAX)
4. Защитное окно (вариант исполнения Urolase MAX)
5. Заглушка внешне блокировки (вариант исполнения Urolase MAX)
6. Вставки плавкие (вариант исполнения Urolase MAX)



1. Скалыватель волокна
2. Очки защитные от воздействия лазерного излучения, модель «Eagle Pair» EP-10-4\
3. Стриппер волоконного инструмента 0,12 до 0,4 мм/ стриппер волоконного инструмента 0,3 до 1,0 мм
4. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины XXX мкм (ПУ №РЗН 2019/8729))
5. Образец маркировки Инструмента волоконного



1. Транспортная упаковка (вариант исполнения FiberLase U1)
2. Транспортная упаковка (вариант исполнения Urolase MAX)

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 7
 листах

