

17, Krylatskaya str., bld. 2, Moscow, 121614
Tel.: (495) 580-77-77 Fax: (495) 580-78-78

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2
Тел.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-78-78

ПОДТВЕРЖДАЮ




Супервайзер по регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»
Кривенкова К.В.,

«14» февраля 2024 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система офтальмологическая хирургическая WHITESTAR SIGNATURE®,
варианты исполнения: WHITESTAR SIGNATURE®, WHITESTAR SIGNATURE® PRO


2. Столик для инструментов – 1 шт.;




4. Педаль управления – 1 шт.;



4. Педаль управления – 1 шт.;



6. Пульт дистанционного управления WHITESTAR SIGNATURE® – 1 шт.;



Система офтальмологическая хирургическая WHITESTAR SIGNATURE®, вариант исполнения: WHITESTAR SIGNATURE® PRO в составе:


1. Консоль системы офтальмологической хирургической WHITESTAR SIGNATURE® PRO – 1 шт.



3. Кабель питания – 1 шт.;



5. Педаль управления с линейным контролем – 1 шт.



7. Устройство зарядное для педали – 1 шт.;




Принадлежности:

1. Медиа-центр для системы офтальмологической хирургической – 1 шт.









5. Рукоятка ультразвуковая Ellips FX – не более 50 шт.;



7. Рукоятка аспирационная – не более 50 шт.;



9. Факоигла многоразовая для ультразвуковой рукоятки, прямая, 19G, 15 градусов – не более 50 шт.;



10. Факоигла многообразовая для ультразвуковой рукоятки, прямая, 19G, 30 градусов – не более 50 шт.;



11. Факоигла многоразовая для ультразвуковой рукоятки, прямая, 20G, 15 градусов – не более 50 шт.;

JOHNSON & JOHNSON VISION

LAMINAR Flow Phaco Tip 15° and Infusion Sleeve 20 Gauge

REF: OPOR1520L

Contains One (1) LAMINAR Flow Phaco Tip and Infusion Sleeve

Use with all AMO Phacoemulsification Machines (except PRESTIGE systems)

Consult instructions for use

Product of USA

Manufacturer
Johnson & Johnson
Surgical Vision, Inc.
1700 E. St. Andrew Place
Santa Ana, CA 92705 USA

Re-use up to 20 times

STERILE | R | Sterilized using irradiation

Rx Only

Authorized Representative
in the European Union
AMO Ireland
Block B
Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland

CE 0413

Use By 2022-06-14

Date of Manufacture 2019-05-14

Lot: 0334809

2351141 Rev 06 911

2353097 Rev A 919

LAMINAR
FLOW
20
SERIES TIPS
15°
Gauge

2351141 Rev 06 911

12. Факоигла многоразовая для ультразвуковой рукоятки, прямая, 20G, 30 градусов – не более 50 шт.;




13. Факоигла одноразовая для ультразвуковой рукоятки, развальцованная, 19G, 30 градусов – не более 50 шт.;



14. Факоигла многоразовая для ультразвуковой рукоятки, прямая, 21G, 30 градусов – не более 50 шт.;




15. Факонигла одноразовая для ультразвуковой рукоятки, изогнутая, 20G, 30 градусов – не более 50 шт.;




16. Факоигла одноразовая для ультразвуковой рукоятки, изогнутая, 21G, 30 градусов – не более 50 шт.;


17. Факоигла одноразовая для ультразвуковой рукоятки прямая, 21G, 15 градусов – не более 50 шт.;














25. Наконечник для коаксиальной рукоятки ирригации и аспирации, 45 градусов, для силиконового слива – не более 50 шт.;



27. Наконечник для коаксиальной рукоятки ирригации и аспирации, 45 градусов – не более 50 шт.;




29. Наконечник для коаксиальной рукоятки ирригации и аспирации, 21G, изогнутый – не более 50 шт.;




31. Наконечник для аспирационной рукоятки 22G, изогнутый – не более 50 шт.;




33. Пинцет биполярный многоразовый – не более 50 шт.;




35. Кабель двухполюсный для диатермического карандаша – не более 50 шт.;




37. Кабель соединительный для коагуляции – не более 50 шт.;






40. Витреотом высокоскоростной одноразовый, 25G – не более 50 шт.;



41. Поддон для стерилизации – не более 5 шт.;



Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 39 листа(ов).

Должность Супервайзер по
регистрации

ФИО Кривенкова
Ксения
Владимировна

(подпись)

М.П.

« 14 » февраля 20 24 года

