


1.3 Структура и функции отдельных компонент прибора

Рис.: Прибор гемодиализа - вид спереди




Условные обозначения

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Монитор | 3 Гидравлика |
| 2 Модули (слева направо) | 4 Тормоз |
| Насос крови (артериальной) | 5 Заборник бикарбоната (синий) |
| Насос гепарина | 6 Заборник концентрата (красный) |
| Насос крови (одна игла) | 7 Промывочная камера |
| Воздушный датчик | 8 Соединительный шунт для подсоединяющих |
| 2a Место для 4 дополнительных модулей | труб диализатора |
| | 9 Инфузионная мтанга |

1 - 8 Fresenius Медицинское обслуживание 4008 Н 3/06.97 (ОР)

Рис.: Прибор гемодиализа - вид сзади



Условные обозначения

- | | |
|---|--|
| 1 Монитор (вид сзади) | 8 Соединитель концентрата (красный) для центральной системы питания (поставляется по заказу) |
| 2 Клапан подбора | 9 Дренаж |
| 3 Фильтр | 10 Соединитель для воды (пропитывающей) или соединитель для фильтра входящей воды |
| 4 Падающая линия к диализатору с индикатором потока | 11 Вентиляционный трубопровод |
| 5 Возвратная линия из диализатора | 12 Блок питания |
| 6 Соединитель для дезинфекции | |
| 7 Соединитель Бикарбоната для центральной системы питания (синий), поставляется по заказу | |

1 - 9 Fresenius Медицинское обслуживание 4008 H 3/06.97 (OP)