



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут


«02» февраля 2023 г.

М.П.

Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов «Лидлаб Амур АФП» для количественного определения альфа-фетопротейна (АФП, AFP) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-216-65614693-2022»

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп, Реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп, Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.)




Пароизоляционные крышки



Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон




Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон



Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон



Потребительская упаковка



Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)

Набор реагентов «Лидлаб Амур АФП» для количественного определения альфа-фетопротеина (АФП, AFP) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики In vitro по ТУ 21.20.23-216-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ N° XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а


Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)




Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)




Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.



Групповое фото.

Транспортная упаковка





Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
В. М. Минаев л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

Е. Ю. Гохгут