

Паспорт-инструкция
нити хирургические в отрезках стерильные
ТУ 9398-007-52318770-2004

Наименование нити

(название материала, структура, цвет нити)

Метрический размер _____ Длина нити _____ м
Условный № _____ Партия № _____
Вид упаковки: двойные пакеты, Дата стерилизации _____
ампулы, катушки в мотках Кол-во упаковок _____
(нужное подчеркнуть)

Физико-механические показатели

по ТУ | факт
1. Разрывная нагрузка в простом узле, Н, _____
2. Удлинение при разрыве нити в простом узле, %, не более _____

Назначение нити

Нити хирургические, стерильные однократного применения предназначены для наложения швов и лигатур при различных хирургических операциях в лечебных учреждениях широкого и специального профиля.

Перед использованием нитей необходимо:

- проверить срок годности изделия указанного на упаковке;
- вскрыть групповую упаковку (коробку) и извлечь нить в потребительской упаковке;
- убедиться в целостности потребительской упаковки и отсутствие механических повреждений;
- в стерильном помещении перед операцией вскрыть наружный пакет путем разрыва в месте надсечек на упаковке или разрезать;
- аналогично вскрыть внутренний пакет;
- снять нить со шпули.

Запрещается использовать нити из поврежденной потребительской упаковки или с просроченным сроком годности. Не допускается использовать одно изделие нескольким пациентам, а также повторное использование

Транспортировка и хранение

Нити транспортируют всеми видами крытых транспортных средств при температуре от -40 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха не более 80% при соблюдении правил перевозки грузов, действующем на данном виде транспорта.

У потребителей нити должны храниться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% без воздействия солнечных лучей на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Гарантия изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие нитей требованиям ТУ 9398-007-52318770-2004 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности нитей в упаковке предприятия-изготовителя:

- полигликолидных нитей - 3 года.
- кетгут в двойных пакетах - 3 года.
- кетгут в ампулах - 5 лет.
- остальных видов нитей - 5 лет.

Свидетельство о приемке

Партия нитей № _____ прошла стерилизацию (паспорт № _____ от _____) и признана стерильной асперогенной и нетоксичной (Заключение Свердловской Областной СЭС № _____ от _____).

Партия нитей № _____ изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 9398-007-52318770-2004 и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК _____ «_____» _____ 200 г.

Предприятие-изготовитель: ООО «Медин-Н», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева 1, корп. 4, тел./факс 8 (343) 217-91-07, 212-58-82, www.medin-n.ru, e-mail: sale-medin-n@r66.ru

Паспорт-инструкция
нити хирургические в отрезках стерильные
ТУ 9398-007-52318770-2004

Наименование нити

(название материала, структура, цвет нити)

Метрический размер _____ Длина нити _____ м
Условный № _____ Партия № _____
Вид упаковки: двойные пакеты, Дата стерилизации _____
ампулы, катушки в мотках Кол-во упаковок _____
(нужное подчеркнуть)

Физико-механические показатели

по ТУ | факт
1. Разрывная нагрузка в простом узле, Н, _____
2. Удлинение при разрыве нити в простом узле, %, не более _____

Назначение нити

Нити хирургические, стерильные однократного применения предназначены для наложения швов и лигатур при различных хирургических операциях в лечебных учреждениях широкого и специального профиля.

Перед использованием нитей необходимо:

- проверить срок годности изделия указанного на упаковке;
- вскрыть групповую упаковку (коробку) и извлечь нить в потребительской упаковке;
- убедиться в целостности потребительской упаковки и отсутствие механических повреждений;
- в стерильном помещении перед операцией вскрыть наружный пакет путем разрыва в месте надсечек на упаковке или разрезать;
- аналогично вскрыть внутренний пакет;
- снять нить со шпули.

Запрещается использовать нити из поврежденной потребительской упаковки или с просроченным сроком годности. Не допускается использовать одно изделие нескольким пациентам, а также повторное использование

Транспортировка и хранение

Нити транспортируют всеми видами крытых транспортных средств при температуре от -40 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха не более 80% при соблюдении правил перевозки грузов, действующем на данном виде транспорта.

У потребителей нити должны храниться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% без воздействия солнечных лучей на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Гарантия изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие нитей требованиям ТУ 9398-007-52318770-2004 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности нитей в упаковке предприятия-изготовителя:

- полигликолидных нитей - 3 года.
- кетгут в двойных пакетах - 3 года.
- кетгут в ампулах - 5 лет.
- остальных видов нитей - 5 лет.

Свидетельство о приемке

Партия нитей № _____ прошла стерилизацию (паспорт № _____ от _____) и признана стерильной асперогенной и нетоксичной (Заключение Свердловской Областной СЭС № _____ от _____).

Партия нитей № _____ изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 9398-007-52318770-2004 и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК _____ «_____» _____ 200 г.

Предприятие-изготовитель: ООО «Медин-Н», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева 1, корп. 4, тел./факс 8 (343) 217-91-07, 212-58-82, www.medin-n.ru, e-mail: sale-medin-n@r66.ru

