

УТВЕРЖДЕНО

Ген. директор Я. И. Пэвват



М.П.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst VOLKMANN,
в вариантах исполнения**

Версия 2 от 05.02.2024 г.



19723, P.O. r. Camy-Beynagat, Barmuchan ay-t. d. 113, PNTAF A, od. 2

NUMERO: 781664554 / 78166000; Nome: Gruppo "Campioni Campioni A3" di Palombara, c. Carlo Bernini

FAX: 045627221 E-MAIL: info@hannovermesse.de WWW: www.hannovermesse.de

- Катетер с J-образным наконечником 10 Ch/Fr, длина 25 см – 1 шт.
- Стиллет пластиковый, длина 27 см – 1 шт.
- Троякар-канюля расщепляющаяся пластиковая, длина 20,5 см – 1 шт.
- Коннектор для монеприемника 12 Ch/Fr – 1 шт.
- Скальпель № 11 – 1 шт.
- Краник трехходовой – 1 шт.
- Фиксирующая муфта – 1 шт.
- Идентификационная наклейка – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Набор маркировки потребительской упаковки:

REF CYST-1025-JP-B

LOT XXXXX

YYYY.MM


YYYY.MM



SUPRA-PUBIC CYSTOSTOMY SET

Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst

Состав набора:



- Коннектор для мочеприемника 12 Ch/Fr
- Скальпель № 11 "Н"
- Краник трехходовой
- Фиксирующая муфта
- Идентификационная наклейка
- Инструкция по применению

STERILE EO
NON-TOXIC



Кол-во: 1 шт.

Р/С № P3H YYYY/XXXX от DD.MM.YYYY

Производитель: "Фольманн Медицин Техник ГмбХ" Volkmann MedizinTechnik GmbH. Адрес: Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany, volkmaninmed.com. Завод-изготовитель: "Блю Ним Медикал Девайсес Прайвет Лимитед" Blue Neem Medical Devices Private Limited. Адрес: Plot Nos 270 & 271, Road No 5, Harohalli Industrial Area, II Phase, Kanakapura Taluk, Ramanagara 562112 Bangalore, India.

VOLKMANN
Germany

Внешний вид потребительской упаковки:



Макет маркировки первичной зрительной упаковки:

Qty : **10** pcs
Кол-во : **10** шт.

REF CYST-1025-JP-B

LOT XXXXX

 YYYY.MM

 YYYY.MM




14603783258809

SUPRA-PUBIC CYSTOSTOMY SET

Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst

Состав набора:



- Коннектор для мочеприемника 12 Ch/Fr
- Скальпель № 11 "Н"
- Краник трехходовой
- Фиксирующая муфта
- Идентификационная наклейка
- Инструкция по применению

STERILE EO
NON-TOXIC



PY N# P3H YYYY/XXXX at DD.MM.YYYY

Производитель: "Фолькманн Медицин Техник ГмбХ" Volkmann MedizinTechnik GmbH. Адрес: Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany, volkmanmed.com. Завод-изготовитель: "Блю Ним Медикал Девайсес Прайвет Лимитед" Blue Neem Medical Devices Private Limited. Адрес: Plot Nos 270 & 271, Road No 5, Harohalli industrial Area, II Phase, Kanakapura Taluk, Ramanagara 562112 Bangalore, India.

Внешний вид первичной групповой упаковки:



 ООО ЦПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



EXH. 100-1, A. 10, INTER A. 2

С. 10

Внешний вид вторичной грунтовой упаковки:





Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst



 **Производитель:** "Фолькманн Медицин Техник ГмбХ" Volkmann
MedizinTechnik GmbH. Адрес: Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe,
Germany, volkmannmed.com. Завод-изготовитель: "Блю Ним Меди-
кал Девайсез Прайвет Лимитед" Blue Neem Medical Devices Private
Limited Адрес: Plot Nos 270 & 271, Road No 5, Harohalli industrial Area,
II Phase, Kanakapura Taluk, Ramanagara 562112 Bangalore, India.

- Катетер с J-образным наконечником 10 Ch/Fr, длина 25 см
- Стilet пластиковый, длина 27 см
- Троакар-канюля расщепляющаяся пластиковая, длина 20,5 см
- Коиннектор для мочеприемника 12 Ch/Fr
- Скальпель № 11 "Н"
- Краник трехходовой
- Фиксирующая муфта
- Идентификационная наклейка
- Инструкция по применению

Qty : **320** pcs
Кол-во : **320** шт.


REF CYST-1025-JP-B

 XXXXX
 YYYY.MM
 YYYY.MM

NW: XXX kg GW: XXX kg

MEAS: 860x540x540 mm

PY № P3H YYYY/XXXX от DD.MM.YYYY



34603783258803



(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD(37)QQ

Макет маркировки транспортной упаковки.



«АЛФАМЕДЭКС»

197229, Рое., г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр.-1, д. 113, ПИИЕР А, оф. 2
ИНН/КПП: 781666536/781601001, Банк Олимп «Северная столица» АО «Инфосистем», г. Санкт-Петербург
БИК: 044030723, П/С: 4070281060300030734, К/С: 30108101000000000723

Внешний вид транспортной упаковки:





Макет маркировки и внешний вид индивидуальной, потребительской, групповой и транспортной упаковок набора с катетером Фолея в составе на примере медицинского изделия:

Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst, REF – CYST-10-SF-B, в комплектации:

- Катетер Фолея двухходовой силиконовый 10 Ch/Fr, длина 30 см – 1 шт.
- Троакар-канюля расщепляющаяся пластиковая, длина 20,5 см – 1 шт.
- Скальпель № 11 – 1 шт.
- Идентификационная наклейка – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Макет маркировки индивидуальной упаковки:




VOLKMANN
Germany

SUPRA-PUBIC CYSTOSTOMY SET

Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst

Состав набора:

Катетер Фолея двухходовой силиконовый 10 Ch/Fr,
длина 30 см



Троакар-канюля
расщепляющаяся
пластиковая,
длина 20,5 см



- Скальпель № 11 "Н"
- Идентификационная наклейка
- Инструкция по применению

REF CYST-10-SF-B

LOT XXXXX

 YYYY.MM

 YYYY.MM




Коп-во: 1 шт.
 Р/у № P3H YYYY/XXXX
 от DD.MM.YYYY

Производитель: "Фолькманн Медицин Техник ГмбХ" Volkmann MedizinTechnik GmbH. Адрес: Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany, volkmanndm.com. Завод-изготовитель: "Блю Ним Медикал Девайсес Прайвет Лимитед" Blue Neem Medical Devices Private Limited Address: Plot Nos 270 & 271, Road No 5, Harohalli Industrial Area, II Phase, Kanakapura Taluk, Ramanagara 562112 Bangalore, India.



Внешний вид индивидуальной упаковки:



Макет маркировки потребительской упаковки:




VOLKSWAGEN
Germany

SUPRA-PUBIC CYSTOSTOMY SET

Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst

Состав набора:




 Катетер Фолея двухходовой силиконовый 10 Ch/Fr, длина 30 см



Троакар-канюля расщепляющаяся
пластиковая, длина 20,5 см

• Скальпель № 11 "Н" • Идентификационная наклейка • Инструкция по применению

STERILE EO
NON-TOXIC



Производитель: "Фолькманн Медицин Техник ГмбХ" Volkmann MedizinTechnik GmbH. Адрес: Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany, volkmannmed.com. Завод-изготовитель: "Блю Ним Медикал Девайсес Прайвет Лимитед" Blue Neem Medical Devices Private Limited Address: Plot Nos 270 & 271, Road No 5, Harohalli industrial Area, II Phase, Kanakapura Taluk, Ramanagara 562112 Bangalore, India.

Qty : **1** pcs
Кол-во : **1** шт.

REF CYST-10-SF-B

LOT XXXXX

 YYYY.MM

 YYYY.MM



14603783258878



«АЛЬФАМЕДЭКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

197229, РФ, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр.-т, д. 113, ЛИТЕР А, оф. 2

ИНН/КПП: 7814664356/ 781401001; Банк: Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», г. Санкт-Петербург

БИК: 044030723; Р/С: 40702810603000030734; К/С: 30101810100000000723

Внешний вид потребительской упаковки:




Макет маркировки групповой упаковки:

SUPRA-PUBIC CYSTOSTOMY SET


Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst

Состав набора:



• Скальпель № 11 "Н" • Идентификационная наклейка • Инструкция по применению

STERILE EO
NON-TOXIC



Р/С № P3H YYYYY/XXXX
от DD.MM.YYYY

Производитель: "Фолькманн Медицин Техник ГмбХ" Volkmann MedizinTechnik GmbH. Адрес: Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany, volkmanmed.com. Завод-изготовитель: "Блю Ним Медикал Девайсес Прайвет Лимитед" Blue Neem Medical Devices Private Limited Адрес: Plot Nos 270 & 271, Road No 5, Harohalli Industrial Area, II Phase, Kanakapura Taluk, Ramanagara 562112 Bangalore, India.

Qty Кол-во: **40** pcs шт.

REF CYST-10-SF-B

LOT XXXXX

YYYY.MM

YYYY.MM



24603783258875

VOLKMANN
Germany

«АЛЬФАМЕДЭКС»


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН/КПП: 781664356/78161001; Банк: Финам «Северная столица» АО «АльфаФармбанк», г. Санкт-Петербург

БИК: 044030723; Р/С: 40702810603000303734; К/С: 301018101000000000723

197229, РФ, г. Санкт-Петербург, Литейский пр-т, д. 123, ЛИТЕР А, оф. 2

Внешний вид групповой упаковки:



 ООО ЦПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид медицинского изделия и внешний вид потребительской упаковки изделия:

Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst, REF – CYST-1030-JP-B в комплектации:

- Катетер с J-образным наконечником 10 Ch/Fr, длина 30 см – 1 шт.
- Стиллет пластиковый, длина 32 см – 1 шт.
- Троакар-канюля расщепляющаяся пластиковая, длина 20,5 см – 1 шт.
- Коннектор для мочеприемника 12 Ch/Fr – 1 шт.
- Скальпель № 11 – 1 шт.
- Краник трехходовой – 1 шт.
- Фиксирующая муфта – 1 шт.
- Идентификационная наклейка – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.


Общий вид медицинского изделия



VOLKMANN
Germany

- Изделие (REF, размер): _____
- ФИО врача: _____
- ФИО пациента: _____
- Дата и время установки: _____
- Запланированное время удаления: _____

Внешний вид потребительской упаковки изделия





Общий вид медицинского изделия и внешний вид потребительской упаковки изделия:

Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst, REF – CYST-1825-JP-B, в комплектации:

- Катетер с J-образным наконечником 18 Ch/Fr, длина 25 см – 1 шт.
- Стиллет пластиковый, длина 27 см – 1 шт.
- Троакар-канюля расщепляющаяся пластиковая, длина 20,5 см – 1 шт.
- Коннектор для мочеприемника 12 Ch/Fr – 1 шт.
- Скальпель № 11 – 1 шт.
- Краник трехходовой – 1 шт.
- Фиксирующая муфта – 1 шт.
- Идентификационная наклейка – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

 ООО ЦРПИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Внешний вид потребительской упаковки





Общий вид медицинского изделия и внешний вид потребительской упаковки изделия:

Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst, REF – CYST-1825-JM-B, в комплектации:

- Катетер с J-образным наконечником 18 Ch/Fr, длина 25 см – 1 шт.
- Стиллет металлический, длина 27 см – 1 шт.
- Троакар-канюля расщепляющаяся пластиковая, длина 20,5 см – 1 шт.
- Коннектор для мочеприемника 12 Ch/Fr – 1 шт.
- Скальпель № 11 – 1 шт.
- Краник трехходовой – 1 шт.
- Фиксирующая муфта – 1 шт.
- Идентификационная наклейка – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия



- Изделие (REF, размер): _____
- ФИО врача: _____
- ФИО пациента: _____
- Дата и время установки: _____
- Запланированное время удаления: _____



«АЛЬФАМЕДЭКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

197229, РФ, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-т, д. 113, ЛИТЕР А, оф. 2

ИНН/КПП: 7814664354/ 781401001; Банк: Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», г. Санкт-Петербург

БИК: 044030723; Р/С: 40702810603000030734; К/С: 30101810100000000723

Внешний вид потребительской упаковки





«АЛЬФАМЕДЭКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

197229, РФ, г. Санкт-Петербург, Лактионий пр.-т, д. 103, ЛИТЕР А, оф. 2

ИНН/ОГРН: 7804443354/ 7804488997; Банк: Филиал «Сбербанк России» АО «Городобанкофф», г. Санкт-Петербург

БИК: 044030722; Р/С: 40702810603080309734; К/С: 30100000000000000723

Общий вид медицинского изделия и внешний вид потребительской упаковки изделия:

Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst, REF – CYST-1030-M-B, в комплектации:

- Катетер Малеко 10 Ch/Fr, длина 30 см – 1 шт.
- Стиллет пластиковый, длина 33 см – 1 шт.
- Троякар-канюля расщепляющаяся пластиковая, длина 20,5 см – 1 шт.
- Коннектор для мочеприемника 12 Ch/Fr – 1 шт.
- Скальпель № 11 – 1 шт.
- Краник трехходовой – 1 шт.
- Фиксирующая муфта – 1 шт.
- Идентификационная наклейка – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.



«АЛЬФАМЕДЭКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

197229, РФ, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-т, д. 113, ЛИТЕР А, оф. 2
ИНН/КПП: 7814664356/ 781401001; Банк: Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», г. Санкт-Петербург
БИК: 044030723; Р/С: 40702810603000030734; К/С: 30101810100000000723

Общий вид медицинского изделия



VOLKMANN
Германия

- Изделие (REF. размер): _____
- ФИО врача: _____
- ФИО пациента: _____
- Дата и время установки: _____
- Запланированное время удаления: _____



«АЛЬФАМЕДЭКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

197221, РФ, г. Санкт-Петербург, Восточный пр-д, д. 112, ЛИТЕР А, оф. 2

ИНН/ОГРН: 7804666304/ 780408001; Банк: Филиал «Северная столица» АО «Райффайенбанк», г. Санкт-Петербург


ОКН: 044030723, Р/С: 4070281043800030134, К/С: 3010101090000000723

Общий вид медицинского изделия и внешний вид потребительской упаковки изделия:

Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst, REF – CYST-1425-M-B, в комплектации:

- Катетер Малеко 14 Ch/Fr, длина 25 см – 1 шт.
- Стиллет пластиковый, длина 28 см – 1 шт.
- Троеканальник-канюля расщепляющаяся пластиковая, длина 20,5 см – 1 шт.
- Коннектор для мочевого приемника 12 Ch/Fr – 1 шт.
- Скальпель № 11 – 1 шт.
- Краник трехходовой – 1 шт.
- Фиксирующая муфта – 1 шт.
- Идентификационная наклейка – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия



VOLKMANN
Germany

- Изделие (REF, размер): _____
- ФИО врача: _____
- ФИО пациента: _____
- Дата и время установки: _____
- Запланированное время удаления: _____

Внешний вид потребительской упаковки изделия





«АЛЬФАМЕДЭКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

197229, РФ, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-т, д. 113, ЛИТЕР А, оф. 2


ИНН/КПП: 7814664356/ 781401001; Банк: Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», г. Санкт-Петербург

БИК: 044030723; Р/С: 40702810603000030734; К/С: 30101810100000000723

Общий вид медицинского изделия и внешний вид индивидуальной упаковки изделия:

Набор для пункционной цистостомии PlastiCyst, REF – CYST-10-SF-B, в комплектации:

- Катетер Фолея двухходовой силиконовый 10 Ch/Fr, длина 30 см – 1 шт.
- Троакар-канюля расщепляющаяся пластиковая, длина 20,5 см – 1 шт.
- Скальпель № 11 – 1 шт.
- Идентификационная наклейка – 1 шт.





«АЛЬФАМЕДЭКС»


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

197229, РФ, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр.-т, д. 113, ЛИТЕР А, оф. 2

ИНН/КПП: 7814664356/ 781401001; Банк: Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», г. Санкт-Петербург

БИК: 044030723; Р/С: 40702810603000030734; К/С: 30101810100000000723

Внешний вид индивидуальной упаковки изделия



Прошито и пронумеровано

36 (тридцать шесть)

листов

Генеральный директор

Пэвват Я.И.

