

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "ХЕЛС ЛАЙН РУС"
Пак И.Т.

14 декабря 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный нестерильный

2023 г.





Рисунок 1 - Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный нестерильный, на перфорированной пленочной основе с клеевым слоем (адгезивом) без защитного покрытия, размер (длина x ширина) 500 см x 1,25 см. Общий вид.





Рисунок 2 - Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный нестерильный, на перфорированной пленочной основе с клеевым слоем (адгезивом) без защитного покрытия, размер (длина x ширина) 500 см x 2,0 см. Общий вид.





Рисунок 3 - Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный нестерильный, на перфорированной пленочной основе с клеевым слоем (адгезивом) без защитного покрытия, размер (длина x ширина) 500 см x 3,0 см. Общий вид.





Рисунок 4 - Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный нестерильный, на перфорированной пленочной основе с клеевым слоем (адгезивом) без защитного покрытия, размер (длина x ширина) 500 см x 4,0 см. Общий вид.





Рисунок 5 - Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный нестерильный, на перфорированной пленочной основе с клеевым слоем (адгезивом) без защитного покрытия, размер (длина x ширина) 500 см x 5,0 см. Общий вид.



500 см x 1,25 см

Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный нестерильный

Вид исполнения: Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный нестерильный, на перфорированной пленочной основе с клеевым слоем (адгезивом) без защитного покрытия, размер (длина x ширина) 500 см x 1,25 см, в составе: - Лейкопластырь в потребительской упаковке по 1 шт/упл.; - Инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016
Соответствует ГОСТ Р 53436-2019.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Тщательно осмотреть потребительскую упаковку и убедиться в том, что она не повреждена.
Открыть потребительскую упаковку, после чего извлечь лейкопластырь.
Протянуть (пороснутой) лейкопластырь необходимого размера.
Лейкопластырь наложить на повязку, компрессор или медицинское изделие.
Затем свободной рукой прижать к окружающей здоровой коже, после чего провести пальцами поперек края лейкопластыря для лучшего сцепления.
Использованный лейкопластырь утилизировать в установленном порядке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 10/1 ГОСТ 15150-69 при температуре от +40 °С и относительной влажности не более 80%.

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ: Использование по назначению изделия утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса Б. Не использованное по назначению изделие и изделие с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса А. Утилизация должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Производитель: Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "ХЕЛС ЛАЙН" (СП ООО "ХЕЛС ЛАЙН"). Адрес предприятия-изготовителя (юридический и фактический): Республика Узбекистан, 111802, г. Ташкент, Янгйультоьин район, Узгарик, ул. Науруз, д. 236а. Тел.: (99878) 150-44-22, (99878) 150-74-27. Факс: (99878) 150-74-25; E-mail: info@healthline.uz, Web: www.healthline.uz

Адрес места производства медицинского изделия: СП ООО "HEALTH LINE", Республика Узбекистан, 111802, г. Ташкент, Янгйультоьин район, Узгарик, ул. Науруз, д. 236а.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью "ХЕЛС ЛАЙН РУС" (ООО "ХЕЛС ЛАЙН РУС"). Юридический адрес: Россия, 111250, г. Москва, Б-10, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ул. Лефортовский Вал, д. 18А, этаж/помещ. 1/А, индекс 125000. Тел.: +7(495)4556518; E-mail: office.rus@healthline.uz.

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

РУ № _____ ОТ _____



Рисунок 6 - Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный нестерильный, на перфорированной пленочной основе с клеевым слоем (адгезивом) без защитного покрытия, размер (длина x ширина) 500 см x 1,25 см. Потребительской упаковки с маркировкой (вид спереди). Потребительская упаковка для других вариантов исполнения идентична, за исключением указания информации о размере.



Рисунок 7 - Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный нестерильный, на перфорированной пленочной основе с клеевым слоем (адгезивом) без защитного покрытия, размер (длина х ширина) 500 см х 1,25 см. Потребительской упаковки с маркировкой (вид сзади).




Рисунок 8 - Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный нестерильный, на перфорированной пленочной основе с клеевым слоем (адгезивом) без защитного покрытия, размер (длина x ширина) 500 см x 1,25 см. Транспортная упаковка. Транспортная упаковка для других вариантов исполнения идентична, за исключением указания информации о размере.

Всего прошнуровано и скреплено печатью

8 (восемь) лист 06

Генеральный директор
ООО "ХЕЛС ЛАЙН РУС"

Пак Ирина Тимофеевна

