



УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
ООО «Альгимед Техно»

В.Н. Ластовская

2023 г.

М.П.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ «АЛМАСС БИО» ПО ТУ 21.20.23-021-57564538-2023


<p>ALGIMED TECHNO</p> <p>АЛМАСС Био Стандарт</p> <p> IVD</p>		<p>LOT #####</p> <p>REF MB-021-3000</p> <p> YYYY-MM-DD</p>
<p>ALGIMED TECHNO</p> <p>АЛМАСС Био Растворитель</p> <p> IVD</p>		<p>  </p> <p>LOT #####</p> <p>REF MB-021-3000</p> <p> YYYY-MM-DD</p>
<p>ALGIMED TECHNO</p> <p>АЛМАСС Био Матрица</p> <p> IVD</p>		<p> LOT #####</p> <p>REF MB-021-3000</p> <p> YYYY-MM-DD</p>

Рисунок 1-1а Маркировка на вторичной упаковке, вариант исполнения «Алмасс Био 3К»

ALGIMED TECHNO		ЧАСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЙ														
КАТ. № MB-021-3000		1/2	3000														
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛМАСС Био 3К		СОСТАВ НАБОРА															
Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения «АЛМАСС Био 3К»		<table border="1"> <tr> <td>АЛМАСС Био Растворитель</td> <td>1,2 мл = 5 шт</td> </tr> <tr> <td>АЛМАСС Био Матрица</td> <td>15 мг = 4 шт</td> </tr> <tr> <td>Паспорт качества</td> <td>1 шт</td> </tr> <tr> <td>Инструкция по применению</td> <td>1 шт</td> </tr> </table>		АЛМАСС Био Растворитель	1,2 мл = 5 шт	АЛМАСС Био Матрица	15 мг = 4 шт	Паспорт качества	1 шт	Инструкция по применению	1 шт						
АЛМАСС Био Растворитель	1,2 мл = 5 шт																
АЛМАСС Био Матрица	15 мг = 4 шт																
Паспорт качества	1 шт																
Инструкция по применению	1 шт																
Регистрационное удостоверение № _____		ИНСТРУКЦИЯ															
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ																	
  		ООО «АЛЬГИМЕД ТЕХНО» Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬГИМЕД ТЕХНО»															
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>YYYY-MM-DD</td> </tr> <tr> <td></td> <td>YYYY-MM-DD</td> </tr> <tr> <td>REF</td> <td>MB-021-3000</td> </tr> <tr> <td>LOT</td> <td>#####</td> </tr> </table>			YYYY-MM-DD		YYYY-MM-DD	REF	MB-021-3000	LOT	#####	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							
	YYYY-MM-DD																
	YYYY-MM-DD																
REF	MB-021-3000																
LOT	#####																
																	
																	
www.algimed-techno.com		Адрес юридический 123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 18, строение 1, этаж 2, комната № 25 Телефон городской +7 499 391 16 10 Телефон сотовый +7 925 428 95 12 Электронная почта techno@algimed.com ТУ 21.20.23-021-57564538-2023															

ALGIMED TECHNO		ЧАСТЬ	КОЛИЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЙ														
КАТ. № MB-021-3000		2/2	3000														
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛМАСС Био 3К		СОСТАВ НАБОРА															
Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения «АЛМАСС Био 3К»		<table border="1"> <tr> <td>АЛМАСС Био Стандарт</td> <td>1 мг = 1 шт</td> </tr> </table>		АЛМАСС Био Стандарт	1 мг = 1 шт												
АЛМАСС Био Стандарт	1 мг = 1 шт																
Регистрационное удостоверение № _____		УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ															
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ		  															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">не более 10 суток</td> </tr> </table>		не более 10 суток		  													
не более 10 суток																	
ИНСТРУКЦИЯ		ООО «АЛЬГИМЕД ТЕХНО»															
		Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬГИМЕД ТЕХНО»															
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>YYYY-MM-DD</td> </tr> <tr> <td></td> <td>YYYY-MM-DD</td> </tr> <tr> <td>REF</td> <td>MB-021-3000</td> </tr> <tr> <td>LOT</td> <td>#####</td> </tr> </table>			YYYY-MM-DD		YYYY-MM-DD	REF	MB-021-3000	LOT	#####	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							
	YYYY-MM-DD																
	YYYY-MM-DD																
REF	MB-021-3000																
LOT	#####																
																	
																	
www.algimed-techno.com		Адрес юридический 123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 18, строение 1, этаж 2, комната № 25 Телефон городской +7 499 391 16 10 Телефон сотовый +7 925 428 95 12 Электронная почта techno@algimed.com ТУ 21.20.23-021-57564538-2023															

Рисунок 1-2 Маркировка на флаконах вариант исполнения «Алмасс Био 9К»





Рисунок 1-2а Маркировка на вторичной упаковке вариант исполнения «Алмасс Био 9К»

ALGIMED TECHNO КАТ. № MB-021-9000 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛМАСС Био 9К Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения «АЛМАСС Био 9К» Регистрационное удостоверение № _____ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">📅</td><td>YYYY-MM-DD</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">🕒</td><td>YYYY-MM-DD</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">REF</td><td>MB-021-9000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">LOT</td><td>#####</td></tr> </table> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 30%;"> <p>ИНСТРУКЦИЯ</p> <p>ООО «АЛГИМЕД ТЕХНО» Общество с ограниченной ответственностью «АЛГИМЕД ТЕХНО»</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Адрес юридический</td> <td>123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 18, строение 1, этаж 2, комната № 25</td> </tr> <tr> <td>Телефон городской</td> <td>+7 499 391 16 10</td> </tr> <tr> <td>Телефон сотовый</td> <td>+7 925 428 95 12</td> </tr> <tr> <td>Электронная почта</td> <td>techno@algimed.com</td> </tr> </table> </div> </div>	📅	YYYY-MM-DD	🕒	YYYY-MM-DD	REF	MB-021-9000	LOT	#####	Адрес юридический	123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 18, строение 1, этаж 2, комната № 25	Телефон городской	+7 499 391 16 10	Телефон сотовый	+7 925 428 95 12	Электронная почта	techno@algimed.com
📅	YYYY-MM-DD															
🕒	YYYY-MM-DD															
REF	MB-021-9000															
LOT	#####															
Адрес юридический	123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 18, строение 1, этаж 2, комната № 25															
Телефон городской	+7 499 391 16 10															
Телефон сотовый	+7 925 428 95 12															
Электронная почта	techno@algimed.com															

www.algimed-techno.com
21.20.23-021-57564538-2023

ALGIMED TECHNO КАТ. № MB-021-9000 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛМАСС Био 9К Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения «АЛМАСС Био 9К» Регистрационное удостоверение № _____ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">не более 10 суток</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">📅</td><td>YYYY-MM-DD</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">🕒</td><td>YYYY-MM-DD</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">REF</td><td>MB-021-9000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">LOT</td><td>#####</td></tr> </table> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 30%;"> <p>ИНСТРУКЦИЯ</p> <p>ООО «АЛГИМЕД ТЕХНО» Общество с ограниченной ответственностью «АЛГИМЕД ТЕХНО»</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Адрес юридический</td> <td>123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 18, строение 1, этаж 2, комната № 25</td> </tr> <tr> <td>Телефон городской</td> <td>+7 499 391 16 10</td> </tr> <tr> <td>Телефон сотовый</td> <td>+7 925 428 95 12</td> </tr> <tr> <td>Электронная почта</td> <td>techno@algimed.com</td> </tr> </table> </div> </div>	📅	YYYY-MM-DD	🕒	YYYY-MM-DD	REF	MB-021-9000	LOT	#####	Адрес юридический	123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 18, строение 1, этаж 2, комната № 25	Телефон городской	+7 499 391 16 10	Телефон сотовый	+7 925 428 95 12	Электронная почта	techno@algimed.com
📅	YYYY-MM-DD															
🕒	YYYY-MM-DD															
REF	MB-021-9000															
LOT	#####															
Адрес юридический	123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 18, строение 1, этаж 2, комната № 25															
Телефон городской	+7 499 391 16 10															
Телефон сотовый	+7 925 428 95 12															
Электронная почта	techno@algimed.com															

www.algimed-techno.com
21.20.23-021-57564538-2023

Рисунок 1-3 Маркировка на флаконах, вариант исполнения «Алмасс Био Матрица»





Рисунок 1-3а Маркировка на вторичной упаковке, вариант исполнения «Алмасс Био Матрица»

**ALGIMED
TECHNO**

КАТ. №

MB-021M-9000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АЛМАСС Био Матрица

Набор реагентов «АЛМАСС Био» по
ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант
исполнения «АЛМАСС Био Матрица»

Регистрационное удостоверение № _____

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И
ТРАНСПОРТИРОВКИ



	YYYY-MM-DD
	YYYY-MM-DD
REF	MB-021M-9000
LOT	#####

www.algimed-techno.com



КОЛИЧЕСТВО
ОПРЕДЕЛЕНИЙ

9000

СОСТАВ НАБОРА

АЛМАСС Био Матрица	15 шт = 9 шт
АЛМАСС Био Растворитель	1,2 шт = 9 шт
Паспорт качества	1 шт
Инструкция по применению	1 шт



ООО «АЛЬГИМЕД ТЕХНО»
Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬГИМЕД ТЕХНО»

Адрес юридический	123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 18, строение 1, этаж 2, комната № 25
Телефон руководитель	+7 499 391 16 10
Телефон счетовод	+7 925 428 96 12
Электронная почта	techno@algimed.com

ТУ 21.20.23-021-57564538-2023

Рисунок 1-4 Маркировка на флаконах, вариант исполнения «Алмасс Био Стандарт»





Рисунок 1-4а Маркировка на упаковке, вариант исполнения «Алмасс Био Стандарт»

ALGIMED TECHNO КАТ. № MB-021S-9000	ЧАСТЬ <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1/2</div>	КОЛИЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЙ <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">9000</div>																
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛМАСС Био Стандарт Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения «АЛМАСС Био Стандарт»		СОСТАВ НАБОРА <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>АЛМАСС Био Растворитель</td> <td style="text-align: right;">1,2 мл = 1 шт</td> </tr> <tr> <td>Паспорт качества</td> <td style="text-align: right;">1 шт</td> </tr> <tr> <td>Инструкции по применению</td> <td style="text-align: right;">1 шт</td> </tr> </table>	АЛМАСС Био Растворитель	1,2 мл = 1 шт	Паспорт качества	1 шт	Инструкции по применению	1 шт										
АЛМАСС Био Растворитель	1,2 мл = 1 шт																	
Паспорт качества	1 шт																	
Инструкции по применению	1 шт																	
Регистрационное удостоверение № _____ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>		ИНСТРУКЦИЯ 																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;"></td> <td>YYYY-MM-DD</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;"></td> <td>YYYY-MM-DD</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">REF</td> <td>MB-021S-9000</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">LOT</td> <td>#####</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> IVD </div> </div>			YYYY-MM-DD		YYYY-MM-DD	REF	MB-021S-9000	LOT	#####	ООО «АЛЬГИМЕД ТЕХНО» Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬГИМЕД ТЕХНО» <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Адрес юридический</td> <td>123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 10, строение 1, этаж 2, комната № 25</td> </tr> <tr> <td>Телефон городской</td> <td>+7 499 391 16 10</td> </tr> <tr> <td>Телефон сотовый</td> <td>+7 925 428 95 12</td> </tr> <tr> <td>Электронная почта</td> <td>techno@algimed.com</td> </tr> </table>	Адрес юридический	123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 10, строение 1, этаж 2, комната № 25	Телефон городской	+7 499 391 16 10	Телефон сотовый	+7 925 428 95 12	Электронная почта	techno@algimed.com
	YYYY-MM-DD																	
	YYYY-MM-DD																	
REF	MB-021S-9000																	
LOT	#####																	
Адрес юридический	123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 10, строение 1, этаж 2, комната № 25																	
Телефон городской	+7 499 391 16 10																	
Телефон сотовый	+7 925 428 95 12																	
Электронная почта	techno@algimed.com																	
www.algimed-techno.com		ТУ 21.20.23-021-57564538-2023																

ALGIMED TECHNO КАТ. № MB-021S-9000	ЧАСТЬ <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">2/2</div>	КОЛИЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЙ <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">9000</div>																
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛМАСС Био Стандарт Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения «АЛМАСС Био Стандарт»		СОСТАВ НАБОРА <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>АЛМАСС Био Стандарт</td> <td style="text-align: right;">1 мл = 3 шт</td> </tr> </table>	АЛМАСС Био Стандарт	1 мл = 3 шт														
АЛМАСС Био Стандарт	1 мл = 3 шт																	
Регистрационное удостоверение № _____ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">не более 10 суток</div>		УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;"></td> <td>YYYY-MM-DD</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;"></td> <td>YYYY-MM-DD</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">REF</td> <td>MB-021S-9000</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">LOT</td> <td>#####</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> IVD </div> </div>			YYYY-MM-DD		YYYY-MM-DD	REF	MB-021S-9000	LOT	#####	ИНСТРУКЦИЯ 								
	YYYY-MM-DD																	
	YYYY-MM-DD																	
REF	MB-021S-9000																	
LOT	#####																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;"></td> <td>YYYY-MM-DD</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;"></td> <td>YYYY-MM-DD</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">REF</td> <td>MB-021S-9000</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">LOT</td> <td>#####</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> IVD </div> </div>			YYYY-MM-DD		YYYY-MM-DD	REF	MB-021S-9000	LOT	#####	ООО «АЛЬГИМЕД ТЕХНО» Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬГИМЕД ТЕХНО» <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Адрес юридический</td> <td>123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 10, строение 1, этаж 2, комната № 25</td> </tr> <tr> <td>Телефон городской</td> <td>+7 499 391 16 10</td> </tr> <tr> <td>Телефон сотовый</td> <td>+7 925 428 95 12</td> </tr> <tr> <td>Электронная почта</td> <td>techno@algimed.com</td> </tr> </table>	Адрес юридический	123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 10, строение 1, этаж 2, комната № 25	Телефон городской	+7 499 391 16 10	Телефон сотовый	+7 925 428 95 12	Электронная почта	techno@algimed.com
	YYYY-MM-DD																	
	YYYY-MM-DD																	
REF	MB-021S-9000																	
LOT	#####																	
Адрес юридический	123007, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 10, строение 1, этаж 2, комната № 25																	
Телефон городской	+7 499 391 16 10																	
Телефон сотовый	+7 925 428 95 12																	
Электронная почта	techno@algimed.com																	
www.algimed-techno.com		ТУ 21.20.23-021-57564538-2023																

Обозначение символов

Символ	Значение	Символ	Значение
	Дата изготовления		Температурный диапазон
	Изготовитель		Верхняя граница температурного диапазона
	Код партии		Беречь от влаги
	Номер по каталогу		Не допускать воздействия солнечных лучей
	Использовать до...		Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Пламя		Обратитесь к инструкции по применению
	Опасность для здоровья человека		Восклицательный знак
	Мессенджер: Телеграмм		Мессенджер: Viber
	Логотип изготовителя		Объем

Первичная упаковка

Компоненты набора реагентов должны быть упакованы:

Реагенты «АЛМАСС Био Стандарт» и «АЛМАСС Био Матрица» – в пробирки полимерные с юбкой устойчивости с завинчивающимися крышками объемом от 1,5 до 2,0 мл;

Реагент «АЛМАСС Био Растворитель» – в виалы из тёмного стекла для ВЭЖХ с завинчивающимися крышками номинальной вместимостью от 1,5 до 2,0 мл.

Компоненты набора реагентов укладываются в потребительскую упаковку – металлизированные пакеты с замком ЗИП-ЛОК. Инструкция по применению в бумажном виде может не помещаться с компонентами наборов, а передаваться заказчику отдельно.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

11 (оригиналь) листов

Исполнительный директор ООО «Альгимед Техно»

Ластовская В.Н.

« 10 » февраля 20 23 года М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «Альгимед Техно»

В.Н. Ластовская

«01» ноября 2023 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023.

1. Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био 3К»

Рисунок 1 Общий вид набора реагентов (вторичная упаковка)



Рисунок 2 Компоненты набора реагентов – общий вид (первичная упаковка)



Рисунок 3 Компоненты набора реагентов – «АЛМАСС Био Стандарт», 1 пробирка 3 мг (первичная упаковка)




Рисунок 4 Компоненты набора реагентов – «АЛМАСС Био Матрица», 4 пробирки по 15 мг (первичная упаковка)




Рисунок 5 Компоненты набора реагентов – «АЛМАСС Био Растворитель», 5 виал по 1,2 мл (первичная упаковка)



ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
ООО «Альгимед Техно»



Ластовская

2023 г.

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов «АЛМАСС Био»
по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023



ООО «Альгимед Техно»
123007, Российская Федерация,
г. Москва, ул. 1-я Магистральная,
дом 18, строение 1, этаж 2,
комната № 25

techno@algimed.com

+7 499 391 16 10

+7 925 428 95 12

www.algimed-techno.com

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы

Рисунок 7 Паспорт качества Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био 3К»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № X		
Набор реагентов «АЛМАСС Био»		
по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био 3К»		
Сведения о НД: ТУ 21.20.23-021-57564538-2023		
Серия: XXXXXX		
Дата изготовления: XX.XX.XXXX		
Годен до: XX.XX.XXXX		
Условия хранения: реагенты «АЛМАСС Био Растворитель» и «АЛМАСС Био Матрица» - в защищенном от света и влаги месте при температуре от 0 °С до плюс 4 °С, в течение 12 месяцев с даты изготовления; реагент «АЛМАСС Био Стандарт» - в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше минус 18 °С в течение 12 месяцев с даты изготовления.		
Условия транспортирования: при температуре от 0 °С до плюс 4 °С, в стандартных условиях влажности, без доступа прямых солнечных лучей в течение не более 10 суток		
Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Масса реагента «АЛМАСС Био Матрица»	15 мг	15 мг
Чистота матрицы	Не менее 90 %	93 %
Объем реагента «АЛМАСС Био Растворитель»	1,2 мл	1,2 мл
Растворяющая способность реагента «АЛМАСС Био Растворитель» в отношении реагента «АЛМАСС Био Матрицы»	15 мг/мл	15 мг/мл
Масса реагента «АЛМАСС Био Стандарт»	1 мг	1 мг
Типичность белкового профиля	Соответствие штамму <i>Escherichia coli</i> DH5 alfa	Соответствует штамму <i>Escherichia coli</i> DH5 alfa
Точность определения белков	не более 0,02 % ОСКО	0,0077% ОСКО при определении белка RL36; 0,0080% ОСКО при определении белка RS34; 0,0065% ОСКО при определении белка RS33meth; 0,0050% ОСКО при определении белка RS19
Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 21.20.23-021-57564538-2023		
Исполнительный директор: В.Н. Ластовская		
Дата выдачи паспорта: XX.XX.XXXX г.		
ООО «Альгимед Техно»		
123007 Российская Федерация, г. Москва, д. 18, строение 1, этаж 2, комната № 25		
Тел. +7 499 391 16 10, +7 925 428 95 12		
Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com		

2. Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био 9К»

Рисунок 8 Общий вид набора реагентов (вторичная упаковка)



Рисунок 9 Компоненты набора реагентов – общий вид (первичная упаковка)



Рисунок 10 Компоненты набора реагентов – «АЛМАСС Био Стандарт», 3 пробирки по 3 мг (первичная упаковка)



Рисунок 11 Компоненты набора реагентов – «АЛМАСС Био Матрица», 10 пробирок по 15 мг (первичная упаковка)




Рисунок 12 Компоненты набора реагентов – «АЛМАСС Био Растворитель», 13 виал по 1,2 мл (первичная упаковка)



ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
ООО «Альгимед Техно»



Пастовская

2023 г.

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов «АЛМАСС Био»
по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023



ООО «Альгимед Техно»
123007, Российская Федерация,
г. Москва, ул. 1-я Магистральная,
дом 18, строение 1, этаж 2,
комната № 25

techno@algimed.com

+7 499 391 16 10

+7 925 428 95 12

www.algimed-techno.com

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы

Рисунок 14 Паспорт качества Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био 9К»

ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED
TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № X

Набор реагентов «АЛМАСС Био»
по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения:
«АЛМАСС Био 9К»

Сведения о НД: ТУ 21.20.23-021-57564538-2023

Серия: XXXXXX

Дата изготовления: XX.XX.XXXX

Годен до: XX.XX.XXXX

Условия хранения: реагенты «АЛМАСС Био Растворитель» и «АЛМАСС Био Матрица» - в защищённом от света и влаги месте при температуре от 0 °С до плюс 4 °С, в течение 12 месяцев с даты изготовления; реагент «АЛМАСС Био Стандарт» - в защищённом от света и влаги месте при температуре не выше минус 18 °С в течение 12 месяцев с даты изготовления.
Условия транспортирования: при температуре от 0 °С до плюс 4 °С, в стандартных условиях влажности, без доступа прямых солнечных лучей в течение не более 10 суток

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Масса реагента «АЛМАСС Био Матрица»	15 мг	15 мг
Чистота матрицы	Не менее 90 %	95 %
Объём реагента «АЛМАСС Био Растворитель»	1,2 мл	1,2 мл
Растворяющая способность реагента «АЛМАСС Био Растворитель» в отношении реагента «АЛМАСС Био Матрицы»	15 мг/мл	15 мг/мл
Масса реагента «АЛМАСС Био Стандарт»	1 мг	1 мг
Типичность белкового профиля	Соответствие штамму <i>Escherichia coli</i> DH5 alfa	Соответствует штамму <i>Escherichia coli</i> DH5 alfa
Точность определения белков	не более 0,02 % ОСКО	0,0085% ОСКО при определении белка RL36; 0,0072% ОСКО при определении белка RS34; 0,0055% ОСКО при определении белка RS33meth; 0,0063% ОСКО при определении белка RS19

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 21.20.23-021-57564538-2023

Исполнительный директор:

В.Н. Ластовская

Дата выдачи паспорта: XX.XX.XXXX г.

ООО «Альгимед Техно»

123007 Российская Федерация, г. Москва, д. 18, этаж 2, комната № 25
Тел. +7 499 391 16 10, +7 925 428 95 12

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com

ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED
TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO

ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED
TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO

3. Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био Стандарт»

Рисунок 15 Общий вид набора реагентов (вторичная упаковка)



Рисунок 16 Компоненты набора реагентов – общий вид (первичная упаковка)



Рисунок 17 Компоненты набора реагентов – «АЛМАСС Био Стандарт», 3 пробирки по 3 мг (первичная упаковка)




Рисунок 18 Компоненты набора реагентов – «АЛМАСС Био Растворитель», 1 виала 1,2 мл (первичная упаковка)



ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
ООО «Альгимед Техно»

Ластовская

2023 г.

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Альгимед Техно"
ОГРН 1217700371234
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. Москва

2023 г.

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов «АЛМАСС Био»
по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023



ООО «Альгимед Техно»
123007, Российская Федерация,
г. Москва, ул. 1-я Магистральная,
дом 18, строение 1, этаж 2,
комната № 25

techno@algimed.com

+7 499 391 16 10

+7 925 428 95 12

www.algimed-techno.com

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед началом работы

Рисунок 20 Паспорт качества Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био Стандарт»

ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED
TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № X

*Набор реагентов «АЛМАСС Био»
по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения:
«АЛМАСС Био Стандарт»*

Сведения о НД: ТУ 21.20.23-021-57564538-2023
Серия: XXXXXX
Дата изготовления: XX.XX.XXXX
Годен до: XX.XX.XXXX

Условия хранения: реагенты «АЛМАСС Био Растворитель» - в защищенном от света и влаги месте при температуре от 0 °С до плюс 4 °С, в течение 12 месяцев с даты изготовления; реагент «АЛМАСС Био Стандарт» - в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше минус 18 °С в течение 12 месяцев с даты изготовления.
Условия транспортирования: при температуре от 0 °С до плюс 4 °С, в стандартных условиях влажности, без доступа прямых солнечных лучей в течение не более 10 суток

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Масса реагента «АЛМАСС Био Матрица»	15 мг	15 мг
Чистота матрицы	Не менее 90 %	95 %
Объем реагента «АЛМАСС Био Растворитель»	1,2 мл	1,2 мл
Растворяющая способность реагента «АЛМАСС Био Растворитель» в отношении реагента «АЛМАСС Био Матрицы»	15 мг/мл	15 мг/мл
Масса реагента «АЛМАСС Био Стандарт»	1 мг	1 мг
Типичность белкового профиля	Соответствие штамму <i>Escherichia coli</i> DH5 alfa	Соответствует штамму <i>Escherichia coli</i> DH5 alfa
Точность определения белков	не более 0,02 % ОСКО	0,0080% ОСКО при определении белка RL36; 0,0053% ОСКО при определении белка RS34; 0,0079% ОСКО при определении белка RS33meth; 0,0087% ОСКО при определении белка RS19

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 21.20.23-021-57564538-2023

Исполнительный директор:  Н. Лашовская

Дата выдачи паспорта: XX.XX.XXXX г.

ООО «Альгимед Техно»
123007 Российская Федерация, г. Москва, д. 18, стр. 1, этаж 2, комната № 25
Тел. +7 499 391 16 10, +7 925 428 95 12
Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com

ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED ALGIMED
TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO TECHNO

4. Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био Матрица»

Рисунок 21 Общий вид набора реагентов (вторичная упаковка)



Рисунок 22 Компоненты набора реагентов – общий вид (первичная упаковка)



Рисунок 23 Компоненты набора реагентов – «АЛМАСС Био Матрица», 9 пробирок по 15 мг (первичная упаковка)




Рисунок 24 Компоненты набора реагентов – «АЛМАСС Био Растворитель», 9 виал по 1,2 мл (первичная упаковка)



ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
ООО «Альгимед Техно»



Пастовская

2023 г.

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов «АЛМАСС Био»
по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023



ООО «Альгимед Техно»
123007, Российская Федерация,
г. Москва, ул. 1-я Магистральная,
дом 18, строение 1, этаж 2,
комната № 25

techno@algimed.com

+7 499 391 16 10

+7 925 428 95 12

www.algimed-techno.com

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы

Рисунок 26 Паспорт качества Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био Матрица»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № X		
Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био Матрица»		
Сведения о НД: ТУ 21.20.23-021-57564538-2023		
Серия: XXXXXX		
Дата изготовления: XX.XX.XXXX		
Годен до: XX.XX.XXXX		
Условия хранения: реагенты «АЛМАСС Био Растворитель» и «АЛМАСС Био Матрица» - в защищенном от света и влаги месте при температуре от 0 °С до плюс 4 °С, в течение 12 месяцев с даты изготовления.		
Условия транспортирования: при температуре от 0 °С до плюс 4 °С, в стандартных условиях влажности, без доступа прямых солнечных лучей в течение не более 10 суток		
Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Масса реагента «АЛМАСС Био Матрица»	15 мг	15 мг
Чистота матрицы	Не менее 90 %	94 %
Объем реагента «АЛМАСС Био Растворитель»	1,2 мл	1,2 мл
Растворяющая способность реагента «АЛМАСС Био Растворитель» в отношении реагента «АЛМАСС Био Матрицы»	15 мг/мл	15 мг/мл
Масса реагента «АЛМАСС Био Стандарт»	1 мг	1 мг
Типичность белкового профиля	Соответствие штамму <i>Escherichia coli</i> DH5 alfa	Соответствует штамму <i>Escherichia coli</i> DH5 alfa
Точность определения белков	не более 0,02 % ОСКО	0,0073% ОСКО при определении белка RL36; 0,0088% ОСКО при определении белка RS34; 0,0067% ОСКО при определении белка RS33meth; 0,0090% ОСКО при определении белка RS19
Закключение: продукт соответствует требованиям ТУ 21.20.23-021-57564538-2023		
Исполнительный директор:		В.Н. Ластовская
Дата выдачи паспорта: XX.XX.XXXX г.		
ООО «Альгимед Техно» 123007 Российская Федерация, г. Москва, д. 18, строение 1, этаж 2, комната № 25 Тел. +7 499 391 16 10, +7 925 428 95 12 Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com		

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

17 (рварать сечь) листов

Исполнительный директор ООО «Альгимед Техно»

Ластовская В.Н.

« 01 » ноября 2023 года М.П.

