

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "ХЕЛС ЛАЙН РУС"
Пак И.Т.

«15» декабря 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Перчатки хирургические латексные стерильные
однократного применения**

2023 г.



Рисунок 1 - Перчатки хирургические латексные стерильные однократного применения, опудренные, текстурированные на ладони и на пальцах, манжета с валиком, анатомически правильной формы с пальцами, загнутыми в направлении ладони, размеры: 7,0. Общий вид.



Рисунок 2 - Перчатки хирургические латексные стерильные однократного применения, опудренные, текстурированные на ладони и на пальцах, манжета с валиком, анатомически правильной формы с пальцами, загнутыми в направлении ладони, размеры: 7,5. Общий вид.



Рисунок 3 - Перчатки хирургические латексные стерильные однократного применения, опудренные, текстурированные на ладони и на пальцах, манжета с валиком, анатомически правильной формы с пальцами, загнутыми в направлении ладони, размеры: 8,0. Общий вид.



Рисунок 4 - Перчатки хирургические латексные стерильные однократного применения, опудренные, текстурированные на ладони и на пальцах, манжета с валиком, анатомически правильной формы с пальцами, загнутыми в направлении ладони, размеры: 8,0. Внутренняя стерилизационная упаковка. Внутренняя стерилизационная упаковка для опудренных перчаток размеров 7,0 и 7,5 идентична, за исключением указания размера.



Рисунок 6 - Перчатки хирургические латексные стерильные однократного применения, неопудренные, текстурированные на ладони и на пальцах, манжета с валиком, анатомически правильной формы с пальцами, загнутыми в направлении ладони, размеры: 7,0. Общий вид.



Рисунок 7 - Перчатки хирургические латексные стерильные однократного применения, неопудренные, текстурированные на ладони и на пальцах, манжета с валиком, анатомически правильной формы с пальцами, загнутыми в направлении ладони, размеры: 7,5. Общий вид.



Рисунок 8 - Перчатки хирургические латексные стерильные однократного применения, неопудренные, текстурированные на ладони и на пальцах, манжета с валиком, анатомически правильной формы с пальцами, загнутыми в направлении ладони, размеры: 8,0. Общий вид.



Рисунок 9 - Перчатки хирургические латексные стерильные однократного применения, неопудренные, текстурированные на ладони и на пальцах, манжета с валиком, анатомически правильной формы с пальцами, загнутыми в направлении ладони, размеры: 8,0. Внутренняя стерилизационная упаковка. Внутренняя стерилизационная упаковка для неопудренных перчаток размеров 7,0 и 7,5 идентична, за исключением указания размера.

LOT 002 11.2022 11.2027



1 ПАРА

8.0

**ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ
ЛАТЕКСНЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

- Изогнутые пальцы
- Текстурированные
- Неопудренные
- Одноразовые
- Стерильные
- Анатомической формы с разделением на правую/левую руки

ОТКРЫВАТЬ
ЗДЕСЬ



**ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

Вариант исполнения: Перчатки хирургические латексные стерильные однократного применения, неопудренные, текстурированные на ладони и на пальцах, манжета с валиком, анатомически правильной формы с пальцами, загнутыми в направлении ладони, размер: 8,0, в составе:

- Перчатки хирургические (для левой и правой руки) - 1 пара в стерилизационной упаковке;
- Инструкция по применению - 1 шт. на единицу групповой упаковки.

ЦВЕТ: НАТУРАЛЬНЫЙ.

Соответствует ГОСТ Р 52238-2004.

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ.


СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ: Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Неиспользованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Утилизация изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Производитель: Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "HEALTH LINE". Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "HEALTH LINE" / OOO "HEALTH LINE" (OJIO OOO "HEALTH LINE"). Адрес: Республика Узбекистан, Ташкентский район, Ташкент, ул. Исламхон, д. 236а. Тел.: +9978 150-44-22, 09978 150-74-25, 09978 150-74-27. Факс: 09978 150-74-25. E-mail: info@healthline.uz, info@healthline.ru.
Адрес места производства медицинского изделия: СП OOO "HEALTH LINE", Республика Узбекистан, 111022, г. Ташкент, Ташкентский район, Ташкент, ул. Исламхон, д. 236а. Уполномоченный представитель медицинского изделия на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью "HEALTH LINE RU" (OOO "HEALTH LINE RU"), Филиалский адрес: Россия, 112041, г. Москва, ВнТерр. МНП "РАЙОНАЛЬНЫЙ ОНКОПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", ул. Лаврушинский пер., д. 15А, контактный тел. номер: 210-952. Тел.: +7 (495) 495-65-16, E-mail: info@healthline.ru.

**ХИРУРГИЧЕСКИЕ
ПЕРЧАТКИ**

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ISO 9001:2015 и ISO 13485:2018



STERILE EO

Дата стерилизации вложена в дату производства.



СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Рисунок 10 - Перчатки хирургические латексные стерильные однократного применения, неопудренные, текстурированные на ладони и на пальцах, манжета с валиком, анатомически правильной формы с пальцами, загнутыми в направлении ладони, размеры: 8,0. Внешняя стерилизационная упаковка. Внешняя стерилизационная упаковка для неопудренных перчаток размеров 7,0 и 7,5 идентична, за исключением указания размера.


1
Всего прошнуровано и скреплено печатью

12 (двенадцать) лист 06

Генеральный директор

ООО "ХЕЛС ЛАЙН РУС"




Пак Ирина Тимофеевна