

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор**

**ООО "ЛИДКОР"**

**Е.Ю. Гохгут**

**«01» декабря 2023 г.**



## **МАКЕТ МАРКИРОВКИ**

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур Ферритин» для количественного  
определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека методом  
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе  
автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для  
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-221-65614693-2022»**

**2023**

Набор реагентов «Лидлаб Амур Ферритин» для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-221-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



## Лидлаб Амур Ферритин

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



|     |          |            |     |        |
|-----|----------|------------|-----|--------|
| LOT | 20230701 | 01.07.2024 | REF | C86008 |
|-----|----------|------------|-----|--------|

### Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Ферритин» для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-221-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



## Лидлаб Амур Ферритин

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



|     |          |            |     |        |
|-----|----------|------------|-----|--------|
| LOT | 20230701 | 01.07.2024 | REF | C86008 |
|-----|----------|------------|-----|--------|

### Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Ферритин» для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-221-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:
































- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



## Лидлаб Амур Ферритин

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO



### Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Ферритин» для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-221-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:









- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



## Лидлаб Амур Ферритин

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



### Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YNLO**

**Лидлаб Амур Ферритин**

3,5 мл 4,0 мл

R 1 R 2

LOT 20230701 01.07.2024

IVD   ProClin 300

2°C 8°C  $\Sigma 1 \times 50$

9031 1017

лидкор

**Лидлаб Амур Ферритин**

Пароизоляционные крышки – 4 шт.

LOT 20230701 01.07.2024 REF C86008

IVD 

Лидлаб Амур Ферритин



LOT 20230701 EXP 01.07.2024

лидкор

**Лидлаб Амур Ферритин**

1,0 мл

CAL 1

LOT 20230701 01.07.2024 REF C86008

2°C 8°C IVD   ProClin 300

лидкор

**Лидлаб Амур Ферритин**

1,0 мл

CAL 2

LOT 20230701 01.07.2024 REF C86008

2°C 8°C IVD   ProClin 300

лидкор


**Лидлаб Амур Ферритин**

1,0 мл


CAL 3

LOT 20230701 01.07.2024 REF C86008


2°C 8°C IVD   ProClin 300



# Макет транспортной маркировки



Набор реагентов «Лидлаб Амур Ферритин» для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-221-65614693-2022



Для профессионального применения

|                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                     |            |     |                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204. |                                                                                     |            |     |  | 01.07.2023 |
| LOT                                                                                 | 20230701                                                                                                                       |  | 01.07.2024 | REF | C86008                                                                                |            |

Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

6 (Шесть) ) л.

Директор  
ООО «Лидкор»



/Е. Ю. Гохгут/

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор**

**ООО "ЛИДКОР"**

**Е.Ю. Гохгут**

**«01» декабря 2023 г.**




## **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**«Набор реагентов «Лидлаб Амур Ферритин» для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-221-65614693-2022»**


**2023**



Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)







Калибратор 3 (CAL3)



Набор реагентов на 100 тестов

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,  
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.  
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур Ферритин»  
для количественного определения ферритина  
в сыворотке и плазме крови человека методом  
иммунохемилюминесцентного анализа  
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом  
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для  
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-221-65614693-  
2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская  
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15  
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,  
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Набор реагентов на 100 тестов (другая сторона коробки)



Набор реагентов на 100 тестов (другая сторона коробки)



Набор реагентов на 200 тестов

**ООО «ЛИДКОР»**

Россия, 620102 Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204.  
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур Ферритин»  
для количественного определения ферритина  
в сыворотке и плазме крови человека методом  
иммунохимического люминесцентного анализа  
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом  
иммунохимическом «Лидлаб Амур» для  
диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-221-6581663-  
2022. Набор реагентов на 200 тестов.  
Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № 1000100001 от 05.05.2022

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская  
область, г. Екатеринбург, ул. Кривоворотная, д. 16  
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 441861, Московская область,  
г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а

Набор реагентов на 200 тестов (другая сторона коробки)




Набор реагентов на 200 тестов (другая сторона коробки)



Набор реагентов на 500 тестов



Набор реагентов на 500 тестов (другая сторона коробки)



Набор реагентов на 500 тестов (другая сторона коробки)

# лидлаб

**Лидлаб Амур**  
**Ферритин**  
Набор реагентов на 1000 тестов

**Состав набора**


- 1. Буферный раствор, Реагент 1
- 2. Реагент 2
- 3. Реагент 3
- 4. Реагент 4
- 5. Реагент 5
- 6. Реагент 6
- 7. Реагент 7
- 8. Реагент 8
- 9. Реагент 9
- 10. Реагент 10

Срок годности: 12 месяцев

Набор реагентов на 1000 тестов



Набор реагентов на 1000 тестов (другая сторона коробки)



**Набор реагентов на 1000 тестов (другая сторона коробки)**

лидкор

## Лидлаб Амур Ферритин

Пароизоляционные  
крышки – 4 шт.

LOT 20230701

01.07.2024

REF C86008



лидкор

## Лидлаб Амур Ферритин

Пароизоляционные  
крышки – 4 шт.

LOT 20230701

01.07.2024

REF C86008





Транспортная тара и ее маркировка



Набор реагентов «Лидлаб Амур Ферритин» для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-221-65614693-2022 выпускается в четырех вариантах

🇷🇺 000 ЦИРМИ 📧 INFO@CIRMI.RU 🌐 WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

гентов на 100 тестов; Набор реагентов на 200 тестов; Набор реагентов на 500 тестов; Набор реагентов на 1000 тестов

Всего пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

20 (Шаруа) л.

Директор  
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

