

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»


А.А. Козаренко

«19» сентября 2023 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для количественного определения аутоантител класса G (IgG) к бета-2-гликопротеину I в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа «Анти- β 2-Gp1-ИФА-IgG-LP» по ТУ 21.20.23-023-35531509-2023



Набор реагентов для количественного определения аутоантител класса G (IgG) к бета-2-гликопротеину 1 в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа «Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP» по ТУ 21.20.23-023-35531509-2023

РУ № _____

- | | | |
|--|--|------|
| - Микроплашет - планшет разорванный с иммобилизованным | - Буфер для неубитых образцов (БИС), 12 мл/фл. | 1 фл |
| нативным бета-2-гликопротеином (МП) | - Раствор коллоида (РК), 12 мл/фл. | 1 фл |
| - Калибровочная проба № 1 (K1), 1,0 мл/фл. | - Раствор тетраметилбензила в субстратном буфере (ТМБ), 12 мл/фл | 1 фл |
| - Калибровочная проба № 2, (K2), 1,0 мл/фл. | - Концентрат промывочного раствора 20-кратный (ФСБ-Т), 20 мл/фл | 2 фл |
| - Калибровочная проба № 3, (K3), 1,0 мл/фл | - 0,5M раствор серной кислоты (Стон-реагент), 12 мл/фл | 1 фл |
| - Калибровочная проба № 4, (K4), 1,0 мл/фл | - Плашет для разведения образцов | 1 шт |
| - Калибровочная проба № 5, (K5), 1,0 мл/фл | - Вязкока для реагентов однократная | 2 шт |
| - Контрольный образец (КО), 1,0 мл/фл. | - Пипетка для записывания лунок микроплашета однократная | 2 шт |
| - Буфер для разведения образцов (БРС), 12 мл/фл. | - Инструмент по промыванию | 1 шт |











Условия хранения:

Условия
транспортирования:

Допускается транспортирование при температуре $+25 \div +28^\circ\text{C}$ в течение 3 суток

Только для профессионального применения

ООО «ЛабПэк»

«Анти-β2-Гр1-ИФА-IgG-LP»

REF

KS097

LOT

C130923



2024-09-13





Информация о товаре
Серия: KS097
Лот: C130923
Дата: 2024-09-13
Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения: +2°C до +8°C
Состав: Анти-β2-Гр1-ИФА-IgG-LP
Производитель: ООО «ЛабПэк»
Адрес: г. Москва, ул. ...
Телефон: ...
E-mail: ...
Сайт: ...




1. Микропланшет - планшет разборный с иммобилизованным нативным $\beta 2$ -Gp1





2. Калибровочная проба № 1




3. Калибровочная проба № 2






4. Калибровочная проба № 3






5. Калибровочная проба №4




6. Калибровочная проба № 5




7. Контрольный образец





8. Буфер для разведения образцов




9. Буфер для инкубации образцов




10. Раствор конъюгата



11. Раствор тетраметилбензидина в субстратном буфере



12. Концентрат промывочного раствора 20-кратный



13. 0,5 М раствор серной кислоты



14. Ванночка для реагентов одноразовая, пленка для заклеивания лунок микропланшета одноразовая, планшет для разведения образцов





«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО ЛабПэк»

/ А.А. Козаренко/

«19» сентября 2023 г.



Маркировка первичной, потребительской и групповой (транспортной) упаковки.

Набор реагентов для количественного определения аутоантител класса G (IgG) к бета-2-гликопротеину 1 в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа «Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP» по ТУ 21.20.23-023-35531509-2023

1. Образцы маркировки первичной упаковки:

Микропланшет - планшет разборный с иммобилизованным нативным β2-Gp1 (МП)

Буфер для разведения образцов (БРС)

«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP» МП Готов к использованию Микропланшет - планшет разборный с иммобилизованным нативным β2-Gp1 LOT CXXXXXXX XXXX-XX-XX +2°C +8°C	«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP» БРС Буфер для разведения образцов 12 мл Готов к использованию LOT CXXXXXXX XXXX-XX-XX +2°C +8°C
---	---

Буфер для инкубации образцов (БИС)

«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP» БИС Буфер для инкубации образцов 12 мл Готов к использованию LOT CXXXXXXX XXXX-XX-XX +2°C +8°C
--

Калибровочная проба №1 (К1)

Калибровочная проба №2 (К2)

«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP» К1 0 Ед/мл Калибровочная проба №1 1 мл Готова к использованию LOT CXXXXXXX XXXX-XX-XX +2°C +8°C	«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP» К2 8 Ед/мл Калибровочная проба №2 1 мл Готова к использованию LOT CXXXXXXX XXXX-XX-XX +2°C +8°C
--	--

Калибровочная проба №3 (К3)

ООО «ЛабПэк»	«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP»	
	К3 25 Ед/мл	
	Калибровочная проба №3	
	Готова к использованию	
	1 мл	
LOT CXXXXXX		
XXXX-XX-XX		
	+2°C	+8°C

Калибровочная проба №4 (К4)

ООО «ЛабПэк»	«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP»	
	К4 50 Ед/мл	
	Калибровочная проба №4	
	Готова к использованию	
	1 мл	
LOT CXXXXXX		
XXXX-XX-XX		
	+2°C	+8°C

Калибровочная проба №5 (К5)

ООО «ЛабПэк»	«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP»	
	К5 100 Ед/мл	
	Калибровочная проба №5	
	Готова к использованию	
	1 мл	
LOT CXXXXXX		
XXXX-XX-XX		
	+2°C	+8°C

Контрольный образец (КО)

ООО «ЛабПэк»	«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP»	
	КО XX-XX Ед/мл	
	Контрольный образец	
	Готов к использованию	
	1 мл	
LOT CXXXXXX		
XXXX-XX-XX		
	+2°C	+8°C

Раствор конъюгата (РК)

ООО «ЛабПэк»	«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP»	
	РК	
	Раствор конъюгата	
	Готов к использованию	
	12 мл	
LOT CXXXXXX		
XXXX-XX-XX		
	+2°C	+8°C

Раствор тетраметилбензидина в субстратном буфере (ТМБ)

ООО «ЛабПэк»	«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP»	
	ТМБ	
	Раствор тетраметилбензидина в субстратном буфере	
	Готов к использованию	
	12 мл	
LOT CXXXXXX		
XXXX-XX-XX		
	+2°C	+8°C

Концентрат промывочного раствора 20-кратный (ФСБ-Т)

ООО «ЛабПэк»	«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP»	
	ФСБ-Т	
	Концентрат промывочного раствора 20-кратный	
	смешать с водой очищенной в соотношении 1:20	
	20 мл	
LOT CXXXXXX		
XXXX-XX-XX		
	+2°C	+8°C

0,5М раствор серной кислоты (Стоп-реагент)

ООО «ЛабПэк»	«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP»	
	Стоп-реагент	
	0,5М раствор серной кислоты	
	Готов к использованию	
	12 мл	
LOT CXXXXXX		
XXXX-XX-XX		
	+2°C	+8°C

Ванночка для реагентов одноразовая (Ванночка)

ООО «ЛабПэк»	«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP»
	Ванночка
	Ванночка для реагентов одноразовая
	Готова к использованию
	2 шт

Планшет для разведения образцов (Планшет)

ООО «ЛабПэк»	«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP»
	Планшет
	Планшет для разведения образцов
	Готов к использованию
	1 шт

2. Образец маркировки вторичной упаковки:

Клапан пачки


 ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, корп. 22, литер И, пом. 3-Н
 Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP»

Набор реагентов для количественного определения аутоантител класса G (IgG) к
 бета-2-гликопротеину 1 в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа
 «Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP» по ТУ 21.20.23-023-35531509-2023

Состав набора: РУ №

- Микропластины - пластины разборной с иммобилизованными каплями бета-2-гликопротеином (МБТ)..... 1 шт - Калибровочная проба № 1 (K1), 1,0 мл/фл..... 1 фл - Калибровочная проба № 2, (K2), 1,0 мл/фл..... 1 фл - Калибровочная проба № 3, (K3), 1,0 мл/фл..... 1 фл - Калибровочная проба № 4, (K4), 1,0 мл/фл..... 1 фл - Калибровочная проба № 5, (K5), 1,0 мл/фл..... 1 фл - Контрольный образец (КО), 1,0 мл/фл..... 1 фл - Буфер для разведения образцов (БРС), 12 мл/фл..... 1 фл	- Буфер для иммуоблики образцов (БИС), 12 мл/фл..... 1 фл - Раствор конъюгата (РК), 12 мл/фл..... 1 фл - Раствор тетраметилбензила в субстратном буфере (ТМБ), 12 мл/фл..... 1 фл - Концентрат промывочного раствора 20-кратной (ФСБ-Т), 20 мл/фл..... 2 фл - 0,01М раствор серной кислоты (Стоп-реагент), 12 мл/фл..... 1 фл - Пластины для разведения образцов..... 1 шт - Вязкомера для разведения сыворотки..... 2 шт - Пленка для заманивания лунок микропластины одноразовая..... 2 шт - Инструкция по применению..... 1 шт
---	---


REF KS097  XXXX-XX-XX
LOT CXXXXXXX  XXXX-XX-XX









Условия хранения:
 +8°C
 -2°C

Условия транспортирования:
 +8°C
 -2°C
 Допускается транспортирование при температуре +25 - +28°C в течение 3 суток



Только для профессионального применения

Боковая сторона пачки

«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP»
REF KS097  XXXX-XX-XX
LOT CXXXXXXX  XXXX-XX-XX
 ООО «ЛабПэк»

 +8°C
 -2°C

3. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки


 ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, корп. 22, литер И, пом. 3-Н
 Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP»

Набор реагентов для количественного определения аутоантител класса G (IgG) к
 бета-2-гликопротеину 1 в сыворотке крови человека методом иммуноферментного
 анализа
 «Анти-β2-Gp1-ИФА-IgG-LP» по ТУ 21.20.23-023-35531509-2023

Число единиц потребительской упаковки изделийшт
 Масса нетто групповой упаковкикг
 Масса брутто групповой упаковки.....кг
 Масса нетто потребительской упаковки.....кг

REF KS097  XXXX-XX
LOT CXXXXXXX  XXXX-XX







Условия хранения, транспортирования:
 +8°C
 -2°C

Допускается транспортирование при температуре +25 - +28°C в течение 3 суток



Только для профессионального применения

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ ЛИСТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОЗАРЕНКО А.А.

