

- 117246, г. Москва, Пр-д Научный, д. 20 стр. 2,
этаж 1, пом I, часть ком 13
- +7 (495) 190-00-05
- Info@expressm-test.ru
- www.expressm-test.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиЛабТест»
ОГРН: 1157746600153 ИНН/КПП 7728277709/772801001



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор


ООО «ПрофиЛабТест»


Киреев А.И.


« 26 » _____ апреля _____ 2024 г.

Фотографические изображения общего вида
Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу
иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Комплект 1, серия 001








IVD Только для in vitro диагностики


Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Производитель: ООО «ПрофиЛабТест»
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2, этаж 1 пом. 1 часть ком. 13
Tel.: +7 495-199-00-05
e-mail: info@expressm-test.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Назначение изделия:
Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab» предназначен для качественного одновременного выявления антител к ВИЧ 1 и/или 2 типа, включая группу 0, и/или антигена р24 ВИЧ 1 типа в цельной капиллярной, цельной венозной (с цитратом натрия 3,2%, цитратом натрия 3,8%, литий гепарином, натрий гепарином, К2-ЭДТА или К3-ЭДТА в качестве антикоагулянта) крови, слюворотке или плазме (с цитратом натрия 3,2%, цитратом натрия 3,8%, литий гепарином, натрий гепарином, К2-ЭДТА или К3-ЭДТА в качестве антикоагулянта) крови человека методом иммунохроматографического анализа с целью скрининга ВИЧ-инфекции.
Функциональное назначение:
Вспомогательное средство в диагностике, скрининге.
Применение изделия не имеет ограничений по демографическим ограничениям.
Для однократного применения набора по назначению.
Показания и противопоказания:
Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab» показан для экспресс-определения наличия антител к ВИЧ 1 и/или 2 типа, включая группу 0, и/или антигена р24 ВИЧ 1 типа.
Набор реагентов не предназначен для субтипирования и определения группы ВИЧ.



Комплект 3, серия 003



000 * ПрофилебТест

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022
Комплект 3 (10 определений)

- Тест-набор - 10 шт.

- Флакон с бумажным расторопшем 10 шт. – 10 шт.
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10 шт.
- Пинцеты Паскаля, трансферные пинцеты (Ир ФС 2011/10017 от 07.07.2011 г.) – 10 шт.
- Ланцеты одноразовые Цанке 2, Ланцеты для ручек Qlance Twist, (Ир, 27, И, 21) (Ир ФС 2012/11043 от 12.02.2020 г.) – 10 шт.
- Салфетки предстерилизационные дезинфицирующие с расторопшем спирта, одноразовые СПД – ВНИС-МДК (СПД-8) по ТВ 9393-01/9786422-2016 Салфетки с пропиткой 70 % расторопшего этилового спирта размером 50х60 см (Ир ФС 2018/02330 от 10.01.2020 г.) – 10 шт.
- Пинцеты трансферные, трансферные пинцеты (30x20 мм) – 10 шт.

— 4 —

[illegible]

IVD This is in strict confidence

Набор реактивов для электрохимического выделения антител к IgG2/3
иммуноглобулинов человека и животных р24 28194-1
«Oxoid» М-8194-Аг. А/и»

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: ООО «ПрофТайп»
г.Тай, с.Мокша, Научный пр-д, д.20, стр.2, этаж 1-й (завод №1)
Тел.: +7 495-350-00-03
e-mail: info@prof-typ.ru

CRITERION OF HYSTERESIS

Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для определения количества холестерина в сыворотке крови методом спектрофотометрии

Наименование изделия: _____
Материал изготовления: _____

Второй этап работы по систематизации полученных данных проводился по определению частоты и интенсивности БЭВ. С помощью БЭВ-АВ определялись для каждого исследуемого пациента амплитуды в БЭВ 1 и в БЭВ 2, частоты (группы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826,

◆ 中国医药报 2006 年 12 月 14 日 第 10 版

Примечание: Вспомогательные материалы не являются обязательными

Для дальнейшего применения метода по [1] необходимо

Показание к организации:

Судья постановил, что изложенные в протоколе показания являются достоверными, и постановил признать виновным в совершении преступления подсудимого, приговорив его к лишению свободы сроком на 10 лет с отсрочкой исполнения наказания на 5 лет.

1997). Ag/AgCl electrodes were implanted bilaterally in the dorsal horn at 10.7


Модель взаимодействия на объектах неопределенности


Illegale perquisizione del appartamento della signora


11. *Chrysomelidae* (Colorado potato beetle)



1000


7
















ООО «ПроФабТест»
г. Москва, м. Новокосино, д. 10, стр. 1
Тел: +7 (495) 390-8075
E-mail: info@profabtest.ru
Сайт: www.profabtest.ru
Паспорт качества
П24 MHT-1
«Вексельфарм-АП»
17.10.2021
Количество: 6 (6 штук)
Срок годности: 24 мес.
Фасовка: 1 шт.
Масса нетто: 100 г.
Масса брутто: 100 г.
Паспорт качества
П24 MHT-1
«Вексельфарм-АП»
17.10.2021
Количество: 6 (6 штук)
Срок годности: 24 мес.
Фасовка: 1 шт.
Масса нетто: 100 г.
Масса брутто: 100 г.

ООО «ПроФабТест»
г. Москва, м. Новокосино, д. 10, стр. 1
Тел: +7 (495) 390-8075
E-mail: info@profabtest.ru
Сайт: www.profabtest.ru
Паспорт качества
П24 MHT-1
«Вексельфарм-АП»
17.10.2021
Количество: 6 (6 штук)
Срок годности: 24 мес.
Фасовка: 1 шт.
Масса нетто: 100 г.
Масса брутто: 100 г.

Паспорт качества
П24 MHT-1
«Вексельфарм-АП»
17.10.2021
Количество: 6 (6 штук)
Срок годности: 24 мес.
Фасовка: 1 шт.
Масса нетто: 100 г.
Масса брутто: 100 г.












Комплект 10, серия 010










Комплект 12, серия 012












Комплект 14, серия 014








Комплект 15, серия 015















Комплект 19, серия 019








Комплект 20, серия 020






































Комплект 12, серия 032













ООО «Цирми»
 125080, Москва, ул. Мухоморова, д. 10
 Тел: +7 (495) 119-11-11
 E-mail: info@cirmi.ru
 Сайт: www.goszdravnadzor.ru


История развития и совершенствования
 История развития и совершенствования
 История развития и совершенствования
 История развития и совершенствования

История развития и совершенствования
 История развития и совершенствования
 История развития и совершенствования
 История развития и совершенствования
















Фотографические изображения компонентов лабораторных реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab», имеющих маркировку

1. Флакон с буферным раствором



2. Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2I, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.)



3. Индивидуальная ампула с буферным раствором



4. Тест-кассета



5. Упаковка





+7 (495) 19 0000 5
+7 (985) 57 2233 0
info@expressm-test.ru
expressm-test.ru
ООО «ПрофиЛабТест»
Россия, 117246, Москва,
Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
этаж 1, помещ. 1, часть кон. 13



ЭКСПРЕСС
МАНУФАКТУРА

6. Макеты транспортной упаковки



ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления
антител к вирусу иммунодефицита человека
и антигена р24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

REF 4195AH18

 2022.04

Серия 018

 2024.06


 2 шт.

2°C  30°C

Масса нетто: 1830 г

Масса брутто: 2065 г

Масса нетто потребительской упаковки: 86 г





ООО «Профарма»
Наименование: 4195AH15
Серия: 015
Упаковка: 8 шт.
Срок годности: 2023.04
Срок годности: 2024.04
Температура хранения: 20°C

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления
антител к вирусу иммунодефицита человека
и антигена р24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

REF 4195AH15

 2022.04

Серия 015

 2024.06

 8 шт.


2°C  30°C

Масса нетто: 3200 г

Масса брутто: 3630 г

Масса нетто потребительской упаковки: 86 г





ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления
антител к вирусу иммунодефицита человека
и антигена р24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

REF 4195AH19

 2022.04

Серия 019

 2024.06


 12 шт.

2°C  30°C

Масса нетто: 11400 г

Масса брутто: 12050 г

Масса нетто потребительской упаковки: 86 г






Пронумеровано, пронумеровано,

скреплено печатью

79 лист 06

Генеральный директор

ООО "ПрофиЛабТест"

 Киреев А.И.

117246, г. Москва, Пр-д Научный, д. 20 стр. 2,
этаж 1, пом I, часть ком 13
+7 (495) 190-00-05
Info@expressm-test.ru
www.expressm-test.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиЛабТест»
ОГРН: 1157746600153 ИНН/КПП 7728277709/772801001



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПрофиЛабТест»

Киреев А.И.

« 22 » _____ марта _____ 2024 г.

Макет маркировки медицинского изделия Набор реагентов для одновременного
выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Комплект №1

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022
Комплект 1 (1 определение)
Состав:
- Тест-кассета - 1 шт.,
- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.
Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 1 шт.,
- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 1 шт.,
- Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта, одноразовые СПДС-«ВИПС-МЕД» (СПДС-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016: Салфетки с пропиткой 70 % раствором этилового спирта размером 60x60 (ПУ ФСР 2008/02320 от 10.01.2020 г.) - 1 шт.
Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30x20 мм) - 1 шт.

REF 4195AH1
Серия XXX

ГГГГ.ММ
ГГГГ.ММ

30°C
2°C

ПУ №РЗН _____ от _____

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»




ТУ 21.20.23-026-11399815-2022
Комплект 1 (1 определение)
Состав:
- Тест-кассета - 1 шт.,
- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.
Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 1 шт.,
- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 1 шт.,
- Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К.Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00: 13. Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 60 x 60 мм (ПУ ФСР 2009/05438 от 18.03.2022 г.) - 1 шт.
Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30x20 мм) - 1 шт.

REF 4195AH1
Серия XXX




ГГГГ.ММ
ГГГГ.ММ

30°C
2°C

ПУ №РЗН _____ от _____



Комплект №2



Комплект №3

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 3 (10 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 10 шт.,
- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 10 шт.,
- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 10 шт.,
- Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта, одноразовые СПДс-«ВИПС-МЕД» (СПДс-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016: Салфетки с пропиткой 70 % раствором этилового спирта размером 60х60 (ПУ ФСР 2008/02320 от 10.01.2020 г.) - 10 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 10 шт.

REF 4195AH3




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЭН _____ от _____

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 3 (10 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 10 шт.,
- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 10 шт.,
- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 10 шт.,
- Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00: 13. Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 60 x 60 мм (ПУ ФСР 2009/05438 от 18.03.2022 г.) - 10 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 10 шт.

REF 4195AH3




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЭН _____ от _____

ООО «ПрофиЛабТест»
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Флакон с буферным раствором

LOT

XXX



ГГГГ.ММ



3,0 мл

2°C

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Тест-кассета



LOT

XXX



ГГГГ.ММ

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Ланцеты одноразовые Qlance: 2.
Ланцеты для ручек Qlance Twist,
(IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043
от 12.02.2020 г.)

Σ 10

LOT

XXX

Комплект №4

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022
Комплект 4 (10 определений)
Состав:

- Тест-кассета - 10 шт.,
- Индивидуальная ампула с буферным раствором - 10 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 10 шт.,
- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 10 шт.,
- Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта, одноразовые СПДс-«ВИПС-МЕД» (СПДс-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016: Салфетки с пропиткой 70 % раствором этилового спирта размером 60х60 (ПУ ФСР 2008/02320 от 10.01.2020 г.) - 10 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 10 шт.

REF 4195AH4

Серия XXX

ГГГГ.ММ
ГГГГ.ММ

2°C 30°C

ПУ №РЗН _____ от _____

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022
Комплект 4 (10 определений)
Состав:

- Тест-кассета - 10 шт.,
- Индивидуальная ампула с буферным раствором - 10 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 10 шт.,
- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 10 шт.,
- Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00: 13. Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 60 х 60 мм (ПУ ФСР 2009/05438 от 18.03.2022 г.) - 10 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 10 шт.

REF 4195AH4

Серия XXX

ГГГГ.ММ
ГГГГ.ММ

2°C 30°C

ПУ №РЗН _____ от _____

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Тест-кассета

LOT XXX

ГГГГ.ММ

2°C 30°C

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.)

Σ 10

LOT XXX

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Индивидуальная ампула с буферным раствором

LOT XXX

ГГГГ.ММ

Σ 10

0,4 мл

2°C 30°C

Комплект №5

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 5 (10 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 10 шт.,

- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,

- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.

Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.)

- 10 шт.,

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30x20 мм) - 10 шт.

REF

4195AH5




ГГГГ.ММ

Серия

XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЗН ____ от ____

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»


Флакон с буферным раствором

LOT

XXX



ГГГГ.ММ



3,0 мл

2°C



ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Тест-кассета



LOT

XXX



ГГГГ.ММ

Комплект №6

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 6 (20 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 20 шт.,
- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 20 шт.,
- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 20 шт.,
- Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта, одноразовые СПДс-«ВИПС-МЕД» (СПДс-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016: Салфетки с пропиткой 70 % раствором этилового спирта размером 60х60 (ПУ ФСР 2008/02320 от 10.01.2020 г.) - 20 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 20 шт.

REF 4195AH6




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЗН _____ от _____

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 6 (20 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 20 шт.,
- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 20 шт.,
- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 20 шт.,
- Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00: 13. Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 60 x 60 мм (ПУ ФСР 2009/05438 от 18.03.2022 г.) - 20 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 20 шт.

REF 4195AH6




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ




ПУ №РЗН _____ от _____

ООО «ПрофиЛабТест»
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Флакон с буферным раствором

LOT XXX



ГГГГ.ММ



3,0 мл

2°C



ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Тест-кассета



LOT XXX



ГГГГ.ММ

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Ланцеты одноразовые Qlance: 2.
Ланцеты для ручек Qlance Twist,
(IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043
от 12.02.2020 г.)



20

LOT XXX

Комплект №7

для профессионального применения
для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к
вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 7 (20 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 20 шт.,
- Индивидуальная ампула с буферным раствором - 20 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.
Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.)
- 20 шт.,
- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T,
IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 20 шт.,
- Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта,
одноразовые СПДС-«ВИПС-МЕД» (СПДС-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016:
Салфетки с пропиткой 70 % раствором этилового спирта размером 60х60
(ПУ ФСР 2008/02320 от 10.01.2020 г.) - 20 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 20 шт.

REF 4195AH7




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЗН _____ от _____

для профессионального применения
для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к
вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 7 (20 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 20 шт.,
- Индивидуальная ампула с буферным раствором - 20 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.
Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.)
- 20 шт.,
- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T,
IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 20 шт.,
- Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала
стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-
001-51276525-00: 13. Салфетка антисептическая из бумажного
текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70%
этиловый спирт), размер 60 x 60 мм (ПУ ФСР 2009/05438 от 18.03.2022 г.) - 20
шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 20 шт.

REF 4195AH7




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЗН _____ от _____

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Ланцеты одноразовые Qlance: 2.
Ланцеты для ручек Qlance Twist,
(IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043
от 12.02.2020 г.)



LOT XXX

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Тест-кассета



LOT

XXX



ГГГГ.ММ

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Индивидуальная ампула с
буферным раствором

LOT XXX



ГГГГ.ММ



0,4 мЛ



Комплект №8

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

**Набор реагентов для одновременного выявления антител к
вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»**

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 8 (20 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 20 шт.,
- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.
Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.)
- 20 шт.,

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30x20 мм) - 20 шт.

REF

4195AH8



ГГГГ.ММ

Серия

XXX



ГГГГ.ММ



2 °C 30 °C

ПУ №РЭН ____ от ____

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Флакон с буферным раствором

LOT

XXX



ГГГГ.ММ

30 °C

3,0 мл

2 °C



ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Тест-кассета



LOT

XXX



ГГГГ.ММ

Комплект №9

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 9 (25 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 25 шт.,
 - Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,
 - Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 25 шт.,
 - Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 25 шт.,
 - Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта, одноразовые СПДС-«ВИПС-МЕД» (СПДС-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016: Салфетки с пропиткой 70 % раствором этилового спирта размером 60х60 (ПУ ФСР 2008/02320 от 10.01.2020 г.) - 25 шт.
- Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 25 шт.

REF 4195AH9




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЗН ____ от ____

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 9 (25 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 25 шт.,
 - Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,
 - Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 25 шт.,
 - Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 25 шт.,
 - Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00: 13. Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 60 x 60 мм (ПУ ФСР 2009/05438 от 18.03.2022 г.) - 25 шт.
- Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 25 шт.

REF 4195AH9



ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЗН ____ от ____

ООО «ПрофиЛабТест» «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab» Флакон с буферным раствором

LOT XXX



ГГГГ.ММ

30°C

3,0 мл

2°C



ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab» Тест-кассета



LOT XXX



ГГГГ.ММ

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Ланцеты одноразовые Qlance: 2.
Ланцеты для ручек Qlance Twist,
(IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043
от 12.02.2020 г.)

Σ 25

LOT XXX

Комплект №10

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 10 (25 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 25 шт.,
 - Индивидуальная ампула с буферным раствором - 25 шт.,
 - Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 25 шт.,
 - Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 25 шт.,
 - Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта, одноразовые СПДс-«ВИПС-МЕД» (СПДс-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016: Салфетки с пропиткой 70 % раствором этилового спирта размером 60х60 (ПУ ФСР 2008/02320 от 10.01.2020 г.) - 25 шт.
- Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 25 шт.

REF 4195AH10



ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЗН ____ от ____

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 10 (25 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 25 шт.,
 - Индивидуальная ампула с буферным раствором - 25 шт.,
 - Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 25 шт.,
 - Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 25 шт.,
 - Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00: 13. Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 60 х 60 мм (ПУ ФСР 2009/05438 от 18.03.2022 г.) - 25 шт.
- Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 25 шт.

REF 4195AH10



ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЗН ____ от ____

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab» Тест-кассета



XXX



ГГГГ.ММ

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Ланцеты одноразовые Qlance: 2.
Ланцеты для ручек Qlance Twist,
(IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043
от 12.02.2020 г.)



25

LOT XXX

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Индивидуальная ампула с
буферным раствором

LOT XXX




ГГГГ.ММ



25

0,4 мл



30°C



Комплект №11

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 11 (25 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 25 шт.,
- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.
Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.)
- 25 шт.,

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30x20 мм) – 25 шт.

REF

4195AH11




ГГГГ.ММ

Серия

XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЭН ____ от ____

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Флакон с буферным раствором

LOT

XXX



ГГГГ.ММ



3,0 мл

2°C



ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Тест-кассета



LOT

XXX



ГГГГ.ММ

Комплект №12

для профессионального применения
для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 12 (30 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 30 шт.,

- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,

Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.

Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.)

- 30 шт.,

Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 30 шт.,

Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта,

одноразовые СПДс-«ВИПС-МЕД» (СПДс-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016:

Салфетки с пропиткой 70 % раствором этилового спирта размером 60х60

(ПУ ФСР 2008/02320 от 10.01.2020 г.) - 30 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 30 шт.

REF 4195AH12




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЭН _____ от _____

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 12 (30 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 30 шт.,

- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,

- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.

Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 30

шт.,

- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F)

(ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 30 шт.,

- Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала

стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-

51276525-00: 13. Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного

материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер

60 х 60 мм (ПУ ФСР 2009/05438 от 18.03.2022 г.) - 30 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 30 шт.

REF 4195AH12




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЭН _____ от _____


ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab» Флакон с буферным раствором

LOT XXX



ГГГГ.ММ



3,0 мл

2°C



ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab» Тест-кассета



LOT XXX



ГГГГ.ММ

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Ланцеты одноразовые Qlance: 2.

Ланцеты для ручек Qlance Twist,

(IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043

от 12.02.2020 г.)



30

LOT XXX

Комплект №13

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 13 (30 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 30 шт.,
 - Индивидуальная ампула с буферным раствором - 30 шт.,
 - Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 30 шт.,
 - Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 30 шт.,
 - Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта, одноразовые СПДС-«ВИПС-МЕД» (СПДС-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016: Салфетки с пропиткой 70 % раствором этилового спирта размером 60х60 (ПУ ФСР 2008/02320 от 10.01.2020 г.) - 30 шт.
- Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 30 шт.

REF 4195AH13




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЭН _____ от _____

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 13 (30 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 30 шт.,
 - Индивидуальная ампула с буферным раствором - 30 шт.,
 - Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 30 шт.,
 - Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 30 шт.,
 - Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00: 13. Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 60 х 60 мм (ПУ ФСР 2009/05438 от 18.03.2022 г.) - 30 шт.
- Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 30 шт.

REF 4195AH13




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЭН _____ от _____

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Ланцеты одноразовые Qlance: 2.
Ланцеты для ручек Qlance Twist,
(IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043
от 12.02.2020 г.)



30

LOT XXX

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab» Тест-кассета



LOT XXX



ГГГГ.ММ

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Индивидуальная ампула с
буферным раствором

LOT XXX



ГГГГ.ММ



30

0,4 мл



Комплект №14

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

**Набор реагентов для одновременного выявления антител к
вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Аг/Аб»**

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 14 (30 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 30 шт.,
- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 1 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.
Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.)
- 30 шт.,

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30x20 мм) - 30 шт.

REF

4195AH14



ГГГГ.ММ

Серия

XXX



ГГГГ.ММ



2 °C 30 °C

ПУ №РЗН ____ от ____

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Аг/Аб»

Флакон с буферным раствором

LOT


XXX



ГГГГ.ММ

3,0 мл

2 °C



ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Аг/Аб»

Тест-кассета



LOT

XXX



ГГГГ.ММ

Комплект №15

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к
вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 15 (50 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 50 шт.,

- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 2 шт.,

Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.
Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.)

- 50 шт.,

Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 50 шт.,

Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта,
одноразовые СПДс-«ВИПС-МЕД» (СПДс-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016:
салфетки с пропиткой 70 % раствором этилового спирта размером 60х60
(ПУ ФСР 2008/02320 от 10.01.2020 г.) - 50 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 50 шт.

REF 4195AH15




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЭН ____ от ____

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу
иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 15 (50 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 50 шт.,

- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 2 шт.,

- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.

Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 50 шт.,

- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 50 шт.,

- Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала
стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-
51276525-00: 13. Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного
материала стерильная "М.К.Асептика" спиртовая (70% этиловый спирт), размер
60 x 60 мм (ПУ ФСР 2009/05438 от 18.03.2022 г.) - 50 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 50 шт.

REF 4195AH15




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЭН ____ от ____


ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Флакон с буферным раствором

LOT XXX

ГГГГ.ММ



3,0 мл

2°C



ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Тест-кассета



LOT XXX



ГГГГ.ММ

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Ланцеты одноразовые Qlance: 2.

Ланцеты для ручек Qlance Twist,

(IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043

от 12.02.2020 г.)



50

LOT XXX

Комплект №16

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

**Набор реагентов для одновременного выявления антител к
вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»**

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 16 (50 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 50 шт.,

- Индивидуальная ампула с буферным раствором - 50 шт.,

- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.
Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.)
- 50 шт.,

- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T,
IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 50 шт.,

- Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта,
одноразовые СПДс-«ВИПС-МЕД» (СПДс-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016:
Салфетки с пропиткой 70 % раствором этилового спирта размером 60х60
(ПУ ФСР 2008/02320 от 10.01.2020 г.) - 50 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 50 шт.

REF 4195АН16



ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЗН _____ от _____

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

**Набор реагентов для одновременного выявления антител к
вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»**

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 16 (50 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 50 шт.,

- Индивидуальная ампула с буферным раствором - 50 шт.,

- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.
Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.)
- 50 шт.,

- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T,
IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 50 шт.,

- Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала
стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-
001-51276525-00: 13. Салфетка антисептическая из бумажного
текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70%
этиловый спирт), размер 60 х 60 мм (ПУ ФСР 2009/05438 от 18.03.2022 г.) - 50
шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 50 шт.

REF 4195АН16




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЗН _____ от _____

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Ланцеты одноразовые Qlance: 2.
Ланцеты для ручек Qlance Twist,
(IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043
от 12.02.2020 г.)



LOT XXX

ООО «ПрофиЛабТест»

**«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Тест-кассета**



LOT

XXX



ГГГГ.ММ

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Индивидуальная ампула с
буферным раствором

LOT

XXX



ГГГГ.ММ



0,4 мл



Комплект №17

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 17 (50 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 50 шт.,
- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 2 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10.
Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.)
- 50 шт.,

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30x20 мм) - 50 шт.

REF

4195AH17




ГГГГ.ММ

Серия

XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЗН ____ от ____

ООО «ПрофиЛабТест»
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Флакон с буферным раствором

LOT


XXX



ГГГГ.ММ

3,0 мл

2°C



ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Тест-кассета



LOT

XXX



ГГГГ.ММ

Комплект №18

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022
Комплект 18 (100 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 100 шт.,
- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 3 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 100 шт.,
- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 100 шт.,
- Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта, одноразовые СПДс-«ВИПС-МЕД» (СПДс-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016: Салфетки с пропиткой 70 % раствором этилового спирта размером 60х60 (ПУ ФСР 2008/02320 от 10.01.2020 г.) - 100 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 100 шт.

REF 4195AH18




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



2°C

ПУ №РЗН _____ от _____

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022
Комплект 18 (100 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 100 шт.,
- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 3 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 100 шт.,
- Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) - 100 шт.,
- Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00: 13. Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 60 х 60 мм (ПУ ФСР 2009/05438 от 18.03.2022 г.) - 100 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) - 100 шт.

REF 4195AH18




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



2°C

ПУ №РЗН _____ от _____

ООО «ПрофиЛабТест»
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Флакон с буферным раствором

LOT XXX



ГГГГ.ММ



30°C

3,0 мл

2°C



ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Тест-кассета



ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Ланцеты одноразовые Qlance: 2.
Ланцеты для ручек Qlance Twist,
(IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043
от 12.02.2020 г.)



100



XXX

Комплект №19

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 19 (100 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 100 шт.,
 - Индивидуальная ампула с буферным раствором - 100 шт.,
 - Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) – 100 шт.,
 - Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) – 100 шт.,
 - Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта, одноразовые СПДс-«ВИПС-МЕД» (СПДс-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016: Салфетки с пропиткой 70 % раствором этилового спирта размером 60х60 (ПУ ФСР 2008/02320 от 10.01.2020 г.) – 100 шт.
- Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) – 100 шт.

REF 4195AH19



ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЗН _____ от _____

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022

Комплект 19 (100 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 100 шт.,
 - Индивидуальная ампула с буферным раствором - 100 шт.,
 - Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) – 100 шт.,
 - Ланцеты одноразовые Qlance: 2. Ланцеты для ручек Qlance Twist, (IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043 от 12.02.2020 г.) – 100 шт.,
 - Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00: 13. Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная «М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 60 х 60 мм (ПУ ФСР 2009/05438 от 18.03.2022 г.) – 100 шт.
- Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30х20 мм) – 100 шт.

REF 4195AH19




ГГГГ.ММ

Серия XXX



ГГГГ.ММ



ПУ №РЗН _____ от _____

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Ланцеты одноразовые Qlance: 2.
Ланцеты для ручек Qlance Twist,
(IT, 2T, IF, 2F) (ПУ ФСЗ 2012/13043
от 12.02.2020 г.)

Σ 100

LOT XXX

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab» Тест-кассета



LOT

XXX



ГГГГ.ММ

ООО «ПрофиЛабТест»

«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

Индивидуальная ампула с
буферным раствором

LOT XXX



ГГГГ.ММ

Σ 100

0,4 мл



Комплект №20

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена р24 ВИЧ-1 «ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

ТУ 21.20.23-026-11399815-2022
Комплект 20 (100 определений)

Состав:

- Тест-кассета - 100 шт.,
- Флакон с буферным раствором (3 мл) - 3 шт.,
- Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: 10. Пипетка Пастера, трансферная пипетка (ПУ ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 г.) - 100 шт.,

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30x20 мм) - 100 шт.

REF 4195AH20

Серия XXX

ГГГГ.ММ
ГГГГ.ММ

2°C 30°C

ПУ №РЗН ____ от ____

ООО «ПрофиЛабТест»
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Флакон с буферным раствором

LOT XXX

ГГГГ.ММ

3,0 мл 2°C

ООО «ПрофиЛабТест»
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»
Тест-кассета

LOT XXX

ГГГГ.ММ

Наименование предприятия-изготовителя, его адрес и контакты, символы «Медицинское изделие для диагностики in vitro» и «Обратитесь к инструкции по применению» указаны непосредственно на коробке или на этикетке:



ООО «ПрофиЛабТест»



117246, г. Москва, Научный проезд,
д. 20 стр. 2, этаж 1 пом I часть ком 13



+7 495-19-0000-5
+7-985-57-2233-0



info@expressm-test.ru



www.expressm-test.ru



Макет транспортной маркировки

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор реагентов для одновременного
выявления антител к вирусу иммунодефицита
человека и антигена р24 ВИЧ-1
«ЭкспрессМ-ВИЧ-Ag/Ab»

REF

4195АН_



ГГГГ.ММ

Серия

xxx



ГГГГ.ММ

Σ xxx шт.

РУ №РЗН _____ от _____

2°C  30°C

Масса нетто: xxx г

Масса брутто: xxx г

Масса потребительской упаковки: xxx г



Начальник производства

С.А. Цыганков

Зам. начальника отдела контроля качества

Е.Д. Головкина



Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

21 лист

Генеральный директор
ООО "ПрофиЛабТест"

Киреев А.И.