



Инструкция по медицинскому применению изделия медицинского назначения

Название изделия медицинского назначения.

Ватные палочки медицинские нестерильные, палочка пластик, в полиэтиленовом пакете по 1шт; 50шт; 100шт; 150шт; 200шт; 250шт; 300шт.

Ватные палочки медицинские нестерильные, палочка дерево, в полиэтиленовом пакете по 1шт; 50шт; 100шт; 150шт; 200шт; 250шт; 300шт.

Ватные палочки медицинские нестерильные, палочка пластик, в полиэтиленовой баночке по 100шт; 150шт; 200шт.

Ватные палочки медицинские нестерильные, палочка дерево, в полиэтиленовой баночке по 100шт; 150шт; 200шт.

Сырьевой состав.

Вата - хлопок 100%.

Палочка пластик - полипропилен марки М-21030-16Н или палочка дерево «сосна».

Область применения.

Для медицинских целей: может быть использована в стационарных амбулаторных медицинских учреждениях. Предназначены для очистки не поврежденных кожных покровов и слизистых оболочек от различного рода механических включений, для обработки и локального нанесения лекарственных средств.

Побочные действия.

Противопоказания к применению не выявлены. С лекарственными средствами не взаимодействует. Побочные действия не обнаружены.

Основные параметры и характеристики.

Ватный прочес на ватных палочках имеет однотонную структуру, в вате полностью отсутствуют примеси, она наделена повышенным сорбционным свойством.

Условия хранения.

Хранение должно осуществляться в сухом, чистом, проветриваемом помещении. Не допускается хранение ватных палочек под непосредственным воздействием солнечного света и вблизи отопительных приборов. Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

Срок годности.

Срок годности - 5 лет. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек - без рецепта врача.

Способ вскрытия - разорвите оболочку на пакете. На упаковке проставлен знак означающий, что упаковку после использования следует выбросить в урну и знак, означающий утилизацию упаковки для дальнейшей переработки.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью "Емельянь Савостинъ. Ватная фабрика" (ООО «Емельянь Савостинъ»)

Юридический адрес: 391022, Рязанская область, Клепиковский район, с. Екшур.

Телефон/факс (49142)2-99-91, (49142)2-43-40

E-mail: info@esavostin.ryazan.ru

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения ТУ 9398-016-44881728-2014