




Рис. 1. Внешний вид аппарата лазерного физиотерапевтического «Лазмик», вариант исполнения МАЯС.987909.001-01 (2 лазерных канала)

1. Товарный знак предприятия-изготовителя.
2. Кнопка включения канала.
3. Индикаторное окно включения канала.
4. Кнопка ПУСК.
5. Индикатор «Излучение».
6. Окно фотоприёмника.
7. Кнопки регулировки мощности излучения.
8. Цифровое табло значения мощности излучения.
9. Кнопки задания частоты повторения импульсов.
10. Цифровое табло значения частоты.
11. Кнопки задания времени экспозиции.
12. Табло отображения времени экспозиции.
13. Разъём для подключения излучающей головки.

Им	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

МАЯС.987909.001 ПС

Лист

Зам. 15

76516
27.12.2017




Рис. 2. Внешний вид аппарата лазерного физиотерапевтического «Лазмик», вариант исполнения МАЯС.987909.001-02 (4 лазерных канала)

1. Кнопка включения питания от сети.
2. Кнопка включения канала.
3. Индикаторное окно включения канала.
4. Кнопка ПУСК.
5. Индикатор «Излучение».
6. Окно фотоприёмника.
7. Кнопки регулировки мощности излучения.
8. Цифровое табло значения мощности излучения.
9. Кнопки задания частоты повторения импульсов.
10. Цифровое табло значения частоты.
11. Кнопки задания времени экспозиции.
12. Табло отображения времени экспозиции.
13. Разъём для подключения излучающей головки.
14. Товарный знак предприятия-производителя.




Рис. 3. Внешний вид аппарата лазерного физиотерапевтического «Лазмик», вариант исполнения МАЯС.987909.001-03 (1 лазерный и 1 вакуумный канал)

1. Товарный знак предприятия-изготовителя.
2. Кнопка включения канала.
3. Индикаторное окно включения канала.
4. Кнопка ПУСК.
5. Индикатор «Излучение».
6. Окно фотоприёмника.
7. Кнопки регулировки мощности излучения.
8. Цифровое табло значения мощности излучения.
9. Кнопки задания частоты повторения импульсов.
10. Цифровое табло значения частоты.
11. Кнопки задания времени экспозиции.
12. Табло отображения времени экспозиции.
13. Разъём для подключения излучающей головки.
14. Штуцер для подключения шланга и подачи отрицательного давления на насадки.
15. Кнопки регулирования разрежения.
16. Индикаторное окно значения разрежения.

Им	Лист	№ докум	Подпись	Дата

МАЯС.987909.001 ПС

76516

27.12.2017

Лист

Зам. 17



Рис. 4. Внешний вид аппарата со стороны задней панели, слева направо: сетевой выключатель, этикетка (шильдик) с указанием заводского номера аппарата и даты производства, разъём для подключения внешнего управления, разъём для подключения специального блока питания (адаптера). Маркировка ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010:

- — — — — постоянный ток (МЭК 60417-5031),
 | — Положение (состояние) «ВКЛ» электропитания (ИСО 80417-5007),
 ○ — Положение (состояние) «ВЫКЛ» электропитания (МЭК 60417-5008)



Рис. 5. Внешний вид специального источника питания (адаптера)

Им.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

МАЯС.987909.001 ПС

Лист

Зам. 18

76516
27.12.2017




Рис. 6. Воздействие на кожу через зеркальную насадку (контактно-зеркальная методика)




Рис. 7. Воздействие через одну из насадок из комплекта банок для лазерно-вакуумного массажа КБ-5. Показано подключение к аппарату в варианте исполнения МАЯС.987909.001-03 к лазерному каналу (соединительный шнур лазерной излучающей головки) и вакуумному каналу (штуцер на банке или колбе для ЛЛОД)




Рис. 8. Зеркальные насадки ЗН-35, ЗН-50, которые различаются диаметром, 35 и 50 мм, соответственно

Им.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

МАЯС.987909.001 ПС

Лист

Зам. 19




Рис. 9. Комплект банок для лазерно-вакуумного массажа КБ-5




Рис. 10. Колбы для методики локального лазерного отрицательного давления Б-ЛЛОД




Рис. 11. Магнитная насадка 3М-50 (слева) и ММ-50 (справа)

Имя	Лист	М. разраб.	Подпись	Дата

МАЯС.987909.001 ПС

Лист

Зам. 20

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик»

Номер _____ Дата продажи _____

Характеристика неисправности
Адрес пользователя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2
Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик»

Номер _____ Дата продажи _____

Характеристика неисправности
Адрес пользователя