

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ДЕНТАЛВОРКШОП»

Голяков И.А.


«30» апреля 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат рентгеновский дентальный портативный HyperLight

1. Основной блок HyperLight



Hand-held Dental X-ray System

Model: HyperLight

REF 7080001

 2022-12-10

SN EX1E0728A019


Mode: Intermittent operation 2s ON/60s OFF

Input: 24V $\approx$ 1.5A Battery: DC 14.8V/2500mAh

 Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd.
No. 99 Qingyang Road, Xujia County, Xinbei District
213000 Changzhou, Jiangsu China


EC REP Caretech GmbH
Tel: +49 211 2398 900
Add: Niederrheinstr. 71, 40474
Düsseldorf, Germany

CE 0344



2. Подставка





3. Адаптер питания







4. Шнур питания



5. Экран защитный от обратного рассеянного излучения





6. Потребительская упаковка





7. Транспортная упаковка





Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью 14 (тепловая)
листа(ов).

Генеральный директор ООО
«ДЕНТАЛВОРКШОП»

Голяков /Голяков И.А.

«18» июня 2024 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ДЕНТАЛВОРКШОП»

Голяков И.А.

«27» апреля 2024 г.




ШАБЛОНЫ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат рентгеновский дентальный портативный HyperLight

1. Маркировка производителя

Индивидуальная маркировка основного блока. Стикер нанесен на основной блок



Перевод:

Ручная стоматологическая рентгеновская система

Модель HyperLight

Режим: прерывистая работа вкл. 2 с/выкл 60 с.

Вход: 24 В 1,5 А, аккумулятор: пост. Напр. 14,8 В/2500 мАч

Чанчжоу Сифари Медикал Технолоджи Ко. Лтд., Городской округ Чанчжоу, район городского подчинения Синьбэй, посёлок Сюэцзя, дорога Цинъян, № 99, 213000, Китай

Каретехион ГмбХ


Тел.: +4921130036618.

Адрес: Нидеррайнштр. 71, 40474, Дюссельдорф, Германия

Индивидуальная маркировка основного блока, нанесенная на корпус.



Маркировка рентгеновской трубки



Перевод:

Рентгеновская трубка

Модель: KL11-0.4-70

Производитель: Kailong

Напряжение трубки: 65 кВ

Фокальное пятно: 0.4 мм

Общая фильтрация:

1.8 Al

Собственная фильтрация: 0.8мм Al

Поле выходного излучения:


Размер радиационного поля: 57 мм диаметр окружности

Минимальное расстояние до кожи пациента: 20 см

A: 54мм

B: 58 мм

Маркировка кнопки питания на панели управления основного блока:



Индивидуальная маркировка подставки. Стикер наносится на корпус.

Base Holder

REF	QTY
7051002	1



LOT



Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd
No.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei
District, Changzhou City, 213000 Jiangsu,
P.R. China



Caretechion GmbH
Tel: +49 211 3003 6618
Add: Niederrheinstr. 71, 40474
Duesseldorf, Germany

Перевод:

Подставка

Количество

Чанчжоу Сифари Медикал Технолоджи Ко. Лтд., Городской округ Чанчжоу, район городского подчинения Синьбэй, посёлок Сюэцзя, дорога Цинъюан, № 99, 213000, Китай
Каретекион ГмбХ

Тел.: +4921130036618.

Адрес: Нидеррайнштр. 71, 40474, Дюссельдорф, Германия

Индивидуальная маркировка экрана защитного от обратного рассеянного излучения.

Стикер наносится на упаковку.

Backscatter Shield

REF	QTY
7051013	1



LOT



Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd
No.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei
District, Changzhou City, 213000 Jiangsu,
P.R. China



Caretechion GmbH
Tel: +49 211 3003 6618
Add: Niederrheinstr. 71, 40474
Duesseldorf, Germany

Перевод:

Экран защитный от обратного рассеянного излучения

Количество

Чанчжоу Сифари Медикал Технолоджи Ко. Лтд., Городской округ Чанчжоу, район городского подчинения Синьбэй, посёлок Сюэцзя, дорога Цинъюан, № 99, 213000, Китай
Каретекион ГмбХ

Тел.: +4921130036618.

Адрес: Нидеррайнштр. 71, 40474, Дюссельдорф, Германия

Индивидуальная маркировка адаптера питания



Перевод:

Дацзин
(модель)

ВХОД

ВЫХОД

Адаптер переменного тока

Предупреждение о снижении риска возгорания или поражения электрическим током. Не подвергайте прибор воздействию дождя или непогоды.

Осторожно. Риск поражения электрическим током.


Не открывайте.

Хунан Даджинь Повер Текнолоджи Ко., Лтд., 5/Ф Корпус А5. Корпус В5. Инновационная зона исследований и разработок Хуншулин. Живописный город Хэншань, 12, деревня Донгху, город Юэяринг район Янфэн.

Город Хэнъян, провинции Хунань.

Сделано в Китае.

Маркировка потребительской упаковки. Стикер наносится на упаковку.



Перевод:

Ручная стоматологическая рентгеновская система

Модель HyperLight

Источник рентгеновских лучей в сборе

Вход: 24 В 1,5 А, аккумулятор: пост. Напр. 14,8 В/2500 мАч

Фокальное пятно: 0,4 IEC 60336. Общая фильтрация: алюминий 1,8 мм.

Режим: прерывистая работа вкл. 2 с/выкл. 60 с.

Чанчжоу Сифари Медикал Технолоджи Ко. Лтд., Городской округ Чанчжоу, район городского подчинения Синьбэй, посёлок Сюэцзя, дорога Цинъян, № 99, 213000, Китай


Каретекион ГмбХ

Тел.: +49 211 3003 6618.

Адрес: Нидеррайнштр. 71, 40474, Дюссельдорф, Германия

Область qr-кода размер 13x13. Заполните эту область qr-кодом.

Маркировка транспортной упаковки. Нанесена на упаковку.



Стикер транспортной упаковки



2. Дополнительные стикеры для поставки в РФ

Стикер потребительской упаковки

Аппарат рентгеновский дентальный портативный HyperLight



Режим: прерывистая работа вкл.2 с/выкл 60 с.

Вход: 24 В  1,5 А, аккумулятор: пост. Напр.14,8 В/2500 мАч




Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd, No.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City, 213000, Jiangsu, P.R. China

Уполномоченный представитель: ООО «ДЕНТАЛВОРКШОП», Россия, 129626, г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д.22, к.2, помещ.ПБ, ком.27, 28, 29, 30А

РУ № ____ от ____.

Стикер транспортной упаковки

Аппарат рентгеновский дентальный портативный HyperLight



Режим: прерывистая работа вкл.2 с/выкл 60 с.

Вход: 24 В  1,5 А, аккумулятор: пост. Напр.14,8 В/2500 мАч



Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd, No.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City, 213000, Jiangsu, P.R. China

Уполномоченный представитель: ООО «ДЕНТАЛВОРКШОП», Россия, 129626, г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д.22, к.2, помещ.ПБ, ком.27, 28, 29, 30А

РУ № ____ от ____.

Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью 8 (восемь)
листа(ов).

Генеральный директор ООО
«ДЕНТАЛВОРКШОП»

Голяков /Голяков И.А.

«13» июня 2024 г.

