

ТУ 9398-003-58167147-2012

Ком. № Ком. № 04001Q

ООО «ГеноТехнология»



Jak2V617F-тест

Набор реагентов для проведения ПЦР в реальном времени
для количественного выявления мутации V617F в 14 экзоне гена JAK2 киназы

Состав:

- | | |
|---|-------|
| 1. Буфер для ПЦР 2х | 6 шт. |
| 2. ДНК-полимераза | 1 шт. |
| 3. Деионизованная вода | 2 шт. |
| 4. Смесь праймеров 10х | 2 шт. |
| 5. Зонд-норма 10х | 1 шт. |
| 6. Зонд-мутация 10х | 1 шт. |
| 7. 1-7.3 положительный контроль-мутация
«10 ⁴ /5», «10 ⁵ /5», «10 ⁶ /5» | 3 шт. |
| 8. 1-8.3 положительный контроль-норма
«10 ⁴ /5», «10 ⁵ /5», «10 ⁶ /5» | 3 шт. |

Серия **0020512**

Изготовлен **10.05.12**

Годен до **10.11.12**

Хранить при -18-22°C

Только для *in vitro* диагностики

ООО «ГеноТехнология» 117485, Москва, ул. Профсоюзная, д. 104,
тел. (499)502-94-17, (499)530-01-95, (499)530-02-58, e-mail:
info@genetechtechnology.ru, сайт: genetechtechnology.ru

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 8

Набор реагентов для проведения ПЦР в реальном времени для
количественного выявления мутации V617F в 14 экзоне гена JAK2 киназы
(Jak2V617F-тест)

СЕРИЯ № 0020512 Количество наборов 10 шт.

Дата изготовления 10.05.2012 г.
Срок годности 10.11.2012 г.
Паспорт выдан «10» мая 2012 г.

Условия хранения: от минус 18°C до минус 22°C

ТОЛЬКО ДЛЯ *IN VITRO* ДИАГНОСТИКИ

Набор соответствует ТУ 9398-003-58167147-2012

Состав набора

Наименование	Количество	Серия	Срок годности
Буфер для ПЦР 2х	6 пробирок (по 1,8 мл)	0020512	11.2012

