

ООО «ДИАКОНТ»

Россия, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.13-90
7714792851 /771401001

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ДИАКОНТ»



Шишко П. И.

«20» июня 2024 г.

М.П.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Помпа инсулиновая по ТУ 32.50.50-002-63752244-2024

1. Помпа инсулиновая по ТУ 32.50.50-002-63752244-2024 – общий вид с упаковкой.



2. Помпа инсулиновая, Аккумулятор помпы, Зарядное устройство аккумулятора помпы.



1. Помпа инсулиновая
2. Аккумулятор помпы инсулиновой
3. Зарядное устройство аккумулятора

3. Инфузионный резервуар к инсулиновой помпе 2 мл.



4. Упаковка инфузионного резервуара к инсулиновой помпе 2 мл.




5. Пластырь с основанием для крепления инсулиновой помпы и инфузионного резервуара.




6. Упаковка пластыря с основанием для крепления инсулиновой помпы и инфузионного резервуара.




7. Упаковка инфузионной трубки 6 мм.





9. Инфузионная трубка 6 мм без упаковки





11. Пульт управления инсулиновой помпой





PDA Battery

Li-Ion Battery 1000mAh / 3.7Wh
锂离子充电电池 1000mAh / 3.7Wh

REF / 型号: 1001-RMTL-162
Nominal Voltage / 规格: 3.7V
Charged Voltage / 充电电压: 4.2V
执行标准: GB/T 18287-2013



MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.



Made in China / Fabriqué en Chine / Assembledo en China





15. Зарядное устройство с кабелем и вилкой для розетки (вилка, вид сбоку)



16. Зарядное устройство с кабелем и вилкой для розетки (кабель)







Подлинно и скреплено печатью
18
Листов

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ООО «ДИАКОНТ»

Шишко П. И.

«20» июня 2024 г.

М. П.

Макеты маркировки медицинского изделия

Помпа инсулиновая
по ТУ 32.50.50-002-63752244-2024

Производитель: ООО «Диаконт» Россия, Москва, 125284, ул. Беговая, д. 13, кв.90

Помпа инсулиновая по ТУ 32.50.50-002-63752244-2024

1. Помпа инсулиновая, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: MTM-1 – 1 шт.
2. Пульт управления инсулиновой помпой, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: MTM-2 – 1 шт.
3. Аккумулятор пульта управления инсулиновой помпой, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: PDA Battery, REF: 1001-RMTL-162, Li-Ion Battery 3,7 V/1000mAh – 1 шт.
4. Зарядное устройство аккумулятора помпы, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd (Китай), модель: Pump Battery Charger REF 1001-RMTL-160 – 1 шт.
5. Зарядное устройство с кабелем и вилкой для розетки, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: PDA Charger REF 1001-RMTL-188 – 1 шт.
6. Аккумулятор помпы, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: PDA Battery, REF: 1001-RMTL-189, Li-Ion Battery 3,7 V/75mAh – 2 шт.
7. Устройство для установки канюли, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: Equil – 1 шт.
8. Набор для инфузии, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), в составе:
 - инфузионная трубка 6 мм (REF: HRN-S-60) – 10 шт.,
 - пластырь (REF: MTM-4) с основанием для крепления инсулиновой помпы и инфузионного резервуара – 10 шт.
9. Набор для инфузии, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), в составе:
 - инфузионная трубка 9 мм (REF: HRN-S-90) – 10 шт.,
 - пластырь (REF: MTM-4) с основанием для крепления инсулиновой помпы и инфузионного резервуара – 10 шт.
10. Инфузионный резервуар к инсулиновой помпе 2мл, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: Equil, REF:MTM-3 – 10 шт.
11. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

XX. XXXX г. XX. XXXX г. SN XXXXXXXX
РУ № РЗН от _____ года



Макет транспортной маркировки Помпы инсулиновой

Помпа инсулиновая по ТУ 32.50.50-002-63752244-2024

Количество _____ Масса _____ Габаритные размеры _____
Грузополучатель _____ Количество мест в партии _____

Состав:

1. Помпа инсулиновая, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: MTM-1 – 1 шт.
2. Пульт управления инсулиновой помпой, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: MTM-2 – 1 шт.
3. Аккумулятор пульта управления инсулиновой помпой, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: PDA Battery, REF: 1001-RMTL-162, Li-Ion Battery 3,7 V/1000mAh – 1 шт.
4. Зарядное устройство аккумулятора помпы, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd (Китай), модель: Pump Battery Charger REF 1001-RMTL-160 – 1 шт.
5. Зарядное устройство с кабелем и вилкой для розетки, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: PDA Charger REF 1001-RMTL-188 – 1 шт.
6. Аккумулятор помпы, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: PDA Battery, REF: 1001-RMTL-189, Li-Ion Battery 3,7 V/75mAh – 2 шт.
7. Устройство для установки канюли, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: Equil – 1 шт.
8. Набор для инфузии, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), в составе:
 - инфузионная трубка 6 мм (REF: HRN-S-60) – 10 шт.,
 - пластырь (REF: MTM-4) с основанием для крепления инсулиновой помпы и инфузионного резервуара – 10 шт.
9. Набор для инфузии, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), в составе:
 - инфузионная трубка 9 мм (REF: HRN-S-90) – 10 шт.,
 - пластырь (REF: MTM-4) с основанием для крепления инсулиновой помпы и инфузионного резервуара – 10 шт.
10. Инфузионный резервуар к инсулиновой помпе 2мл, производства MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd, (Китай), модель: Equil, REF: MTM-3 – 10 шт.
11. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

 ООО «Диаконт» Россия, Москва, 125284, ул. Беговая, д. 13, кв.90.

 XXXXX  XX. XXXX г.  XXXXXXXX 

РУ № РЗН _____ от _____ года



Символы, используемые на маркировке данного медицинского изделия.

Обратитесь к Инструкции по применению		Хрупкое, обращаться осторожно	
Использовать до		Изделие с рабочей частью типа BF	
Изготовитель		Уровень водонепроницаемости	IPX4
Серийный номер		Не утилизировать вместе с бытовыми отходами	
Стерилизация оксидом этилена		Не допускать воздействия влаги	
Дата изготовления		Не допускать воздействия источников тепла и радиоактивного излучения	
Биологическая опасность (ИСО 7010-W009)		Осторожно!	
Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению		Неионизирующее излучение	
Продукт имеет маркировку европейский сертификат соответствия (CE)		Запрет на повторное применение	
Номер по каталогу		Температурный диапазон	
Верх. Хрупкий объект		Диапазон атмосферного давления	
Код партии		Не допускать воздействия солнечного света	

