

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ


Медицинское изделие

Имплантат с вязкоупругими свойствами на основе гиалуроната натрия

для увлажнения кожных тканей


Белотеро Гидро (Belotero Hydro)

1. Общий вид
2. Блистер вид спереди
3. Блистер вид сзади
4. Шприц вид спереди
5. Шприц вид сзади
6. Фото маркировки





MERZ AESTHETICS









BELOTERO® HYDRO 1ml


CODE: 53-018G1-1M0A1

2023-08 Art.-Nr.:11885

LOT B00033610

2025-07

SV 58344



Gel
Гель

2 °C 25 °C



Manufacturer of /
Производитель:
Belotero® Hydro:

„Антейс СА“, Швейцария,
Anteis SA, 18 Chemin des Aulx,
CH - 1228 Plan-les-Ouates,
Geneva, Switzerland

BELOTERO HYDRO,

sodium hyaluronate-based viscoelastic dermal
filler for rehydration of skin tissues, consisting of:

- implantable gel, in a 1.0 ml syringe - 1 pc.;

- label - 2 pcs.;

- instructions for use - 1 pc.

consisting of:

Sodium hyaluronate: 18 mg/ml

Glycerol: 21 mg/ml

Phosphate-citrate buffer pH 7 q.s: gel volume.

БЕЛОТЕРО ГИДРО

Имплантат с вязкоупругими свойствами на
основе гиалуроната натрия для увлажнения
кожных тканей Белотеро Гидро (Belotero
Hydro), в составе:

- гель, имплантируемый в шприце объемом

1,0 мл – 1 шт.;

- этикетка – 2 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Состоящий из:

Гиалуронат натрия: 18 мг/мл

Глицерин: 21 мг/мл

Фосфатно-цитратный буфер pH 7 достаточный
объем: объем геля

РУ № РЗН 2019/9022 от

Условия хранения:

Хранить при температуре от +2°C до +25°C.

Беречь от света, заморзания и ударов.

Срок годности и серия указаны на упаковке
(год, месяц)

Distributed by/

Официальный представитель
в РФ/Претензии направлять
по адресу:

ООО «Мерц Фарма»

125124, г. Москва,

Ямского Поля 3-я ул,

д. 2 корпус 26, эт. 2 пом. VII,

ком. 29

Тел.: +7 (495) 653-8555

Факс: +7 (495) 653-8554,

e-mail: info@merz.ru



MIH Pech