

Фотографическое изображение медицинского изделия

Имплантат с вязкоупругими свойствами на основе

перекрестношитого гиалуроната натрия для восстановления

объема лица

Белотеро Вольюм (Belotero Volume)

Фото внешнего вида



Фото маркировки упаковки




Фото блистера со шприцем, иглами и этикетками



Фото шприца





Фото игл



BELOTERO®

VOLUME 1ml

LOT

B00023200



2025-01

MN 58343

Фото блистера с канюлей и иглой



**БЕЛОТЕРО Вольюм
(BELOTERO Volume)**

Имплантат с вязкоупругими свойствами на основе перекрестносшитого гиалуроната натрия для восстановления объема лица Белотеро Вольюм (Belotero Volume)

Инъектируемый стерильный гель, состоящий из

Перекрестносвязанный натрий гиалуронат: 26,0 мг/мл

Фосфатный буфер pH 7 q.s. до 1,0 мл

Упаковка содержит:

2 блистерные упаковки, содержащие каждая

- гель, имплантируемый в шприце объемом 1,0 мл – 1 шт;

- игла стерильная 27G x 1/2' (0,4 x 13 мм) - 1 шт;

- игла стерильная 30G x 1/2' (0,3 x 13 мм) - 1 шт;

- этикетка - 2 шт

2 блистерные упаковки, содержащие каждая:

- канюля стерильная 27g x 37 мм (0,4 x 37 мм) – представитель в РФ/

1 шт.;

- игла стерильная 25g x 12,7 мм (0,5 x 12,7 мм) – адресу:

1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

РУ № РЗН 2018/6815 от ХХХ

Условия хранения

Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С. Беречь от света, замерзания и ударов.

Дата производства, срок годности и серия указаны внутри упаковки

Distributed by/

Официальный

Представитель в РФ/

Претензии направлять по

ООО «Мерц Фарма»

125124, г. Москва, Ямского

Поля 3-я ул., д. 2 корпус 26, эт. 2

пом. VII ком. 29

Тел.: +7 (495) 653-8555

Факс: +7 (495) 653-8554,

e-mail: info@merz.ru

вст. гур.

Степанов О.В.

