

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «Аналитика М»
Вайсман Инна Григорьевна

« 21 » марта 2024 г.

Фотографические изображения
«Система рентгеновской компьютерной томографии с функцией визуализации HiRise с принадлежностями»
производства CurveBeam LLC, США






Компьютерный томограф HiRise – 1 комплект

Изделие в упаковке:






Рентгеновская трубка 24030-0 в сборе


Изделие в упаковке:






Детектор изображения с плоским экраном Varex 100100-2

Изделие в упаковке:






Источник питания рентгеновской трубки 4016

Изделие в упаковке:





Коллиматор 24028-0

Изделие в упаковке:






1. Компьютер
2. Программное обеспечение CurveBeam ACQ
3. Программное обеспечение Cubeview

Изделие в упаковке:






Монитор

Изделие в упаковке:





Клавиатуры

16

Изделие в упаковке:





Мышь

Изделие в упаковке:





Кресло пациента 24100-0

Изделие в упаковке:





Пульт управления 54030-0

Изделие в упаковке:






Сервер DELL EMC POWEREDGE T440

Изделие в упаковке:





Источник бесперебойного питания

Изделие в упаковке:



2



Интернет-кабель

Изделие в упаковке:





Кабель сетевой

Изделие в упаковке:





Кабель для подключения



Изделие в упаковке:




С



Ступенька для пациента 24009-0

Изделие в упаковке:





Платформа для пациента 24000-23-0

Изделие в упаковке:






Платформа для одной стопы пациента 2100-75-0


Изделие в упаковке:





Экран гентри для нижних конечностей 24000-27-0

Изделие в упаковке:





Экран гентри для верхних конечностей 24000-24-0

Изделие в упаковке:






Устройство AccuMeasure 24000-50-0

Изделие в упаковке:





Обруч для пациента 24000-40

Изделие в упаковке:





Гибкий экран верхний для сканов верхней конечности 24000-5-1

Изделие в упаковке:




4



Гибкий экран нижний для сканов верхней конечности 24000-5-2


Изделие в упаковке:






Пластина для кисти руки в сборе 24000-22-0

Изделие в упаковке:





Платформа для сканирования нижних конечностей не под нагрузкой 24000-26-0

9

Изделие в упаковке:





Подставка для колена короткая 24000-31-0

Изделие в упаковке:



56


Изделие в упаковке:





Подставка для колена длинная 24000-33-0

Изделие в упаковке:




CurveBeam AI
HiRise LONG SPACER
24000-33-0
02670-435-8039 0487M 08/10



Направляющая для кресла пациента 24100-3-0

Изделие в упаковке:





Стабилизатор пациента 24000-30-0

Изделие в упаковке:





Протектор 24000-5-3

Изделие в упаковке:






Фантом 2807

Изделие в упаковке:





Платформа для размещения фантома 2811-3-0

Изделие в упаковке:



Упаковано внутри данного кейса



Позиционер 2801-0 – от 1 до 3 шт.



Изделие в упаковке:



Упаковано внутри данного кейса



Стойка для аксессуаров 24000-1-0

Изделие в упаковке:





Инструмент для геометрической калибровки 2812-0

Изделие в упаковке:



Упаковано внутри данного кейса



Набор для калибровки 2911-0

Изделие в упаковке:






Клиновидная распорка для ног 24000-35-0

Изделие в упаковке:



25



Опора для ног 24100-9-0


Изделие в упаковке:



Проекты русскоязычных маркировок

CurveBeam LLC.
 Этот продукт соответствует стандарту DINNS Закона о радиационном контроле 1968 года действующему на дату производства. Этот продукт соответствует 21 CFR 1020.30-1020.31

Компьютерный томограф HiRise

 (YYYY-MM)		(01)XXXXXXXXXX
 (1040-0)		(21)XXXXXX
 (Serial No)		

 Произведено «КервБим» ЛЛС
 США, штат Пенсильвания 19440 г Хатфилд
 2800 Броунс Драйв 110

CurveBeam LLC.
 Этот продукт соответствует стандарту DINNS Закона о радиационном контроле 1968 года действующему на дату производства. Этот продукт соответствует 21 CFR 1020.30-1020.31

Источник питания рентгеновской трубки

 (YYYY-MM)		(01)XXXXXXXXXX
 (4016-0)		(21)XXXXXX
 (Serial No)		

 Произведено «КервБим» ЛЛС
 США, штат Пенсильвания 19440 г Хатфилд
 2800 Броунс Драйв 110

CurveBeam LLC.
 Этот продукт соответствует стандарту DINNS Закона о радиационном контроле 1968 года действующему на дату производства. Этот продукт соответствует 21 CFR 1020.30-1020.31

**Рентгеновская трубка
 в сборе**

(YYYY-MM)		Superior x-Ray
 (24030-0)	 (Model No)	
 (Serial No)	 (Serial No)	

130 «Вп 6.5 мА — 10.5 мм фильтр алюминиевый
 фокусное расстояние 0.5 мм

Произведено «КервБим» ЛЛС
 США, штат Пенсильвания 19440 г Хатфилд 2800 Броунс Драйв 110 5008_REV1

CurveBeam LLC.
 Этот продукт соответствует стандарту DINNS Закона о радиационном контроле 1968 года действующему на дату производства. Этот продукт соответствует 21 CFR 1020.30-1020.31

Коллиматор

 (YYYY-MM)		(01)XXXXXXXXXX
 (24028-0)		(21)XXXXXX
 (Serial No)		

 Произведено «КервБим» ЛЛС
 США, штат Пенсильвания 19440 г Хатфилд
 2800 Броунс Драйв 110

CurveBeam LLC.
 Этот продукт соответствует стандарту DINNS Закона о радиационном контроле 1968 года действующему на дату производства. Этот продукт соответствует 21 CFR 1020.30-1020.31

Детектор изображения с плоским экраном Varex

 (YYYY-MM)		(01)XXXXXXXXXX
 (100100-2)		(21)XXXXXX
 (Serial No)		

 Произведено «КервБим» ЛЛС
 США, штат Пенсильвания 19440 г Хатфилд
 2800 Броунс Драйв 110

1. Компьютерный томограф HiRise – 1 комплект, в составе:



Рабочая станция

100214



(267) 483-8089

2. Рабочая станция 100214 – от 1 до 5 комплектов, состав одного комплекта:





 **НЕ СИДЕТЬ**













CurveBeam LLC.
 Этот продукт соответствует стандарту DIN415 Закона о радиационном контроле 1968 года, действующему на дату производства. Этот продукт соответствует 21 CFR 1020.30-1020.31

Пульт управления

 (YYYY-MM)		(01)XXXXXXXXXX
 (54030-0)		(21)XXXXXX
 (Serial No)		

 Произведено: «КереБим», ЛПС
 США, штат Пенсильвания 19440, г.Хатфилд,
 2800 Броун Драйв, 110

3. Кресло пациента 24100-0 – от 1 до 3 шт. (при необходимости)



4. Принадлежности:

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

86 (восемьдесят шесть) л.

Генеральный директор И. Г. Вайсман

