



«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «ЭНДОМЕДКОМ»
С.В. Каримова**

14.12.2023

**Фотографические изображения медицинского изделия
«Видеоларингоскоп, в вариантах исполнения, с принадлежностями»**

2023г.


Подписи к фотографиям/макетам русскоязычной маркировки:

Фото/макет	Страница
Видеоларингоскоп VRL-1T30	4
Видеоларингоскоп VRL-Q30	5
Видеоларингоскоп MBC-4	6
Видеоларингоскоп MBC-5	7
Видеоларингоскоп MBC-6	8
Видеоларингоскоп MBC-6 (в сборе)	9
Щетка чистящая JRX1812	10
Набор для очистки GLQ006	11
Клапан биопсийный QDZ002	12
Клапан аспирационный XY002	13
Течеискатель CLB001	14
Крышка водонепроницаемая CLG001	15
Чехол для переноски	16
Монитор MP4001	17
Карта памяти	18
Адаптер монитора CDQ001	19
Кабель адаптера монитора	20
Фонарик №1 SDT001	21
Фонарик №2 SDT002	22
Держатель батареи CDQ002	23
Крышка водонепроницаемая CLG002	24
Тестер герметичности автоматический ALD-1	25
Трубка тестера герметичности №1	26
Трубка тестера герметичности №2	27
Предохранитель	28
Кабель питания	29
Этикетка видеоларингоскопа	30-33
Чехол для переноски, с этикеткой	34
Общий вид, маркировка транспортной/потребительской упаковки видеоларингоскопа	35-37
Этикетка тестера герметичности автоматического ALD-1	38

Общий вид, маркировка коробки тестера герметичности автоматического ALD-1	39
Маркировка компонента, при поставке отдельно от изделия (на примере щетки чистящей)	40
Макеты русскоязычной маркировки видеоларингоскопа и тестера герметичности автоматического ALD-1, наносимые на транспортную/потребительскую упаковку	41
Макеты русскоязычной маркировки компонентов (на примере щетки чистящей) и этикетки, наносимой на транспортную упаковку, при поставке компонентов отдельно от изделия	42





































































Video Laryngoscopes

Model: VEC-6

Lot: 2022-12-7

CE



Shanghai International Holding Corp. GmbH

Address: Effustrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Shanghai AOHUA Photoelectricity Endoscopy Co., Ltd.

Address: No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, Shanghai, P.R. China

Phone: +86-21-67681019 Fax: +86-21-67681010

Website: www.aohua.com E-mail: oversea-sales@aohua.com









生产企业/注册人：上海奥华内镜股份有限公司

住 所：上海市闵行区光中路133弄66号

生产地址：上海市闵行区光中路133弄66号

电 话：4009-210-114

邮 编：201108

Manufacturer: Shanghai Aohua Photoelectricity
Endoscope Co., Ltd.

Registered address: No. 66, Lane 133, Guangzhong
Road, Minhang District, 201108, Shanghai, P.R.China

Manufacturing address: No. 66, Lane 133, Guangzhong
Road, Minhang District, 201108, Shanghai, P.R.China

Tel: 4009-210-114

Zip Code: 201108

PD : W00042

PM : VRL-Q30

SN : VRL500970


MFG : 2023/4/26

Name: Video Laryngoscopes

Model: VRL-Q30

2023. 04. 26

SN VRL500970



EC REP : Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany

: Shanghai AOHUA Photoelectricity Endoscope Co., Ltd

Address: No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang

District, 201108, Shanghai, P. R. China


AOHUA

Name: Automatic Leakage Tester
Model: ALD-1

 **MD440116**

 **2023-03-16**

Power rating: 60VA
Voltage: 100-240V AC
Frequency: 50Hz/60Hz
Fuse rating:  T 2.5A L 250V
Type of protection: Class I Type BF



Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)
Address: Eiffestrasse 80,20537 Hamburg,Germany



Shanghai AOHUA Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.
Address: No.66, Lane 13, Road Minhang
District, 201108, Shanghai, P.R.China

Tel: +86-21-67681019



WARNING

For continued protection against fire
replace only with same type
of fuse.







ДОНУА**Видеоларингоскоп XXX-XXXX****SN** См. на упаковке (SN)

См. на упаковке (MFG)



Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.
 («Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко., Лтд».)
 No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108 Shanghai, KHP.
 Тел. +86-21-6768-1018

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
 ООО «ЭНДОМЕДКОМ», РФ, 129626, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Алексеевский, пер.
 Графский, д. 14Б, этаж 1, пом./ком. IV/1Б, тел. +7-925-287-2549, e-mail: info@endomedcom.ru
 Регистрационное удостоверение № РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.20XX

Условия хранения и транспортирования:
 Диапазон температур окружающей среды: -40°C - +55°C
 Диапазон относительной влажности: 10% - 95%
 Диапазон атмосферного давления: 500 гПа - 1060 гПа
 Хранить в местах без доступа жидкостей, без химикатов, без взрывоопасных газов, без газов разложения
 и с хорошей вентиляцией в помещении.

Сведения о вложении приведены в упаковочном листе внутри коробки.

ДОНУА**Тестер герметичности автоматический ALD-1****SN** См. на упаковке (SN)

См. на упаковке (MFG)

Номинальная мощность: 60 ВА;

Напряжение: 100-240В AC;

Частота: 50/60 Гц;

Предохранитель: $\Rightarrow$ T 2,5A L 250V

Защита от поражения электрическим током: Класс I тип BF



Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.
 («Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко., Лтд».)
 No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108 Shanghai, KHP.
 Тел. +86-21-6768-1018

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
 ООО «ЭНДОМЕДКОМ», РФ, 129626, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Алексеевский, пер.
 Графский, д. 14Б, этаж 1, пом./ком. IV/1Б, тел. +7-925-287-2549, e-mail: info@endomedcom.ru
 Регистрационное удостоверение № РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.20XX

Условия хранения и транспортирования:
 Диапазон температур окружающей среды: 10°C - +55°C
 Диапазон относительной влажности: 30% - 100% (без конденсации)
 Диапазон атмосферного давления: 700 гПа - 1060 гПа
 Хранить в местах без доступа жидкостей, без химикатов, без взрывоопасных газов, без газов
 разложения и с хорошей вентиляцией в помещении.

Сведения о вложении приведены в упаковочном листе внутри коробки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для обеспечения защиты от опасности
 возгорания заменяйте предохранитель
 только на предохранитель того же типа
 и номинала

AOHUA

Щетка чистящая JRX1812

LOT 20220624 2022.06.24 К-во: 1 шт. Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.,
No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District,
201108 Shanghai, KHP. T: +86-21-6768-1018Регистрационное удостоверение
№ РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.20XX**AOHUA**

Компоненты для видеоларингоскопа XXX-XXXX



XXXX.XX.XX

Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.
(«Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко., Лтд».)
No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108 Shanghai, KHP.
Тел. +86-21-6768-1018

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЭНДОМЕДКОМ», РФ, 129626, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Алексеевский,
пер. Графский, д. 14Б, этаж 1, пом./ком. IV/1Б, тел. +7-925-287-2549, e-mail: info@endomedcom.ru
Регистрационное удостоверение № РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.20XX

Условия хранения и транспортирования:

Диапазон температур окружающей среды: -40°C - +55°C

Диапазон относительной влажности: 10% - 95%

Диапазон атмосферного давления: 500 гПа - 1060 гПа

Хранить в местах без доступа жидкостей, без химикатов, без взрывоопасных газов, без газов
разложения и с хорошей вентиляцией в помещении.

Сведения о вложении приведены в упаковочном листе внутри коробки.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 42 лист *а*
Генеральный директор
ООО «ЭНДОМЕДКОМ»
С. В. Каримова

