

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель по направлению
регистрации медицинских изделий
ООО «Бауш Хелс»
Макарова Е.В./
2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Линзы контактные мягкие плановой замены SofLens® 59 (хилафилкон Б),

Bausch & Lomb Incorporated, USA /«Бауш энд Ломб Инкорпорейтед», США

Линзы контактные мягкие плановой замены SofLens® 59 (хилафилкон Б), в составе:

I. Линзы контактные мягкие плановой замены SofLens® 59 (хилафилкон Б), в вариантах исполнения:

базовая кривизна 8,6 мм; диаметр 14,20 мм, оптическая сила линзы от – 9,00 дптр до + 6,00 дптр:

от – 0,25 дптр до – 6,50 дптр с шагом 0,25 дптр;

от – 7,00 дптр до – 9,00 дптр с шагом 0,50 дптр;

от + 0,25 дптр до + 6,00 дптр с шагом 0,25 дптр: блистер - 6 шт./уп.;

II. Инструкция по применению - 1 шт. (на партию).

Bausch & Lomb
SofLens®
(hilafilcon B)

59

6 Soft Contact Lenses

LENTILLES DE CONTACT DE VUE TEINTÉES JOURNALIÈRES (FR)

Contenu : 6 lentilles de contact (59 % d'eau) immergées dans une solution de sérum physiologique borée.

Attention : contactez votre ophtalmologue pour plus d'informations sur l'utilisation et l'entretien des lentilles de contact.

LENTE DE CONTACTO CON TINTE DE VISIBILIDAD PARA USO DIARIO (ES)

Contenido: 6 lentes de contacto (59 % agua) en solución de buffer borato salino.

Precaución: Consulte con su oculista cómo ponerse las lentes y cómo cuidarlas.

LENTI A CONTATTO EVIDENZIATE PER IL PORTO GIORNALIERO (IT)

Contenuto: 6 lenti a contatto (acqua 59%) immerse in una soluzione salina tamponata con borato.

Attenzione: consultare lo specialista per le istruzioni relative all'uso e alla cura delle lenti a contatto.

SYNLIGHETSFÄRGADE KONTAKTLINSER FÖR DAGLIG ANVÄNDNING (SV)

Innehåll: 6 kontaktlinser (59 % vatten) i en boratbuffrad koksaltlösning.

Viktigt: Be din optiker om instruktioner för användning och skötsel av linserna.

KONTAKTLENCSEK LÁTHATÓSÁGOT JAVÍTÓ SZÍNEZÉssel MINDENNAPOS VISELETRE (HU)

Tartalom: 6 kontaktlencse (59% víz) boráttal puffereelt sóoldatba merítve.

Figyelem: A lencse viseléséről és kezeléséről kérjen felvilágosítást szemorvosától.

LENTE DE CONTACTO COM TINTA DE VISIBILIDADE PARA USO DIÁRIO (PT)

Conteúdo: 6 lentes de contacto (59% de água) imersas em tampão borato salino.

Atenção: Consulte o seu Especialista de Visão quanto a instruções de utilização e manutenção das lentes.

DIA Ø_T 14.2 mm BC 8.6mm

STERILE

R_x ONLY



0°C
32°F

CE 0050

(hilafilcon B)

Made in/Fabriquées aux: Ireland

858 1103 6584



UDI

2023-04-19

(01)00785811036584 (11)230419
(17)280317 (10)W32015684

LOT

Фото 4. Потребительская упаковка (вид сбоку)



VISIBILITY TINTED CONTACT LENSES FOR DAILY WEAR (EN)

Contents: 6 contact lenses (59% water) immersed in a solution of borate buffered saline.


Caution: Consult your eye care practitioner for lens wearing and care instructions.

 Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester, NY 14609 USA


VISIBILITY-TINTED-KONTAKTLINSEN FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH (DE)

Inhalt: 6 Kontaktlinsen (59 % Wasser) in einer mit Borat gepufferten Kochsalzlösung.

Achtung: Wenden Sie sich bei Fragen zum Tragen und Pflegen von Kontaktlinsen an Ihren Augenarzt.



Bausch & Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate
Waterford, X91 V383, Ireland





Bausch & Lomb

Sollenso 59 (Manken 8)

ХХХХХХ

-2.50

PWR(FV)

OS 10.24 A

BC: 8.6mm

DIA Ø: 14.2mm

W32017777



EXP 10

2028-04

Made in Ireland

CE C050 R ONLY

1.5mm
height by seal
inductance

STF 10.24 A

Bausch & Lomb

Sollenso 59 (Manken 8)

ХХХХХХ

-2.50

PWR(FV)

OS 10.24 C

BC: 8.6mm

DIA Ø: 14.2mm

W32017892



EXP 10

2028-04

Made in Ireland

CE 0050 R ONLY

1.5mm
height by seal
inductance

STF 10.24 C

Bausch & Lomb

Sollenso 59 (Manken 8)

ХХХХХХ

-2.50


PWR(FV)

OS 10.24 I

BC: 8.6mm

DIA Ø: 14.2mm

W32017892



EXP 10

2028-04

Made in Ireland

CE 0050 R ONLY


1.5mm
height by seal
inductance

STF 10.24 I

Фото 9. Транспортная упаковка



Фото 10. Линза



Пример макета русскоязычного стикера

Линзы контактные мягкие однодневные SofLens® daily disposable (хилафилкон Б)

Линзы контактные мягкие плановой замены SofLens® 59 (хилафилкон Б).

Для контактной коррекции зрения. Дневное ношение.

Периодичность замены – каждые 30 дней или в соответствии с предписанием Вашего окулиста. Не для продажи отдельными блистерами. Стерильно.

Упаковка содержит 6 контактных линз в полипропиленовом блистере, содержащем стерильный боратный буферный раствор с борной кислотой, боратом натрия и полоксамином.

ГОСТ 31586–2012.

Материал: хилафилкон Б. **Характеристики:** влагосодержание 59%, Dk 22.

Обозначения: DIA – диаметр, BC – базовая кривизна, PWR – оптическая сила,

EXP (З) – использовать до см. на упаковке.

Срок годности: 5 лет

Хранить при температуре +1°C до +30°C. Не допускать замораживания, не хранить ниже 1°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: «Бауш энд Ломб Инкорпорейтед», США

Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA.

Место производства медицинского изделия: Bausch & Lomb Ireland, (Ирландия)

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «Бауш Хелс», Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5,

тел.: +7 (495) 510-28-79, Russia.Claims@bausch.com

Внимание! При использовании следуйте указаниям вашего окулиста.

Смотрите инструкцию по применению и узнайте больше о продуктах Bausch+Lomb на

www.ultralinzi.ru

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10664 от ДД. ММ. 2024 г.

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 13 листа (ов)
Руководитель по направлению регистрации
медицинских изделий
Макарова Е.В.

Подпись

« 05 » июня 2022 г.

