

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «Опт-Продукт»

Захарченко А.А.
М.П.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Стент-графт аортальный BeGraft с баллонным катетером (системой доставки)
производства

«Бентли ИнноМед ГмбХ», Bentley InnoMed GmbH
Lotzenäcker 3, 72379 Hechingen, Germany (Германия)

**2024,
г. Москва**

2

tley

Стент-графт аортальный BeGraft с баллонным катетером (системой доставки)




Производитель: «Бентли ИнноМед ГмбХ» (Bentley InnoMed GmbH)

Адрес: Lotzenäcker 3, D – 72379 Hechingen, Германия

Стерилизовано этиленоксидом. Апиrogenно.

Для однократного применения.

Перед применением прочитать инструкцию

Характеристика	См. символ
Рекоменд. проводник 0,035" (0,89 мм)	REC GW
Рекоменд. размер интродьюсера ** F	RECMININTRO
Номинальное давление * бар (** kPa)	NP * bar (** kPa)
Расчетное давление разрыва * бар (** kPa)	RBP * bar (** kPa)
Длина стента	 STENT
Диаметр стента	 STENT
Используемый катетер	 USAB CAT
Артикул	REF
№ партии	LOT
Дата производства	
Срок годности	

УПП: ООО «Опт-Продакт»


Адрес: 129327, город Москва, Ленская улица, дом 2/21, помещение IV, комната 314


РУ: №РЗН..... ОТ

DO NOT EXCEED!

401083-001/002

Фото этикетки (стикера) на русском языке на потребительская (вторичной) упаковке МИ.





Compliance Chart

Inflation Pressure [bar]	Expanded Stent Outer Diameter [mm]									
	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 22	Ø 24			
4	10.9	12.9	15.0	16.9	30.3	22.0	23.5			
5	11.4	13.4	15.7	17.6	21.1	22.9	24.4			
6	11.7	13.8	16.2	18.2	21.6	23.5	25.0			
7	12.1	14.3	16.6	18.6						
8	12.3	14.5	16.9	18.8						
9	12.5	14.6	17.1							
10	12.6	14.8								


NP Nominal Pressure

RBP Rated Burst Pressure

© 2018 Bimley ImmoMed GmbH. All Rights Reserved. 40716-001/001

Applicator manual on the front

стент-графт, который находится в диспенсере (трубке из полиэтилена высокой плотности), на котором также закреплена карта соответствия.



Стент-графт, который находится в диспенсере (трубке из полиэтилена высокой плотности), на котором также закреплена карта соответствия. На карте соответствия закреплён желтый аппликатор.

BeGraft
aortic

Implant Information Card
Aortic Stent Graft System

Patient Last Name, First Name

Date of Birth

Карточка с информацией об имплантате.



ЗАХАРЗЕНКО А.А.

Промышленность и
промышленность
и (с/с) и с/с