

«УТВЕРЖДАЮ»
Представитель по доверенности № 23-20 от 24.06.2023 г.
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»



Маполис А.П.

26 июня 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Имплантат интрадермальный AquaLuna Aqua с гиалуронатом натрия 12 мг/мл
и лидокаином 3 мг/мл для контурной пластики»

Bloomage Biotechnology Co., Ltd., China
Блюмейдж Биотехнолоджи Ко., Лтд., Китай




Рисунок 1 – Лицевая сторона пачки из картона, вариант исполнения 1 шприц 1 мл

Имплантат интрадермальный AquaLuna Aqua с гиалуронатом натрия 12 мг/мл и лидокаином 3 мг/мл для контурной пластики, 1 мл изделие предназначено для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для поверхностных морщин и увлажнения кожи. 1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, 2 иглы 30G x 1/2", 2 наклейки с информацией об имплантате, инструкцию по применению.

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично. Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: хранить при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия:
 ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв. 5.
 Тел.: +7 (495) 414-43-00, E-mail: info@developconsult.ru
 Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.



Elvamae Biotechnology Co., Ltd.
 No. 675, Jianshen Road, High-tech Development Zone, Jinan, 250101, P.R. China

6948060432772

Рисунок 2 – Обратная сторона пачки из картона, вариант исполнения 1 шприц 1 мл




Рисунок 3 – Лицевая сторона пачки из картона, вариант исполнения 2 шприца 1 мл

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





Рисунок 5 – Лицевая сторона блистера со шприцом, вариант исполнения шприц 1 мл

Рисунок 6 — Обратная сторона блистера со шприцом, вариант исполнения шприц 1 мл






Рисунок 7 – Лицевая сторона пачки из картона, вариант исполнения 1 шприц 2 мл

Имплантат интрадермальный AquaLuna Aqua с гиалуронатом натрия 12 мг/мл и лидокаином 3 мг/мл для контурной пластики, 2 мл
 изделие предназначено для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для поверхностных морщин и увлажнения кожи.
 1 упаковка содержит 1 шприц 2 мл, 2 иглы 30G x 1/2", 2 наклейки с информацией об имплантате, инструкцию по применению.
 Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.
Стерильно. Не токсично. Срок годности: 36 месяцев.
 Условия хранения: хранить при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Хранить в недоступном для детей месте.
 Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия:
 ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв. 5.
 Тел.: +7 (495) 414-43-00, E-mail: info@developconsult.ru.
 Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.



Рисунок 8 – Обратная сторона пачки из картона, вариант исполнения 1 шприц 2 мл




Рисунок 9 – Лицевая сторона пачки из картона, вариант исполнения 2 шприца 2 мл

Имплантат интрадермальный AquaLuna Aqua с гиалуронатом натрия 12 мг/мл и лидокаином 3 мг/мл для контурной пластики, 2 мл
изделие предназначено для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для поверхностных морщин и увлажнения кожи.
1 упаковка содержит 2 шприца 2 мл, 4 иглы 30G x 1/2". 2 наклейки с информацией об имплантате, инструкцию по применению.
Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.
Стерильно. Не токсично. Срок годности: 36 месяцев.
Условия хранения: хранить при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Хранить в недоступном для детей месте.
Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия:
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв. 5
Тел: +7 (495) 414-43-00, E-mail: info@developconsult.ru
Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.




Рисунок 10 – Обратная сторона пачки из картона, вариант исполнения 2 шприца 2 мл





Рисунок 11 – Лицевая сторона блистера со шприцом, вариант исполнения шприц 2 мл

Рисунок 12 — Обратная сторона блистера со шприцом, вариант исполнения шприц 2 мл






Рисунок 13 – Лицевая сторона пачки из картона, вариант исполнения 1 шприц 3 мл

Регистрационное удостоверение №XXX от XX.XX.XXXX г



Рисунок 14 – Обратная сторона пачки из картона.




Рисунок 15 – Лицевая сторона пачки из картона, вариант исполнения 2 шприца 3 мл

Имплантат интрадермальный AquaLuna Aqua с гиалуронатом натрия 12 мг/мл и лидокаином 3 мг/мл для контурной пластики, 3 мл изделие предназначено для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для поверхностных морщин и увлажнения кожи.

1 упаковка содержит 2 шприца 3 мл, 4 иглы 30G x 1/2". 2 наклейки с информацией об имплантате, инструкцию по применению.

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично. Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: хранить при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия:
 ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв. 5.
 Тел.: +7 (495) 414-43-00, E-mail: info@developconsult.ru
 Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.



Рисунок 16 – Обратная сторона пачки из картона, вариант исполнения 2 шприца 3 мл




Рисунок 17 – Лицевая сторона блистера со шприцом, вариант исполнения шприц 3 мл

Рисунок 18 — Обратная сторона блистера со шприцом, вариант исполнения шприца 3 мл



Прошито и пронумерован
скреплено печатью 19

Представитель
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»
по доверенности от 24.06.2024 г.
А.П. Мам
06 2024 г.

