

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ИЗДЕЛИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ КОМПРЕССИОННОЕ по ТУ 32.50.22-017-96814693-2023

варианта исполнения:

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный следующих артикулов:

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-121, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-122, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-124, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-125, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-126, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-127, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный У-304, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный У-305, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный предназначен для поддержки при переломах, растяжениях связок или деформации позвоночника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Остеохондроз, спондилез, спондилоартроз в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, в том числе с болевым синдромом.
- Грыжи межпозвонковых дисков.
- Спондилолистез.
- Радикулит, миозит, люмбалгии, ишалгии, ушибы позвоночника.
- Восстановительный период после травм и операций в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.
- Профилактика повреждения поясничной области при физических нагрузках.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Ущемленные и не вправляемые грыжи.
- Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблицах 1-5.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-121

Размер	Обхват талии, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
			Наименование	Кол-во, шт
№ 1	63-67	163,0	Ребро жесткости тип Р5	4
№ 2	68-72	170,0		
№ 3	73-77	176,0		
№ 4	78-82	181,0		
№ 5	83-87	184,0		
№ 6	88-92	190,0	Корсетная косточка тип К5	2
№ 7	93-97	194,0		
№ 8	98-102	198,0	Корсетная косточка тип К7	2
№ 9	103-107	202,0		
№ 10	108-112	206,0		
№ 11	113-117	210,0		
№ 12	118-122	214,0		

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-122

Размер	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
				Наименование	Кол-во, шт
№ 1	73-77	88-92	229,0	Ребро жесткости тип Р4	2
№ 2	78-82	92-96	255,0		
№ 3	83-87	96-100	282,0		
№ 4	88-92	100-104	309,0		
№ 5	93-97	104-108	337,0		
№ 6	98-102	108-112	391,0		4
№ 7	103-107	112-116	422,0		
№ 8	108-112	116-120	450,0		
№ 9	113-117	120-124	478,0		
№ 10	118-122	124-128	506,0		

№ 11	123-127	128-132	534,0		
№ 12	128-132	132-136	561,0		

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Д-124, Д-125, Д-126

Размер	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Д-124		Д-125		Д-126	
			Масса, г ±20%	Элемент жесткости		Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
				Наименование	Кол-во, шт		Наименование	Кол-во, шт
№ 1	66-70	88-92	202,0	Ребро жесткости тип Р2	2	222,0	Ребро жесткости тип Р3	2
№ 2	71-75	93-97	226,0			248,0		
№ 3	76-80	98-102	249,0			274,0		
№ 4	81-85	103-107	273,0			300,0		
№ 5	86-90	108-112	298,0			327,0		
№ 6	91-95	113-117	346,0		4	380,0		4
№ 7	96-100	117-121	373,0			410,0		
№ 8	101-105	121-125	398,0			437,0		
№ 9	106-110	125-129	422,0			464,0		
№ 10	111-115	129-133	447,0			491,0		
№ 11	116-120	133-137	471,0			518,0		
№ 12	121-125	137-141	496,0			545,0		

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-127

Размер	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
				Наименование	Кол-во, шт
№ 1	63-67	88-92	191,0	Ребро жесткости тип Р5	4
№ 2	68-72	93-97	198,0		
№ 3	73-77	98-102	206,0		
№ 4	78-82	103-107	213,0		
№ 5	83-87	108-112	218,0		
№ 6	88-92	113-117	225,0	Корсетная косточка тип К6	2
№ 7	93-97	118-122	233,0		
№ 8	98-102	123-127	241,0		
№ 9	103-107	128-132	248,0	Корсетная косточка тип К7	2
№ 10	108-112	133-137	256,0		
№ 11	113-117	138-142	264,0		
№ 12	118-122	143-147	272,0		

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-304, У-305

Размер	Обхват талии, см	У-304			У-305		
		Масса, г ±20%	Элемент жесткости		Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
			Наименование	Кол-во, шт		Наименование	Кол-во, шт
№ 1	59-63	98,0	Ребро жесткости тип Р2	4	84,0	Корсетная косточка тип К7	6
№ 2	64-68	103,0			88,0		
№ 3	69-73	108,0			90,0		
№ 4	74-78	112,0			93,0		
№ 5	79-83	107,0	Корсетная косточка тип К4	2	101,0		
№ 6	84-88	111,0			109,0		

№ 7	89-93	115,0			118,0		
№ 8	94-98	120,0			128,0		
№ 9	99-103	125,0			135,0		
№ 10	104-108	130,0			146,0		
№ 11	109-113	135,0			152,0		
№ 12	114-118	140,0			158,0		

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-121, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-122, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-124, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-125, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-126, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-127, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно со вставками из эластичной сетки, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный У-304, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Бесшовное вязаное полотно.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный У-305, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Бесшовное вязаное полотно.

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-121	Основа – эластичное полотно, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани. Четыре гибких несъёмных металлических ребра жёсткости на спинке, 2 корсетные косточки на передних деталях и 2 в боковых швах. Трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Высота 28 см. Для женщин.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-122	Основа – эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани. Гибкие металлические съёмные рёбра жёсткости. Количество рёбер зависит от размера изделия: №№ 1-5 – 2 ребра, №№ 6-12 – 4 ребра.

	Неразъёмная конструкция. Степень фиксации регулируется тройной эластичной стяжкой с системой застёжек «Комфорт». Высота 25 см по переду и 28 см по спинке. Для мужчин и женщин.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-124	Основа – эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани. Гибкие металлические съёмные рёбра жёсткости. Количество рёбер зависит от размера изделия: №№ 1-5 – 2 ребра, №№ 6-12 – 4 ребра. Застёжка сбоку на крючки и петли и застёжку-молнию. Степень фиксации регулируется двойной эластичной стяжкой с системой застёжек «Комфорт». Высота 25 см. Для женщин.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-125	Основа – эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани. Гибкие металлические съёмные рёбра жёсткости. Количество рёбер зависит от размера изделия: №№ 1-5 – 2 ребра, №№ 6-12 – 4 ребра. Застёжка сбоку на крючки и петли и застёжку-молнию. Степень фиксации регулируется тройной эластичной стяжкой с системой застёжек «Комфорт». Высота 27 см. Для женщин.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-126	Основа – эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани. Гибкие металлические съёмные рёбра жёсткости. Количество рёбер зависит от размера изделия: №№ 1-5 – 2 ребра, №№ 6-12 – 4 ребра. Застёжка сбоку на крючки и петли и застёжку-молнию. Степень фиксации регулируется тройной эластичной стяжкой с системой застёжек «Комфорт». Высота 27 см. Для женщин.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный Д-127	Основа – эластичное полотно со вставками из эластичной сетки, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани. Четыре гибких несъёмных металлических ребра жёсткости на спинке, 2 корсетные косточки на передних деталях и 2 в боковых швах. Усиленная двухрядная застёжка спереди на крючки и петли. Дополнительная стяжка из трёх эластичных перфорированных лент на спинке. Высота 28 см. Для женщин.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный У-304	Основа – бесшовное вязаное полотно. Конструкция разъёмная. Спереди – трёхрядная застёжка на крючки и петли. Четыре гибких несъёмных металлических ребра жёсткости на спинке, 2 корсетные косточки по бокам. Высота 25 см.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый компрессионный У-305	Основа – бесшовное вязаное полотно. Конструкция разъёмная. Спереди – трёхрядная застёжка на крючки и петли.

	Четыре корсетные косточки на спинке, 2 корсетные косточки по бокам. Высота 38 см.
--	--

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие.
- Надеть изделие в положении лежа таким образом, чтобы рёбра жёсткости располагались посередине поясничного отдела позвоночника на одинаковом расстоянии от позвоночного столба, застегнуть (Д-121, Д-127, У-304, У-305).
- Надеть изделие в положении лежа таким образом, чтобы рёбра жёсткости располагались посередине поясничного отдела позвоночника на одинаковом расстоянии от позвоночного столба, застегнуть (Д-122, Д-124, Д-125, Д-126). Отрегулировать степень фиксации с помощью стяжки (при ее наличии).

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трёх лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ИЗДЕЛИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ КОМПРЕССИОННОЕ

по ТУ 32.50.22-017-96814693-2023

варианта исполнения:

Корсет ортопедический грудопоясничный компрессионный следующих артикулов:

Корсет ортопедический грудопоясничный компрессионный Д-111, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Корсет ортопедический грудопоясничный компрессионный Д-112, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Корсет ортопедический грудопоясничный компрессионный Д-116, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Корсет ортопедический грудопоясничный компрессионный Д-212, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Корсет ортопедический грудопоясничный компрессионный предназначен для поддержки при переломах, растяжениях связок или деформации позвоночника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Кифотическая и сколиотическая деформации позвоночника.
- Реабилитация после травм и операций в грудном и поясничном отделах позвоночника.
- Остеохондроз, остеоартроз в грудопоясничном отделе позвоночника.
- Радикулиты, миозиты, перенапряжения мышц спины.
- Спондилолистез, явления нестабильности в грудопоясничном отделе позвоночника.
- Межпозвонковые грыжи грудного и поясничного отделов позвоночника.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Ущемленные и не вправляемые грыжи.
- Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Корсет ортопедический грудопоясничный компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблицах 1-4.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-111

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол- во, шт
№ 1	158-167	70-74	64-68	96-100	374,0	Ребро жесткости тип P18	2
№ 2		74-78	68-72	100-104	384,0		
№ 3		78-81	72-76	104-108	395,0		
№ 4		81-84	76-80	108-112	405,0		
№ 5		84-87	80-84	112-116	416,0		
№ 6		87-90	84-88	116-120	427,0		
№ 7		91-94	89-93	120-124	437,0	Корсетная косточка тип B8	2
№ 8		94-98	94-98	124-128	448,0		
№ 9		98-102	99-103	128-132	459,0		
№ 10		102-106	104-108	132-136	469,0		
№ 11		106-110	109-113	136-140	480,5		
№ 12		110-114	114-118	140-144	491,0		
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол- во, шт
№ 1	168-176	70-74	64-68	96-100	411,0	Ребро жесткости тип P20	2
№ 2		74-78	68-72	100-104	422,0		
№ 3		78-81	72-76	104-108	432,0		
№ 4		81-84	76-80	108-112	443,0		
№ 5		84-87	80-84	112-116	454,0		
№ 6		87-90	84-88	116-120	464,0		
№ 7		91-94	89-93	120-124	475,0	Корсетная косточка тип B11	2
№ 8		94-98	94-98	124-128	486,0		
№ 9		98-102	99-103	128-132	496,7		
№ 10		102-106	104-108	132-136	507,3		
№ 11		106-110	109-113	136-140	518,0		
№ 12		110-114	114-118	140-144	528,6		

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-112

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол- во, шт
№ 1	158-167	70-74	62-66	88-92	374,0	Ребро	
№ 2		74-78	66-70	92-96	384,0		
№ 3		78-81	70-74	96-100	395,0		
№ 4		81-84	74-78	100-104	405,0		

№ 5		84-87	78-82	104-108	416,0	жесткости тип P18	2
№ 6		87-90	82-86	108-112	427,0		
№ 7		91-94	86-90	112-116	437,0		
№ 8		94-98	91-95	116-120	448,0		
№ 9		98-102	96-100	120-124	459,0		
№ 10		102-106	101-105	124-128	469,0		
№ 11		106-110	106-110	128-132	480,5		
№ 12		110-114	111-115	132-136	491,0		
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол- во, шт
№ 1	168-176	70-74	62-66	88-92	411,0	Ребро жесткости тип P20	2
№ 2		74-78	66-70	92-96	422,0		
№ 3		78-81	70-74	96-100	432,0		
№ 4		81-84	74-78	100-104	443,0		
№ 5		84-87	78-82	104-108	454,0		
№ 6		87-90	82-86	108-112	464,0		
№ 7		91-94	86-90	112-116	475,0	Корсетная косточка тип B11	2
№ 8		94-98	91-95	116-120	486,0		
№ 9		98-102	96-100	120-124	496,7		
№ 10		102-106	101-105	124-128	507,3		
№ 11		106-110	106-110	128-132	518,0		
№ 12		110-114	111-115	132-136	528,6		

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-116

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол- во, шт
№ 1	158-167	69-72	59-63	80-84	374,0	Ребро жесткости тип P18	2
№ 2		72-76	63-67	84-88	384,0		
№ 3		76-79	67-71	88-92	395,0		
№ 4		79-82	71-75	92-96	405,0		
№ 5		82-85	75-79	96-100	416,0		
№ 6		85-89	79-83	100-104	427,0	Корсетная косточка тип B8	2
№ 7		89-93	83-87	104-108	437,0		
№ 8		93-97	88-92	108-112	448,0		
№ 9		97-101	93-97	112-116	459,0		
№ 10		101-105	98-102	116-120	469,0		
№ 11		105-109	103-107	120-124	480,5		
№ 12		109-113	108-112	124-128	491,0		
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол- во, шт
№ 1	168-176	69-72	59-63	80-84	411,0	Ребро жесткости тип P20	2
№ 2		72-76	63-67	84-88	422,0		
№ 3		76-79	67-71	88-92	432,0		
№ 4		79-82	71-75	92-96	443,0		
№ 5		82-85	75-79	96-100	454,0	Корсетная косточка тип B11	2
№ 6		85-89	79-83	100-104	464,0		
№ 7		89-93	83-87	104-108	475,0		

№ 8		93-97	88-92	108-112	486,0		
№ 9		97-101	93-97	112-116	496,7		
№ 10		101-105	98-102	116-120	507,3		
№ 11		105-109	103-107	120-124	518,0		
№ 12		109-113	108-112	124-128	528,6		

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-212

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол- во, шт
№ 1	158-167	67-71	63-67	88-92	406,0	Ребро жесткости тип Р18	2
№ 2		72-76	68-72	93-97	414,0		
№ 3		77-81	73-77	98-102	421,0		
№ 4		82-86	78-82	103-107	429,0		
№ 5		87-90	83-87	108-111	437,0		
№ 6		91-94	88-92	112-115	445,0		
№ 7		95-98	93-97	116-119	453,0	Корсетная косточка тип В8	2
№ 8		99-102	98-102	120-123	460,0		
№ 9		103-106	103-107	124-127	468,0		
№ 10		107-110	108-112	128-131	476,0		
№ 11		111-114	113-117	132-135	484,0		
№ 12		115-118	118-122	136-139	492,0		
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол- во, шт
№ 1	168-176	67-71	63-67	88-92	443,0	Ребро жесткости тип Р20	2
№ 2		72-76	68-72	93-97	451,0		
№ 3		77-81	73-77	98-102	459,0		
№ 4		82-86	78-82	103-107	467,0		
№ 5		87-90	83-87	108-111	475,0		
№ 6		91-94	88-92	112-115	482,0		
№ 7		95-98	93-97	116-119	490,0	Корсетная косточка тип В11	2
№ 8		99-102	98-102	120-123	498,0		
№ 9		103-106	103-107	124-127	506,0		
№ 10		107-110	108-112	128-131	514,0		
№ 11		111-114	113-117	132-135	521,0		
№ 12		115-118	118-122	136-139	529,0		

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Корсет ортопедический груднопоясничный компрессионный Д-111, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани.
Корсет ортопедический груднопоясничный компрессионный Д-112, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани.
Корсет ортопедический груднопоясничный компрессионный Д-116, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани.
Корсет ортопедический груднопоясничный	Эластичное и хлопчатобумажное полотно,

компрессионный Д-212, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

подкладка переда из хлопчатобумажной ткани.

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Корсет ортопедический грудопоясничный компрессионный Д-111	Основы – эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани. Два гибких съёмных металлических ребра жёсткости на спинке, 2 корсетные косточки в боковых швах. Застёжка сбоку на крючки и петли и застёжку-молнию. Степень фиксации регулируется двойной эластичной стяжкой с системой застёжек «Комфорт». Широкие мягкие лямки препятствуют натиранию подмышечной области, перекрещиваются на спине и фиксируются спереди лентой Velcro. Натяжение каждой лямки регулируется индивидуально, что позволяет исправить асимметрию плеч. Для женщин с типом фигуры «груша или треугольник».
Корсет ортопедический грудопоясничный компрессионный Д-112	Основы – эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани. Два гибких съёмных металлических ребра жёсткости на спинке, 2 корсетные косточки в боковых швах. Застёжка сбоку на крючки и петли и застёжку-молнию. Степень фиксации регулируется двойной эластичной стяжкой с системой застёжек «Комфорт». Широкие мягкие лямки препятствуют натиранию подмышечной области, перекрещиваются на спине и фиксируются спереди лентой Velcro. Натяжение каждой лямки регулируется индивидуально, что позволяет исправить асимметрию плеч. Для женщин с типом фигуры «прямоугольник».
Корсет ортопедический грудопоясничный компрессионный Д-116	Основы – эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани. Два гибких съёмных металлических ребра жёсткости на спинке, 2 корсетные косточки в боковых швах. Застёжка сбоку на крючки и петли и застёжку-молнию. Степень фиксации регулируется двойной эластичной стяжкой с системой застёжек «Комфорт». Широкие мягкие лямки препятствуют натиранию подмышечной области, перекрещиваются на спине

	и фиксируются спереди лентой Velcro. Натяжение каждой лямки регулируется индивидуально, что позволяет исправить асимметрию плеч. Для женщин с типом фигуры «перевернутый треугольник».
Корсет ортопедический грудопоясничный компрессионный Д-212	Основа – эластичное и хлопчатобумажное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажной ткани. Выполнен в виде футболки с вырезами для груди. Два гибких съёмных металлических ребра жёсткости на спинке, 2 корсетные косточки в боковых швах. Усиленная трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Степень фиксации регулируется двойной эластичной стяжкой с системой застёжек «Комфорт». Широкие мягкие лямки препятствуют натиранию подмышечной области, перекрещиваются на спине и фиксируются спереди лентой Velcro. Натяжение каждой лямки регулируется индивидуально, что позволяет исправить асимметрию плеч. Для женщин.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие.
- Надеть корсет таким образом, чтобы рёбра жёсткости располагались на одинаковом расстоянии от позвоночного столба, застегнуть застёжку корсета на животе, отрегулировать степень фиксации с помощью стяжки. Перекрестить наплечные ремни на спине, прикрепить их к корсету в области живота (для Д-111, Д-112, Д-116, Д-212).

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трёх лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ИЗДЕЛИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ КОМПРЕССИОННОЕ

по ТУ 32.50.22-017-96814693-2023

варианта исполнения:

Корсет-грация ортопедический компрессионный

следующих артикулов:

Корсет-грация ортопедический компрессионный Д-110, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Корсет-грация ортопедический компрессионный Д-113, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Корсет-грация ортопедический компрессионный Д-114, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Корсет-грация ортопедический компрессионный Д-115, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Корсет-грация ортопедический компрессионный предназначен для поддержки при переломах, растяжениях связок или деформации позвоночника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Кифотическая и сколиотическая деформации позвоночника.
- Реабилитация после травм и операций в грудном и поясничном отделах позвоночника.
- Остеохондроз, остеоартроз в пояснично-крестцовом и/или грудопоясничном отделах позвоночника.
- Радикулиты, миозиты, перенапряжения мышц спины.
- Спондилолистез, явления нестабильности в грудопоясничном отделе позвоночника.
- Межпозвонковые грыжи грудного и поясничного отделов позвоночника.
- Послеродовый период.
- Послеоперационный период, в том числе период после липосакции.
- Грыжи брюшной стенки, в т.ч. послеоперационные, пупочные, околопупочные, грыжи белой линии живота.
- Профилактика повреждения поясничной области при физических нагрузках.
- Коррекция фигуры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.
- Ущемленные и не управляемые грыжи.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Корсет-грация ортопедический компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблицах 1-2.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-110

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол-во, шт
№ 1	158-167	68-72	63-67	89-93	197,0	Ребро жесткости тип Р14	2
№ 2		73-77	68-72	94-97	212,0		
№ 3		78-82	73-77	98-101	228,0		
№ 4		83-87	78-82	102-105	237,0		
№ 5		88-91	83-87	106-109	248,0		
№ 6		91-94	88-92	110-113	263,0		
№ 7		94-97	93-97	114-117	275,0		
№ 8		97-100	98-102	118-121	287,0		
№ 9		100-103	103-107	122-125	299,0		
№ 10		103-106	108-112	126-128	311,0		
№ 11		106-109	113-117	129-132	323,0		
№ 12		109-113	118-122	133-136	335,0		
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол-во, шт
№ 1	168-176	68-72	63-67	89-93	209,0	Ребро жесткости тип Р15	2
№ 2		73-77	68-72	93-97	224,0		
№ 3		78-82	73-77	98-101	240,0		
№ 4		83-87	78-82	102-105	249,0		
№ 5		88-91	83-87	106-109	260,0		
№ 6		91-94	88-92	110-113	275,0		
№ 7		94-97	93-97	114-117	287,0		
№ 8		97-100	98-102	118-121	299,0		
№ 9		100-103	103-107	122-125	311,0		
№ 10		103-106	108-112	126-128	323,0		
№ 11		106-109	113-117	129-132	335,0		
№ 12		109-113	118-122	133-136	347,0		

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Д-113, Д-114, Д-115

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Д-113		Д-114		Д-115	
					Масса а, г ±20%	Элемент жесткости	Масса а, г ±20%	Элемент жесткости	Масса а, г ±20%	Элемент жесткости
						Наиме	Кол-		Наиме	Кол-

						новани е	во, шт		новани е	во, шт		новани е	во, шт
№ 1	158-167	68-72	63-67	88-92	201,0	Ребро жестко сти тип Р3	2	148,0	Ребро жестко сти тип Р13	2	187,0	Ребро жестко сти тип Р13	2
№ 2		73-77	68-72	93-97	212,0			155,0			195,0		
№ 3		78-82	73-77	98-102	222,0			170,0			203,0		
№ 4		83-87	78-82	103-107	232,0			177,0			211,0		
№ 5		88-91	83-87	108-112	242,0	Ребро жестко сти тип Р7	2	185,0		219,0			
№ 6		91-94	88-92	113-117	252,0			193,0		228,0			
№ 7		95-98	93-97	118-122	262,0			200,0		236,0			
№ 8		99-102	98-102	123-127	272,0			208,0		244,0			
№ 9		103-106	103-107	128-131	282,0	Корсетная косточка тип К3	2	215,0		252,0			
№ 10		107-110	108-112	132-135	292,0			223,0		261,0			
№ 11		111-114	113-117	136-139	302,0			231,0		269,0			
№ 12		115-118	118-122	140-143	312,0			238,0		278,0			
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Д-113		Д-114		Д-115		Масса а, г ±20%	Элемент жесткости	
					Масса а, г ±20%	Элемент жесткости	Масса а, г ±20%	Элемент жесткости	Масса а, г ±20%	Элемент жесткости			
						Наименование		Кол-во, шт		Наименование		Кол-во, шт	Наименование
№ 1	168-176	68-72	63-67	88-92	209,0	Ребро жестко сти тип Р9	2	154,0	Ребро жестко сти тип Р14	2	199,0	Ребро жестко сти тип Р14	2
№ 2		73-77	68-72	93-97	219,0			161,0			207,0		
№ 3		78-82	73-77	98-102	229,0			176,0			215,0		
№ 4		83-87	78-82	103-107	239,0			183,0			223,0		
№ 5		88-91	83-87	108-112	249,0	Ребро жестко сти тип Р7	2	191,0		231,0			
№ 6		91-94	88-92	113-117	259,0			199,0		240,0			
№ 7		95-98	93-97	118-122	269,0			206,0		248,0			
№ 8		99-102	98-102	123-127	279,0			214,0		256,0			
№ 9		103-106	103-107	128-131	289,0	Корсетная косточка тип К5	2	221,0		264,0			
№ 10		107-110	108-112	132-135	299,0			229,0		273,0			
№ 11		111-114	113-117	136-139	310,0			237,0		281,0			
№ 12		115-118	118-122	140-143	320,0			244,0		290,0			

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Корсет-грация ортопедический компрессионный Д-110, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажного полотна.
Корсет-грация ортопедический компрессионный Д-113, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно со вставками из эластичной сетки.
Корсет-грация ортопедический компрессионный Д-114, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно со вставками из эластичной сетки.
Корсет-грация ортопедический компрессионный	Эластичное полотно и эластичная сетка.

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Корсет-грация ортопедический компрессионный Д-110	Основа – эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажного полотна. Два съёмных гибких металлических ребра жёсткости на спинке. Двухрядная застёжка спереди на крючки и петли. Регулируемые бретели. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Корсет-грация ортопедический компрессионный Д-113	Основа – эластичное полотно со вставками из эластичной сетки. Четыре гибких съёмных металлических ребра жёсткости на спинке, 2 корсетные косточки в боковых швах. Дополнительная стяжка из трёх эластичных перфорированных лент на спинке. Съёмные регулируемые бретели. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Корсет-грация ортопедический компрессионный Д-114	Основа – эластичное полотно со вставками из эластичной сетки. Два съёмных гибких металлических ребра жёсткости на спинке. Регулируемые бретели. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Корсет-грация ортопедический компрессионный Д-115	Основа – эластичное полотно и эластичная сетка. Два съёмных гибких металлических ребра жёсткости на спинке. Регулируемые бретели. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие.
- Надеть изделие через ноги так, чтобы рёбра жёсткости располагались на одинаковом расстоянии от позвоночного столба, отрегулировать бретели.
- При походе в туалет можно не снимать изделие, а просто расстегнуть нижнюю застёжку – ластовицу.

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трёх лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ИЗДЕЛИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ КОМПРЕССИОННОЕ

по ТУ 32.50.22-017-96814693-2023

варианта исполнения:

Реклинатор ортопедический компрессионный

следующих артикулов:

Реклинатор ортопедический компрессионный Д-107, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-109, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-134, рост: 1,2,3; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-135, рост: 1,2,3; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-136, рост: 1,2,3; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-211, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Реклинатор ортопедический компрессионный У-493, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Реклинатор ортопедический компрессионный У-494, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Реклинатор ортопедический компрессионный У-706, размер: 2,3,4,5,6,7,8
Реклинатор ортопедический компрессионный У-707, размер: 2,3,4,5,6,7,8
Реклинатор ортопедический компрессионный У-708, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Реклинатор ортопедический компрессионный предназначен для поддержки при переломах, растяжениях связок или деформации позвоночника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Различные формы нарушения осанки.
- Сколиозы, крыловидные лопатки.
- Кифозы и кифосколиозы.
- Остеохондроз грудного отдела позвоночника, грыжи межпозвонковых дисков.
- Период реабилитации после травм и операций грудного отдела позвоночника.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
----------------------	-------------

Реклинатор ортопедический компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-10.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-107

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол-во, шт
№ 1	158-167	68-72	63-67	91-95	231,0	Ребро жесткости тип P10	2
№ 2		73-77	68-72	96-100	246,0		
№ 3		78-82	73-77	101-105	261,0		
№ 4		83-87	78-82	106-110	296,0	Ребро жесткости тип P16	2
						Корсетная косточка тип B7	2
№ 5		88-91	83-87	111-115	275,0	Ребро жесткости тип P9	2
№ 6		91-94	88-92	116-120	271,0		
№ 7		94-97	93-97	121-125	293,0		
№ 8		97-100	98-102	126-130	316,0	Ребро жесткости тип P16	2
						Корсетная косточка тип B6	2
№ 9		100-103	103-107	131-135	339,0	Ребро жесткости тип P8	2
№ 10		103-106	108-112	136-140	361,0		
№ 11	106-109	113-117	141-145	384,0			
№ 12	109-113	118-122	146-150	407,0	Ребро жесткости тип P16	2	
					Корсетная косточка тип B5	2	
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол-во, шт
№ 1	168-176	68-72	63-67	91-95	249,0	Ребро жесткости тип P13	2
№ 2		73-77	68-72	96-100	264,0		
№ 3		78-82	73-77	101-105	279,0		
№ 4		83-87	78-82	106-110	314,0	Ребро жесткости тип P18	2
						Корсетная косточка тип B11	2
№ 5		88-91	83-87	111-115	293,0	Ребро жесткости	2

№ 6		91-94	88-92	116-120	289,0	тип P12	
№ 7		94-97	93-97	121-125	311,0		
№ 8		97-100	98-102	126-130	334,0	Ребро жесткости тип P18	2
№ 9		100-103	103-107	131-135	357,0	Корсетная косточка тип B10	2
№ 10		103-106	108-112	136-140	379,0	Ребро жесткости тип P11	2
№ 11		106-109	113-117	141-145	402,0		
№ 12		109-113	118-122	146-150	425,0	Ребро жесткости тип P18	2
						Корсетная косточка тип B9	2

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-109

Таблица 2. Размеры и масса изделий артикула Д 109							
Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол-во, шт
№ 1	158-167	68-72	63-67	88-92	225,0	Ребро жесткости тип P17	2
№ 2		73-77	68-72	93-97	233,0		
№ 3		78-82	73-77	98-102	241,0		
№ 4		83-87	78-82	103-107	249,0		
№ 5		88-91	83-87	108-112	253,0		
№ 6		91-94	88-92	113-117	266,0		
№ 7		94-97	93-97	118-122	279,0	Корсетная косточка тип В3	4
№ 8		97-100	98-102	123-127	289,0		
№ 9		100-103	103-107	128-132	299,0		
№ 10		103-106	108-112	133-137	309,0		
№ 11		106-109	113-117	138-142	319,0		
№ 12		109-113	118-122	143-147	329,0		
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол-во, шт
№ 1	168-176	68-72	63-67	88-92	245,0	Ребро жесткости тип P20	2
№ 2		73-77	68-72	93-97	253,0		
№ 3		78-82	73-77	98-102	261,0		
№ 4		83-87	78-82	103-107	269,0		
№ 5		88-91	83-87	108-112	273,0		
№ 6		91-94	88-92	113-117	286,0		
№ 7		94-97	93-97	118-122	299,0	Корсетная косточка тип В7	4
№ 8		97-100	98-102	123-127	309,0		
№ 9		100-103	103-107	128-132	319,0		
№ 10		103-106	108-112	133-137	329,0		
№ 11		106-109	113-117	138-142	339,0		
№ 12		109-113	118-122	143-147	349,0		

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-134

Размер	Рост 1, см	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Масса, г ±20%
№ 1	165-175	84-88	74-78	232,0
№ 2		88-92	78-82	150,0

№ 3		92-96	83-87	159,0
№ 4		96-100	88-92	167,0
№ 5		100-104	93-97	175,0
№ 6		104-108	98-102	183,0
№ 7		108-112	103-107	192,0
№ 8		112-116	108-112	200,0
№ 9		116-120	112-116	208,0
№ 10		120-124	116-120	216,0
№ 11		124-128	120-124	224,0
№ 12		128-132	124-128	232,0
Размер	Рост 2, см	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Масса, г ±20%
№ 1	175-185	84-88	74-78	150,0
№ 2		88-92	78-82	159,0
№ 3		92-96	83-87	167,0
№ 4		96-100	88-92	175,0
№ 5		100-104	93-97	183,0
№ 6		104-108	98-102	192,0
№ 7		108-112	103-107	200,0
№ 8		112-116	108-112	208,0
№ 9		116-120	112-116	216,0
№ 10		120-124	116-120	224,0
№ 11		124-128	120-124	232,0
№ 12		128-132	124-128	240,0
Размер	Рост 3, см	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Масса, г ±20%
№ 1	185-195	84-88	74-78	159,0
№ 2		88-92	78-82	167,0
№ 3		92-96	83-87	175,0
№ 4		96-100	88-92	183,0
№ 5		100-104	93-97	192,0
№ 6		104-108	98-102	200,0
№ 7		108-112	103-107	208,0
№ 8		112-116	108-112	216,0
№ 9		116-120	112-116	224,0
№ 10		120-124	116-120	232,0
№ 11		124-128	120-124	240,0
№ 12		128-132	124-128	248,0

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-135

Размер	Рост 1, см	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Масса, г ±20%
№ 1	155-165	80-84	61-65	135,0
№ 2		84-88	65-69	141,0
№ 3		88-92	69-73	150,0
№ 4		92-96	73-77	159,0
№ 5		96-100	77-81	167,0
№ 6		100-104	81-85	175,0
№ 7		104-108	85-90	183,0
№ 8		108-112	90-95	192,0
№ 9		112-116	95-100	200,0

№ 10		116-120	100-105	208,0
№ 11		120-124	105-110	216,0
№ 12		124-128	110-115	224,0
Размер	Рост 2, см	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Масса, г ±20%
№ 1	165-175	80-84	61-65	132,0
№ 2		84-88	65-69	150,0
№ 3		88-92	69-73	159,0
№ 4		92-96	73-77	167,0
№ 5		96-100	77-81	175,0
№ 6		100-104	81-85	183,0
№ 7		104-108	85-90	192,0
№ 8		108-112	90-95	200,0
№ 9		112-116	95-100	208,0
№ 10		116-120	100-105	216,0
№ 11		120-124	105-110	224,0
№ 12		124-128	110-115	232,0
Размер	Рост 3, см	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Масса, г ±20%
№ 1	175-185	80-84	61-65	150,0
№ 2		84-88	65-69	159,0
№ 3		88-92	69-73	167,0
№ 4		92-96	73-77	175,0
№ 5		96-100	77-81	183,0
№ 6		100-104	81-85	192,0
№ 7		104-108	85-90	200,0
№ 8		108-112	90-95	208,0
№ 9		112-116	95-100	216,0
№ 10		116-120	100-105	224,0
№ 11		120-124	105-110	232,0
№ 12		124-128	110-115	242,0

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-136

Размер	Рост 1, см	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
					Наименование	Кол-во, шт
№ 1	165-175	84-88	74-78	448,0	Ребро жесткости тип Р19	2
№ 2		88-92	78-82	461,0		
№ 3		92-96	83-87	474,0		
№ 4		96-100	88-92	487,0		
№ 5		100-104	93-97	499,0		
№ 6		104-108	98-102	512,0		
№ 7		108-112	103-107	525,0	Корсетная косточка тип К8	2
№ 8		112-116	108-112	538,0		
№ 9		116-120	112-116	551,0		
№ 10		120-124	116-120	563,0		
№ 11		124-128	120-124	576,0		
№ 12		128-132	124-128	589,0		
Размер	Рост 2, см	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
					Наименование	Кол-во, шт
№ 1	175-185	84-88	74-78	493,0	Ребро	2

№ 2		88-92	78-82	506,0	жесткости тип P21 Корсетная косточка тип K9	2
№ 3		92-96	83-87	519,0		
№ 4		96-100	88-92	532,0		
№ 5		100-104	93-97	544,0		
№ 6		104-108	98-102	557,0		
№ 7		108-112	103-107	570,0		
№ 8		112-116	108-112	583,0		
№ 9		116-120	112-116	596,0		
№ 10		120-124	116-120	608,0		
№ 11		124-128	120-124	621,0		
№ 12		128-132	124-128	634,0		
Размер		Рост 3, см	Обхват груди, см	Обхват талии, см		
	Наименование				Кол-во, шт	
№ 1	185-195	84-88	74-78	538,0	Ребро жесткости тип P22 Корсетная косточка тип K10	2
№ 2		88-92	78-82	551,0		
№ 3		92-96	83-87	564,0		
№ 4		96-100	88-92	577,0		
№ 5		100-104	93-97	589,0		
№ 6		104-108	98-102	602,0		
№ 7		108-112	103-107	615,0		
№ 8		112-116	108-112	628,0		
№ 9		116-120	112-116	641,0		
№ 10		120-124	116-120	653,0		
№ 11		124-128	120-124	666,0		
№ 12		128-132	124-128	679,0		

Таблица 6 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-211

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол-во, шт
№ 1	158- 167	67-71	63-67	88-92	236,0	Корсетная косточка тип B4	2
№ 2		72-76	68-72	93-97	241,0		
№ 3		77-81	73-77	98-102	245,0	Корсетная косточка тип B6	2
						Ребро жесткости тип P16	2
№ 4		82-86	78-82	103-107	250,0	Корсетная косточка тип B3	2
№ 5		87-90	83-87	108-111	254,0		
№ 6		91-94	88-92	112-115	263,0	Корсетная косточка тип B5	2
						Ребро жесткости тип P16	2
№ 7		95-98	93-97	116-119	267,0	Корсетная	

№ 8		99-102	98-102	120-123	271,0	косточка тип В2	2
№ 9		103-106	103-107	124-127	274,0	Корсетная косточка тип В4	2
						Ребро жесткости тип Р16	2
№ 10		107-110	108-112	128-131	279,0	Корсетная косточка тип В1	2
№ 11		111-114	113-117	132-135	284,0		
№ 12		115-118	118-122	136-139	288,0	Корсетная косточка тип В3	2
						Ребро жесткости тип Р16	2
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
						Наименование	Кол-во, шт
№ 1	168-176	67-71	63-67	88-92	253,0	Корсетная косточка тип В7	2
№ 2		72-76	68-72	93-97	258,0		
№ 3		77-81	73-77	98-102	262,0	Корсетная косточка тип В9	2
						Ребро жесткости тип Р18	2
№ 4		82-86	78-82	103-107	267,0	Корсетная косточка тип В6	2
№ 5		87-90	83-87	108-111	271,0		
№ 6		91-94	88-92	112-115	280,0	Корсетная косточка тип В8	2
						Ребро жесткости тип Р18	2
№ 7		95-98	93-97	116-119	284,0	Корсетная косточка тип В5	2
№ 8		99-102	98-102	120-123	288,0		
№ 9		103-106	103-107	124-127	291,0	Корсетная косточка тип В7	2
						Ребро жесткости тип Р18	2
№ 10		107-110	108-112	128-131	296,0	Корсетная	

№ 11		111-114	113-117	132-135	301,0	косточка тип В4	2
№ 12		115-118	118-122	136-139	305,0	Корсетная косточка тип В6	2
						Ребро жесткости тип Р18	2

Таблица 7 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-493

Размер	Обхват груди, см	Обхват под грудью, см	Масса, г ±20%
№ 2	92-96	89-93	135,0
№ 3	96-100	93-97	144,0
№ 4	100-104	97-101	147,0
№ 5	104-108	101-105	158,0
№ 6	108-112	105-109	165,0
№ 7	112-116	109-113	173,0
№ 8	116-120	113-117	188,0
№ 9	120-124	117-121	195,0
№ 10	124-128	121-125	201,0
№ 11	128-132	125-129	205,0

Таблица 8 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-494

Размер	Обхват груди, см	Обхват под грудью, см	Масса, г ±20%
№ 2	88-92	73-77	143,0
№ 3	92-96	77-81	152,0
№ 4	96-100	81-85	166,0
№ 5	100-104	85-89	174,0
№ 6	104-108	89-93	178,0
№ 7	108-112	93-97	181,0
№ 8	112-116	97-101	191,0
№ 9	116-120	101-105	198,0
№ 10	120-124	105-109	207,0
№ 11	124-128	109-113	210,0

Таблица 9 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-706, У-707

Размер	Обхват под грудью, см	У-706				У-707		
		Масса, г ±20%	Элемент жесткости		Масса, г ±20%	Элемент жесткости		
			Наименование	Кол-во, шт		Наименование	Кол-во, шт	
№ 2	64-72	91,0	Ребро жесткости тип Р1	2	102,0	-	-	
№ 3	73-82	101,0			108,0			
№ 4	83-95	111,0			114,0			
№ 5	96-106	121,0			128,0			
№ 6	107-115	131,0			139,0			
№ 7	116-124	141,0			148,0			
№ 8	125-133	152,0			157,0			

Таблица 10 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-708

Размер	Обхват под грудью, см	Масса, г ±20%	Элемент жесткости	
			Наименование	Кол-во, шт
№ 2	72-80	139,0	Ребро жесткости тип Р6	2
№ 3	80-86	148,0		
№ 4	86-92	156,0		
№ 5	92-98	164,0		
№ 6	98-104	172,0	Корсетная косточка тип К1	2
№ 7	104-110	180,0		
№ 8	110-116	186,0	Корсетная косточка тип К2	2
№ 9	116-122	192,0		
№ 10	122-128	200,0		
№ 11	128-134	208,0		

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-107, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно.
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-109, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно.
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-134, рост: 1,2,3; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Хлопчатобумажное трикотажное полотно со вставками из эластичной сетки.
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-135, рост: 1,2,3; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Хлопчатобумажное трикотажное полотно со вставками из эластичной сетки.
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-136, рост: 1,2,3; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажного полотна.
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-211, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно со вставками из эластичной сетки.
Реклинатор ортопедический компрессионный У-493, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно.
Реклинатор ортопедический компрессионный У-494, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно.
Реклинатор ортопедический компрессионный У-706, размер: 2,3,4,5,6,7,8	Бесшовное вязаное полотно.
Реклинатор ортопедический компрессионный У-707, размер: 2,3,4,5,6,7,8	Бесшовное вязаное полотно.
Реклинатор ортопедический компрессионный У-708, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно.

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-107	Основа – эластичное полотно. Четыре гибких металлических ребра жёсткости на спинке: 2 длинных съёмных вдоль позвоночника и 2 коротких несъёмных

	по бокам, 2 корсетные косточки в боковых швах. Трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Широкие бретели, регулируемые по высоте с помощью трёхрядных застёжек на крючки и петли. Для женщин.
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-109	Основа – эластичное полотно. Два гибких несъёмных металлических ребра жёсткости на спинке, 2 корсетные косточки на передних деталях и 2 в боковых швах. Трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Широкие бретели, регулируемые по высоте с помощью трёхрядных застёжек на крючки и петли. Для женщин.
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-134	Основа – хлопчатобумажное трикотажное полотно со вставками из эластичной сетки. Выполнен в виде футболки. Система нерастяжимых вставок на спине обеспечивает эффект реклинации. Эластичная лента по низу изделия обеспечивает плотную фиксацию. Для мужчин.
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-135	Основа – хлопчатобумажное трикотажное полотно со вставками из эластичной сетки. Выполнен в виде футболки. Система нерастяжимых вставок на спине обеспечивает эффект реклинации. Эластичная лента по низу изделия обеспечивает плотную фиксацию. Для женщин.
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-136	Основа – эластичное полотно, подкладка переда из хлопчатобумажного полотна. Выполнен в виде майки. Два гибких съёмных металлических ребра жёсткости на спинке, 2 корсетные косточки в боковых швах. Застёжка спереди на крючки и петли и застёжку-молнию. Для мужчин.
Реклинатор ортопедический компрессионный Д-211	Основа – эластичное полотно со вставками из эластичной сетки. Два гибких съёмных металлических ребра жёсткости на спинке, 2 корсетные косточки на передних деталях и 2 в боковых швах. Усиленная двухрядная застёжка спереди на крючки и петли. Широкие бретели, регулируемые по высоте с помощью трёхрядных застёжек на крючки и петли. Для женщин.
Реклинатор ортопедический компрессионный У-493	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде футболки. Усиленное переплетение в верхней части спинки и по плечам обеспечивает коррекцию осанки. Для мужчин.
Реклинатор ортопедический компрессионный У-494	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде футболки. Усиленное переплетение в верхней части спинки и по плечам обеспечивает коррекцию осанки. Для женщин.
Реклинатор ортопедический компрессионный У-706	Основа – бесшовное вязаное полотно. Конструкция разъёмная – трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли.

	Два металлических моделируемых ребра жёсткости на спинке (несъёмные). Широкие бретели с мягкими вкладышами. Дополнительная вставка для увеличения подгрудного обхвата. Для женщин.
Реклинатор ортопедический компрессионный У-707	Основа – бесшовное вязаное полотно. Конструкция неразъёмная. Широкие бретели с мягкими вкладышами. Для женщин.
Реклинатор ортопедический компрессионный У-708	Основа – бесшовное вязаное полотно. Конструкция разъёмная спереди – двухрядная застежка на крючки и петли. Широкие бретели с мягкими вкладышами. Два металлических моделируемых ребра жёсткости на спинке (несъёмные). На передё и по бокам четыре корсетные косточки. По низу изделия эластичная лента обеспечивает плотную фиксацию. Для мужчин и женщин.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
 - Вскрыть упаковку, достать изделие.
 - Надеть реклинатор так, чтобы рёбра жёсткости располагались на одинаковом расстоянии от позвоночного столба, застегнуть и расправить изделие (для Д-107, Д-109, Д-136, Д-211, У-706, У-708).
 - Надеть реклинатор через голову, расправить изделие, проконтролировать положение функциональных элементов на спине и в области плеч (для Д-134, Д-135, У-493, У-494).
 - Надеть и расправить изделие (для У-707).
- СТИРКА И УХОД.**
- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
 - Отбеливание запрещено.
 - Не применять барабанную сушилку.
 - Глажение запрещено.
 - Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трёх лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 30 лист(ов)

Руководитель организации

