

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НаноМед»

А.А. Ходяков

2024 г.



Фотографическое изображение медицинского изделия:

**«Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для периферической артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием по НАЕФ.942511.028 ТУ»,
производства ООО «НаноМед»**

Версия 1.1

2024 год

инант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для периферической артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием по НАЕФ.942511.028 ТУ

Катетер баллонный для ангиопластики

«Natrix»

для периферической артерии
с лекарственным антипролиферативным покрытием

OTW SP 5,0/120-DE-80-35

с баллоном стандартного давления

Содержит лекарственное средство паклитаксел



NanoMed



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для периферической артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____
Производитель ООО «НаноМед»

МОДЕЛЬ

OTW SP 5,0/120-DE-80-35

ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ

23.05-0006

РАЗМЕР БАЛЛОНА

5,0x120

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

2026-10



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для периферической артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____
Производитель ООО «НаноМед»

МОДЕЛЬ

OTW SP 5,0/120-DE-80-35

ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ

23.05-0006

РАЗМЕР БАЛЛОНА

5,0x120

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

2026-10



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для периферической артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____
Производитель ООО «НаноМед»

МОДЕЛЬ

OTW SP 5,0/120-DE-80-35

ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ

23.05-0006

РАЗМЕР БАЛЛОНА

5,0x120

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

2026-10



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для периферической артерии с лекарственным антипролиферативным покрытием по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____
Производитель ООО «НаноМед»

МОДЕЛЬ

OTW SP 5,0/120-DE-80-35

ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ

23.05-0006


РАЗМЕР БАЛЛОНА

5,0x120

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

2026-10

5,0 мм	120 мм	0,89 мм / 0,035"	2,0 мм (6F)
ДИАМЕТР БАЛЛОНА	— ДЛИНА БАЛЛОНА —	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



2023-10

2026-10

LOT 23.05-0006

Давление, ATM / x 10 ² кПа	Диаметр баллона ± 10 %, мм
5	4,84
6	4,88
7	4,92
8	4,96
9 (Номинал)	5,00
10	5,04
11	5,08
12	5,12
13 (Максимум)	5,16



NanoMed



ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д.1
тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63
E-mail: nanomed.penza@mail.ru
<http://www.medeng.ru>

STERILE EO




Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____




НЕТОКСИЧНО

Катетер баллонный для ангиопластики
«Natrix»
 для периферической артерии
 с лекарственным антипролиферативным покрытием
OTW SP 5,0/120-DE-80-35
 с баллоном стандартного давления
 Содержит лекарственное средство паклитаксел



5,0 мм	120 мм	0,89 мм / 0,035"	2,0 мм (6F)
ДИАМЕТР БАЛЛОНА	← ДЛИНА БАЛЛОНА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.




2023-10

2026-10

LOT 23.05-0006

Давление, АТМ / $\times 10^2$ кПа	Диаметр баллона $\pm 10\%$, мм
5	4,84
6	4,88
7	4,92
8	4,96
9 (Номинал)	5,00
10	5,04
11	5,08
12	5,12
13 (Максимум)	5,16



ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,
 ул. Центральная, д.1
 тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63
 E-mail: nanomed.penza@mail.ru
 http://www.medeng.ru

STERILE EO




Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
 по НАЕФ.942511.028 ТУ
 Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НЕТОКСИЧНО

Катетер баллонный для ангиопластики
«Natrix»
 для периферической артерии
 с лекарственным антипролиферативным покрытием
OTW SP 5,0/120-DE-80-35
 с баллоном стандартного давления
 Содержит лекарственное средство паклитаксел

Комплектация:
 - Катетер баллонный - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.;
 - Идентификационная наклейка - 4 шт.

5,0 мм	120 мм	0,89 мм / 0,035"	2,0 мм (6F)
ДИАМЕТР БАЛЛОНА	← ДЛИНА БАЛЛОНА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



Давление, АТМ / x 10 ² кПа	Диаметр баллона ± 10 %, мм
5	4,84
6	4,88
7	4,92
8	4,96
9 (Номинал)	5,00
10	5,04
11	5,08
12	5,12
13 (Максимум)	5,16




2023-10 2026-10 LOT 23.05-0006

 **NanoMed**

ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,
 ул. Центральная, д.1
 тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63
 E-mail: nanomed.penza@mail.ru
<http://www.medeng.ru>

Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
 по НАЕФ.942511.028 ТУ
 Регистрационное удостоверение № _____ от _____

STERILE EO




НЕТОКСИЧНО


Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
 для периферической артерии
 с лекарственным антипролиферативным покрытием
OTW SP 5,0/120-DE-80-35
 с баллоном стандартного давления
 Содержит лекарственное средство паклитаксел




 **NanoMed**

OTW	ВИД КАТЕТЕРА	SP	ИНДЕКС ДАВЛЕНИЯ	DE	ПОКРЫТИЕ БАЛЛОНА	0,89 мм (0,035")	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	5,0	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, мм	120	ДЛИНА БАЛЛОНА, мм	2023-10	2026-10
-----	--------------	----	-----------------	----	------------------	------------------	-------------------	-----	---------------------	-----	-------------------	---------	---------







Пропуменовано,
прошнуровано и
скреплено печатью

8 листов

