

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЭНДОМЕДКОМ»

С.В. Каримова



2024 г.


Фотографические изображения медицинского изделия

«Помпа эндоскопическая ирригационная АРР-1»

2024г.

Подписи к фотографиям/макетам русскоязычной маркировки:

Фото/макет	Страница
Помпа эндоскопическая ирригационная AFP-1	3
Маркировка рабочего цикла	4
Трубка для ирригации одноразовая JRIT-IB-N	5
Предохранитель	6
Кабель питания	7
Переключатель ножной FS-01	8
Трубка для ирригации SSG001/2/3 (на примере SSG001) с макетом русскоязычной маркировки	9
Этикетка изделия «Помпа эндоскопическая ирригационная AFP-1»	10
Этикетка компонента, при поставке отдельно от изделия (на примере Трубки для ирригации одноразовой JRIT-IB-N)	11
Общий вид, маркировка транспортной/потребительской упаковки	12-13
Макет русскоязычной маркировки устройства, наносимой на транспортную/потребительскую упаковку	14
Макеты русскоязычной маркировки компонентов изделия, наносимой на первичную упаковку (на примере Трубки для ирригации одноразовой JRIT-IB-N) и на транспортную/потребительскую упаковку, при поставке компонентов отдельно от изделия	15



Рабочий цикл:
Максимальное время активации: 20 с.



Минимальное время деактивации:
соответствует времени однократного нажатия
ножного переключателя.











AOHUA

Name: Endoscopic Irrigation Pumps

Model: AFP-1



SN

MD423227



2023-04-15

Power rating: 50VA

Voltage: 100-240V AC

Frequency: 50Hz/60Hz

Fuse rating:  T 2.5A L 250V

Type of production: Class I Type BF

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Shanghai AOHUA Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

Address: No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108, Shanghai, P.R.China

Tel: +86-21-67681019



WARNING

For continued protection against fire hazard, replace only with same type and rating of fuse.



0344







PD: W00313
PM: AFP-1
SN: MD423227
MFG: 2023/4/15

CE0344



PD-22-030-12
N24

PD: W00313
PM: AFP-1
SN: MD423227
MFG: 2023/4/15



PD-22-030-12/24_AFP-1_
001_3070001

ДОКУМЕНТ

АОНУА



Помпа эндоскопическая пригнационная AFP-1

SN

См. на упаковке (SN)



См. на упаковке (MFG)

Номинальная мощность: 50 ВА;

Напряжение: 100-240В AC;

Частота: 50/60 Гц;

Предохранитель: T 2,5A L 250V

Защита от поражения электрическим током: Класс I тип BF

Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.



(«Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко., Лтд».)

No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108 Shanghai, KHP.

Тел. +86-21-6768-1018

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЭНДОМЕДКОМ», РФ, 107140, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер 1-й Красносельский, д. 3, помещ., 17П, тел. +7-925-287-2549, e-mail: info@endomedcom.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 202Х/ХХХХХ от ХХ.ХХ.20ХХ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Условия хранения и транспортирования:

Диапазон температур окружающей среды: -40°C - +55°C

Диапазон относительной влажности: 10% - 95%

(без конденсации)

Диапазон атмосферного давления: 500 гПа - 1060 гПа

Хранить в местах без доступа жидкостей, без химикатов, без взрывоопасных газов, без газов разложения и с хорошей вентиляцией в помещении.

Сведения о вложении приведены в упаковочном листе внутри коробки.

Для обеспечения защиты от опасности возгорания заменяйте предохранитель только на предохранитель того же типа и номинала

ЛОНИА



Трубка для ирригации одноразовая
JRIT-IB-N

LOT 20230306 2023.03.06 К-во: 1 шт.

Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.,
No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District,
201108 Shanghai, KHP. T: +86-21-6768-1018

Регистрационное удостоверение
№ P3H 202X/XXXXXX от XX.XX.20XX

ЛОНИА



Компоненты для помпы эндоскопической ирригационной AFP-1



Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.
(«Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко., Лтд».)
No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108 Shanghai, KHP,
Тел. +86-21-6768-1018

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ЭНДОМЕДКОМ», РФ, 107140, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский,
пер 1-й Красносельский, д. 3, помещ., 17П, тел. +7-925-287-2549, e-mail: info@endomedcom.ru

Регистрационное удостоверение № P3H 202X/XXXXXX от XX.XX.20XX

Условия хранения и транспортирования:

Диапазон температур окружающей среды: -40°C - +55°C

Диапазон относительной влажности: 10%–95% (без конденсации)

Диапазон атмосферного давления: 500 гПа - 1060 гПа

Хранить в местах без доступа жидкостей, без химикатов, без взрывоопасных газов, без газов разложения и с хорошей вентиляцией в помещении.

Сведения о вложении приведены в упаковочном листе внутри коробки.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 15 лист *об*

Генеральный директор
ООО «ЭНДОМЕДКОМ»
С. В. Каримова

