

УТВЕРЖДАЮ

Общество с ограниченной ответственностью

«БИЭНСИ ГЛОБАЛ+»

Генеральный директор

Елгайкина Л.В.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ «НИТИ AESTHETIC LINE ИЗ ПОЛИ-L-МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ
СТЕРИЛЬНЫЕ РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ ДЛЯ ЛИФТИНГА ТКАНЕЙ С ИГЛАМИ ИЛИ КАНЮЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ»**



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA M 31-1216-70 (тип нити MONO)

Aesthe Line

НИТИ AESTHELINE ИЗ ПОЛИ-L-МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ СТЕ-
РИЛЬНЫЕ РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ ДЛЯ ЛИФТИНГА ТКАНЕЙ С
ИГЛАМИ ИЛИ КАНЮЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ, КОЛИ-
ЧЕСТВО УКАЗАНО НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ УПАКОВКИ.

Назначение: Для имплантации в процессе косметологической хирургической процедуры в мягкие ткани лица и тела специально обученным квалифицированным медицинским персоналом (врачом) для коррекции возрастных гравитационных изменений (провисание тканей вследствие нарушения упругости) в пределах подкожного жирового слоя, поверхностного мышечно-апоноэвратического комплекса, некоторых мышечных дефектов, лифтинга, армирования, волонизации, коррекции имеющихся дефектов. Состав: Нити из поли-L-молочной кислоты с иглами или канюлями, модель и размер см. на упаковке.

Срок биодеградации нитей в тканях: 6-12 месяцев.

Использование: Нити Aestheline являются медицинским изделием и могут быть имплантированы по медицинским показаниям исключительно специально обученным квалифицированным медицинским персоналом (врачом), прошедшим специальное обучение по технике введения, с соблюдением всех правил тредлифтинга и санитарных норм в условиях процедурного кабинета.

Показания к применению: коррекция возрастных изменений кожи; появление морщин; начальные явления гравитационногоптоза щек и субментальной области; дряблые ткани шеи; целлюлит; коррекция фигуры; неровный рельеф кожи после липосакции. Запрещена имплантация нитей в области воспалений, повреждений или установки перманентного имплантата. **Способ применения:** нити AestheLine предназначены для подкожного введения.

Механизм действия: введенная нить оказывает немедленное поддерживающее и подтягивающее влияние, а последующее длительное нахождение нити в тканях оказывает ревитализирующее воздействие на кожу. В случае возникновения нежелательных реакций и осложнений пациенту необходимо немедленно обратиться к лечащему врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными и инъекционными препаратами: клинически значимое воздействие с другими инъекционными препаратами и лекарственными средствами не установлено.

Меры предосторожности: медицинское изделие не предназначено для использования лицами, не имеющими специального медицинского образования (полный список см. в инструкции по применению).

Способы имплантации: вид, размер, количество нитей, способ установки и курс подбираются врачом индивидуально.

Продукт стерильный одноразового использования. Не использовать после окончания срока годности или при вскрытой (поврежденной) упаковке. Товар поставляется в стерильных блистерах в количестве, указанном на упаковке.

Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, вдали от влажных мест, источников света и тепла, в закрытой на zip-замок алюминиевой упаковке.

Температура хранения: от 1° C до 20° C

Как использованные, так и неиспользованные нити из вскрытой стерильной упаковки подлежат утилизации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами.

Регистрационное удостоверение: РЗН _____

от _____

Производитель: «M.BASE Co. Ltd.» М.БЭИС Ко.Лтд. А-1603, 302, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea +82-70-4212-8612 m-base@naver.com

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «БиЭнСи Глобал+» 127474, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бескудниковский, Б-Р Бескудниковский, д. 6, к. 2, кв. 122, www.aestheline.ru, +7 916 687-35-82

Срок годности: 2 года, дату производства см. на упаковке

Для однократного применения!

THE ABSORBABLE
THREAD

РЕССАСЫВАЮЩАЯ НИТЬ

ISO 13485

STERILE EO


СТЕРИЛЬНО НЕТОКОЧНО




BNC Global+



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки (оборотная сторона)




На фотографии приведен общий вид содержания потребительской упаковки характерный для типа нитей MONO, на примере варианта исполнения E PLLA M 31-1216-70



На фотографии приведен общий вид игл с предустановленными нитями, характерный для типа нитей MONO, на примере варианта исполнения E PLLA M 31-1216-70



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA M 30-2530-60 (тип нити MONO)



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA M 29-3850-60 (тип нити MONO)




На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA M 27-6080-50 (тип нити MONO)



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA S 30-2530-60 (тип нити SCREW)



На фотографии приведен общий вид содержания потребительской упаковки характерный для типа нитей SCREW, на примере варианта исполнения E PLLA S 30-2530-60



На фотографии приведен общий вид иглы с предустановленными нитями, характерный для типа нитей SCREW, на примере варианта исполнения E PLLA S 30-2530-60



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA S 29-3850-60 (тип нити SCREW)



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA S 29-5070-60 (тип нити SCREW)




На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA S 27-6080-50 (тип нити SCREW)



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA CL 18-100175-2 (тип нити Cannula L)




На фотографии приведен общий вид содержания потребительской упаковки характерный для типа нитей Cannula L, на примере варианта исполнения E PLLA CL 18-100175-2



На фотографии приведен общий вид иглы для прокола в блистере, характерной для типов нитей Cannula L, Cannula W, Rhino, M1, M2, DOUBLE ARM

PEEL OPEN
JTN
모델명 : JTN18038
사 이 즈 : 18G x 38mm
제조원 (주)제일테크 (STERILE) 제조번호 : JTN221016
의료기기. 재사용금지. 일회용 제조일자 : 2022.10.05
유효기간 : 제조일로부터 5년
GMP
CE 1370


На фотографии приведен общий вид блистера (оборотня сторона) иглы для прокола в блистере, характерной для типов нитей Cannula L, Cannula W, Rhino, M1, M2, DOUBLE ARM



На фотографии приведен общий вид иглы для прокола, характерной для типов нитей Cannula L, Cannula W, Rhino, M1, M2, DOUBLE ARM



На фотографии приведен общий вид оборотной стороны блистера



Фотографические изображения медицинского изделия «Нити AestheLine из поли-L-молочной кислоты стерильные рассасывающиеся для лифтинга тканей с иглами или канюлями различных размеров» производства «M.BASE Co., Ltd.» (М.БЭЙС Ко. Лтд.), Республика Корея

На фотографии приведен общий вид канюли L с предустановленными нитями, характерный для типа нитей Cannula L, на примере варианта исполнения E PLLA CL 18-100175-2



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA CL 21-60115-0 (тип нити Cannula L)



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA CL 23-60115-30 (тип нити Cannula L)



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA CW 21-90160-20 (тип нити Cannula W)



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA CW 19-100155-0 (тип нити Cannula W)


Фотографические изображения медицинского изделия «Нити Aestheline из поли-L-молочной кислоты стерильные рассасывающиеся для лифтинга тканей с иглами или канюлями различного производства «M.BASE Co., Ltd.» (М.БЭИС Ко. Лтд.), Республика Корея



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA CW 18-100150-1 (тип нити Cannula W)



На фотографии приведен общий вид содержания потребительской упаковки характерный для типа нитей Cannula W, на примере варианта исполнения E PLLA CW E PLLA CW 18-100150-1



На фотографии приведен общий вид канюли W с предустановленными нитями, характерный для типа нитей Cannula W, на примере варианта исполнения E PLLA CW 18-100150-1



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA R 19-3840-0 (тип нити Rhino)




На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA R 19-5070-1 (тип нити Rhino)


Фотографические изображения медицинского изделия «Нити Aestheline из поли-L-молочной кислоты стерильные рассасывающиеся для лифтинга тканей с иглами или канюлями различного производства «M.BASE Co., Ltd.» (М.БЭЙС Ко. Лтд.), Республика Корея



На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA R 19-6080-0 (тип нити Rhino)



На фотографии приведен общий вид содержания потребительской упаковки характерный для типа нитей Rhino, на примере варианта исполнения E PLLA R 19-6080-0



На фотографии приведен общий вид канюли L с предустановленными нитями, характерный для типа нитей Rhino, на примере варианта исполнения E PLLA R 19-6080-0




На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E PLLA R M1CW 18-100170-2 (тип нити M1)




На фотографии приведен общий вид потребительской упаковки для варианта исполнения E LN PLLA 19-120420-0 (DOUBLE ARM)



На фотографии приведен общий вид содержания потребительской упаковки характерный для типа нитей DOUBLE ARM, на примере варианта исполнения E LN PLLA 19-120420-0



На фотографии приведен общий вид атравматические игл с предустановленными нитями, характерный для типа нитей DOUBLE ARM, на примере варианта исполнения E LN PLLA 19-120420-0



На фотографии приведен общий вид атравматические игл с предустановленными нитями, характерный для типа нитей DOUBLE ARM, на примере варианта исполнения E LN PLLA 19-120420-0



Транспортная упаковка

Прошито и пронумеровано
скреплено печатью 38
Генеральный директор
ООО «БИЗНСИ ГЛОБАЛ+»
Л.В. Ел
«18» _____ 202 4 г

